

Alpha XT de Bernafon
Inspiré par le meilleur



Aides auditives rechargeables

Alpha XT

bernafon®
Your hearing · Our passion

Alpha XT de Bernafon est inspiré par les membres du royaume animal dotés d'une audition exceptionnelle. Il dispose de la technologie Hybrid Technology™ la plus avancée de Bernafon pour un son naturel et de haute qualité.

Rechargeable et équipé de la technologie de connectivité sans fil, Alpha XT associe une qualité sonore exceptionnelle à la polyvalence et à l'élégance.

Inspiré par le meilleur.





Hybride

Alpha XT utilise la Hybrid Technology™ pour augmenter à la fois la compréhension de la parole et le confort d'écoute.

Rechargeable

Les aides auditives Alpha XT sont disponibles en deux modèles rechargeables. Elles se rechargent en moins de 3,5 heures et tiennent toute la journée. Vivez votre journée en toute confiance et avec sérénité.

Confortable

Fin et discret à porter, Alpha XT se loge derrière l'oreille pour être maintenu confortablement, tout au long de la journée.

Polyvalent

Alpha XT diffuse du son directement depuis votre smartphone et d'autres appareils audio. Avec l'application intuitive Bernafon, vous pouvez facilement surveiller et contrôler vos aides auditives et bénéficier de l'assistance à distance de votre audioprothésiste.

La Hybrid Technology™ pour le meilleur son, sans compromis

Unique dans le secteur de l'audiologie, la Hybrid Technology™ unifie deux approches de traitement en un seul système auditif hybride. En combinant leurs forces, elle peut traiter le son de manière optimale dans d'innombrables situations d'écoute.



Saisissez mieux la conversation en cours, même dans des situations bruyantes. La parole est amplifiée en temps réel et avec une grande précision pour une qualité sonore claire.



Entendez plus confortablement grâce à la réduction efficace des bruits de fond gênants. Le Larsen est éliminé avant qu'il ne devienne audible.



Profitez de l'extérieur en étant mieux protégé du bruit du vent.



Devenez plus conscient de votre environnement et appréciez à nouveau le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. Alpha XT préserve soigneusement les sons de l'environnement et les reproduit naturellement.



Plongez dans des sons musicaux riches et de haute qualité grâce au programme spécifique Music Experience.



Rechargées pour une journée complète d'utilisation, y compris avec le streaming sonore

Avec les aides auditives rechargeables Alpha XT, vous pouvez oublier l'achat et le remplacement des piles. Il suffit de placer les aides auditives dans la station de charge pendant la nuit et de commencer confortablement votre journée.



Vous pouvez aussi utiliser le **Charger Plus portable**. Équipé d'un bloc d'alimentation, il propose 3 cycles de charge complète nécessaires pour recharger deux aides auditives sans avoir besoin d'alimentation électrique. Rechargez la batterie du Chargeur Plus en seulement 4 heures et voyagez confortablement en toute sérénité.



en 3 heures

100 %

en 60 minutes

50 %

en 30 minutes

25 %

Conception polyvalente et ergonomique



Large gamme de dômes et d'embouts personnalisés pour un ajustement sûr et confortable



Le voyant LED indique l'état de l'alimentation



Un ou plusieurs boutons-poussoirs permettent de changer de programme et de régler le volume



La connectivité Bluetooth® permet de diffuser le son à partir d'appareils audio externes



La bobine téléphonique se connecte aux systèmes de boucle d'induction disponibles dans les lieux publics

IP68

Le revêtement résistant à la poussière et à l'eau prolonge la durabilité du produit



L'indicateur vocal de l'état de « batterie faible » est facile à utiliser

Alpha XT est disponible avec une batterie lithium-ion rechargeable ou une batterie zinc-air non rechargeable dans les styles : miniRITE T, miniRITE T R, miniBTE T et miniBTE T R.



Faites votre choix parmi 10 combinaisons de couleurs attrayantes assorties à votre propre style



sand beige

metallic anthracite



metallic silver

Diffusion directe du son très pratique

Les aides auditives Alpha XT de Bernafon se connectent aux périphériques audio externes* par le biais de la technologie Bluetooth® Low Energy sans fil de 2,4 GHz. Répondez aux appels téléphoniques, écoutez de la musique ou des livres audio – vos aides auditives fonctionnent comme des écouteurs stéréo de haute qualité et diffusent le son pendant de nombreuses heures.



Téléchargez la nouvelle **application Bernafon** pour contrôler facilement le volume, les programmes et vérifier le niveau de la pile. Ou utilisez la fonction « Trouver mon aide auditive », juste au cas où. Utilisez la fonction d'adaptation à distance pour vous connecter à votre audioprothésiste et faire régler vos aides auditives à distance.

Bénéficiez d'une **communication mains libres** lorsque vous utilisez un iPhone* ou un iPad*.



Conçu pour

iPhone | iPad | iPod

Works with

android

* Pour obtenir des informations sur la compatibilité, consultez bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch et Apple Watch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG Inc. et Demant A/S les utilise sous licence. Les autres marques déposées et marques commerciales sont détenues par leurs propriétaires respectifs.

Des accessoires pensés pour améliorer votre quotidien



Le **SoundClip-A** est un petit appareil polyvalent. Attachez-le à votre veste et connectez-le à votre smartphone pour passer des appels téléphoniques en mode mains libres. Ou utilisez-le comme microphone à distance pour améliorer la communication sur des distances allant jusqu'à 20 mètres.



Le **TV-A** vous permet de diffuser des divertissements télévisés dans vos aides auditives. Profitez du dernier film d'action en qualité sonore stéréo. Pendant ce temps, vos amis ou votre famille peuvent regarder la télévision avec vous au volume qui leur convient le mieux.



La **RC-A** est une télécommande avec une prise en main rapide. Utilisez-la pour modifier le programme et le volume de vos aides auditives facilement et discrètement.

Fondé en Suisse en 1946, la marque Bernafon travaille depuis toujours dans l'esprit et la tradition de nos fondateurs pour développer des solutions qui aident les personnes avec des difficultés d'audition. Notre héritage suisse, notre technologie avancée et produits de haute performance nous permettent d'atteindre notre objectif :

Ensemble, nous donnons les moyens à chacun de mieux entendre et de mieux communiquer.

Pour plus d'informations sur les aides auditives, rendez-vous sur le site web de **Bernafon**.

www.bernafon.fr



Bernafon dans le monde : Australie · Canada · Chine · Danemark · Finlande · France · Allemagne · Italie · Japon · Corée · Pays-Bas · Nouvelle-Zélande · Pologne · Afrique du Sud · Espagne · Suède · Suisse · Turquie · Royaume-Uni · États-Unis

Bernafon est une marque du Groupe Demant.

Your hearing · Our passion signifie : Votre audition · Notre passion

SOUND 
OF SWITZERLAND

bernafon 
Your hearing · Our passion