



For everyone



Модель 270

Двухканальный диагностический аудиометр

Двухканальный диагностический аудиометр, обеспечивающий широкий диапазон измерений для оценки состояния слуха и настройки слуховых аппаратов. Amplivox 270 включает в себя такие функции, как аудиометрия по воздуху, кости и тестирование речи. Таким образом он идеально подходит для аудиологов и экспертов по слуху, которые работают в стационарных условиях или проводят выездные обследования.

Варианты тестирования

Расширенные технические возможности аудиометра, такие, как различные клинические тесты, выбор выходных преобразователей, возможность записи результатов тестирования, наряду с гарантированной надежностью прибора, стали возможными благодаря использованию передовых цифровых технологий. При тестировании как записанной так и живой речи можно легко определить баллы SRT и SDT на наиболее комфортном пороговом уровне (MCL) для более быстрой настройки слухового аппарата. Модель 270 также включает в себя надпороговые тесты, такие как Stenger, ABLB и SISI, и гарантирует высокий уровень обслуживания пациентов.

Продуманный дизайн

Модель 270 отличается четким и точным дисплеем с оптимальным углом обзора, логичным расположением клавиш и прочной конструкцией. Элементы управления расположены с учетом удобства пользователя, чтобы уменьшить время тестирования. Добавление бесшумных поворотных регуляторов также помогает минимизировать уровень шума для получения более точных результатов.

Управление данными

Результаты обследования могут быть сохранены в памяти прибора, распечатаны с помощью дополнительного принтера и / или переданы на компьютер с помощью программного обеспечения Amplisuite.

Amplisuite позволяет легко загружать результаты обследования для обработки и управления с помощью эффективных инструментов консультирования, таких как речевые бананы.

Аудиометр также предлагает интеграцию со сторонними системами электронных медицинских карт (EMR), такими как Noah и OtoAccess®, в один клик. Это обеспечивает бесперебойную передачу результатов и данных для повышения эффективности рабочего процесса.

Ключевая особенность

Двухканальная аудиометрия
Диапазон частот (воздух): 125 – 8000 Гц
Диапазон уровня выходного сигнала (воздух): -10- 120 дБ нПс
Воздушная и костная аудиометрия с маскировкой
THL, MCL, ULL/UCL
Речевая аудиометрия (вживую или запись)
Аудиометрия в свободном поле (функция 2 динамиков)
Набор надпороговых тестов: ABLB, Stenger, SISI
Возможность подключения к сторонним EMR
Компактный, легкий и портативный



Посетите веб-сайт www.amplivox.com/audiometry/model-270, чтобы узнать больше о функциях и преимуществах модели 270.

www.amplivox.com | +44 (0)1865 880846 | hello@amplivox.com

Модель 270

Двухканальный диагностический аудиометр

Технические характеристики

Диапазон частот

Диапазон по воздуху (кГц):	0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8
Диапазон по кости (кГц):	0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8
Точность воспроизведения частоты:	<1%
Искажение:	<2%
Тип сигнала:	Одиночный, импульсный частотно-модулированный или непрерывный

Диапазон уровня выходного сигнала

Диапазон уровня выходного сигнала (по воздуху):	от -10 дБ нПс до 100 дБ нПс
Диапазон уровня выходного сигнала (по кости):	от -10 дБ нПс до 70 дБ нПс
Выходной сигнал - шаг:	2.5 / 5 дБ

Маскировка

Маскировка:	Узкополосная и взвешенного шума речи
Выходы:	Головные телефоны, внутриушные телефоны и внутриушной телефон для маскировки
Уровень маскировки:	90 дБ нПс макс (250 Гц – 4 кГц)

Речь

Вход для речи:	MP3/ CD или живая речь
----------------	------------------------

Свободное поле

Диапазон уровня выходного сигнала:	До 90 дБ
Количество динамиков	2

Специальные тесты

Надпороговые тесты:	Stenger test, ABLB (Fowler), SISI
---------------------	-----------------------------------

Связь

Функция общения с пациентом (Talk over):	Встроенный микрофон или внешняя гарнитура для оператора
Функция обратной связи с пациентом (Talk back):	Внешний микрофон

Управление данными

Внутренняя база данных:	12 аудиограмм
Дополнительный принтер:	Термопринтер
Передача данных:	Через USB-кабель к Amplisuite, Audibase, Noah, OtoAccess® и другим системам EMR
Языки:	Английский, немецкий

Физические данные

Графический дисплей:	2 строки по 24 символа в каждой
Питание:	От сети: 240 В~ 50/60 Гц
Габариты (Д x Ш x В):	270 x 175 x 68 мм
Вес:	1540 г / 3.39 фунта

Соответствие стандартам

Тип:	Аудиометр тип 3ВЕ/тип 2
Безопасность:	IEC 60601-1 (плюс отклонения UL, CSA и EN)
Электромагнитная совместимость:	IEC 60601-1-2
Аудиометрия:	Тип 2 (IEC 60645-1:2017), тип 3ВЕ (ANSI S3.6:2010)
Маркировка CE:	Соответствует Регламенту о медицинском оборудовании ЕС (MDR 2017/745)

Стандартное оборудование

- Головные телефоны
- Костный телефон
- Кнопка ответа пациента
- Блок питания с адаптерами для конкретной страны
- Бланки аудиограмм (50 штук)
- Кейс для переноски
- Руководство и программное обеспечение (доступны для загрузки с веб-сайта)

Дополнительные

- Amplivox Audiocups (шумопоглощающие амбушюры)
- Внутриушной телефон для маскировки
- Внутриушные телефоны
- Термопринтер
- База данных OtoAccess®
- Комбинированный телефон с микрофоном (гарнитура)
- Микрофон пациента
- Комплект динамиков
- Кабели для подключения к звукоизоляционной кабине
- USB-кабель (для подключения к ПК)
- USB-кабель банка питания

Amplivox Ltd, 3800 Parkside, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham, West Midlands, B37 7YG, United Kingdom

www.amplivox.com | +44 (0)1865 880846 | hello@amplivox.com

Политика компании Amplivox направлена на постоянное развитие, поэтому оборудование может отличаться от описания и технических характеристик, приведенных в настоящем документе.

amplivox
For everyone

RU-ASS17-VI