



Alpha
Inspiré par le meilleur



Aides auditives rechargeables
avec chargeur portable

bernafon®
Your hearing · Our passion



Alpha est inspiré par les grands acteurs du royaume animal dotés d'une audition exceptionnelle. Sa Hybrid Technology™ unique améliore la compréhension de la parole et le confort d'écoute et garantit un son optimal sans compromis, même dans les situations d'écoute les plus rigoureuses.

Équipées de la technologie de connectivité sans fil, les aides auditives Alpha allient une qualité sonore exceptionnelle à un design contemporain.

Inspiré par le meilleur

Le meilleur son, sans faire de compromis

Deux valent mieux qu'un. Alpha est la première aide auditive dotée de la Hybrid Technology™. Elle unit deux approches de traitement du signal au sein d'un système d'audition hybride. En combinant leurs forces, Alpha peut travailler de manière optimale dans d'innombrables situations d'écoute. Satisfaits, les utilisateurs d'aides auditives Alpha ont signalé les avantages suivants* :

- Compréhension de la parole sans difficultés dans un restaurant
- Qualité sonore bonne à excellente
- Parole perçue clairement dans un environnement bruyant
- Sons ambiants et voix restent naturels et sans Larsen



*2020 : Basé sur des données d'essais cliniques obtenues auprès de Bernafon AG, Berne, Suisse

Laissez Alpha se concentrer sur votre audition pour penser à autre chose

Avec la Hybrid Technology™, vous entendez en faisant moins d'effort. Vous pouvez profiter du reste.



La parole est amplifiée en temps réel et avec une grande précision. Appréciez la clarté des paroles de vos interlocuteurs et saisissez mieux la conversation en cours, même dans des situations bruyantes.

Les sons ambiants sont soigneusement préservés et reproduits naturellement. Vous profitez alors pleinement de votre environnement sonore et appréciez à nouveau le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles.

Le bruit perturbateur est réduit pour vous permettre d'entendre plus confortablement. Une protection efficace contre le Larsen élimine les sons artificiels avant qu'ils ne deviennent audibles.

L'émotion est dans chaque note

Avec les aides auditives Alpha, vous ressentez pleinement tous les sons captés par la technologie unique de Bernafon, lorsque vous écoutez de la musique. Vous plongez instantanément dans l'atmosphère de sons musicaux riches et de haute qualité avec le programme **Music Experience**. Spécialement conçu pour la musique, après de nombreuses années de recherches et d'expertise acquise dans ce domaine, ce programme unique fonctionne avec la Hybrid Technology™ pour capturer des sons musicaux dynamique, en temps réel et avec une grande précision. Le résultat : un son équilibré pour un intense moment de musique.



Que vous dansiez au son de la musique classique, que vous jouiez dans un groupe de jazz, que vous alliez à des concerts de rock ou que vous écoutiez les derniers titres connus à la radio : avec Alpha, il suffit de changer de programme pour vibrer et ressentir toute l'émotion que procure un morceau de musique.

Ressentir les bienfaits d'une musique aux sonorités claires et équilibrées

Vous écoutez du rock ou de la musique classique ? Peu importe, Alpha capture les plus beaux sons de la musique que vous aimez. Le programme Music Experience fonctionne pour la musique en direct, enregistrée ou diffusée en continu, écoutée à l'intérieur et à l'extérieur, et pour tout le monde, des amateurs aux professionnels du son, en passant par les musiciens exigeants et les amateurs éclairés !



Rechargeable pour une journée complète d'utilisation, y compris en streaming audio



Avec les aides auditives rechargeables Alpha, vous pouvez tout simplement oublier d'acheter des piles ou de les changer. La batterie Lithium-ion longue durée se recharge entièrement en seulement trois heures. Placez vos aides auditives dans la station de recharge pendant la nuit. Le lendemain, votre journée se déroulera sans que vous ayez besoin de vous préoccuper de changer votre pile. Le bénéfice pour vous ? Une tranquillité d'esprit absolue.

Le chargeur « plug & play » stable est parfait pour recharger vos aides auditives à la maison. Il peut être posé sur n'importe quelle surface ou table de chevet et est simple à utiliser.



Préférez-vous les aides auditives non rechargeables ? Aucun problème, Alpha est également disponible dans une version non rechargeable qui bénéficie de technologie et de fonctionnalités identiques.

Chargement pratique et usage nomade pour le Chargeur Plus

Le **Chargeur Plus** est l'accessoire idéal pour les utilisateurs d'Alpha, qui mènent une vie active. Équipé d'un bloc d'alimentation, il offre 3 cycles de charge complète de deux aides auditives sans nécessiter d'alimentation électrique. Trois voyants LED à l'arrière du chargeur indiquent les cycles de charge restants. Lorsqu'il est déchargé, il suffit de recharger sa batterie en seulement 4 heures.



Mettez le Chargeur Plus dans votre sac et emportez-le en week-end. Son couvercle pratique permet de ranger vos aides auditives en toute sécurité à l'intérieur. Voyagez confortablement et l'esprit libre !



Connectez-vous et recevez le son directement dans vos oreilles via vos aides auditives

Alpha n'est pas seulement une aide auditive, cela peut devenir un petit gadget technologique qui se connecte à de nombreux périphériques audio externes par le biais de la technologie Bluetooth® à faible consommation d'énergie sans fil de 2,4 GHz. Avec Alpha, vous répondez à des appels téléphoniques et écoutez de la musique ou des livres audio directement dans vos aides auditives. Elles fonctionnent comme des écouteurs stéréo de haute qualité et diffusent le son pendant de nombreuses heures.



Made for
iPhone | iPad | iPod

Works with
android



* Pour obtenir des informations sur la compatibilité, consultez bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch et Apple Watch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG Inc. et Demant A/S les utilise sous licence. Les autres marques déposées et marques commerciales sont détenues par leurs propriétaires respectifs.

Contrôle intuitif et accessoires utiles

Prenez le contrôle de vos aides auditives et accédez aux fonctions de streaming avec l'application gratuite **Bernaфон EasyControl-A**. Utilisez-la pour régler le volume de vos aides auditives, changer de programme et vérifier le niveau des piles. Ajustez l'intensité des basses, des médiums et des aigus de la musique diffusée avec l'égalisateur de diffusion. Elle dispose même d'une fonction « Trouver mon aide auditive », juste pour le cas où vous ne parviendriez plus à les retrouver.



Scannez-moi



Télécharger dans
l'App Store

Scannez-moi



DISPONIBLE SUR
Google Play

Le **SoundClip-A** est un petit appareil polyvalent. Clipsez-le à votre veste et connectez-le à votre smartphone pour passer des appels téléphoniques en mode mains libres. Utilisez-le aussi comme microphone à distance pour améliorer la communication avec un interlocuteur placé loin de vous. Sa portée maximale est de 20 mètres.



Le **TV-A** vous permet de diffuser des programmes télévisés dans vos aides auditives. Profitez du dernier film d'action en qualité sonore stéréo. Pendant ce temps, vos amis ou votre famille peuvent regarder la télévision avec vous, en décidant du volume qui leur convient le mieux.



Le **RC-A** est une télécommande très intuitive à utiliser. Utilisez-la pour modifier le programme et le volume de vos aides auditives facilement et rapidement.

Alpha, des aides auditives polyvalentes et pratiques

Le style d'aide auditive le plus populaire de Bernafon est livré avec de nombreuses fonctionnalités pour gérer le quotidien en toute simplicité. Avec votre audioprothésiste, déterminez la catégorie de performance, la couleur et le style qui conviennent le mieux à vos besoins et à votre budget.

Le voyant LED indique l'état de l'alimentation

Les doubles boutons-poussoirs modifient le programme et le volume de manière indépendante

Disponible avec batterie Lithium-ion rechargeable ou zinc-air non rechargeable

La technologie Bluetooth® à faible consommation d'énergie sans fil de 2,4 GHz diffuse le son à partir de périphériques audio externes

Large gamme de dômes et d'embouts sur-mesure pour un ajustement sûr et confortable

La bobine téléphonique se connecte aux systèmes de boucle d'induction disponibles dans les lieux publics

Le revêtement résistant à la poussière et à l'eau prolonge la durabilité du produit (certifié IP68)



Un design ergonomique et contemporain

Lors d'essais¹⁾, 95 % des clients testés ont déclaré un confort de port bon à excellent avec les aides auditives Bernafon Alpha. Leur conception ergonomique permet un positionnement correct et sécurisé derrière l'oreille.


Faites votre choix parmi **10 combinaisons de couleurs contemporaines** à assortir à votre style personnel. Les teintes plus foncées et plus claires s'harmonisent parfaitement avec différentes couleurs de cheveux et de peau.



1) 2020 : Basé sur des données d'essais cliniques obtenues auprès de Bernafon AG, Berne, Suisse
 2) Disponible pour Alpha 9 miniRITE T R uniquement

Le chemin vers une meilleure audition commence ici avec les aides auditives Alpha. Demandez plus d'informations à votre audioprothésiste ou consultez bernafon.fr/hearing-aid-users/hearing-aids/alpha.

Scannez-moi



Bernafon a été fondé en 1946. Depuis, ses représentants et employés, répartis dans plus de 70 pays, travaillent sans relâche dans l'esprit et la tradition de nos fondateurs pour développer et commercialiser des solutions qui aident les personnes atteintes de problèmes d'audition. Grâce à notre technologie de pointe, à des produits de haute performance et à un engagement quotidien, nous nous efforçons de dépasser toutes les attentes. Nos valeurs suisses, notre compétence technologique, notre passion et nos partenariats basés sur l'authenticité nous aident à remplir notre objectif :

Ensemble, nous aidons les gens à mieux entendre et communiquer.

Pour en savoir plus sur les aides auditives Bernafon Alpha, adressez-vous à votre audioprothésiste ou rendez-vous sur le site de Bernafon.



SOUND 
OF SWITZERLAND

Bernafon dans le monde

Afrique du Sud · Allemagne · Australie · Canada · Chine · Corée · Danemark · Espagne · Finlande · France · Italie · Japon · Nouvelle-Zélande · Pays-Bas · Pologne · Royaume Uni · Suède · Suisse · Turquie · USA

www.bernafon.fr

bernafon 
Your hearing · Our passion