



Bernaфон Alpha  
Inspired by the **best**



Wiederaufladbare und  
personalisierbare Alpha Hörgeräte

**bernaфон**®  
Your hearing · Our passion





Bei der Entwicklung von Bernafon Alpha hat uns das herausragende Gehör von Tieren inspiriert. Das Ergebnis ist die weltweit einzigartige Hybrid Technology™, die selbst in den komplexesten Hörsituationen neue Standards setzt und sowohl das Sprachverstehen als auch den Hörkomfort verbessert.



Unterschiedliche Modelle und Bauformen erfüllen Ihre individuellen Bedürfnisse. Ob wiederaufladbar, mit Wireless Technology ausgestattet oder individuell für Ihre Ohren angefertigt – Bernafon Alpha verbindet außergewöhnliche Klangqualität mit Vielseitigkeit und Eleganz.

**Inspired by the best**

# Kompromisslos bester Sound

Zwei sind besser als eins. Bernafon Alpha ist das erste Hörgerät mit Hybrid Technology™. Sie vereint zwei Ansätze der Signalverarbeitung in einem hybrid arbeitenden System, das in jeder Situation automatisch die bestmögliche Klangverarbeitung wählt. So sichert Bernafon Alpha auch in den komplexesten Hörsituationen optimale Klangerlebnisse, wie Teilnehmer unserer klinischen Studien bestätigen:\*

- Problemfrei Sprache im Restaurant verstehen
- Gute bzw. exzellente Klangqualität genießen
- Klares Sprachverstehen in lauten Umgebungen erleben
- Natürliche Umweltgeräusche und die eigene Stimme ohne Rückkopplungen wahrnehmen



\* 2020: Ergebnisse basierend auf klinischen Daten der Bernafon AG, Bern, Schweiz

# Alles Wesentliche im Fokus

Die Hybrid Technology™ zeigt Wirkung. Sie reduziert die Höranstrengung und erhöht Ihre Energie für die Momente, die Sie bereichern.\*



Sprache wird mit hoher Präzision in Echtzeit verstärkt, damit Sie auch in lauten Situationen Sprache klar verstehen und einfach kommunizieren können.

Umweltgeräusche werden gesondert verarbeitet und sicher wiedergegeben, damit Sie ein natürliches Klangbild Ihrer Umwelt erleben.

Störende Geräusche werden authentisch reduziert, damit Sie besser und auch rückkopplungsfrei hören können.

# Inspiration in every note

Bernafon Alpha ist nicht nur von den Besten inspiriert – es gibt auch Bestes in einer Welt wieder, in der es auf jedes Detail ankommt. Eine Welt, die Gefühle weckt, bewegt und unfassbar Schönes spürbar macht. Musik.

Mit dem **Live Musik Plus** Programm von Bernafon Alpha erleben Sie die volle Atmosphäre satter Sounds. Wir haben es mit Leidenschaft entwickelt und dabei unsere jahrelange Forschung und unser Fachwissen auf diesem Gebiet integriert.

Live Musik Plus arbeitet mit Hybrid Technology™ und erfasst die volle Dynamik von Musik mit hoher Präzision in Echtzeit. Das Ergebnis ist ein ausgewogener Klang für vollen Musikgenuss, der sich hören lassen kann.





Egal ob Sie zu Klassikern Walzer tanzen, in einer Jazzband spielen, auf Rockkonzerte gehen oder die neuesten Hits im Radio hören – mit Bernafon Alpha ist die Freude an der Musik nur einen Programmwechsel entfernt.

## Gute Musik macht gute Laune


Rock oder Klassik? Welche Musik Sie auch immer glücklich macht, Bernafon Alpha liefert den besten Sound mit dem Live Musik Plus Programm für Live-Konzerte, aufgenommene oder gestreamte Musik, drinnen oder draußen, für Musiker und Musikliebhaber.



# Mit Leichtigkeit telefonieren mit der Freisprechfunktion

Bernafon Alpha verbindet sich über die 2,4 GHz Bluetooth® Low Energy Technology mit vielen externen Audiogeräten. Telefonieren Sie, genießen Sie Musik oder hören Sie Hörbücher, die direkt in Ihre Hörgeräte übertragen werden. Diese arbeiten als hochwertige Stereokopfhörer und streamen stundenlang Sounds.

Mit einem iPhone\* oder iPad\* telefonieren Sie komfortabel über die **Freisprechfunktion**. Über die Taste am Hörgerät nehmen Sie Anrufe an und Ihre Stimme wird über das Mikrofon an das iPhone weitergegeben. So telefonieren Sie und haben die Hände für andere Aufgaben frei.



\* Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter [bernafon.de/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity](https://bernafon.de/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity)

Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad, iPod touch und Apple Watch sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC. Die Bluetooth® -Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch Demant A/S erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.


# Intuitives Handling und nützliches Zubehör

Die **Bernafon EasyControl-A App** ist die kostenfreie Must-have-App: Sie steuert das Streaming, zeigt den Batteriestatus, ändert die Lautstärke oder die Programme und stellt mit dem Streaming Equalizer die Intensität der Bässe, Mitten und Höhen ein. Es gibt sogar eine „Finde mein Hörgerät“-Funktion für den Fall der Fälle.

Scan mich!



Scan mich!



## SoundClip-A

Der Allrounder schlechthin: Der kleine Clip lässt Sie freihändig telefonieren, dient darüber hinaus als externes Mikrofon und hilft, dass Sie andere Personen, die bis zu 20 Meter von Ihnen entfernt sind, besser verstehen.



## TV-A

Streamt den Fernsehton oder den Klang Ihrer Musikanlage in erstklassiger Stereo-Klangqualität in Ihre Hörgeräte und macht Sie bzgl. der Lautstärke unabhängig von Ihren Mitmenschen.



## RC-A

Die kleine Fernbedienung ist ein praktischer Begleiter im Alltag. Mit ihr ändern Sie die Lautstärke oder die Programme diskret per Knopfdruck.

# Energie für den ganzen Tag mit der Akku-Lösung

Mit den wiederaufladbaren Alpha Hörgeräten machen Sie Schluss mit dem Kaufen und Wechseln von Batterien. Sie legen die Hörgeräte einfach über Nacht in die Ladestation und beginnen den nächsten Tag voller Energie.



Die **mobile Ladestation Plus** ist das ideale Zubehör für Bernafon Alpha Nutzer mit einem aktiven Lebensstil. Ausgestattet mit einer Powerbank bietet sie für zwei Hörgeräte insgesamt drei volle Ladezyklen hintereinander. Sind die Ladezyklen genutzt, ist die Ladestation in nur vier Stunden mit einem Netzteil wieder voll aufgeladen. Der praktische Deckel bewahrt die Hörgeräte sicher auf.

## Schirme und Otoplastiken

Eine große Auswahl gewährleistet sicheren und komfortablen Sitz.

3 Stunden

60 Minuten

30 Minuten



## LED-Anzeige

Anzeige des Ladestatus.

## Vielseitig und praktisch

Mit Hörwinkel und oder miniFit Dünnschlauch System.

3,5 Stunden

60 Minuten

30 Minuten



## Taste/n

zur Änderung von Lautstärke und Programmen.

Das **ergonomische Design** der Hörgeräte unterstützt eine korrekte und sichere Positionierung hinter dem Ohr.



**Bluetooth® Verbindung** streamt Klänge von externen Audio-Geräten.

Erhältlich als wiederaufladbares Modell mit Lithium-Ionen-Akku oder als batteriebetriebenes Modell mit Zink-Luft-Batterien.



**T-Spule** empfängt den Klang von Induktionsanlagen in öffentlichen Räumen.

Die **Staub- und Wasserschutz**-Beschichtung verlängert die Haltbarkeit (Schutzklasse IP68).

Wählen Sie aus bis zu **10 attraktiven Farbkombinationen**, die Ihren persönlichen Stil unterstreichen.



mitternachtsblau<sup>1</sup>



kakao braun<sup>2</sup>



metallic silber



sand beige



samt schwarz<sup>2</sup>



metallic anthrazit



metallic silber<sup>2</sup>



sand beige<sup>2</sup>



antik bronze



metallic anthrazit

mitternachtsblau

metallic silber

metallic anthrazit


<sup>1</sup> Nur für Bernafon Alpha 9 Modelle: miniRITE T R, miniBTE T R, miniBTE T

<sup>2</sup> Nicht für Bernafon Alpha 3 | 1

# Das personalisierte Hörgerät für Ihre Bedürfnisse

Bernafon Alpha gibt es auch als Im-Ohr Hörgeräte, die eine große Flexibilität in der Anpassung bieten. Verfügbar sind unterschiedlich ausgestattete Im-Ohr Modelle: das nahezu unsichtbare IIC, das moderne ITC und das starke ITE. Finden Sie gemeinsam mit Ihrem Hörakustiker das Modell, das zu Ihrem Hörverlust passt und Ihren Wünschen in Bezug auf Größe und Farbe des Hörgeräts sowie den Zusatzfunktionen entspricht.

**Ideal für einen aktiven Lebensstil.** Die Alpha Im-Ohr Hörgeräte sitzen sicher im Ohr, auch beim Sport, und stören auch nicht, wenn Sie eine Brille oder einen Mundschutz tragen. Mit dem ITC können Telefonate, Musik oder auch Online-Sportkurse in die Ohren gestreamt werden – direkt und problemlos.



**Taste\*** für Lautstärke- und Programmänderungen


**Bluetooth® Verbindung\***  
streamt Klänge von externen Audio-Geräten



**T-Spule\*** empfängt den Klang von Induktionsanlagen in öffentlichen Räumen



\* Optionale Features



**Taste\*** für die Auswahl der verschiedenen Programme

**Unsichtbar** und diskret

**Staub- und Wasserschutz** (IP68)

**Individuelles Design** für einen bequemen Sitz im Ohr



Zur Auswahl stehen **5 natürliche Farbtöne**



beige

hellbraun

mittelbraun

dunkelbraun

schwarz



Starten Sie jetzt Ihre persönliche Reise zum besseren Hören mit den Bernafon Alpha Hörgeräten. Bitten Sie Ihren Hörakustiker um weitere Informationen oder besuchen Sie uns hier: **[bernafon.de/alpha](https://bernafon.de/alpha)**

Scan mich!





Seit 1946 helfen wir Menschen mit Hörproblemen, besser zu hören und zu kommunizieren. Dafür setzen sich Bernafon Mitarbeiter mit Engagement in über 70 Ländern ein und setzen mit führender Technologie, leistungsstarken Produkten und außergewöhnlichem Service Maßstäbe. Unsere Schweizer Werte, unsere technologische Kompetenz sowie unsere Leidenschaft für außergewöhnlichen Service begründen unseren weltweiten Erfolg.

**Gemeinsam ermöglichen wir Menschen, besser zu hören und zu kommunizieren.**

Weitere Informationen zu den Bernafon Alpha Hörgeräten erhalten Sie bei Ihrem Hörakustiker oder auf der Bernafon Webseite **[www.bernafon.de](http://www.bernafon.de)**



**SOUND**   
OF SWITZERLAND

**Bernafon Companies**

Australia · Canada · China · Denmark · Finland · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Netherlands · New Zealand · Poland · South Africa · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · UK · USA

**[www.bernafon.de](http://www.bernafon.de)**

**bernafon**   
*Your hearing · Our passion*