



Bernafon Alpha
Inspired by the **best**



Oplaadbare hoortoestellen

Alpha

bernafon®
Your hearing · Our passion




Alpha is het eerste toestel met Hybrid Technology™ van Bernafon dat geïnspireerd is op het uitzonderlijke gehoor van dieren.

Dit hoortoestel biedt een overtuigend natuurlijk en compromisloos geluid, zelfs in de meest uitdagende luisteromgevingen.


Inspired by the best

ZUM ER
einen
Vorort von
seinem VW-
Weg in ein Leb
ich mal einen V
Je näher wir u
die Sorgen. Die
Landschaft mit
einem weitläufigen, l
nordwärts entlang de
Stanley nahmen wir e
gesäumten Feldweg, der
ihm einige Kilometer we
ging weiter bergauf, doch d
tief, sodass wir das Auto
halb Kilometer
die Li



STEN M
Monat z
Washing
Bus, in dem wir uns über den Pa
ben im Zelt ohne Strom und fließende
Vertrauensvorschuss.
unserem Ziel kamen, desto weniger spür
e Gegend war sehr einsam und mir so frem
ihren gezackten schneebedeckten Gipfeln, die u
breiten Tal thronten, war spektakulär. Wir fuhren
es glitzernden Oberlaufs des Salmon Rivers. In
eine enge Kurve auf einen von Wüsten-Beif
am Fuß der Sawtooth-Berge lag
t in einen dunklen W
der Pulver

Bernafoon Alpha: Toonaangevend op het gebied van prestaties





Oplaadbaar

De miniRITE T R oplaadbare uitvoering is de favoriet van cliënten. Het opladen duurt slechts 3 uur en de toestellen kunnen daarna de hele dag gebruikt worden. Zo gaat u vol vertrouwen en zorgeloos de dag tegemoet.

Comfortabel

Bernafon Alpha is aantrekkelijk, discreet en heeft een goede pasvorm waardoor het de hele dag comfortabel achter het oor zit.

Veelzijdig

Bernafon Alpha streamt geluid rechtstreeks van uw smartphone en andere audioapparatuur. Dankzij een intuïtieve app kunt u uw hoortoestellen monitoren en bedienen met slechts een paar tikken – handig en discreet.

Hybrid Technology™: Voor het beste geluid zonder compromissen

Hybrid Noise Management™

vermindert lawaai zorgvuldig
wanneer dit nodig is om het
spraakverstaan te verbeteren,
terwijl de natuurlijke
omgevingsgeluiden
behouden blijven

Hybrid Sound Processing™

werkt met twee signaal-
bewerkingsstrategieën
tegelijkertijd om natuurlijk
geluid in real-time te leveren

Hybrid Technology™ is een primeur in de branche en combineert twee signaalbewerkingsmethoden in één hybride systeem. Het resultaat is beter spraakverstaan en meer luistercomfort.

Hybrid Balancing™

personaliseert geluids-
versterking op basis van uw
persoonlijke voorkeuren

Hybrid Feedback Canceller™

elimineert storende
feedbacksignalen binnen
milliseconden voordat ze
hoorbaar worden

Belangrijke kenmerken van Bernafon Alpha

IP68-classificatie

Stof- en waterbestendig voor verlengde levensduur

LED-lampje

Voor indicatie van de oplaadstatus

Dubbele druktoetsen

Onafhankelijke volumeregeling en programmakeuze



Bernafon Alpha oplaadbare hoortoestellen leveren energie voor een hele dag gebruik, inclusief het streamen van geluid van andere apparaten en telefoongesprekken.

2,4 GHz Bluetooth® Low Energy

Voor draadloze verbinding met externe audioapparatuur

Luisterspoel

Om geluid te ontvangen van ringleidingsystemen

Uitgebreid assortiment domes en oorstukjes

Voor een goede en comfortabele pasvorm



Aantrekkelijke kleurencombinaties die bij uw persoonlijke stijl passen



midnight blue

midnight blue



metallic silver



sand beige



antique bronze



metallic anthracite

metallic anthracite



cocoa brown



metallic silver



sand beige



jet black



metallic anthracite

metallic silver

Meer opties voor het streamen van geluid

Bernafon Alpha kan eenvoudig verbinding maken met de wereld van digitale audio-apparatuur. Met direct-to-ear streaming kan er verbinding worden gemaakt tussen hoortoestellen en tal van geluidsbronnen.




Made for

iPhone | iPad | iPod

Works with

android



Ga voor informatie over compatibiliteit naar Bernafon.com/hearingaidusers/hearingaids/connectivity.

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad, iPod touch en Apple Watch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een dienst van Apple Inc. Android, Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google LLC. Het Bluetooth® woordmerk en de Bluetooth ® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Demant A/S vindt onder licentie plaats. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaren.

EasyControl-A app

De must-have-app voor elke cliënt. Met deze app kunt u het volume, de programma's en het batterijniveau controleren. Of pas gestreamde muziek naar voorkeur aan met de streaming equalizer.

Er is zelfs een functie "Zoek mijn hoortoestellen", gewoon voor het geval dat.



SoundClip-A

Het multifunctionele accessoire voor handsfree bellen. Deze microfoon wordt gebruikt als externe microfoon en verbetert de communicatie tussen mensen op afstand en in lawaaiige omgevingen.



TV-A

Dit apparaat stuurt de audio van uw favoriete shows rechtstreeks naar de hoortoestellen.

RC-A

Deze afstandsbediening zorgt voor een soepele en discrete bediening van het hoortoestel.



Opgericht in Zwitserland in 1946, werken we sinds die tijd in de geest en traditie van onze oprichters om oplossingen te ontwikkelen die mensen kunnen helpen met hun gehoorproblemen. Ons Zwitserse erfgoed, toonaangevende technologie en hoogwaardige producten, helpen om ons doel te bereiken:

Samen stellen wij mensen in staat om beter te horen en beter te communiceren.

Voor meer informatie over Bernafon Alpha hoortoestellen, raadpleeg uw hoorzorgprofessional of bezoek de Bernafon website **www.bernafon.com**



Bernafon Companies: Australia • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand • Poland • South Africa • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA

SOUND 
OF SWITZERLAND

bernafon 
Your hearing • Our passion