


Helemaal hybride

Hybrid Technology™ in Bernafon Alpha bestaat uit vier bewerkingsblokken. Elk ervan is hybride op zich. Ze zijn flexibel om optimaal te kunnen presteren in talloze luistersituaties.



Veelzijdige Alpha miniRITE T R

in 3 uur
100%
in 45 minuten
50%
in 30 minuten
25%

Contactloos “plug & play” opladen – De lithium-ionbatterijen laden in de compacte oplader in 3 uur volledig op voor een hele dag gebruik.

Meer opties om geluid te streamen – Bernafon Alpha maakt direct verbinding met iOS- en Android-apparaten* via 2,4 GHz Bluetooth® Low Energy draadloze technologie.

Made for iPhone | iPad | iPod

Works with android

Intuïtief hoortoestel met de verbeterde **EasyControl-A app***

OASIS^{next}
2020.2

Flexibel en gepersonaliseerd aanpassen – Bernafon Alpha hoortoestellen hebben 24 instelbare frequentiegebieden. Oasis^{next} 20.2 biedt de mogelijkheid om hoortoestellen op afstand aan te passen. De nieuwe personalisatietool stelt features vooraf in naar de behoeften en voorkeuren van de cliënt.

*Ga voor informatie over compatibiliteit naar www.bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity

Apple, het Apple-logo, iPhone, iPad, iPod touch en Apple Watch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een dienst van Apple Inc. Android, Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google LLC. Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Demant A/S is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaars.

Feature overzicht

	Alpha 9	Alpha 7	Alpha 5
Hybrid Technology™			
Hybrid Sound Processing™			
Frequentiebandbreedte	10 kHz	8 kHz	8 kHz
Hybrid Balancing™			
Speech Balancer	3 opties	2 opties	–
Noise Balancer	4 opties	2 opties	–
Hybrid Noise Management™			
Smart Noise Reduction	4 opties	4 opties	3 opties
Smart Directionality	•	•	•
Dynamic standen	3 opties	2 opties	–
Omni standen	2 opties	2 opties	–
Hybrid Feedback Canceller™			
Spraak			
Low Frequency Enhancer	•	•	•
Frequency Composition ^{int}	•	•	•
Comfort			
Binaural Noise Manager	•	•	–
Transient Noise Reduction	4 opties	3 opties	3 opties
Wind Noise Manager	•	•	•
Dynamic Range Extender	•	•	–
Soft Noise Manager	•	•	•
Directionaliteit			
Dynamic	•	•	•
Adaptive Full Directionality	•	•	•
Directioneel gefixeerd	•	•	•
Omni gefixeerd	•	•	•
Omni-directioneel	•	•	•
True Directionality Plus	•	•	–
Individualisatie			
Personalisatie	•	•	•
Instelbare frequentiegebieden	24	20	18
Programmopties/geheugenslots	14/4	13/4	13/4
Binaurale coördinatie: Volumeregeling, programmakeuze	•	•	•
Automatische adaptatiemanager	•	•	•
Transitie	4 opties	3 opties	2 opties
Data logging	•	•	•
Tinnitus SoundSupport	•	•	•

Bernafon Alpha

Inspired by the best - Bernafon Alpha laat zich door het beste inspireren; een sterk en intelligent hoortoestel met innovatieve nieuwe Hybrid Technology™.

Het eerste hoortoestel met Hybrid Technology™
Voor het beste geluid zonder compromissen

Want twee zijn beter dan één

Bernafon Alpha verenigt twee benaderingen voor signaalbewerking om zowel spraakverstaan en luistercomfort te vergroten

De juiste balans vinden

De revolutionaire technologie werkt onafhankelijk, of als duo, door als beste te prioriteren in talloze luistersituaties

Voor effectieve hybride prestaties

Vier hybride bewerkingsblokken combineren elk twee vloeiend samenwerkende tegenhangers



Bernafon is in 1946 opgericht. Sindsdien werken vertegenwoordigers en werknemers in meer dan 70 landen in de geest en traditie van onze oprichters om oplossingen te ontwikkelen en produceren die mensen met gehoorproblemen helpen. Met vooraanstaande technologie, producten van hoge kwaliteit en een uitstekende service, streven wij ernaar om de verwachting te overtreffen. Onze Zwitserse waarden, alsmede onze technologische kundigheid, passie en oprechte samenwerking met onze partners, helpen ons om ons doel te verwezenlijken:

Samen stellen we mensen in staat om beter te horen en beter te communiceren.

Voor meer informatie over hoortoestellen, bezoek onze website op www.bernafon.com.

Hoofdkantoor
Switzerland
Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Phone +41 31 998 15 15
info@bernafon.com
www.bernafon.com

SOUND 
OF SWITZERLAND



Bernafon Companies
Australia • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand • Poland • South Africa • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA

www.bernafon.com

Bernafon is part of the Demant Group.

bernafon
Your hearing • Our passion

2020-10-10/225557/NL/Subject to change

Alpha
in één oogopslag




bernafon
Your hearing • Our passion



Het beste van

Sterk chipplatform met 16 keer meer rekenkracht en 8 keer meer geheugen*




Meest populaire oplaadbare miniRITE T R hoortoestel met hoge gebruiksvriendelijkheid draagcomfort



De nieuwste generatie connectiviteit met meer opties voor direct streamen van geluid vanaf iOS- en Android™-apparaten



Nieuwe Oasis^{nx} 2020.2 aanpassoftware voor sneller aanpassen, maakt het makkelijker om op doelversterking te komen en biedt een meer gepersonaliseerde first fit.



*Vergeleken met eerdere generaties hoortoestellen van Bernafon.