



| Slip spontaniteten løs

Leox


Super Power | Ultra Power



bernafon[®]

Your hearing · Our passion





Fra de steder, vi tager hen, til de mennesker, vi møder, er der hver dag en mulighed for at slippe spontaniteten løs.

Som de første Super Power | Ultra Power høreapparater med True Environment Processing™ når Leox et nyt niveau for lyd gengivelse, der er så tæt på virkeligheden som muligt.

Navigér nemt og sikkert igennem dagene – uanset hvad der sker.



Taleforståelse

Takket være avancerede teknologier giver Leox dig forbedret taleforståelse og komfort i både støjende og stille omgivelser. Gør dig klar til at deltage i de samtaler, du ønsker.



Power

Leox har nogle af branchens højeste forstærkningsniveauer. Få en løsning, der opfylder dine behov og præferencer.



Trådløs forbindelse


Med blot nogle få tryk på din smartphone kan du streame lyd fra moderne Bluetooth®-enheder direkte til dine ører. Ønsker du større fleksibilitet, kan Leox give dig det.

True Environment Processing™: Bernafons tilgang til naturlig lyd i realtid

I stilhed og støj og alt derimellem skal høreapparater gøre andet end blot at forstærke lyden. De bør reagere på omgivelserne, du befinder dig i, og give dig en præcis og klar gengivelse af lydende omkring dig.



Traditionelle høreapparater forstærker lyde ved kraftige niveauer, ofte uden tydelig differentiering.



True Environment Processing™ giver forstærkning, som du kan lydbehandle.

Du får den rette balance mellem detaljerne i tale, lokalisering af lyde og lyttekomfort.

Teknologien bag True Environment Processing™

Dynamic Environment Control System™

er integreret på en særlig kraftfuld mikrochip og anvender flere systemer til at sikre forstærkning af lyd i realtid og taleforståelse i udfordrende lyttesituationer. Leox byder på mange fordele for høreapparatbrugeren:*

Registrering og behandling af lyd i realtid gør meningsfulde **lyde i omgivelserne nemmere at genkende.**

Flere informationer om omgivelserne hjælper med at lokalisere lyde.

Forbedret signal-støjforhold giver **bedre talegengivelse og taleforståelse** i støjende og dynamiske lyttemiljøer.

Bedre lyttekomfort i situationer med et højt lydniveau uden at gå på kompromis med vigtig taleinformation eller advarselssignaler.

* Lesimple, C., & Tantau, J. (2017). *Benefits of Dynamic Amplification Control™ in complex listening environments*. [White Paper]. Hentet juni 2019, fra bernafon.com/professionals.

Leox nøgleegenskaber

Super Power | Ultra Power

IP68-certificeret

Støv- og vandafvisende for længere holdbarhed

Flerfarvet LED

Viser høreapparatstatus

Enkelt og dobbelt trykknop

Separate knapper til justering af lydstyrke og programsift

DAI-/FM-adapter

Understøtter direkte audioinput (DAI) og tilslutning til FM-systemer



2,4 GHz Bluetooth® Low Energy

Til trådløs forbindelse til eksterne lydenheder

Hook

Fås dæmpet og udæmpet

NFMI-teknologi

Til binaural kommunikation mellem høreapparater

Telespole

Direkte lydsignal fra teleslyngesystemer

Udskifteligt batteri

Batteristørrelse 13 til BTE SP og batteristørrelse 675 til BTE UP

Topskal

SABE

sand
beige

MSIL

metallic
silver

ANBR

antique
bronze

MAC

metallic
anthracite

BU

blue

RE

red

Basisskal

metallic
anthracite

MAC



Made for


🍏 iPhone | iPad | iPod

Alt hvad du behøver – perfekt forbundet

Leox kan nemt forbindes til en bred vifte af digitale lydenheder. Bernafon gør det muligt via tilbehør eller direkte streaming at skabe forbindelse mellem høreapparaterne og et væld af lydkilder. Og takket være en intuitiv app kan du tjekke og betjene dine Leox høreapparater med blot nogle få tryk på din smartphone – nemt og diskret.

Få information om kompatibilitet på:
bernafon.dk/products/accessories.

Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er ligeledes et varemærke tilhørende Apple Inc. Google Play, Android og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.



EasyControl-A app

En app som alle brugere af power-apparater bør have. Med denne app kan man holde øje med lydstyrken, programmer og batteristatus. Der er endda funktionen „Find mit høreapparat“ – bare for en sikkerheds skyld.



SoundClip-A

En all-rounder til håndfrie telefonsamtaler fra moderne Bluetooth® smartphones. Den kan enten bæres om halsen eller clipses på tøjet, og den forbedrer kommunikationen mellem mennesker over en afstand og i støjfyldte omgivelser.

TV-A

Denne tv-adapter streamer lyden fra dine yndlingsprogrammer direkte til høreapparaterne – endda i Dolby Digital® Stereo lyd kvalitet.



RC-A

Denne fjernbetjening sørger for en nem og diskret betjening af høreapparaterne.

Lige siden Bernafon blev etableret i Schweiz i 1946, har vi arbejdet i vores grundlæggerses ånd for at udvikle løsninger, der hjælper mennesker med nedsat hørelse. Vores schweiziske arv, førende teknologi og kvalitetsprodukter gør, at vi kan opnå vores mål:

Sammen gør vi det muligt for mennesker at høre og kommunikere bedre.

Kontakt din hørespecialist for yderligere information om Leox høreapparater eller besøg vores Bernafon hjemmeside på **www.bernafon.com**



SOUND 
OF SWITZERLAND

bernafon 
Your hearing · Our passion

Bernafon Companies: Australia · Canada · China · Denmark · Finland · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Netherlands · New Zealand · Poland · South Africa · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · UK · USA