

DET NATURLIGE VALG NÅR DET GÆLDER POWER OG PERFORMANCE



JUNA 9 | 7
SAPHIRA 5 | 3

POWER BTE

bernafon[®]
Your hearing · Our passion

Ekstra power og potentiale

Det helt nye Power BTE (eller P BTE) er endnu en god grund til at vælge høreapparater fra Bernafon. Kraftfuldt, robust og moderne er bare nogle af de kendetegn, der beskriver det. P BTE fås nu i Bernafons nyeste høreapparatfamilier – Juna 9|7 og Saphira 5|3.

P BTE er for de brugere, der har brug for lidt ekstra power i tilværelsen. Det egner sig også til de brugere, der værdsætter robust og pålidelig Schweizisk teknologi. Samtidig taler det til de brugere, der sætter pris på et moderne design. Og det er til dig, der arbejder målrettet mod en vellykket tilpasning.

Den performance og det design du forventer

Med et maksimalt lydtryk på 138 dB SPL er dette høreapparat ideelt til brugere, der har et moderat til et kraftigt høretab på op til 100 dB HL.



P BTE med Bernafons S-formede design



P BTE har Bernafons S-formede design og er ergonomisk formet efter øret, hvilket gør det meget behageligt at bære. Det er også udviklet til at kunne klare det, brugerne byder det. P BTE har et vandafvisende hus, der beskytter mod støv og fugt.

P BTE findes i ni attraktive farvekombinationer. Der er diskrete såvel som mere fremtrædende farver at vælge imellem, så der er noget for enhver smag.

BASISSKAL MAC (METALLIC ANTHRACITE)



BASISSKAL MSIL (METALLIC SILVER)



Den ideelle tilpasning

Opnå den ideelle tilpasning med miniFit. Dette er et pålideligt, alsidigt og fleksibelt system. Til P BTE anvendes en standard hook, eller der kan vælges fra udvalget af miniFit tyndslanger, domes og custom moulds.

miniFit

	TYNDSLANGE 0,9	TYNDSLANGE 1,3
ÅBEN TILPASNING		
Åben dome (6, 8, 10 mm)	●	●
Bas dome, dobbelt vent (6, 8, 10, 12 mm)	●	●
Bas dome, enkelt vent (6, 8, 10, 12 mm)	●	●
Power dome (6, 8, 10, 12 mm)	●	●
BRUGERTILPASSET TILPASNING		
Micro mould	●	●
Lite Tip	●	●

miniFit domes er fremstillet af silikone og har en høj fastholdelsesstyrke på tyndslangen og i øret. Silikone hjælper også med til at forlænge holdbarheden af en dome. Den diskrete micro mould og Lite Tip fås nu også til dette kraftfulde BTE-apparat.

Der kan også fås et miniFit tilpasningssæt inklusiv slanger, domes og værktøjer, hvilket gør opbevaringen og håndteringen nemmere.


FittingLINK gør tilpasningen lettere for dig og mere behagelig for dine brugere. Brugerne bærer FittingLINK enheden omkring halsen, og forbindelsen til de nye høreapparater etableres. Dette giver dig mulighed for at programmere høreapparaterne uden behov for yderligere programmeringskabler.



Et stærkt sortiment

Bernafons produktudvalg har aldrig været så stærkt og alsidigt, som det er i dag. Med lanceringen af Power BTE kan du vælge mellem et komplet sortiment af BTE-, RITE- og ITE-modeller.

Tilbyd vores premium høreapparater i Juna familien til dine mest krævende brugere. Eller prøv Saphira – vores høreapparatfamilie i mellempri- og performancekategorien, der har mange af de bedste funktioner, og hvortil Bernafons fulde udvalg af trådløst tilbehør kan benyttes. Det nye P BTE-apparat fås i begge høreapparatfamilier.



For yderligere oplysninger kan du besøge vores Produktvælger på Bernafons hjemmeside.

bernafon[®]
Your hearing · Our passion