



Ukompliseret hørelse.  
Når som helst,  
hvor som helst.\*



Zerena

**bernafon**<sup>®</sup>  
Your hearing · Our passion

\*Ukompliseret henviser til høreapparatets funktion.

# Zerena

## høreapparater

giver dig adskillige muligheder.

De har fremragende lyd kvalitet, smarte betjeningsmuligheder og et attraktivt design.



Bernafon Zerena miniRITE |



| Bernafon Zerena miniRITE T

# Zerena giver dig mulighed for at nyde det allervigtigste i livet

Nyd at tilbringe tid udendørs med vennerne og følg nemmere med i samtaler.



Zerena forbedrer signifikant taleforståelsen i dynamiske lyttesituationer.<sup>1)</sup>



Eller lyt til musik og tal i telefon via direkte streaming til dine høreapparater.



Zerena kommunikerer med en bred vifte af Bluetooth®-enheder som fx din smartphone.



Nyd lyden af vennernes jubel, når jeres yndlingshold kommer foran. Og følg samtidig kommentatorens levende beskrivelser med mindre lytteindsats.



Zerena giver maksimal lyttekomfort med naturlig lyd, selv i støjende omgivelser.<sup>2)</sup>



Zerena gør det mindre anstrengende at lytte, og du kan i højere grad koncentrere dig om at høre det, der er vigtigt for dig.<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Bernafon (2017). Dynamic Noise Management™ – A Winning Team. Topics in Amplification.

<sup>2)</sup> Bernafon (2017). Dynamic Amplification Control™ – Intelligent Amplification. Topics in Amplification.

<sup>3)</sup> Bernafon (2017). Benefits of Dynamic Amplification Control™ in complex listening environments. White Paper.

# Teknologien i **Zerena**



DECS™ står for Dynamic Environment Control System™. Denne præcisionsteknologi er synkroniseret med lyttemiljøet. Systemet analyserer 32.000

datapunkter i sekundet og reagerer øjeblikkeligt i alle lyttemiljøer - fra stille til støjende til hurtigt skiftende lyttemiljøer.

Høreapparaterne er synkroniserede med omgivelserne, så de kan optimere talesignalet bedst muligt, uanset hvor du er, og hvad du laver. De reducerer støjen med stor præcision uden at påvirke taleforståelsen negativt, så du får meget nemmere ved at deltage i samtaler.



## Specielle funktioner til specielle øjeblikke



---

Programmet Livemusik sikrer en god lyd kvalitet, når du lytter til musik.



---

Programmet Komfort i fly gør flyrejser mere behagelige.



---

Funktionen Dæmpning af pludselig kortvarig støj undertrykker ubehagelige lyde (fx skramlen med bestik).



---

Funktionen Adaptiv tilbagekoblingsannullering undertrykker generende hyletoner, før de høres.

# Et smart look, der matcher **din stil**

Der fås tre Zerena BTE-modeller: den kraftfulde BTE 105, den elegante miniRITE T og den diskrete miniRITE. De er behagelige at have på, pålidelige og robuste.

Vælg imellem op til ni forskellige farvekombinationer alt efter dine personlige præferencer.



antique  
bronze



metallic  
anthracite



metallic  
silver



sand  
beige

Basisskal i metallic anthracite



jet  
black



cocoa  
brown



metallic  
anthracite



metallic  
silver



sand  
beige

Basisskal i metallic silver





Zerena BTE-høreapparater er IP68-certificerede mod støv- og vandindtrængen.

Med det genopladelige Zerena miniRITE behøver du ikke at bekymre dig om at skulle skifte batterier med få dages mellemrum. Oplad høreapparaterne natten over og vågn op til en hel dag med ukompliceret hørelse.



**Z**power®

Det genopladelige Zerena miniRITE benytter et langtidsvirkende sølv-zink-batteri fra ZPower.



# Zerenas **mindste** høreapparat

I-øret-apparater produceres individuelt, så de passer til netop dine ører. Det mest diskrete IIC-apparat er normalt ikke meget større end en kaffebønne. Det placeres dybt inde i øregangen og er nærmest usynligt.

| Bernafon Zereña IIC





Zerena i-øret-apparater kan fås med en volumenkontrol, programknap og trådløs streaming fra mobiltelefon eller tv. Der findes hundredvis af kombinationer, så netop din hørelse, livsstil og præferencer kan opfyldes. Din hørespecialist kan hjælpe dig med at finde den perfekte løsning til dig.



Zerena i-øret-apparater fås i mange modeller og med en bred vifte af muligheder, så du kan vælge den rette løsning til dig.

# Den smarte multitasker



SoundClip-A giver dig mulighed for at streame lyd fra stort set alle lydkilder til dine høreapparater.

Du kan bruge SoundClip-A til at tale håndfrit i telefon, som en partnermikrofon eller fjernbetjening. Eller du kan lytte til din yndlingsmusik på din mobiltelefon, hvor lyden streames direkte til dine høreapparater. Din smarte multitasker gør det hele for dig.



# Zerena **har** **forbindelse** til dine omgivelser

Du kan justere lydstyrken og skifte program med den diskrete **fjernbetjening RC-A**. RC-A er lille og kan nemt være i en lomme eller taske.



Med **tv-adapteren TV-A** kan du streame lyd fra dit tv direkte til dine høreapparater. Du kan se tv og indstille lydstyrken, så den passer til dig og ellers bare nyde den fremragende Dolby Digital® Stereo lyd kvalitet.


Eller foretrækker du at se dine yndlingsserier på en iPad® eller at lytte til din yndlingsmusik på din iPhone® eller iPod®? Med Zerena kan du også få lyden fra disse enheder streamet direkte til dine ører.\*



Made for

iPhone | iPad | iPod

Lær den gratis Bernafon **EasyControl-A** app at kende. Via appen kan du skifte program, justere lydstyrken, tjekke batteristatus og bruge funktionen "Find mit høreapparat".



\*Læs mere om kompatibilitet på:

[www.bernafon.dk/products/accessories](http://www.bernafon.dk/products/accessories)

Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.



Lige siden Bernafon blev etableret i Schweiz i 1946, har vi arbejdet i vores grundlæggerses ånd for at udvikle løsninger, der hjælper mennesker med nedsat hørelse. Vores schweiziske arv, førende teknologi og kvalitetsprodukter gør, at vi kan opnå vores mål:

**Sammen gør vi det muligt for mennesker at høre og kommunikere bedre.**

Kontakt din hørespecialist for yderligere information om Zerena høreapparater eller besøg vores Bernafon hjemmeside på **[www.bernafon.com](http://www.bernafon.com)**



**SOUND**   
OF SWITZERLAND

**bernafon**   
*Your hearing · Our passion*

**Bernafon Companies:** Australia · Canada · China · Denmark · Finland · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Netherlands · New Zealand · Poland · South Africa · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · UK · USA