

STERK VANUIT
ELK PERSPECTIEF



SUPREMIA



bernafon®
Your hearing • Our passion

Nieuwe perspectieven ontwikkelen

Voor ieder van ons zijn geluiden belangrijk, maar voor kinderen zijn ze onmisbaar voor hun auditieve en cognitieve ontwikkeling. U als ouder wilt graag dat uw kind gebruik kan maken van alles wat het om zich heen hoort en ziet. Voor kinderen met een gehoorverlies biedt de technologie van vandaag een scala aan veelbelovende oplossingen.



Het gehoor is uiterst belangrijk voor de spraak/taalontwikkeling, de communicatie en het leren. Hoortoestellen helpen een kind duidelijker te leren spreken doordat ze ervoor zorgen dat het kind stemmen van andere mensen beter kan verstaan. Hierdoor wordt het imiteren van stemmen gemakkelijker, wat weer noodzakelijk is voor de spraakontwikkeling. Hoortoestellen helpen uw kind ook om zijn/haar eigen stem beter te horen, iets wat ook nodig is voor een natuurlijke spraakontwikkeling.



STERK VANUIT ELK PERSPECTIEF

Er zijn verschillende typen hoortoestellen voor verschillende gradaties aan gehoorverlies.

Als bij uw kind de diagnose ernstig of zeer ernstig gehoorverlies is gesteld, dan zou Bernafons Supremia Super Power AHO (Achter-Het-Oor) wel eens de ideale oplossing kunnen zijn.

De Supremia is speciaal ontwikkeld om kinderen te ondersteunen in elk onderdeel en in elk stadium van hun leven.





Specifieke opties voor kinderen

De Supremia Super Power AHO is Bernafons krachtigste hoortoestel voor aanpassing bij kinderen.

Het leven van een kind zit boordevol kleine en grote gebeurtenissen. De Supremia is uiterst robuust en duurzaam en kan alle dagelijkse activiteiten aan. Bovendien is het voorzien van een hele serie componenten die van het hoortoestel een echt toestel voor kinderen maakt.





Volumeregeling en programmatoets

De gebruiksvriendelijke volumeregelaar en programmatoets zijn zodanig ontwikkeld dat kleine vingertjes ze gemakkelijk vinden om het programma aan te passen en het volume te regelen.

LED-statusindicatie

Onder de volumeregelaar zit een klein statuslichtje. Dit kan geprogrammeerd worden om visueel aan te geven hoe bepaalde instellingen van het hoortoestel van uw kind staan. Dit helpt u op een gemakkelijke en onopvallende manier zicht te houden op de werking van het hoortoestel (onder andere wordt aangegeven of het hoortoestel AAN of UIT staat, of de batterij bijna leeg is, welk programma geselecteerd is e.d.).

Kindbeveiligde batterijlade

Kleine kinderen zijn nieuwsgierig. Om te voorkomen dat ze per ongeluk een batterij kwijtraken of erger, inslikken, is de Supremia voorzien van een kindbeveiligde batterijlade.



De voordelen van moderne technologie

Bernafons unieke Audio Efficiency™ technologie in de Supremia focust tegelijkertijd op zowel spraakverstaan als luistercomfort.

De Supremia versterkt klanken niet alleen maar om ze hoorbaar te maken. Met geavanceerde technologie wil de Supremia alle spraakklanken verstaanbaar maken. Dit biedt een ondersteuning bij de spraak/taalontwikkeling van uw kind.



De Supremia hoortoestellen kunnen zich ook gemakkelijk aanpassen aan verschillende luistersituaties. Op school, op een verjaardagspartijtje, thuis of waar dan ook zal uw kind profiteren van de krachtige opties. Luisteren wordt gemakkelijker met de Supremia, zodat uw kind meer geniet.



Draadloze communicatieopties

Soms hebben zelfs de beste hoortoestellen nog even wat hulp nodig. In de klas kan een FM-adapter aan de Supremia gekoppeld worden zodat er een verbinding met het FM-klassensysteem ontstaat. De stem van de leerkracht wordt op die manier direct naar de hoortoestellen van uw kind doorgevoerd. Dit helpt uw kind doordat het horen en verstaan van de leerkracht gemakkelijker verloopt.

Bernafon heeft ook de SoundGate 3 streamer. Via deze SoundGate 3 kan uw kind geluid van zijn/haar mobiele telefoon, computer en andere geluidsbronnen direct met zijn hoortoestellen opvangen. De SoundGate App maakt het bovendien mogelijk om via de SoundGate 3 de hoortoestellen eenvoudig te bedienen met de iPhone®.¹⁾

SoundGate 3



SoundGate App



Apple, het Apple logo en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. App Store is een dienst van Apple Inc.



De mogelijkheden met de Supremia zijn beter dan ooit tevoren. Wilt u er meer over weten, bespreek het dan eens met uw audicien, of bezoek onze website www.bernafon.com.

¹⁾ De SoundGate App is voor gebruik met een iPhone (de SoundGate App ondersteunt iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s en iPhone 4).

Voor het gebruik van de SoundGate App zijn Bernafons SoundGate 3 (of nieuwere versie) en draadloze hoortoestellen vereist.

Horen en begrijpen zijn basale menselijke behoeften. Hoorproblemen en de daaruit voortvloeiende maatschappelijke gevolgen stellen de hele maatschappij op de proef. Wij geloven in een wereld waarin mensen met een hoorbeperking weer probleemloos kunnen communiceren dankzij geavanceerde technologie.

Bezoek **www.bernafon.com** voor meer informatie over horen en gehoorverlies.

SWISS 
Engineering

bernafon 
Your hearing • Our passion

Berna fon Companies: Australia • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand • Poland • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA