

# ZERENA – In-The-Ear Adviesgids

IIC, CIC, ITC, ITE HS, ITE FS

**IIC – Invisible-in-the-Canal**

Batterijformaat 10

**CIC – Completely-in-the-Canal**

Batterijformaat 10

NFMI

Druktoets

**ITC – In-the-Canal\***

Batterijformaat 312

NFMI

Druktoets

2.4 GHz draadloos\*

Luisterspoel\*

Volumeregelaar

Automatische telefoondetectie

**ITE HS – In-the-Ear Half Shell\***

**ITE FS – In-the-Ear Full Shell\***

Batterijformaat 312 of 13


NFMI

Druktoets

2.4 GHz draadloos\*

Luisterspoel\*

Volumeregelaar





\*Hoortoestellen met batterijformaat 312 kunnen 2.4 GHz draadloos of een luisterspoel ingebouwd krijgen. Kies voor batterijformaat 13 indien beide opties gewenst zijn.



# ZERENA – In-The-Ear Adviesgids

IIC, CIC, ITC, ITE HS, ITE FS



## IIC – Invisible-in-the-Canal<sup>1</sup>



## CIC – Completely-in-the-Canal<sup>1</sup>





## ITC – In-the-Canal<sup>1,2</sup>



## ITE HS – In-the-Ear Half Shell<sup>1,2</sup>

## ITE FS – In-the-Ear Full Shell<sup>1,2</sup>



<sup>1</sup>Uiteindelijke grootte op basis van aantal opties, gehoorgang en grootte van de venting.

<sup>2</sup>Hoortoestellen met batterijformaat 312 kunnen 2.4 GHz draadloos of een luisterspoel ingebouwd krijgen.

Kies voor batterijformaat 13 indien beide opties gewenst zijn.