



| Moderne **Technologie.**
 | Besondere **Vielfalt.**



Bernafon Entra A

bernafon®
Your hearing · Our passion



Bernafon Entra A ist eine moderne Hörgerätefamilie für kleinere Budgets.

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen eleganten Im-Ohr und Hinter-dem-Ohr Modellen zu sehr fairen Preisen.

Mit Entra A haben Sie ein besseres Sprachverstehen in geräuschvollen Umgebungen und können sich zum Streamen unkompliziert mit externen Audiogeräten verbinden.


Bernafon Entra A.
Besseres Hören ist ganz einfach.



Moderne Technologie, die mit Ihnen Schritt hält

Bernafon Entra A ist mit aktueller, moderner Technologie ausgestattet. Ein leistungsstarker Chip ermöglicht es, zeitgleich die Geräusche in Ihrer Umgebung zu analysieren und sich an sie anzupassen. Das Ergebnis? Echtzeit-Verstärkung und optimales Sprachverstehen in sich schnell verändernden Umgebungen.*

* Basierend auf klinischen Daten der Bernafon AG aus dem Jahr 2017 und einer Folgestudie durch Demant im Jahr 2021.



Mehr Stimme, weniger Lärm, klarere Gespräche. Sprache wird automatisch erfasst und verstärkt, während andere Funktionen Hintergrundgeräusche dämpfen. So fallen Ihnen Gespräche wieder leichter und sind weniger ermüdend.

Besondere Features für besondere Momente

Mit Bernafon Entra A Hörgeräten sind Sie für alle Situationen des Leben gut aufgestellt. Genießen Sie weiter Ihre Gartenparty, während Ihr Nachbar plötzlich seinen Rasen mäht. Durch einfache Aktivierung eines Features bei Ihrem Entra A können Sie Ihre Unterhaltungen in aller Ruhe fortsetzen.



Windmonitor

verringert störende
Windgeräusche bei Outdoor-
Aktivitäten



Soft Noise Management

dämpft sanfte Hintergrund-
geräusche wie das Surren
eines Ventilators



Dynamic Noise Reduction

reduziert störende
Hintergrundgeräusche in lauten
Hörsituationen



Adaptive Feedback

Canceller eliminiert
Rückkopplungen, bevor
sie hörbar werden


Einige Funktionen sind nur bei bestimmten Modellen verfügbar.
Ihr Hörakustiker berät Sie gern.




Wireless Verbindungen für mehr Hör-Freiheit

Bernafon Entra A Hörgeräte können wie kabellose Kopfhörer verwendet werden, um z. B. Telefonate und Musik direkt in Ihre Ohren zu streamen. Dank einer intuitiven App steuern Sie die Hörgeräte mit nur wenigen Klicks – bequem, diskret und leistungsstark.

Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter:
bernafon.de/hearing_aid_users/hearing_aids/connectivity.



Steuerung mit wenigen Klicks. Über die Bernafon App können Sie Ihre Hörgeräte überprüfen und mit modernen Audiogeräten in Ihrer Umgebung verbinden.




























Welches Entra A ist das richtige für Sie?

Finden Sie das Modell, das Ihren Bedürfnissen entspricht und gut zu Ihnen passt.

Im-Ohr

Hinter-dem-Ohr

	Hörverlust	Features	Verbindungen	Eigenschaft	Farbe
 <p>IIC, CIC</p>	 <p>leicht moderat schwer</p>	 <p>Basis Standard Premium</p>	 <p>Direktes Streaming</p>	<p>diskret</p>	
 <p>ITC, ITE HS</p>	 <p>leicht moderat schwer</p>	 <p>Basis Standard Premium</p>	 <p>Direktes Streaming</p>	<p>handlich</p>	
* Nur für IIC					
 <p>miniRITE</p>	 <p>leicht moderat schwer</p>	 <p>Basis Standard Premium</p>	 <p>Direktes Streaming</p>	<p>elegant</p>	
 <p>miniRITE T</p>	 <p>leicht moderat schwer</p>	 <p>Basis Standard Premium</p>	 <p>Direktes Streaming</p>	<p>funktional</p>	
 <p>BTE 105</p>	 <p>leicht moderat schwer</p>	 <p>Basis Standard Premium</p>	 <p>Direktes Streaming</p>	<p>stark</p>	

Seit 1946 helfen wir Menschen mit Hörproblemen, besser zu hören und zu kommunizieren. Dafür engagiert sich Bernafon in über 70 Ländern der Welt und setzt mit Schweizer Werten, führenden Technologien und leistungsstarken Produkten Maßstäbe.

Gemeinsam ermöglichen wir Menschen, besser zu hören und zu kommunizieren.

Weitere Informationen zu den Bernafon Entra A Hörgeräten erhalten Sie bei Ihrem Hörakustiker oder auf der Bernafon Webseite

www.bernafon.de



Bernafon Companies: Australia · Canada · China · Denmark · Finland · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Netherlands · New Zealand · Poland · South Africa · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · UK · USA

SOUND 
OF SWITZERLAND

bernafon 
Your hearing · Our passion