

# MUUTA ÄÄNIEN SEKAMELSKA ONNITTELU- LAULUKSI

Ensiluokkaiseen kuunteluun

JUNA KUULOKOJEET




**bernafon**<sup>®</sup>  
Your hearing · Our passion



Haluaisitko kuulla ja saada puheesta selvän myös kovassa melussa? Bernafon kuulokojeet auttavat sinua kuulemaan paremmin, jopa yli odotustesi. Huomaamaton muotoilu, markkinoiden edistyksellisin teknologia sekä helppokäyttöiset lisälaitteet ovat Juna kojeiden myötä käytettävissäsi.

**Ensiluokkaiseen kuunteluun. Juna.**



# Käytä tilaisuutesi hyväksesi


Juna kuulokojeita on saatavana useissa eri malleissa ja väreissä niin korvantaus (BTE)- kuin korvakäytäväkojeinakin (ITE). Laajasta valikoimastamme löytyy varmasti juuri sinun tarpeisiisi sopiva malli.

## Juna kuulokojemallit

Juna korvantauskojeiden (BTE) laajasta väriskaalasta voit valita ihon- ja hiustenväriisi tai tyyliisi parhaiten sopivan sävyn. Juna korvakäytäväkojeita (ITE) on saatavana neljässä eri ihonsävyssä.



## Juna korvantauskojeiden (BTE) värit





MUUTA  
LINTUJEN  
SIRKUTUS  
AAMU-  
KONSERTIKSI



# Tee toiveistasi totta

Juna kuulokojeet hyödyntävät Bernafonin Audio Efficiency™-teknologiaa. Älykäs järjestelmä osaa poimia sinulle sopivat ominaisuudet, jotka takaavat parhaalla mahdollisella tavalla puheesta selvää saamisen ja kuuntelumukavuuden kussakin tilanteessa. Audio Efficiency™-teknologia valitsee sinun toiveisiisi sopivat kuunteluohjelmat ja toiminnot missä tahansa ympäristössä.



## **Puheen erotuskyky**

Audio Efficiency™ tarjoaa erinomaisen äänenlaadun ja puheen erotuskyvyn vaativissakin kuuntelutilanteissa.



## **Käyttömukavuus**


Audio Efficiency™-teknologian edistykselliset ominaisuudet takaavat miellyttävän ja vähemmän väsyttävän kuuntelukokemuksen.



## **Yksilöllisyys**

Audio Efficiency™ valitsee juuri sinun yksilöllisiin mieltymyksiisi ja tyyliisi sopivat kuunteluohjelmat ja toiminnot.

MUUTA  
HILJaisuUS  
HAUSKAKSI  
ILLANVIETOKSI







# Muuta satunnaiset äänteet merkityksellisiksi sanoiksi

Ensiluokkaisten Juna kuulokojeiden avulla saat puheesta paremmin selvää haastavimmissakin kuuntelutilanteissa. Ohessa on kerrottu tarkemmin Junan ominaisuuksista, jotka parantavat puheesta selvää saamista ja kuuntelumukavuutta.

**ChannelFree™** on Bernafonin edistyksellinen signaalinkäsittelyteknologia. Ainutlaatuisen äänen analysoinnin ja 20 000 kertaa sekunnissa tapahtuvan äänen vahvistuksen ansiosta ChannelFree™ tarjoaa erittäin selkeän ja luonnollisen äänenlaadun.

**i-VS**-äänenvoimakkuudensäätö on ohjelmoitu perinteisiä säätimiä älykkäämmin. Lisätessäsi äänenvoimakkuutta Juna kuulokojeissasi i-VS havaitsee puheen ja muiden äänien välisen taajuuseron ja voimistaa puhetaajuudella olevia ääniä. Kun pienennät äänenvoimakkuutta, i-VS mukautuu säilyttäen puhetaajuuksien äänenvoimakkuuden ennallaan.

**Suuntatoiminto** mahdollistaa puheen tarkan paikantamisen. Juna kuulokojeilla voit havaita 360°-tiläänen riippumatta äänen tulosuunnasta. Suuntatieto helpottaa keskustelun seuraamista huomattavasti.

# Kuule kuin kotonasi

Kuunnellessasi puhetta julkisessa tilassa, kuten luentosalissa tai kirkossa, saatat havaita kaikumista puhetaukojen aikana. Kaiku on äänen heijastumista kovilta pinnoilta ja voi vaikuttaa häiritsevästi puheesta selvää saamiseen ja kuuntelumukavuuteen suurissa tiloissa.



Myös pienemmissä tiloissa, kuten olohuoneessa, voi kaikua, mutta se ei välttämättä häiritse. Äänet voivat tuntua runsailta, mutta luonnollisilta. Pehmeät huonekalut ja pienempi tilakoko vähentävät kaikumista olohuoneen kaltaisissa tiloissa.

Kaikuminen ei saisi häiritä kuuntelua. Bernafonin Kaiunnan hallinta havaitsee ja säätää kaikusignaalin miellyttävälle tasolle. Haluamme tarjota sinulle ensiluokkaisen kuuntelukokemuksen myös suurissa tiloissa.



MUUTA  
KESKUSTELU  
MUKAVAKSI  
SEURUSTELUKSI

# Hyvästit häiritsevälle melulle

Ympäröivä maailma on usein täynnä melua, joka estää meitä seuraamasta keskustelua ja nauttimasta hetkestä. Juna kojeiden älykkäillä ominaisuuksilla häiritsevä melu voidaan poistaa kokonaan.

**Adaptiivinen melunhallinta Plus** vähentää tasaista taustamelua, kuten liikenteen, rakennustöiden tai pölynimurin ääniä tehokkaasti, mutta säilyttää puheäänet ennallaan. Mukautuva melunhallinta lisää kuuntelumukavuuttasi huomattavasti.

**Impulssimelunhallinta** vaimentaa yllättävät, äkilliset ja lyhytkestoiset äänet. Ovenkolahduksen, astioiden kolinan tai särkyvän lasin kaltaiset äänet voidaan havaita ja poistaa välittömästi.

**Adaptiivinen kierronhallinta Plus** on Bernafonin ainutlaatuinen ratkaisu, joka estää kuulokojeesta lähtevän häiritsevän vinkumisen nopeasti ja tehokkaasti.

**Miellyttävä lentomatka** on upouusi ominaisuus matkailijoille. Vaikka lentäminen olisi miellyttävää, matkustajat altistuvat erilaisille äänille, kuten potkurien, moottorien tai voimakkaan turbulenssin aiheuttamalle melulle. Pitkäkestoinen altistuminen tällaiselle melulle voi olla haitallista. Kun Miellyttävä lentomatka -ohjelma on päällä, melunhallinta- ja suuntatoiminnot säätävät siten, että melu vähenee parantaen matkustajan lentomukavuutta.

# Käytä iPhone-puhelintasi kuulokojeiden kaukosäätimenä

Bernafonin uusi, helppokäyttöinen SoundGate APP -sovellus<sup>1)</sup> mullistaa perinteiset tavat säätää kuulokojeita. Ohjelmien vaihtaminen, äänenvoimakkuuden säätö ja lisälaitteiden kytkeminen onnistuu nyt kätevästi iPhone® llasi. Asentamalla sovelluksen puhelimeesi voit ohjata kuulokojeita helpommin ja huomaamattomammin kuin koskaan.

SoundGate APP on suunniteltu erittäin helppokäyttöiseksi. Käyttöliittymä on mahdollisimman yksinkertainen ja helposti omaksuttava, kuten vastaavissa sovelluksissa on totuttu näkemään.

Voit ladata SoundGate APP -sovelluksen ilmaiseksi App Storesta. Syötä hakukenttään "Bernafon SoundGate" ja valitse "Asenna".



<sup>1)</sup> Ladattavissa iPhone -puheliimiin (SoundGate APP-sovellus toimii iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s ja iPhone 4 -malleissa). SoundGate APP vaatii Bernafon SoundGate 3 -laitteen ja langattomat kuulokojeet.

Apple, Applen logo ja iPhone ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity USA:han ja muihin maihin. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

# Käännä vaikeudet voitoksesi



Bernafonin SoundGate-mikrofoni helpottaa kuunteluasi haastavissa kuuntelutilanteissa. Huomaamaton mikrofoni on tarkoitettu keskustelukumppanisi tai puheenpitäjän käytettäväksi. Liittämällä mikrofonin SoundGate 3 -laitteeseen puhe välittyy suoraan kuulokojeisiisi. SoundGate-mikrofoni on tyylikkään musta ja painaa vain 13 grammaa. Sen avulla saat puheesta paremmin selvän erityisesti meluisassa ympäristössä, kuten ravintolassa.

RC-N-kaukosäädin helpottaa ohjelmien vaihtamista ja äänenvoimakkuudensäätöä etenkin silloin, kun säätäminen kuulokojeiden kautta tuntuu hankalalta. Paranneltu käyttömukavuus ja vähäisempi akunkulutus tekevät kaukosäätimestä ihanteellisen lisäherkun kuulokojeiden käyttäjille.

Yhdistä laadukkaat kuulokojeesi uusiin, edistyksellisiin lisälaitteisiin ensiluokkaisen kuuntelukokemuksen saavuttamiseksi.



Meillä on ollut vuodesta 1946 tavoite kehittää korkealaatuisia kuulokojeita, jotka mahdollistavat huonokuuloisten ihmisten nauttivan autenttista kuuntelukokemuksista. Pyrimme ylittämään asiakkaidemme odotukset sveitsiläisen tuotekehityksen, edistyksellisen teknologian ja yksilöllisen palvelumme avulla. Päämäärämme on tarjota yhteistyökumppaneillemme lisäarvoa joka päivän. Bernafonin jälleenmyyjät ja työntekijät yli 70 maassa ovat sitoutuneet visioomme auttaa huonokuuloisia ihmisiä kommunikoimaan ilman rajoituksia.

#### **Pääkonttori**

##### **Sveitsi**

Bernafon AG  
Morgenstrasse 131  
3018 Bern  
Puh +41 31 998 15 15  
Fax +41 31 998 15 90  
[www.bernafon.com](http://www.bernafon.com)

##### **Suomi**

Kuulopiiri Oy  
Sepänkatu 7  
40720 Jyväskylä  
Puh +358 14 84033 00  
Fax +358 14 84033 90  
[www.kuulopiiri.fi](http://www.kuulopiiri.fi)

**SWISS**   
Engineering

#### **Bernafon Companies**

Australia · Canada · China · Denmark · Finland · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Netherlands · New Zealand · Poland · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · UK · USA

[www.bernafon.com](http://www.bernafon.com)

**bernafon**   
Your hearing · Our passion