



| Ole aito. Elä **hetkessä**



Leox

Super Power | Ultra Power

bernafon [®]
Your hearing · Our passion





**Vierailemamme paikat ja
tapaamamme ihmiset tarjoavat joka
päivä mahdollisuuksia hyödyntää
luovuuttamme ja lahjakkuuttamme –
elää hetkessä ja olla aito.**

Ensimmäisenä True Environment Processing™ Super Power | Ultra Power-kuulokojeena Leox vie sinut uudelle tasolle äänimaailmassa, joka on mahdollisimman lähellä todellista.

Suunnista arjessasi vaivattomasti ja itsevarmasti – tapahtui mitä tahansa.



Puheen erotusta

Uudenaikaisten teknologioiden ansiosta Leox auttaa sinua saamaan puheesta paremmin selvää ja tarjoaa kuuntelumukavuutta sekä melussa että hiljaisuudessa. Valmistaudu osallistumaan keskusteluihin, joista välität.



Tehoa

Leox- kuulokojeet sisältävät alan korkeatasoisimpia ja tehokkaimpia ominaisuuksia. Hanki kuuloratkaisu, joka vastaa tarpeitasi ja mieltymyksiäsi.



Langaton yhdistettävyyys


Voit suoratoistaa ääntä nykyaikaisista Bluetooth®-laitteista suoraan korviisi vain muutamalla älypuhelimien painalluksella. Vaadi enemmän joustavuutta – Leox vastaa tarpeisiisi.

True Environment Processing™: Bernafonin ratkaisu – aitoja ääniä, reaaliajassa

Oletpa sitten hiljaisuudessa, melussa tai missä tahansa ääniympäristössä, kuulokojeiden pitäisi olla enemmän kuin vain vahvistuslaitteita. Niiden pitäisi reagoida myös ympäristön muutoksiin, jotta saat tarkan ja selkeän käsityksen sinua ympäröivistä äänistä.



Perinteiset kuulokojeet vahvistavat ääniä tehokkaasti, mutta usein ilman selkeää äänen erottelua.



True Environment Processing™ tarjoaa ihanteellisen vahvistuksen Power-kuulokojeiden käyttäjille. Se tarjoaa tasapainoisesti puheen yksityiskohtia, äänten paikannusta ja kuuntelumukavuutta.

Teknologia True Environment Processing™ : n taustalla

Uskomattoman tehokkaaseen mikrosiruun integroitu **Dynamic Environment Control System™** hyödyntää useita järjestelmiä taatakseen ajantasaisen vahvistuksen ja puheen tunnistuksen haastavissa ääniympäristöissä. Leox tarjoaa kuulokojekäyttäjälle useita etuja:*

Reaaliaikainen äänten havainnointi ja äänenkäsittely tekee tärkeistä **ympäristön äänistä tunnistettavampia.**

Lisääntynyt tietoisuus ympäristöstä auttaa käyttäjiä tunnistamaan ja paikantamaan äänilähteet ja etäisyydet.

Parannettu signaali-kohinasuhde **parantaa puheen havaitsemista ja siitä selvän saamista** meluisissa ja vaihtelevissa ääniympäristöissä.

Miellyttävämpi kuuntelumukavuus äänekkäissä tilanteissa puheen kuuluvuutta ja turvallisuutta heikentämättä.

* Lesimple, C., & Tantau, J. (2017). *Benefits of Dynamic Amplification Control™ in complex listening environments*. [White Paper]. Haettu kesäkuussa 2019 osoitteesta bernafon.com/professionals.

Leoxin tärkeimmät ominaisuudet

Super Power | Ultra Power

IP68-luokitus

Pölyn- ja vedenkestävä
pitkäaikaisessa käytössä

Monivärinen LED

Ilmaisee
kuulokojeen tilan

Painike ja kaksoispainike

Erillinen voimakkuussäädin
ja ohjelmapainike

DAI- ja FM-sovittimet

Tukee suoraa audioliitainta (DAI)
ja FM-järjestelmiin yhdistämistä



2,4 GHz Bluetooth® Low Energy

Ulkoisten audiolaitteiden langattomaan yhdistämiseen



Koukku

Vaimennettu ja vaimentamaton

NFMI-teknologia

Kuulokojeiden väliseen kommunikointiin

Induktiokela

Suora äänisignaali silmukkajärjestelmistä

Vaihdettava paristo

Paristokoko 13 BTE SP:lle
ja koko 675 BTE UP:lle

Päälikuori	SABE beige	MSIL metallin- hopea	ANBR antiikki- pronssi	MAC metallinen antrasiitti	BU sininen	RE punainen
Runko			metallinen antrasiitti	MAC		



Made for


Apple iPhone | iPad | iPod

Kaikki tarvittava täydellisesti yhteydessä toisiinsa

Leox yhdistyy helposti digitaalisten audiolaitteiden maailmaan. Bernafonin lisävarusteet mahdollistavat kuulokojeiden yhdistämisen erilaisten äänilähteiden kanssa joko lisälaitteiden välityksellä tai suoraan kuulokojeisiin toistettuna. Helppokäyttöisen sovelluksen ansiosta voit säätää ja hallita Leox-kuulokojeitasi vain muutamalla älypuhelimien painalluksella – helposti ja huomaamattomasti.

Lisätietoa yhteensopivuuksista löytyy osoitteesta:
bernafon.com/products/accessories.

Apple, Apple logo, iPhone, iPad, iPod touch ja Apple Watch ovat Apple Inc:n USA:ssa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc.-yhtiön palvelumerkki. Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.



EasyControl-A-sovellus

Ehdottoman tarpeellinen sovellus power-kuulokojeiden käyttäjille. Sovelluksella voit säätää äänenvoimakkuutta, vaihtaa ohjelmia ja tarkastaa pariston tilan. Siinä on kaiken varalta myös "Etsi kuulokojeeni"-toiminto.



SoundClip-A

Monipuolinen liitántälaite handsfree-puheluihin moderneilla Bluetooth®-älypuhelimilla. Kaulahihnassa tai paitaan kiinnitettynä se parantaa ihmisten välistä kommunikaatiota myös pidempien etäisyyksien päästä ja hälyisissä ympäristöissä.

TV-A-sovitin

Laite suoratoistaa äänet suosikkitelevisio-ohjelmastasi suoraan kuulokojeisiisi – laadukkaana Dolby Digital®-stereoäänenä.



RC-A-kaukosäädin

Kaukosäädin tekee kuulokojeen käytöstä sujuvaa ja huomaamatonta.

Bernafon on perustettu vuonna 1946 ja siitä asti olemme työskennelleet vaalien alkuperäisiä perinteitä kehittäessämme ratkaisuja, jotka auttavat huonokuuloisia ihmisiä. Sveitsiläinen perintö, johtava teknologia ja korkeatasoiset tuotteet auttavat meitä täyttämään tavoittemme:

Yhdessä voimme auttaa ihmisiä kuulemaan ja kommunikoimaan paremmin.

Lue lisää Leox-kuulokojeista ja etsi lähin kuulonhuollon ammattilainen: www.bernafon.fi.



SOUND 
OF SWITZERLAND

bernafon 
Your hearing • Our passion

Bernafon Companies: Australia • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand • Poland • South Africa • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA