



Laissez votre **spontanéité**
s'exprimer



Leox

Super Power | Ultra Power

bernafon[®]
Your hearing · Our passion



Qu'il s'agisse des endroits où nous allons et des personnes que nous rencontrons, chaque jour nous donne mille occasions d'exprimer notre spontanéité.

Leox, les premières aides auditives Super Power | Ultra Power dotées de la fonction « True Environment Processing™ », garantissent un nouveau niveau de confort de la perception sonore, au plus près de la réalité.

Faites confiance à votre audition tout au long de la journée, quoi qu'il arrive.



Compréhension des sons et de la parole

Grâce à une technologie performante, Leox améliore l'écoute et l'intelligibilité de la parole, quel que soit le milieu sonore. De nouvelles sensations sonores qui vous donnent davantage envie de prendre part aux échanges.



Puissance

La haute technologie de Leox permet d'atteindre un niveau d'amplification si élevé, qu'elle est capable de répondre à toutes les attentes et exigences des utilisateurs, en termes de pertes auditives.



Connectivité sans fil


A l'aide de votre smartphone, vous pouvez diffuser le son de tous vos appareils Bluetooth® directement dans vos aides auditives. Leox vous surprendra par sa modernité et sa flexibilité.

"True Environment Processing™" : La nouvelle approche de Bernafon pour traiter les sons naturels en temps réel

Dans le calme, dans le bruit, et entre ces deux extrêmes, les aides auditives doivent être plus que de simples appareils d'amplification. Elles doivent réagir, sans délai, à l'environnement dans lequel vous vous trouvez afin de vous apporter une perception claire et précise des sons qui vous entourent.



Les aides auditives traditionnelles amplifient les sons à des niveaux élevés, mais le plus souvent sans distinction claire.



"True Environment Processing™" garantit une amplification optimale. Il apporte le juste équilibre entre les détails de la parole, la localisation des sons et le confort d'écoute.

La technologie qui sous-tend "True Environment Processing™"

Intégré dans une puce électronique extrêmement puissante, le "**Dynamic Environment Control System™**" utilise différents systèmes pour assurer une amplification en temps réel et une reconnaissance de la parole dans les situations d'écoute difficiles. Leox promet de nombreux avantages à l'utilisateur d'aides auditives :*

Une détection et un traitement sonores en temps réel pour **faciliter la reconnaissance des sons ambiants** importants

Une conscience accrue de l'environnement en contribuant à l'identification de la source et à la localisation du son

Un rapport signal/bruit amélioré pour **une meilleure perception et compréhension de la parole** dans les environnements d'écoute bruyants et dynamiques

Plus de confort d'écoute dans les situations au volume sonore élevé sans transiger sur la qualité de la parole perçue ou les indicateurs de sécurité importants

* Lesimple, C., & Tantau, J. (2017). *Benefits of Dynamic Amplification Control™ in complex listening environments*. [Livre blanc]. Extrait en juin 2019 de bernafon.com/professionals.

Fonctions clés de **Leox**

Super Power | Ultra Power

Certification IP68

Résistance à la poussière et à l'eau pour une durabilité prolongée

LED multicolore

Pour indiquer l'état de l'aide auditive

Bouton-poussoir simple et double bouton-poussoir

Réglage du volume et changement de programme indépendants

Adaptateur DAI/FM

Prend en charge les entrées audio directes et la connexion aux systèmes FM



Bluetooth® Low Energy 2,4 GHz

Pour une connexion sans fil aux appareils audio externes

Coude

Filtré et non filtré



Technologie NFMI

Pour une communication binaurale entre les aides auditives

Bobine téléphonique

Pour un signal sonore direct transmis par les systèmes de boucle d'induction magnétique

Pile remplaçable

Pile de type 13 pour le BTE SP et de type 675 pour le BTE UP

Coque supérieure

SABE

sand beige

MSIL

metallic silver

ANBR

antique bronze

MAC

metallic anthracite

BU

blue

RE

red

Coque de base

metallic anthracite

MAC



Conçu pour

🍏 iPhone | iPad | iPod

Tout ce dont vous avez besoin, **avec une** **interconnexion parfaite**

Leox peut se connecter facilement à l'univers des appareils audio numériques. Avec des accessoires intermédiaires ou une diffusion directe dans l'oreille, les accessoires Bernafon permettent de connecter les aides auditives à de nombreuses sources sonores. Et grâce à une application intuitive, vous pouvez surveiller et contrôler vos aides auditives Leox en quelques clics sur votre smartphone – pratique et discret.

Pour obtenir des informations sur la compatibilité, consultez www.bernafon.com/products/accessories.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPod touch et Apple Watch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.



Application EasyControl-A

L'application indispensable pour tout utilisateur d'aides auditives puissantes. L'application permet de contrôler le volume, les programmes et le niveau de pile. Elle présente même une fonction « Trouver mon aide auditive », juste au cas où.



SoundClip-A

L'accessoire universel pour des conversations téléphoniques mains libres avec tout smartphone moderne doté du Bluetooth®. Porté autour du cou ou clipsé sur une chemise, il améliore la communication interpersonnelle à distance et dans les environnements bruyants.

TV-A

L'appareil diffuse l'audio de vos programmes préférés directement dans vos aides auditives avec une qualité de son stéréo Dolby Digital®.



RC-A

Cette télécommande permet de contrôler facilement les aides auditives, en toute discrétion.

Fondé en Suisse en 1946, nous travaillons depuis dans l'esprit et la tradition de nos fondateurs pour développer des solutions qui aident les personnes avec des difficultés d'audition. Notre héritage suisse, notre technologie avancée et nos produits haute performance nous aident à atteindre notre objectif :

Ensemble, nous donnons les moyens à chacun de mieux entendre et de mieux communiquer.

Pour en savoir plus sur les aides auditives Leox, parlez-en à votre audioprothésiste ou rendez-vous sur le site de Bernafon, **www.bernafon.com**



SOUND 
OF SWITZERLAND

bernafon 
Your hearing · Our passion

Bernafon Companies: Australia · Canada · China · Denmark · Finland · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Netherlands · New Zealand · Poland · South Africa · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · UK · USA