

PUISSANTES
PERSPECTIVES



SUPREMIA



bernafon®
Your hearing • Our passion

Développer de nouvelles perspectives

Les sons sont importants pour chacun de nous. Pour les enfants, ils sont indispensables à leur développement auditif et cognitif. En tant que parent, vous souhaitez que votre enfant tire profit des différents environnements d'écoute et sons tout autour de lui. Pour les enfants atteints d'une perte auditive, la technologie actuelle propose de nombreuses solutions prometteuses.



L'audition est essentielle pour le développement de la parole et du langage, la communication et les apprentissages. Les aides auditives peuvent aider un enfant à apprendre à parler clairement en l'aidant à mieux entendre les voix d'autres personnes. Ceci facilite l'imitation de la voix, qui est nécessaire pour le développement de la parole. Elles peuvent également aider un enfant à mieux entendre sa propre voix et à supprimer ainsi une barrière supplémentaire au développement naturel de la parole.



PUISSANTES PERSPECTIVES

Il existe différents types d'aides auditives pour répondre aux degrés de perte auditive distincts.

Le contour d'oreille Supremia Super Power pourrait être la solution idéale si une perte auditive sévère à profonde a été diagnostiquée chez votre enfant.

Supremia est conçue pour assister les enfants à chaque étape de leur vie.





Fonctionnalités spéciales pour les enfants

Le contour Supremia Super Power est l'aide auditive la plus puissante de Bernafon pour les adaptations pédiatriques.

La vie des enfants est pleine de petits et grands événements. Supremia est très robuste et durable pour être utilisée dans leurs activités quotidiennes. Elle est également dotée d'une série de composants qui en font une véritable aide auditive pédiatrique.





Bouton de contrôle du volume et de changement de programme

La molette de contrôle du volume et le bouton de programmes sont conçus de manière à pouvoir être facilement trouvés et manipulés par les petits doigts des enfants.

Voyant d'état (LED)

Un voyant d'état est placé en-dessous de la molette du volume. Il peut être programmé pour signaler visuellement différents paramètres de l'aide auditive de votre enfant. Vous pouvez ainsi surveiller plus facilement et discrètement le fonctionnement de l'aide auditive de votre enfant (état de marche ou d'arrêt, pile faible, changement de programme, etc.).

Logement de pile de sécurité

Les enfants sont pleins de curiosité. Afin d'éviter tout risque de perte accidentelle, ou d'avaler la petite pile, Supremia est fournie avec un logement de pile de sécurité optionnel.



Les avantages de la technologie moderne

Technologie unique en son genre, Audio Efficiency™ de Bernafon se focalise à la fois sur la compréhension de la parole et le confort d'écoute.

Supremia amplifie les sons pour les rendre audibles et, grâce à une technologie sophistiquée, s'emploie à rendre compréhensibles tous les signaux de parole. Ceci permet de soutenir le développement de la parole et du langage chez votre enfant.



Les aides auditives Supremia sont également capables de s'adapter à un grand nombre d'environnements d'écoute. À l'école, lors d'une fête d'anniversaire, à la maison et en toute autre occasion, votre enfant tirera profit des puissantes fonctionnalités. L'écoute sera plus facile et plus agréable avec Supremia.



Options de connectivité sans fil

Même les meilleures aides auditives ont parfois besoin d'assistance. Dans la salle de classe, un adaptateur FM peut être fixé à Supremia pour se connecter au système FM de l'école. La voix de l'enseignant(e) sera alors retransmise directement dans les aides auditives de votre enfant. Ainsi il pourra entendre et comprendre plus facilement l'enseignant(e).

Bernafon offre également l'interface SoundGate 3, à travers lequel votre enfant peut recevoir directement dans ses aides auditives, le son provenant de son téléphone portable, de son ordinateur et d'autres sources audio. L'application SoundGate permet à votre enfant de contrôler facilement les aides auditives au moyen de son iPhone®¹⁾ et via le SoundGate 3.

SoundGate 3



Application SoundGate



Apple, le logo Apple et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.



Avec Supremia, offrez des fonctionnalités supérieures à votre enfant. Pour en savoir plus, consultez votre audioprothésiste ou visitez notre site Internet www.bernafon.com.

¹⁾ L'application SoundGate est destinée à l'utilisation avec un iPhone (la SoundGate est compatible avec les modèles iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s et iPhone 4).

L'application SoundGate requiert le SoundGate 3 de Bernafon (ou versions plus récentes) et des aides auditives sans fil.

L'audition et la compréhension sont des besoins humains essentiels. Les problèmes auditifs et les conséquences sociales qui en découlent représentent un défi pour la société. Nous croyons en un monde où les malentendants peuvent de nouveau communiquer sans limite grâce à une technologie avancée.

Visitez le site internet **www.bernafon.com** pour de plus amples informations sur l'audition et la perte auditive.

SWISS 
Engineering

bernafon 
Your hearing • Our passion

Bernafon Companies: Australia • Canada • China • Denmark • Finland • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Netherlands • New Zealand • Poland • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • UK • USA