

210

299

7


301

Le son Viron.
Simplement plus proche
de la réalité.



Viron.
True Environment Processing™.

2018-03-11 12:00:00 (UTC) subject to change



Cinq raisons de choisir Viron

1 Une expérience de **son naturel** tout simplement plus proche de la réalité

2 Une compréhension de la **parole améliorée** dans les situations d'écoute difficiles*

3 **Un confort d'écoute maximal**, même dans les environnements bruyants*

4 **Un effort d'écoute réduit** pour mieux se concentrer sur ce qui compte*

5 **Diverses possibilités de streaming** pour une connectivité sonore exceptionnelle

Le son Viron.
Simplement plus proche
de la réalité.



Viron est la première aide auditive
True Environment Processing™
de Bernafon

bernafon[®]
Your hearing • Our passion

Catégories de performance

Viron est disponible en trois catégories de performance. Choisissez la catégorie qui correspond le mieux à vos préférences personnelles et à vos besoins.

Viron 9 Viron 7 Viron 5

	Un traitement du signal ultra-rapide pour une meilleure compréhension de la parole dans des situations d'écoute dynamiques	***	***	**
	Une expérience de son naturel sur toutes les fréquences avec la possibilité de s'adapter aux besoins individuels	***	**	*
	Une compréhension de la parole optimale dans diverses situations d'écoute grâce au contrôle de la directivité	***	**	**
	Une gestion du bruit pour un meilleur confort auditif	***	**	*
	Une individualisation des options pour une adaptation personnalisée	***	**	*
	Une connectivité simple et pratique à utiliser pour plus de confort au quotidien	***	***	***

Styles d'aides auditives

Viron est proposé en quatre styles d'appareils et neuf combinaisons de couleurs. Ils bénéficient d'un design ergonomique et profilé, pour vous offrir un confort parfait sur l'oreille. Ils sont robustes et classés IP68 pour leur protection contre la poussière et l'eau.



miniRITE

Cette solution à écouter dans l'oreille (RITE) est l'aide auditive la plus discrète pour des pertes auditives légères à profondes.

miniRITE T

Cette solution à écouter dans l'oreille (RITE) présente un double bouton-poussoir et une bobine téléphonique. Cette aide auditive élégante est adaptée aux pertes auditives légères à profondes.

miniRITE T R

Cette solution à écouter dans l'oreille (RITE) dispose d'une batterie lithium-ion rechargeable intégrée, d'un double bouton-poussoir et d'une bobine téléphonique. Elle est adaptée aux pertes auditives légères à profondes.

BTE I05

Cette aide auditive en contour d'oreille (BTE) constitue la solution la plus puissante. Elle est adaptée aux pertes auditives modérées à profondes.

Accessoires de connectivité

Toutes les aides auditives Viron se connectent à votre environnement avec une technologie sans fil 2,4 GHz et NFMI.



- ✓ **Diffusez du son** vers vos aides auditives directement depuis votre iPhone®, iPad® ou iPod® touch et, à l'aide du SoundClip-A, depuis tous les smartphones récents, pour :
 - Écouter de la **musique** ou votre **station de radio préférée**
 - **Répondre à des appels téléphoniques** en ayant les mains libres pour d'autres tâches
- ✓ Utiliser le SoundClip-A comme **microphone à distance** pour une compréhension de la parole renforcée dans les situations d'écoute exigeantes
- ✓ **Se connecter** à l'adaptateur TV-A pour bénéficier d'une qualité de son stéréo Dolby Digital® diffusé directement vers vos aides auditives et ainsi profiter de vos programmes télé favoris
- ✓ **Régler le volume ou changer de programme** avec la discrète RC-A, le SoundClip-A ou via l'application gratuite EasyControl-A de Bernafon



TV-A

Télécommande RC-A

SoundClip-A

Application EasyControl-A

Pour obtenir des informations sur la compatibilité, consultez www.bernafon.com/products/accessories.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPod touch et Apple Watch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.