

FÜR DIE KOSTBAREN MOMENTE IM LEBEN

Treffen Sie
eine brillante Wahl

SAPHIRA
HÖRGERÄTE



bernafon[®]
Your hearing · Our passion





Saphira ist ein ganz besonderes Hörgerät. Wie ein echtes Juwel hebt es sich von der Masse der Hörgeräte ab.

Dank vieler hoch entwickelter Funktionen der Audio Efficiency™ Technologie, die in der Mittelklasse unübertroffen sind, und Accessoires, die das Hören bequemer machen, sorgt Saphira für einen exzellenten Hörkomfort in unterschiedlichsten Hörsituationen.

Mit Saphira Hörgeräten von Bernafon treffen Sie eine brillante Wahl.

BRILLANZ IN JEDEM MOMENT

Wir wissen, dass Sie keinen glanzvollen Moment im Leben verpassen möchten. Mit der Audio Efficiency™ Technologie in Saphira müssen Sie dies auch nicht. Denn sie kombiniert und koordiniert verschiedene Funktionen und garantiert die präzise Interaktion der modernsten Sprach-, Komfort- und Individualisierungs-Funktionen.

Im Zusammenspiel entsteht so ein natürliches Hörerlebnis und ein Gleichgewicht zwischen Sprachverstehen und Hörkomfort in zahlreichen Situationen des Alltags.

Wireless Verbindung

Live Musik- und Kino-Programm

ChannelFree™

Frequency Composition™



Impulsschallunterdrückung

Adaptive Noise Reduction Plus

Adaptive Feedback Canceller Plus

Binaurale Koordination

Windmonitor

Audio Efficiency™



Sprache

Audio Efficiency™ sorgt für erstklassige Klangqualität und Sprachverständlichkeit in allen Hörsituationen.



Komfort

Audio Efficiency™ koordiniert hoch entwickelte Features für ein komfortables und erfrischendes Hörerlebnis.



Individualisierung

Audio Efficiency™ bietet unterschiedliche auf Ihre Wünsche abgestimmte Hörprogramme und kabellose Accessoires.



EFFEKTIVOLLE FUNKTIONEN



Mit den vielen Funktionen der Audio Efficiency™ Technologie in den Saphira Hörgeräten erleben Sie eine verbesserte Sprachverständlichkeit und angenehmes Hören in vielen schwierigen Hörsituationen. Erfahren Sie mehr Details über einzelne Features.

Sprache

Das Hören mit neuen Hörgeräten ist eine spannende Erfahrung. In Saphira sorgen hoch entwickelte Sprachfunktionen für ein brillantes Sprachverstehen, das Ihnen authentische Hörerlebnisse ermöglicht.

ChannelFree™ ist das bewährte und exklusive Signalverarbeitungssystem von Bernafon. Mit einer einmaligen Analyse- und Verstärkungsleistung von bis zu 20 000 Sprachsignalen pro Sekunde sichert ChannelFree™ ein detailliertes Sprachverstehen und erzeugt eine unverwechselbar klare und gleichzeitig natürliche Klangqualität.

Die **Frequency Composition™** hilft besonders Menschen mit einem starken Hochtonverlust, hochfrequente Töne, wie z. B. das Gezwitscher von Vögeln, wieder zu hören. Dabei werden die hochfrequenten Klänge dupliziert und in einen tieferen, noch hörbaren Bereich verlagert.

Die **Adaptive Direktionalität** hilft in komplexen Hörsituationen, sicher zu verstehen, denn das Mikrofonsystem erkennt unterschiedliche Störgeräusche und blendet bis zu vier verschiedene Störquellen aus. Sie profitieren von einem spürbar angenehmeren Hörgefühl – den ganzen Tag.

EFFEKTIVOLLE FUNKTIONEN



Komfort

Lärm oder lästige Geräusche machen es manchmal unmöglich, einem Gespräch zu folgen und den Augenblick zu genießen. Diese Funktionen in Saphira unterdrücken unerwünschte Geräusche effektiv und ermöglichen einen hohen Tragekomfort.

Die **Impulsschallunterdrückung*** reduziert plötzlich und kurz auftretende unangenehme Geräusche. Das Zuschlagen von Türen, klapperndes Besteck oder klirrendes Glas werden als impulsartige Geräusche erkannt und sofort gedämpft. Die Impulsschallunterdrückung vermeidet Schrecksekunden und ermöglicht entspanntes Hören – in jeder Umgebung.

Die **Adaptive Noise Reduction Plus** sorgt für ein müheloses Hören in Situationen mit vielen störenden Geräuschquellen wie in Restaurants, Bahnhöfen, Einkaufszentren oder auch zu Hause. Die störenden Nebengeräusche werden reduziert und Sprachanteile erhalten – was auch immer Sie erleben.

Der **Adaptive Feedback Canceller Plus** ist die raffinierte Lösung von Bernafon zur Beseitigung der lästigen Pfeiftöne, die in einem Hörgerät entstehen können. Dies geschieht schnell und präzise, noch bevor Sie oder Ihre Mitmenschen Rückkopplungen, z. B. beim Telefonieren, hören können.

Die **Binaurale Koordination** erleichtert Ihnen die Bedienung Ihrer Saphira Hörgeräte im Alltag. Ändern Sie z. B. die Lautstärke oder das Hörprogramm an einem der Hörgeräte, werden die Änderungen sofort auf das andere Hörgerät übertragen.

Der **Windmonitor** in den Saphira Hörgeräten ist ein unschätzbare Feature für alle, die sich oft im Freien aufhalten. Er erkennt und unterdrückt Windgeräusche und ermöglicht ein stressfreies Hören und angenehmeres Unterhalten.

* Nur in Saphira 5.

EFFEKTIVOLLE FUNKTIONEN



Individualisierung

Persönliche Hörbedürfnisse sind äusserst unterschiedlich. Schön, dass diese Funktionen den individuellen akustischen Wünschen und einem mobilen Lebensstil gerecht werden können.

Wireless*

Saphira Hörgeräte sind Wireless-fähig* und können über das SoundGate mit den kabellosen Accessoires von Bernafon verbunden und wahlweise über eine App bedient werden. Erleben Sie eine neue Hör-Freiheit, um die Sie selbst Normalhörende beneiden werden.

Live Musik- und Kino-Programm**

Bei einem Live-Konzert oder einem Kinobesuch ist kraftvoller Sound entscheidend für ein beeindruckendes Gesamterlebnis. Das Live Musik- und Kino-Programm** in Saphira erhält und überträgt die einzigartigen Klangfarben und die natürliche Dynamik, damit Sie Kino und Musik in ganzer Fülle erleben können. So klingt Musik wieder natürlich und lebendig.


* Alle Modelle exklusive ITC, CIC und IIC.

** Nur in Saphira 5.



ERLEBEN SIE
JEDEN MOMENT






KOMFORTABLE HÖR-FREIHEIT

Saphira ist bereit für die Welt der Wireless Kommunikation. Kabellose Accessoires steigern nicht nur den Hörkomfort, sondern erleichtern auch die Bedienung der Hörgeräte.

Über das **SoundGate 3** verbindet sich Saphira via Bluetooth® mit verschiedensten Geräten der Unterhaltungselektronik. So werden die Audioinhalte von Ihrem TV, Festnetztelefon, Computer, iPhone®, iPad®, iPod touch® und Android™ Smartphones und Tablets und vielen anderen Bluetooth®-fähigen Geräten direkt in Ihre Hörgeräte übertragen.

Möglich macht dies der integrierte Bluetooth®-Empfänger. Das SoundGate 3 wird bequem um den Hals getragen, ist klein, chic und leicht zu bedienen. Mit dem SoundGate 3 können Sie diskret Ihre gewünschte Lautstärke oder ein spezielles Hörprogramm wählen.



Audiostreaming vom Mobiltelefon, Festnetz, TV, Computer und anderen Bluetooth®-fähigen Audiogeräten wird mit dem SoundGate 3 möglich.

KOMFORTABLE HÖR-FREIHEIT

Mit dem **SoundGate Mic** von Bernafon können Sie schwierige Hörsituationen erfolgreich meistern. Übergeben Sie das ansteckbare Mikrofon Ihrem Gesprächspartner oder dem Referenten eines Vortrages. Das Mikrofon überträgt die Sprache über das SoundGate 3 direkt in Ihre Hörgeräte – und das auf mehrere Meter Entfernung.

SoundGate Mic



Mit der **RC-N Fernbedienung** lassen sich Lautstärke und Programme spielend leicht anpassen. Das ist besonders dann hilfreich, wenn Ihnen dies bislang direkt am Hörgerät schwerfiel. Die neue Fernbedienung in frischem Design ist die ideale Ergänzung zu Ihren Saphira Hörgeräten.

RC-N Fernbedienung



KOMFORTABLE HÖR-FREIHEIT

Die **SoundGate App** ist mehr als eine gewöhnliche Steuerung für Ihr Wireless Hörgerät. Sind Ihre Geräte mit dem SoundGate verbunden, können Sie unauffällig Programme wechseln, die Lautstärke regeln und verschiedene externe Geräte ansteuern.

Die Bedienung Ihrer Hörgeräte wird dadurch so einfach und so diskret wie nie. Die SoundGate App können Sie kostenlos unter "Bernafon SoundGate" im App Store oder bei Google Play™ herunterladen.

SoundGate 3



Made for



iPod



iPhone



iPad



Works with
Android™

SoundGate App



Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

Die SoundGate App für iPhone, iPad und iPod touch läuft auf iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air, iPad mini mit Retina Display, iPad mini, iPad (3. und 4. Generation), iPad 2 und iPod touch (5. Generation) und benötigt Bernafon Wireless Hörgeräte und SoundGate 3 mit Firmware 3.0 oder höher. Die SoundGate App für Android-Smartphones erfordert Bernafon Wireless Hörgeräte und SoundGate 3 mit Firmware 3.1 oder höher.

Apple, das Apple Logo, iPhone, iPad und iPod touch sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Android und Google Play sind Marken von Google Inc. Der Android-Roboter wird anhand von Werken reproduziert bzw. verändert, die von Google erstellt oder geteilt wurden. Seine Verwendung erfolgt gemäss den Bestimmungen der Creative Commons 3.0-Lizenz (Namensnennung).

EINE BRILLANTE KOLLEKTION

Die Kollektion von Saphira umfasst fünf Hinter-dem-Ohr (HdO) und neun Im-Ohr (IdO) Modelle in verschiedenen dezenten Farb- und Hauttönen. Saphira bietet die perfekte Lösung für fast jeden Hörverlust und jeden Geschmack.



Maximale Hör-Freiheit erleben Sie, wenn Sie z. B. das Wireless-fähige CICx, ein diskretes IdO, mit den Accessoires von Bernafon kombinieren und so entspannt fernsehen, telefonieren, mit Ihrem Smartphone via Bluetooth® interagieren oder mit dem SoundGate Mic bequem einem von Ihnen weit entfernten Sprecher folgen können.

Besonders praktisch: Alle Hinter-dem-Ohr Modelle von Saphira sind gegen das Eindringen von Staub und gegen das Eindringen von Flüssigkeiten beim zeitweiligen Untertauchen geschützt.



Die HdO Modelle sind in diesen Farben erhältlich:



Die IdO Modelle sind in diesen Standard-Hauttönen erhältlich. Andere Farben sind auf Wunsch möglich.



* Nur für Saphira 5.

Seit 1946 entwickeln wir mit Leidenschaft erstklassige Hörgeräte, die es Menschen mit Hörproblemen ermöglichen, authentische und stimulierende Hörerlebnisse zu geniessen. Mit Schweizer Ingenieurkunst, Präzision und unserem Engagement für individuellen Service streben wir danach, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen. Unser Ziel ist es, unseren Partnern jeden Tag einen Extranutzen zu bieten. Bernafon-Repräsentanten und -Mitarbeitende in über 70 Ländern setzen sich täglich für unsere Vision ein, damit Menschen mit verminderter Hörfähigkeit wieder uneingeschränkt kommunizieren können.

Hauptsitz

Schweiz

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Telefon +41 31 998 15 15
Telefax +41 31 998 15 90

Deutschland

Bernafon Hörgeräte GmbH
Nunsdorfer Ring 14
12277 Berlin
Telefon +49 30 723 937 0
Telefax +49 30 723 937 19

SWISS 
Engineering

Bernafon Companies

Australia · Canada · China · Denmark · Finland · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Netherlands · New Zealand · Poland · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · UK · USA

www.bernafon.com

bernafon 
Your hearing · Our passion