

Obersee, Rapperswil-Jona, Schweiz

# KLARER, NATÜRLICHER KLANG



VÉRITÉ

Wenn wahre Leistung zählt

[www.bernafon.com](http://www.bernafon.com)

**bernafon**<sup>®</sup>  
Your hearing • Our passion

# Wahre Leistung zählt

Wir sind von einer facettenreichen Hörwelt mit zum Teil sehr feinen Details umgeben. Diese Klangwelt stellt eine entscheidende Verbindung zu unseren Mitmenschen und unserer Umgebung dar. Ein Hörverlust stört diese Verbindung und beeinträchtigt uns in der Kommunikation mit anderen in dieser Hörwelt.

Um einen Hörverlust bestmöglich zu kompensieren, muss ein Hörsystem die akustische Szenerie exakt und genauso facettenreich wiedergeben wie das Original. "Vérité" ist das französische Wort für Wahrheit. Bernafons Vérité verfälscht das ursprüngliche Klangbild nicht. Vérité passt sich automatisch und adaptiv an jede Veränderung der Hörumgebung an. Mit Vérité verpassen Sie nicht die geringste Nuance.

Vérité's organisches Design wurde von der Natur inspiriert. Die kabellose Koordination beider Hörsysteme realisiert ein reales und fantastisches Klangerlebnis. Vérité lernt und adaptiert Ihre persönlichen Lautstärkevorlieben in unterschiedlichen Hörsituationen. Ihre Änderungen werden aufgezeichnet und automatisch im Hörsystem umgesetzt. Verlassen Sie sich auf Vérité, wenn Ihnen die wahre Leistung wichtig ist.



LEISTUNG



DESIGN



KOMMUNIKATION



# Hochpräzise Leistung

## Echte Klangqualität

Für die Nutzer von Hörsystemen ist die Klangqualität von grösster Wichtigkeit. Um den tatsächlichen Charakter einer Hörumgebung zu erfassen, muss die Klangqualität für Sprache und jene der akustischen Umgebung gleichermaßen präzise sein.

Präzision ist der Schlüssel zu Vérités echter Klangwiedergabe. Die Leistung der von Bernafon eigens entwickelten digitalen ChannelFree™ Signalverarbeitung wurde mit einem hoch entwickelten Multi-Automatikprogramm kombiniert. Dank der modernen adaptiven Funktionen stellt sich Vérité präzise auf alle Änderungen der akustischen Umgebung ein. Vérité lässt Sie durch diese erfolgreiche Verbindung in eine einzigartige und authentische Hörwelt eintauchen.

## Echte Signalverarbeitung

Wenn Sie sich einen alten Film ansehen, bemerken Sie sofort, dass die Farben verblasst wirken. Die Übergänge sind nicht sehr weich und die Gesamtqualität der Bilder ist weder scharf noch klar. Genau wie die Filmtechnik hat auch die Signalverarbeitung in Hörsystemen einen gewaltigen Fortschritt gemacht und derzeit eine Ebene erreicht, die noch vor Kurzem undenkbar war.

Vérités Signalverarbeitung gibt das Original naturgetreu wieder. Langsame Regelsysteme können die kurzen Konsonanten und die wichtigen Übergänge zwischen den verschiedenen Elementen der Sprache verwischen. Vérité analysiert das Eingangssignal mehrere tausend Mal pro Sekunde, um sicherzustellen, dass jeder Ton präzise verstärkt wird. Das Resultat sind ein klarer, natürlicher Klang und ein unvergleichbares Hörerlebnis.

BERNAFON VÉRITÉ

PRÄZISION



LEISTUNG





BERNAFON VÉRITÉ  
**BALANCE**

# Eine Frage der Ausgewogenheit

## Binaurale Koordination

Bei einem intakten Gehör arbeiten beide Ohren als Einheit zusammen. Wir können selbst feinste Lautstärken und Frequenzunterschiede zwischen beiden Ohren wahrnehmen. Unser Gehör ermöglicht uns so ein Richtungshören und eine räumliche Orientierung.

Bisher haben Hörsysteme die Eingangssignale unabhängig voneinander aufgenommen und konnten dadurch die akustische Umgebung nicht immer vollständig abbilden. Vérité koordiniert drahtlos beide Hörsysteme und realisiert so wieder den natürlichen Abgleich beider Ohren.

## Einfache Programm- und Lautstärkeveränderungen

Auch bei adaptiven Hörsystemen ist es gelegentlich notwendig, Änderungen in der Lautstärke oder des Hörprogramms vorzunehmen. Wenn Sie zwei Hörsysteme tragen, kann dies manchmal umständlich sein, da Änderungen immer an beiden Systemen vorgenommen werden müssen.

Durch Vérités kabellose Koordination beider Hörsysteme werden die Veränderungen des einen Systems automatisch an das zweite Gerät mit übertragen. Das macht die Bedienung Ihrer Hörsysteme komfortabler, genauer und effizienter.

## Intelligente Feedbackunterdrückung

Feedbackmanager arbeiteten bislang äusserst effektiv, um ein unerwünschtes Pfeifen der Hörsysteme zu unterdrücken. Allerdings werden manchmal auch einzelne Töne von Musik durch den Feedbackmanager unterdrückt. Vérités intelligentes Feedbacksystem eignet sich hervorragend für störungsfreien Musikgenuss. Durch den binauralen Abgleich wird die Feedbackerkennung zwischen beiden Hörsystemen koordiniert. Wird ein feedbackähnliches Signal (z.B. eine Flöte) von beiden Hörsystemen gleichzeitig erkannt, wird das Feedbacksystem nicht aktiviert und Ihnen so störungsfreier Musikgenuss ermöglicht.

LEISTUNG





LEISTUNG





# Passt sich an jede Hörumgebung an

Ihre Hörbedürfnisse ändern sich ständig im Laufe eines Tages: ob Sie sich drinnen oder draussen aufhalten, in ruhiger oder lauter Umgebung, ob Sie eine oder mehrere Personen in einem Gespräch verstehen möchten. Sie sollten sich immer auf Ihr Hörsystem verlassen können.

Vérité besitzt ein einzigartiges Multi-Automatikprogramm, das sich adaptiv an die Hörsituationen anpasst. Hoch entwickelte Sensoren überprüfen permanent die akustische Umgebung und nehmen, falls notwendig, feine Korrekturen vor, um so sanfte und gleitende Übergänge zwischen den einzelnen Hörsituationen zu gewährleisten.

Vérité erkennt automatisch:

- Sprache in Ruhe
- Sprache in Lärm
- Lärm
- Ruhe
- Wind

Vérités Situationserkennung wird von beiden Hörsystemen abgeglichen, um Ihnen immer das beste Hören in allen Hörsituationen zu ermöglichen.

## Sprache im Fokus

Vérité kann den Fokus gleichermassen auf Sprache und auf Umgebungsgeräusche richten. Sobald Sprache erkannt wird, werden sich beide Hörsysteme automatisch so einstellen, dass Sprachverstehen die höhere Gewichtung erfährt. Ist keine Sprache mehr vorhanden, werden wichtige Informationen aus Ihrer Umwelt wieder in den Vordergrund gebracht.

## Dynamic Contrast

Eine Unterhaltung gestaltet sich immer dann als besonders schwierig, wenn der Hintergrundlärm sehr hoch ist. Für diese nicht seltene Hörsituation bietet Vérité eine besondere Lösung.

Immer dann, wenn Vérité Sprache in Situationen mit lauten Hintergrundgeräuschen erkennt, wechselt das Hörsystem automatisch in den Dynamic Contrast Modus.

In diesem Modus stellt Vérité sicher, dass alle Anteile der Sprache klar und deutlich übertragen werden. Gleichzeitig ermöglicht die Kombination aus adaptiver Störgeräuschunterdrückung und adaptiver Direktionalität ein komfortables Hören im Störgeräusch.

BERNAFON VÉRITÉ

# ADAPTIVITÄT

# Panoramaklang

Vérité schafft sanfte Übergänge zwischen Sprache, Lärm, Ruhe und allen daraus resultierenden Kombinationen, um die umgebende Hörsituation bestmöglich wiederzugeben. Durch den Abgleich beider Hörsysteme miteinander und die Wiederherstellung der natürlichen Verbindung beider Ohren entsteht ein klares Klangbild, bei dem alle Töne exakt ausbalanciert sind.

Dank fortschrittlicher Technologie erleben Sie wieder ein unbeschreibliches Hören, das speziell an Ihre Hörbedürfnisse angepasst wurde. Vérité ermöglicht klares, natürliches Hören in jeder Hörsituation.



LEISTUNG



## Spezielle Komfortprogramme

Es gibt immer spezielle Hörsituationen, die eine etwas andere Übertragung Ihrer Hörsysteme erfordern. Vérité bietet dafür ausgesuchte Hörprogramme, die Sie einfach per Knopfdruck aktivieren können.

Dies sind z.B. individuelle Programme für Fernsehen, Livemusik, Autofahrten usw. Ihr Hörgeräteakustiker unterstützt Sie gerne bei der Auswahl und der Programmierung eines für Sie geeigneten Programms.



BERNAFON VÉRITÉ

# KLANGTREUE



BERNAFON VÉRITÉ  
**STIL**

# Stil und Design

## Perfektes Profil

Vérité's runde, organische Form wurde von der Natur inspiriert. Die benutzerfreundliche Formgebung ist einfach zu handhaben und passt sich perfekt an Ihr Ohr an.

## Nutzenorientiertes Zubehör

Die RC-P Fernbedienung oder die SoundGate Bluetooth®-Schnittstelle sind optionale Peripheriegeräte für Vérité. Beide Geräte bestehen durch ihr ergonomisches Design und ihre einfache und diskrete Steuerung der Hörsysteme.



SoundGate




RC-P Fernbedienung

## Farben

Vérité bietet Ihnen eine grosse Auswahl an attraktiven, natürlichen Farben. Passen Sie Vérité Ihrem persönlichen Stil an.



DESIGN





BERNAFON VÉRITÉ

**WIRELESS**

# Wireless-Verbindungen



SoundGate ist eine kabellose Bluetooth®-Schnittstelle, die es Ihnen erlaubt, Audioquellen direkt mit Ihren Hörsystemen zu verbinden und so Ihre Vérité Systeme wie einen Funkkopfhörer zu verwenden.

Ob Gespräche ab Mobiltelefon mit Bluetooth®-Sender oder der Ton von TV und anderen Quellen: SoundGate überträgt kabellos alle Audiosignale an Vérité.

Was Sie auch hören möchten, SoundGate überträgt das Signal kabellos an Ihre Vérité Systeme und ermöglicht Ihnen so einen ungehinderten Gebrauch Ihrer Unterhaltungsgeräte.

## SoundGate: Ihre Vorteile

- Einfache Funkverbindung zu Ihrem Mobiltelefon. Ihre Hände bleiben frei
- Stand-by-Modus, um Anrufe zu empfangen
- Telefonat kann auf beide Hörsysteme übertragen werden
- Fernbedienungsfunktion für Ihre Hörsysteme
- Übertragung des Fernsehtons oder anderer Audioquellen, wie MP3-Player



Bernafon Mitarbeitende entwickeln und vermarkten mit Begeisterung erstklassige Hörsysteme, die unseren Kunden authentische und stimulierende Hörerlebnisse ermöglichen. Seit 1946 leistet Bernafon mit Schweizer Ingenieurskunst und Präzisionsarbeit Pionierarbeit in der Entwicklung von erstklassigen Hörsystemen und hat die Industrie mit Innovationen wie dem ersten digital programmierbaren Hörgerät oder der ChannelFree™ Signalverarbeitung massgeblich beeinflusst. Heute setzen sich Bernafon Vertreter und Mitarbeiter in über 70 Ländern für unsere Vision ein, dass Menschen mit verminderter Hörfähigkeit dank fortschrittlicher Technologie wieder uneingeschränkt kommunizieren können.

**Bernafon AG**

Morgenstrasse 131  
3018 Bern  
Schweiz  
Telefon +41 31 998 15 15  
Telefax +41 31 998 15 90  
[www.bernafon.com](http://www.bernafon.com)

**Bernafon Hörgeräte GmbH**

Nunsdorfer Ring 14  
12277 Berlin  
Deutschland  
Telefon +49 30 723 937 0  
Telefax +49 30 723 937 19  
[www.bernafon.de](http://www.bernafon.de)

**SWISS**   
Engineering

Amsterdam - Auckland - Berlin - Bern - Brisbane - Copenhagen - Gdańsk - Glasgow - New Jersey - Paris - Rome - Stockholm - Tokyo - Toronto

[www.bernafon.com](http://www.bernafon.com)

**bernafon**   
Your hearing • Our passion