

# SOUNDGATE

Pozostań w ciągłej  
łącności z całym  
światem



**bernafon**   
Your hearing • Our passion

Otaczające nas urządzenia oferują coraz więcej możliwości łączności bezprzewodowej. Telefony umożliwiają nam swobodne komunikowanie się z rodziną i przyjaciółmi, bez względu na czas i miejsce, w którym przebywamy. Inne urządzenia umożliwiają słuchanie muzyki, oglądanie filmów, najnowszych wiadomości itp. Dzięki SoundGate również Twoje aparaty słuchowe mogą dowolnie łączyć się z urządzeniami, z których korzystasz na co dzień.



Podczas gdy możliwości tradycyjnych urządzeń bezprzewodowych są dość ograniczone, SoundGate oferuje niezwykłą plastyczność w wyborze źródła dźwięku, które może być podłączone do SoundGate na drodze bezprzewodowej, jak i za pomocą standardowego połączenia przewodowego. Urządzenie SoundGate jest bardzo komfortowe i dyskretne w użyciu, posiada wbudowany mikrofon, moduł Bluetooth® oraz duże i wygodne klawisze funkcyjne.



SoundGate firmy Bernafon umożliwia łączność aparatów słuchowych z urządzeniami zewnętrznymi, bez względu na to gdzie jesteś. Ponieważ nawet w przypadku najlepszych aparatów słuchowych słyszenie w niektórych otoczeniach może być utrudnione, SoundGate oferuje znaczącą poprawę jakości dźwięku w sytuacjach, które dotychczas były kłopotliwe dla osób niedosłyszących.



### **Łączność z telefonem komórkowym**


Użyj SoundGate, aby połączyć bezprzewodowo swoje aparaty słuchowe z telefonami komórkowymi z Bluetooth® oraz rozmawiaj swobodnie!

### **Łatwa łączność z Mikrofonem SoundGate**

Użyj dyskretnego Mikrofonu SoundGate, aby transmitować bezprzewodowo mowę osoby znajdującej się w znacznej odległości od Ciebie.

### **Najwyższej jakości dźwięk z TV**

Połącz SoundGate z Adapterem TV 2 i transmituj bezprzewodowo dźwięk z telewizji do aparatów słuchowych.



### **Zamień aparaty słuchowe w słuchawki bezprzewodowe**

Wykorzystaj SoundGate i aparaty słuchowe, aby transmitować bezprzewodowo komunikaty głosowe nawigacji GPS, muzykę itp. z zewnętrznych urządzeń Bluetooth®.

### **Rozmowy "hand-free" z wykorzystaniem telefonu stacjonarnego**

Połącz SoundGate z Adapterem Telefonicznym 2 i rozmawiaj bezprzewodowo poprzez standardowy telefon podłączony do linii naziemnej!

### **Cewka indukcyjna**

Wykorzystaj cewkę indukcyjną wbudowaną w SoundGate i odbieraj bezprzewodowo dźwięk w pomieszczeniach zaopatrzonych w pętle indukcyjne (m.in. w kinach, teatrach, klasach szkolnych, kościołach).

## SoundGate i telefony komórkowe

SoundGate jest interfejsem cyfrowym umożliwiającym przekierowanie sygnału z telefonu komórkowego wprost do Twoich aparatów słuchowych. Dzięki SoundGate nigdy nie "przegapisz" ważnej rozmowy telefonicznej. Urządzenie jest w ciągłym stanie gotowości na połączenia przychodzące, ponadto umożliwia realizację połączeń wychodzących.

I co najważniejsze – dzięki SoundGate możliwe jest rozmawianie "hand-free" przez telefon, czyli bez konieczności trzymania słuchawki telefonicznej przy uchu!

SoundGate umożliwia również odsłuch muzyki z telefonu lub innego źródła audio (np. odtwarzacza plików muzycznych).

Stacja bazowa SoundGate umożliwia szybkie ładowanie baterii urządzenia, dzięki czemu będzie ono zawsze w stanie gotowości do działania.

## Pętle indukcyjne i SoundGate

Coraz więcej miejsc użyteczności publicznej, w tym m.in. klas, teatrów, kin oraz kościołów jest zaopatrzonych w specjalne pętle indukcyjne. Systemy te, wykorzystując tzw. zjawisko indukcji magnetycznej, nadają bezprzewodowo sygnały dźwiękowe, które mogą być odbierane przez SoundGate oraz przekierowywane do aparatów słuchowych. Dzięki temu zawsze bardzo dobrze usłyszysz m.in. dźwięk w kinie, teatrze, mowę w kościele lub klasie szkolnej.

Doświadcz fenomenalnych możliwości łączności ze światem.

## Odbieraj mowę za pomocą Mikrofonu SoundGate

Bernafon wprowadza na rynek Mikrofon SoundGate, który umożliwia jeszcze lepsze słyszenie w hałaśliwych pomieszczeniach lub/i w przypadku dużej odległości słuchacza od źródła dźwięku.

Niewielki i dyskretny Mikrofon SoundGate może być np. przypięty do ubrania osoby mówiącej, prezentera lub nauczyciela. Mikrofon przekazuje bezprzewodowo dźwięk do SoundGate (urządzenie SoundGate 3 lub wersja wyższa), a następnie do aparatów słuchowych.

Zastosowanie Mikrofonu SoundGate umożliwia niezwykle skuteczne oddzielenie dźwięku, który jest dla Ciebie ważny, od innych sygnałów będących najczęściej tzw. hałasami tła akustycznego (np. w głośnej restauracji) lub niepożądanymi odbiciami dźwięku (bardzo często występujących w kościołach).



## Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej

Nieważne, czy masz ochotę na wieczór spędzony przed telewizorem, czy na dłuższą pogawędkę przez telefon, SoundGate zapewni Tobie bezproblemowe i bezprzewodowe połączenie z odpowiednimi urządzeniami.

## Bezprzewodowy odbiór dźwięku z TV

Dzięki Adapterowi TV 2 podłączonemu do Twojego telewizora możliwa jest zdalna transmisja dźwięku z TV do SoundGate, a następnie do Twoich aparatów słuchowych. Dzięki temu sygnał dźwiękowy jest czysty i niezakłócony innymi dźwiękami, które zazwyczaj utrudniają Tobie oglądanie telewizji.

Najważniejszą zaletą Adaptera TV 2 jest możliwość ustawienia różnej głośności dźwięku telewizora dla Użytkownika aparatów oraz innych domowników.

Nareszcie koniec kłótni o zbyt głośno nastawiony telewizor!







## Bezprzewodowe połączenie z telefonami stacjonarnymi

Dzięki Adapterowi Telefonicznemu 2 oraz SoundGate możesz bezprzewodowo transmitować dźwięk ze standardowego telefonu podłączonego do konwencjonalnej, naziemnej linii telefonicznej.

Zamień swoje aparaty słuchowe w specjalistyczne słuchawki i prowadź swobodne konwersacje telefoniczne "hand-free" w domu, w biurze itp.

Wybierz akcesoria bezprzewodowe Bernafon oraz pozostań w ciągłej łączności z otoczeniem.

## SoundGate App – dyskretne i funkcjonalne rozwiązanie dla każdego

Wraz z aplikacją SoundGate App, Bernafon wprowadza nowe rozwiązanie w dziedzinie zdalnego sterowania aparatami słuchowymi. SoundGate App zamienia smartfon iPhone® lub Android™ w dyskretne centrum zarządzania aparatami słuchowymi oraz SoundGate. Dzięki SoundGate App zmiana głośności, programu lub źródła dźwięku stała się wygodna jak nigdy przedtem.<sup>1)</sup>

Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji SoundGate App. Aby zainstalować SoundGate App odwiedź sklep App Store lub Google Play™, wpisz w odpowiednią wyszukiwarke "Bernafon SoundGate" oraz kliknij "Instaluj".



Apple, logo Apple oraz iPhone są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. Android i Google Play są znakami towarowymi Google Inc.

<sup>1)</sup> Aplikacja SoundGate App współpracuje z iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 i wymaga urządzenia SoundGate 3.0 (lub wersji wyższej). SoundGate App dla smartfonów i tabletów z systemem Android wymaga urządzenia SoundGate 3 z firmware 3.1 (lub wersji wyższej).



Bezproblemowe słyszenie oraz zrozumienie mowy są podstawowymi potrzebami człowieka. Ubytek słuchu utrudnia komunikowanie się z innymi, stanowiąc jednocześnie istotny problem społeczny. Jesteśmy przekonani, że najnowsza technologia umożliwi osobom z niedosłuchem powrót do normalnego słyszenia.

Więcej informacji nt. słyszenia oraz ubytków słuchu znajduje się na [www.bernafon.com](http://www.bernafon.com)

**SWISS**   
Engineering

**bernafon**   
*Your hearing · Our passion*

**Bernaфон Companies:** Australia · Canada · China · Denmark · Finland · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Netherlands · New Zealand · Poland · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · UK · USA