



*„Topowe” korzyści w
przystępnej cenie*



neo
■■■■■
Connected to the world

bernafon[®]
Innovative Hearing Solutions

*Doświadcz „topowych”
korzyści z Neo*



neo
.....
Connected to the world


Co musi mieć aparat słuchowy, by rozwiązać problemy Twoich pacjentów?

Dotąd, aby sprostać wszystkim wymogom Twoich pacjentów, musiałeś używać topowych rozwiązań.

Neo łączy ze światem

Pomóż swoim pacjentom znów połączyć się z ich światem.

- Otwarte dopasowania z dużymi wentylacjami
- Automatyczna redukcja sprzężenia zwrotnego
- Redukcja hałasów
- Mikrofony kierunkowe
- Wiele programów
- Wiele kanałów
- Rozszerzenia
- Automatyczna cewka telefoniczna
- Wzmocnienie cewki telefonicznej
- Przycisk kontrolujący
- Kompatybilność z systemami FM
- Godne zaufania, właściwe oprogramowanie



„Topowe” możliwości



„Topowe” możliwości są teraz dostępne dla wszystkich

Neo ma wszystkie elementy, które usatysfakcjonują Twojego klienta. Możliwości dostępne dotąd tylko w topowych aparatach słuchowych są teraz dostępne w podstawowych aparatach słuchowych.

OpenFit™

Neo oferuje:

- OpenFit™**
- Adaptacyjną redukcję sprzężenia zwrotnego**
- Adaptacyjną redukcję hałasu w 8 pasmach częstotliwości**
- Mikrofony kierunkowe w aktywnym mikrofonem dopasowującym**
- Różne programy słuchowe dla różnych sytuacji**
- 5 kanałów dla maksymalnej elastyczności**
- Soft Noise Management™**
(dla tłumienia cichych dźwięków, np. szumy itp.)
- Dźwięk ostrzegawczy dla istotnych funkcji**
- Automatyczna cewka telefoniczna**
- Wzmocnienie cewki telefonicznej**
- Przycisk kontrolujący funkcje aparatu**
- Potencjometr głośności**
- Kompatybilność z systemami FM**



neo
Connected to the world

✓ „Topowe” oprogramowanie

Odkryj nowe możliwości dopasowania z perfekcyjną kombinacją Neo i OASIS plus.


Wydajna platforma programowa, by zawsze zapewnić perfekcyjne dopasowanie.

Inteligentne oprogramowanie ułatwia pracę.

- ✓ Pierwsze dopasowanie to 3 kliknięcia myszką
- ✓ 5 kanałowa precyzja dopasowania z 5 kontrolami układów MPO
- ✓ Narzędzie strojenia zawsze „pod ręką”
- ✓ TriQualizer™ dla precyzyjnych regulacji
- ✓ Widok 3-D pokazujący działanie aparatu słuchowego
- ✓ Interaktywne narzędzie dopasowania wspomagające wywiad z Twoim pacjentem
- ✓ COSI dla zapewnienia, że potrzeby Twojego pacjenta zostały właściwie potraktowane
- ✓ Kompatybilność z NOAH link
- ✓ Standardowe kable programowania z końcówkami typu flex-strip
- ✓ Jednolite dopasowanie wszystkich cyfrowych aparatów słuchowych firmy Bernafon

OASIS
plus

noah
LINK



Neo i OASIS plus, perfekcyjna kombinacja zaawansowanego aparatu
słuchowego i wydajnego oprogramowania

Neo to namacalne korzyści dla Twojego pacjenta

„Topowe” korzyści dla pacjenta

- Wspaniała jakość dźwięku
- Komfort słyszenia
- Brak okluzji
- Brak gwizdów
- Poprawa zrozumienia w hałasie

„Topowe” właściwości

- Innowacyjna technologia
- Adaptacyjna redukcja hałasu
- OpenFit™
- Adaptacyjna eliminacja sprzężenia zwrotnego
- Mikrofony kierunkowe, kompatybilność z systemami FM

Możliwości, które zazwyczaj są zbyt drogie dla Twoich klientów są teraz dostępne.



Komfort

- ✓ OpenFit™ dla redukcji efektu okluzji i zapewnienia naturalnego odbioru dźwięków
- ✓ Adaptacyjna eliminacja sprężenia zwrotnego pozwala wyeliminować nieprzyjemne gwizdy
- ✓ 5 kanałów z niezależną regulacją, by mieć pewność odpowiedniego wzmocnienia dźwięków

Łatwość użycia i solidność

- ✓ Europejska jakość i wygląd
- ✓ Łatwy w użyciu wybór programów przy pomocy przycisku
- ✓ Inteligentne wskaźniki akustyczne



Dowolność dopasowań

- ✓ Łatwe w użyciu i potężne narzędzie TriQualizer™
- ✓ Adaptacyjna eliminacja sprzężenia zwrotnego bez redukcji wzmocnienia dźwięków o wysokiej częstotliwości dla zapewnienia integralności dźwięków mowy
- ✓ OASIS plus to udowodniona stabilność i solidność



Łatwy w wyjaśnieniu

- ✓ Przycisk umożliwiający wygodny dostęp do funkcji aparatu słuchowego
- ✓ Intuicyjna obsługa programów dzięki wskaźnikowi akustycznemu
- ✓ Inteligentny projekt zaimplementowany w możliwości aparatu słuchowego



Wspaniała wartość

- ✓ Neo, cechuje najlepszy stosunek ceny do możliwości w swojej klasie
- ✓ „Topowe” właściwości adresowane do Twoich pacjentów
- ✓ Okazja dla Ciebie, by zainteresować jeszcze więcej pacjentów



„Topowe” korzyści

Lepsze słyszenie w głośnym otoczeniu

- Mikrofony kierunkowe z aktywnym mikrofonem dopasowującym, sprawdzona technologia dla poprawy zrozumienia mowy w hałasie
- Adaptacyjna redukcja hałasu w 8 pasmach dla poprawy komfortu słyszenia i redukcji zmęczenia
- Kompatybilność z miniaturowymi systemami FM, takimi jak LEXIS

Optymalne słyszenie w każdym środowisku

- Wiele programów, które mogą z łatwością zostać dopasowane do indywidualnych potrzeb
- Soft Noise Management™ dla redukcji wpływu codziennych, cichych dźwięków środowiska
- Metoda dopasowania NAL NL1, uwzględniająca poziom doświadczenia pacjenta



Pełna gama aparatów słuchowych, by sprostać wszelkim wymagom

Aparat słuchowy	OSPL90, Peak / dB SPL [Earsim]	Full-On Gain, Peak/dB [Earsim]	Bateria	Przełączniki
Neo 102 BTE	128	64	13	Przycisk+Potencjometr głośności
Neo 105 BTE DM	127	66	13	Przycisk+Potencjometr głośności
Neo 112 BTE	136	76	13	Przycisk+Potencjometr głośności
Neo 202 ITE	129	62	13	Przycisk+Potencjometr głośności
Neo 352 HS (tylko US/CAN)	124	56	312	Przycisk+Potencjometr głośności
Neo 322 ITC	124	56	312	Przycisk+Potencjometr głośności
Neo 355 HS DM (tylko US/CAN)	122	54	312	Przycisk+Potencjometr głośności
Neo 315 ITC DM	122	54	312	Przycisk+Potencjometr głośności
Neo 302 ITC	120	50	312	Przycisk+Potencjometr głośności
Neo 301 ITC	120	50	312	Przycisk
Neo 411 MC	114	45	10	Przycisk
Neo 401 CIC	114	45	10	Przycisk



Neo łączy ze światem

Bernafon dostarcza szeroką gamę cyfrowych aparatów słuchowych, które pokrywają potrzeby Twoich pacjentów. Wszystkie mogą być zaprogramowane przy pomocy programu OASIS plus – jednego, inteligentnego programu dla wszystkich aparatów słuchowych firmy Bernafon.

bernafon[®]
Innovative Hearing Solutions

www.bernafon.com

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland
Phone +41 (0)31 998 15 15
Fax +41 (0)31 998 15 90
www.bernafon.com

Acustica Sp.zo.o.
ul. Hynka 73A
80-465 Gdansk
Poland
Phone +48 58 556 98 35
Fax +48 58 557 43 68
www.bernafon.pl