

OCZYWISTE ROZWIĄZANIE DLA
KLIENTÓW WYMAGAJĄCYCH
DUŻEGO WZMOCNIENIA ORAZ
DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU W
RÓŻNYCH SEGMENTACH
CENOWYCH



JUNA 9 | 7
SAPHIRA 5 | 3
NEVARA 1

POWER BTE

bernafon[®]
Your hearing · Our passion

Moc i potencjał, którego potrzebujesz

Nowe modele Power BTE (w skrócie: P BTE) są kolejnym powodem, aby wybrać aparaty słuchowe firmy Bernafon. Duża moc, niezwykła odporność na czynniki zewnętrzne, trwałość oraz nowoczesny wygląd – tak w kilku słowach można opisać zalety najnowszych modeli aparatów słuchowych Bernafon. Modele P BTE są od teraz dostępne w najnowszych rodzinach produktowych aparatów słuchowych Juna 9|7, Saphira 5|3 oraz Nevara 1. Razem z aparatami P BTE uwolnisz niezwykłą moc oraz niesamowity potencjał zaawansowanej szwajcarskiej technologii.

P BTE zaprojektowano z myślą o Klientach, którzy po prostu potrzebują więcej mocy, również w życiu codziennym. Nowe modele są również idealnym rozwiązaniem dla osób, które poszukują wyjątkowo trwałych, estetycznych i łatwych w użytkowaniu aparatów słuchowych.

Możliwości oraz design, których oczekujesz

Generując maksymalne poziomy wyjściowe (MPO) osiągające nawet 138 dB SPL, modele P BTE są idealne dla Klientów ze średnio-dużymi i dużymi ubytkami słuchu rzędu 100 dB HL.



Model P BTE z zaprojektowaną przez Bernafon "esowatą" obudową

Nowoczesny i ergonomiczny "esowaty" kształt aparatu gwarantuje idealne przyleganie jego obudowy do ucha. Dzięki temu aparaty te są bardzo komfortowe w codziennym użytkowaniu. Innymi słowy – modele P BTE stworzono dla osób z dużymi niedosłuchami, ale oczekujących od aparatu słuchowego najwyższego komfortu oraz maksymalnej dyskrecji. Obudowy P BTE powleczono specjalną powłoką hydrofobową, dzięki czemu uzyskano jeden z najwyższych poziomów ochrony przed kurzem i wilgocią.


Aparaty P BTE są dostępne w dziewięciu atrakcyjnych kolorach. Wśród oferowanych wariantów kolorystycznych Klienci znajdują zarówno kolory dyskretne, stonowane, jak i również kolory o wiele bardziej wyraziste. Kolory aparatów P BTE "trafią w gusta" każdego Klienta.

PODSTAWA MAC (METALICZNY ANTRACYT)




SABE piaskowy beż
MSIL metaliczne srebro
ANBR antyczny brąz
MAC metaliczny antracyt

PODSTAWA MSIL (METALICZNE SREBRO)



SABE piaskowy beż
MAC metaliczny antracyt
COBR kakaowy brąz
JEBL kruczo-czarny
COBU kobaltowo-niebieski



Perfekcyjne dopasowanie

Idealne dopasowanie z wykorzystaniem miniFit – niezwykle prostego w użyciu, wszechstronnego zestawu elementów dousznych i dźwiękowodowych. W przypadku P BTE stosuje się zwykły "rożek" połączeniowy, który można zastosować dla różnych dźwiękowodów, standardowych końcówek dousznych oraz wkładek indywidualnych systemu miniFit.

miniFit

	CIENKI DŹWIĘKOWÓD 0,9	CIENKI DŹWIĘKOWÓD 1,3
DOPASOWANIE NATYCHMIASTOWE		
Końcówka otwarta (6, 8, 10 mm)	●	●
Końcówka Bass, podwójna went. (6, 8, 10, 12 mm)	●	●
Końcówka Bass, pojedyncza went. (6, 8, 10, 12 mm)	●	●
Końcówka Power (6, 8, 10, 12 mm)	●	●
DOPASOWANIE INDYWIDUALNE		
Mikro-wkładka	●	●
Lite Tip	●	●

Wykonane z silikonu końcówki miniFit zaprojektowano w ten sposób, iż niwelują ewentualne naprężenia dźwiękowodu. Ponadto, silikon zastosowany do produkcji końcówek standardowych zapewnia ich dłuższą żywotność. Modele P BTE można dopasować również przy wykorzystaniu indywidualnych elementów dousznych: mikro-wkładki oraz niezwykle dyskretnej wkładki Lite Tip.

Dostępny jest specjalny zestaw elementów miniFit, który umożliwia łatwy dobór dźwiękowodów i końcówek oraz wygodne ich przechowywanie.

Warto zauważyć, że modele P BTE mogą być dopasowywane w sposób całkowicie bezprzewodowy. Wystarczy założyć Klientowi na szyi urządzenie FittingLINK i po prostu rozpocząć dopasowanie. System FittingLINK umożliwia programowanie aparatu słuchowego bez wykorzystania żadnych dodatkowych kabli.



Ogromny wybór aparatów stworzonych specjalnie dla Twojego Klienta

Oferta firmy Bernafon jeszcze nigdy nie była tak wszechstronna! Osiągnij sukces razem z nowymi "mocnymi" aparatami P BTE, które znakomicie uzupełniają szeroką ofertę modeli BTE, RITE oraz aparatów wewnątrzusznych firmy Bernafon.

Zaproponuj najbardziej wymagającym Klientom aparaty Juna oferujące najdoskonalszą i najbardziej wysublimowaną technologię audioprotetyczną. Dopasuj aparaty Saphira Klientom, którzy poszukują najlepszych aparatów słuchowych w średnim segmencie funkcjonalno-cenowym. Rozważ dopasowanie aparatów słuchowych Nevara, przeznaczonych dla Klientów, którzy chcą po prostu słyszeć lepiej oraz są zainteresowani podstawowym segmentem produktowym. Nowe modele P BTE są dostępne dla wszystkich wyżej wymienionych rodzin produktowych.



Aby uzyskać więcej informacji – skorzystaj z Selektora Produktów dostępnego na stronie internetowej Bernafon.

bernafon[®]
Your hearing · Our passion