

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ INIZIA 3 | 1 NANO RITE




IN3 NR

IN1 NR

ОПИСАНИЕ

Inizia 3 | 1 Nano RITE это слуховой аппарат телефон-в-ухе, который сочетает ChannelFree™ технологию обработки звука с адаптивными свойствами, предоставляя слуховой комфорт и разборчивость речи. Inizia 3 | 1 Nano RITE оборудована телефонной катушкой, а также включает в себя водоотталкивающее покрытие корпуса, защищающее от проникновения в аппарат влаги.

ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ChannelFree™ звуковой процессор Бернафона
- Частотный диапазон звукового процессора до 8 кГц
- Адаптивная направленность*
- Адаптивный Менеджер Шума
- Адаптивный фидбэкменеджер
- Адаптивная мультиакустическая программа
- Современный менеджер тихих шумов
- Монитор Шума ветра*
- Телефонная катушка
- Гидроизоляционное покрытие
- Размер батареи 312

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ СВОЙСТВ

- Профиль Стиля Жизни
- Даталогинг*
- 5 Программ прослушивания для IN3 NR
- 3 Программ прослушивания для IN1 NR
- 3 свободно-настраиваемые программы
- Привлекательный дизайн с различными опциями цветов

* только для IN3 NR





INIZIA NR
с П-телефоном



INIZIA NR
с М-телефоном

— Измерения с П-телефоном
- - - Измерения с М-телефоном

2 СМ. КУБ КАМЕРА



СИМУЛЯТОР УХА



2 СМ. КУБ КАМЕРА

	М-ТЕЛЕФОНОМ	П-ТЕЛЕФОНОМ
ВУЗД 90, пик	110	123
ВУЗД 90, 1600 Гц	106	122
ВУЗД на высоких частотах 90	106	119
Полное усиление (ВУЗД), пик	50	63
Полное усиление (ВУЗД), 1600 Гц	44	61
Полное усиление на высоких частотах	45	58
Референтный тест УЗД	29	43
Ток покоя	1.0	1.0
Ток напряжения	1.0	1.1
Тип батареи	312	
Искажения 500/800/1600 Hz	<2/<2/<1	<1/<1/<1
Частотный диапазон	100-6700	100-6900
Эквивалентный шум ¹⁾	14	14
Телефонная катушка 1 мА/м 1600 Гц, IEC	70	88
Телефонная катушка HFA SPLITS, ANSI	73	89

СИМУЛЯТОР УХА

	М-ТЕЛЕФОНОМ	П-ТЕЛЕФОНОМ
ВУЗД 90, пик	120	132*
ВУЗД 90, 1600 Гц	115	131
ВУЗД на высоких частотах 90	-	-
Полное усиление (ВУЗД), пик	60	73
Полное усиление (ВУЗД), 1600 Гц	51	70
Полное усиление на высоких частотах	-	-
Референтный тест УЗД	39	57
Ток покоя	1.0	1.0
Ток напряжения	1.0	1.1
Тип батареи	312	
Искажения 500/800/1600 Hz	<2/<3/<2	<2/<2/<2
Частотный диапазон	-	-
Эквивалентный шум ¹⁾	17	11
Телефонная катушка 1 мА/м 1600 Гц, IEC	79	96
Телефонная катушка HFA SPLITS, ANSI	-	-

¹⁾ Измерение технических характеристик с расширением, соответственно установкам бокс-анализатора.


"ANSI" относится к стандартам ANSI S3.22-2009. "2см" тесты согласно IEC 60318-5.

"Симулятор уха" тесты согласно IEC 60318-4. Согласно версиям: IEC 60118-7:2005, IEC 60118-0:1994 и ANSI S3.22:2009.

* Необходимо соблюдать особую осторожность при использовании слуховых аппаратов с максимальным ВУЗД 132 dB SPL (IEC 60318-4) и выше, т.к. может возникнуть риск повреждения остаточного слуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	INIZIA 3 NANO RITE	INIZIA 1 NANO RITE
PERFORMANCE		
Бесканальный (Bernafon ChannelFree™)	●	●
Частотный диапазон	8 kHz	8 kHz
КОМФОРТ ПРОСЛУШИВАНИЯ		
Монитор шума ветра	●	–
Адаптивный менеджер шума	2 регулятора по 8 полосам	2 регулятора по 4 полосам
Адаптивный фидбэктенеджер/подавитель	●	●
Современный менеджер тихих шумов	2 регулятора	2 регулятора
Адаптивная мультиакустическая программа	●	●
АДАПТИВНАЯ МУЛЬТИАКУСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА		
Опции программ	5	3
Количество программ	3	3
Даталогинг	●	–
ОПЦИИ СИСТЕМЫ		
Выбор программ	●	●
ТВУ телефоны	М, Р	М, Р
Телефонная катушка	●	●
Размер батареи	312	312
НАПРАВЛЕННОСТЬ		
Фиксированная	●	●
Фиксированная разнонаправленность	●	●
Адаптивная	● в 2 полосах	–

АКУСТИЧЕСКИЕ ОПЦИИ

Телефон	Тип протезирования	Телефон с защитой от серы	Тип вкладыша				Индивидуальный вкладыш с защитой от серы	
M-speaker 	Быстрое протезирование Индивидуальное протезирование	Защита от серы NoWax 	Открытый вкладыш (6, 8, 10) 	Тюльпан 	Мощный вкладыш (6, 8, 10, 12) 			
			Микро вкладыш 	Вкладыш канал 	Вкладыш с упором 	Скелетон 		WaxStop 
			Lite Tip (малый вкладыш) 					
П-спикер 	Быстрое протезирование Индивидуальное протезирование	WaxStop 		Тюльпан 	Мощный вкладыш (6, 8, 10, 12) 			
			Пауэр молд 			WaxStop 		

INIZIA NANO RITE ЦВЕТА

Inizia 3|1 Nano RITE доступен в 5 цветах.



Бежевый

BE



Темно-коричневый

DB



Серо-коричневый

GB



Серый

GR



Металлический антрацит

MAC

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Inizia 3 Nano RITE Nano RITE программируется с Бернафон Оазис версия 16.0 или выше.

Inizia 1 Nano RITE Nano RITE программируется с Бернафон Оазис версия 18.0 или выше.

A NOAH 3 сочетаемый MS-Windows®, базирующийся на PC-fitting программе.

NOAH 3 или выше с Hi-Pro, NOAHlink или EXPRESSlink³ требуется.

Операционная система

Windows® 8, 32/64 bit (Oasis 18.0 или выше)

Windows® 7, 32/64 bit (все версии)

Windows® Vista, 32/64 bit (все версии)

Windows® XP SP3

Noah

Noah 4.3 (минимум для Windows® 8, Oasis 18.0 или выше)

Noah 4.0

Noah 3.7 (минимум для Windows® 7)

Noah 3.6.1 (минимум для Windows® Vista)

Noah 3.5.2

Программ. Кабели	Описание	Номера каталога
Программ. Кабель, Nr. 2 New стандарт (HiPro)	синий, левый	384-20-033-00
Программ. Кабель, Nr. 2 New стандарт (HiPro)	Красный, правый	384-20-032-00
Программ. Кабель, Nr. 2 New стандарт (NOAHlink)	синий, левый	384-20-035-00
Программ. Кабель, Nr. 2 New стандарт (NOAHlink)	Красный, правый	384-20-034-00

Производитель

Швейцария

Бернафон АГ
Моргенстрассе 131
3018 Берн
Тел: +41 31 998 15 15
Факс: +41 31 998 15 90

Россия

Нарвская д. 1А, стр. 1
125130 Москва
Реп. офис
+7 495 5170972
+7 499 9953151

SWISS 
Engineering

www.bernafon.com

bernafon 
Your hearing • Our passion