

# ЛУЧШЕ СЛЫШАТЬ ДЛЯ НАС С ТОБОЙ



NEVARA 1



**bernafon**<sup>®</sup>  
Your hearing · Our passion

# ИНТЕРЕСНАЯ БЕСЕДА ДЛЯ НАС С ТОБОЙ



Nevara - великолепное решение, основанное на уникальной технологии Бернафона Audio Efficiency™. Новейшие свойства, такие, как мощность и эффективность, не являются более эксклюзивными свойствами самых дорогих категорий слуховых аппаратов. Поэтому мы называем Nevara семейством слуховых аппаратов, доступным для каждого.

Как садовник, у которого есть для выбора много цветов, растений и декораций, Nevara предлагает также множество стилей и опций. Добавьте к этому простоту процесса настройки и возможность подключения к дистанционному управлению, Вы получите великолепную комбинацию свойств для Вас и Ваших клиентов.

**Неважно, как различаются пациенты, Nevara предлагает решение практически для каждого снижения слуха.**

# Слуховые аппараты для нас стобой

На Бернафоне мы разработали высококачественные, уникальные и надежные слуховые аппараты. Nevara не является исключением. С пиком ВУЗД между 125 и 137 дБ, подходящих для потерь слуха от слабых до тяжелых.

Все новые мощные заушины являются идеальными для людей, которым нужно большое усиление в сложных слуховых ситуациях. Современный слуховые аппараты с большим количеством акустических опций делают процесс настройки мощных заушных аппаратов и комфортным в использовании.

Слуховые аппараты Nevara совместимы с дистанционным управлением RC-N для дополнительного комфорта и точности переключения программ и изменения уровня громкости. Также совместима с беспроводным программирующим интерфейсом FittingLINK, который делает процесс настройки аппаратов более простым для Вас и удобным для Ваших пациентов.



## ПЛАТФОРМА

Направленность микрофона	разно-направленный	напр.	напр.	напр.	напр.	напр.	разнонаправленный	разнонаправленный	разнонаправленный
Размер батареи	13	13	312	312	13	312	312	10	10
Выбор программ	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Регулятор громкости	●	●	*	*	*	*	○	*	*
IPxx уровень	IP58	IP58	IP57	IP57	-	-	-	-	-

## АКСЕССУАРЫ

RC-N дистанционное управление	○	○	○	○	○	○	-	○	○
FittingLINK	○	○	○	○	○	○	-	○	○
FM/DAI адаптер	○	○	-	-	-	-	-	-	-

## ХАРАКТЕРИСТИКИ (СИМУЛЯТОР УХА)

ВУЗД 90, пик дБ SPL	137	138	128	132	129	128	128	125	119
ВУЗД 90, 1600 Гц дБ SPL	135	134	127	131	121	119	119	117	108
Полное УЗД, Пик дБ	77	72	55	73	60	60	60	57	52
Полное УЗД, 1600 Гц Дб	73	67	54	69	54	48	49	49	40
Референтный тест УЗД	60	58	47	54	47	41	42	42	34

\* Кнопка переключения может быть запрограммирована как регулятор громкости

● стандарт ○ в опции

# Привлекательная цветовая комбинация для нас с тобой

Вместе с Вашим клиентом выберите привлекательную комбинацию цвета из следующей цветовой гаммы. Каждый пациент найдет себе свое решение у Nevara.

CPx, N, NR	P		ITEs
База корпуса Графитовый	База корпуса Графитовый	База корпуса Металлический сере- бряный	
			
бежевый	песочный бежевый	песочный бежевый	бежевый
			
темно-коричневый	металлический серебряный		светло-коричневый
			
серый коричневый	античный бронзовый		средне-коричневый
			
серый	металлик антрацит		темно-коричневый
			
металлик антрацит			

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ НАС С ТОБОЙ



# Великолепный набор свойств для нас с тобой



Audio Efficiency™

В каждом слуховом аппарате Nevara используется надежная технология Бернафона Audio Efficiency™. Важные свойства, которые улучшают разборчивость речи для Ваших пациентов без ухудшения комфорта, делают Nevara хорошим выбором для тех, кто просто хочет слышать лучше.

**Speech Cue Priority™** одна из новейших технологий Бернафона. Т.к. некоторые ваши пациенты могут получить преимущества от полного усиления всех фонем, другим может быть сложным различать нюансы речи. Для решения данной проблемы, Speech Cue Priority™ представляет две стратегии усиления. Приоритет на фонемы фокусируется на максимальную слышимость всех деталей речевого сигнала. Данная стратегия адаптирует настройки, для предъявления наиболее точного усиления каждой отдельной фонемы. "Приоритет на огибающую кривую" дает меньшее искажение при усилении речевого сигнала, оставляя важную информацию огибающей кривой.

**AFC Plus** и **ANR Plus** являются наиболее эффективными при наличии шума. AFC Plus эффективно определяет и удаляет сигнал акустического фидбэка. Ключом к данному свойству является скорость. Ваш клиент заметит улучшение ситуации во время одевания головного убора, ответа по телефону, или увеличения громкости телефона. Адаптивная система подавления шума плюс позволяет улучшить комфорт в шуме путем измерения и соответствующей адаптации настройки согласно соотношению сигнал/шум. В очень шумных ситуациях система дает минимальное усиление. Когда громкость речи доминирует над окружающим шумом, менеджер подавления шума плюс не снижает усиление слухового аппарата, с тем, чтобы оставить разборчивость речи максимальной.

**Автоматическая направленность** переходит между режимами разнонаправленным и фиксированной направленностью. В зависимости от определения слуховой ситуации, выбирается оптимальная настройка аппарата. Это делается автоматически, делая более удобным для Ваших пациентов.

# Обзор свойств

## NEVARA 1

### ЗВУКОВОЙ ПРОЦЕССОР

ChannelFree™	●
Speech Cue Priority™	●
Частотные характеристики	8 кГц

### СЛУХОВОЙ КОМФОРТ

Адаптивная Система Шумоподавления (ANR Plus)	2 положения
Адаптивная Система подавления фидбэка (AFC Plus)	●
Менеджер Тихих Шумов	2 положения

### БИНАУРАЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ

РГ, Переключение программ	●
---------------------------	---

### РЕГУЛЯТОРЫ НАПРАВЛЕННОСТИ

Фиксированная Разнонаправленность	●
Фиксированная Направленность	●
Автоматическая Направленность	●

### УДОБНЫЕ СВОЙСТВА

РГ Клики	●
Кнопка переключения в режим ожидания	●
Программируемая задержка начала работы аппараты	●

### ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

Опции программ/ Память	7/4
Даталогинг	●
Целевые кривые в зависимости от языковой группы	●
REMyfit™	●
Интерактивный клиент	●

● стандарт

С 1946 года Бернафон разрабатывает высокотехнологичные слуховые системы которые позволяют нашим пациентам получать настоящее удовольствие от прослушивания звуков. Благодаря Швейцарской инженерной мысли и нашему качественному сервису, мы стремимся удовлетворить потребности наших клиентов. В настоящее время, представители и сотрудники Бернафона более чем в 70 странах мира претворяют в жизнь нашу задачу помогать слабослышащим людям общаться без ограничений.

#### **Штаб-квартира**

##### **Швейцария**

Бернафон АГ  
Моргенштрассе 131  
3018 Берн  
Тел: +41 31 998 15 15  
Факс: +41 31 998 15 90

##### **Россия**

Нарвская д. 1А, стр. 1  
125130 Москва  
Реп. офис  
+7 495 5170972  
+7 499 9953151

**SWISS**   
Engineering



см. нас в фейсбуке  
[www.facebook.com/bernafon](http://www.facebook.com/bernafon)

#### **Bernafon Companies**

Australia · Canada · China · Denmark · Finland · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Netherlands · New Zealand · Poland · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · UK · USA

[www.bernafon.com](http://www.bernafon.com)

**bernafon**   
Your hearing • Our passion