

Obersee, Rapperswil-Jona, Switzerland



ЧИСТЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ЗВУК



VÉRITÉ
НАСТОЯЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

www.bernafon.ru

bernafon[®]
Your hearing • Our passion

Настоящая эффективность

Мы окружены звуками с многочисленными нюансами и характеристиками. Этот звуковой поток дает нам необходимую связь с другими людьми и нашим окружением. Снижение слуха ограничивает поступление звуковой информации, нарушает связь и мешает полному взаимодействию с миром звуков.

Для того, чтобы предложить действенную компенсацию потери слуха, слуховая система должна аккуратно воспроизводить звуковую картину окружающего мира. “*Vérité*” – это французское слово, означающее «правда». Адаптируясь автоматически к изменяемым условиям окружающих звуков, Веритэ дает уверенность, что Вы не пропустите и даже небольшой части звуковой информации

Органический дизайн Веритэ отражает натуральный мир. Беспроводная бинауральная связь между слуховыми аппаратами дает возможность передать реалистическое восприятие мира. Веритэ также учится и адаптируется к Вашим предпочтениям по усилению громкости в различных слуховых ситуациях. Веритэ дает настоящую эффективность.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ



ДИЗАЙН



СВЯЗЬ



Эффективность высокой точности

Настоящее качество звука

Для большинства пользователей слуховыми аппаратами, качество звука является главным свойством. Для точной передачи звуковой картины, качество звука должно быть высоким как для речи, так и для окружающих звуков. Точность- Это ключевое слово к действию Веритэ.

Преимущество «Бесканального» цифрового процессора Бернафон комбинирована с великолепной эффективностью в мультиакустических ситуациях. Продвинутая адаптивная функциональность дает возможность Веритэ точно настраиваться в звуковых ситуациях. Это сочетание дает настоящую гамму слухового ощущения.

Эффективная обработка сигнала

Когда вы смотрите старое кино, Вы сразу замечаете, что цвета потускнели, переходы менее плавные, и общее качество намного менее четкое и чистое.

Как фильмы сделали, удивительный прогресс, технология звуковых процессоров слуховых аппаратов достигла невероятного уровня.

Звуковой процессор Веритэ «стоит лицом к лицу» с источником звука. Более медленная система может «терять» короткие согласные и важные переходы между различными элементами речи. Веритэ анализирует входящие звуковые сигналы тысяча раз в секунду, удостоверяясь, что каждый звук усиливается точно. В результате: чистый, натуральный звук и естественное звучание.

BERNAFON VÉRITÉ

ТОЧНОСТЬ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ





BERNAFON VÉRITÉ

СБАЛАНСИРОВА

Сущность сбалансированности

Бинауральная координация

Если у Вас слух в норме, оба слуховых аппарата работают вместе как система. Небольшое различие между уровнем и частотой звука, достигающим двух ушей, дают Вам пространственное ощущение и возможность оценки глубины звуковой обстановки.

До настоящего времени слуховые аппараты функционировали независимо друг от друга, создавая искусственную слуховую ситуацию. Веритэ предлагает беспроводную координацию левого и правого аппаратов, восстанавливая натуральную взаимосвязь между двумя ушами.

Легкость изменения громкости и переключения программ

Несмотря на тонкость действия адаптивного слухового аппарата, иногда необходимо произвести ручные изменения в усилении или в слуховой программе. При бинауральном протезировании, бывает достаточно утомительно делать изменения независимо в обоих слуховых аппаратах.

При бинауральной связи Веритэ, изменения, произведенные в одном аппарате, автоматически происходят и в другом. Это делает пользование Веритэ удобным, аккуратным и эффективным.

Изысканная функциональность подавления свиста

Система подавления фидбэка делает хорошую работу, но иногда может быть недостатком при прослушивании музыки, определенные музыкальные тоны могут быть убраны слуховым аппаратом. Умная система подавления фидбэка Веритэ великолепно работает при прослушивании музыки. В аппаратах Веритэ с бинауральной связью, подавление фидбэка координировано между аппаратами. Это означает, что, если похожий на фидбэк сигнал определяется обоими аппаратами одновременно, то он не оценивается как эффект обратной связи, позволяя получать удовольствие от музыки.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ



ННОСТЬ



ЭФФЕКТИВНОСТЬ



Адаптируется в любой обстановке

Потребности прослушивания постоянно меняются в течение дня. Дома или на улице, в тишине или шуме, при разговоре с одним или несколькими людьми, Ваш слуховой аппарат должен хорошо работать в любой ситуации. У Веритэ есть продвинутая мультиакустическая программа для большинства слуховых ситуаций. Сложные детекторы постоянно анализируют звуковое окружение и производят тонкие изменения в настройках для плавного перехода между слуховыми ситуациями.

Веритэ постоянно определяет:

- Речь в тишине
- Речь в шуме
- Шум
- Тишину
- Ветер

Система идентификации Веритэ использует бинауральную координацию для определения, что оба слуховых аппарата работают вместе, чтобы дать возможность наилучшего прослушивания в любой ситуации.

Речь в фокусе

Веритэ может фокусироваться как на общении, так и на окружающих звуках. Как только обнаружена речь, слуховая система автоматически изменяет установки на обоих аппаратах, чтобы удостовериться, что речь имеет наибольший приоритет при усилении. В отсутствии речи, Веритэ улучшает слышимость окружающих звуков.

Динамический контраст

Общение особенно сложно, когда есть окружающий шум. Для данной ситуации у Веритэ есть особое решение.

Когда Веритэ определяет наличие речи в ситуации со значительным окружающим шумом, он автоматически переключает аппарат в Режим Динамического Контраста.

В данном режиме Веритэ приводит к тому, что громкие речевые звуки усиливаются чисто. В тоже время, усовершенствованные свойства, такие, как Адаптивная система Шумоподавления и Адаптивная направленность, работают вместе, чтобы обеспечить комфорт при фоновом шуме.

Как только окружающий шум снижается, аппарат мягко переходит обратно из Режим Динамического Контраста в Главный Автоматический Режим.

BERNAFON VÉRITÉ

АДАПТИВНОСТЬ

ПАНОРАМНЫЙ ЗВУК

Веритэ мягко переходит между тишиной, речью, шумом и их комбинацией между собой, для того, чтобы точно передать окружающую звуковую картину. Звуковая картина улучшается при связи между двумя аппаратами, сохраняя правильный баланс между звуками и восстанавливая натуральное взаимоотношение между двумя ушами.

Благодаря совершенной технологии, Вы можете получать удовольствие от прослушивания без лишнего напряжения в индивидуальных для Вас ситуациях. Веритэ дает чистый, натуральный звук в любой ситуации.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ



Определенные программы прослушивания

В дополнение к мультиакустической программе Веритэ предлагает определенные специфические программы для специфических слуховых ситуаций.

Веритэ предлагает особые программы, которые могут быть активированы с помощью кнопки переключения в определенных специфических ситуациях.

Это включает специальные программы для телевидения, живой музыки, путешествия на машине и прочее. Ваш специалист может помочь Вам в выборе программ, которые могут быть наиболее полезны для Вашего индивидуального стиля жизни.



BERNAFON VÉRITÉ
ТОЧНОСТЬ



BERNAFON VÉRITÉ
СТИЛЬ

Стиль и дизайн

Великолепный внешний вид

Округлая органичная форма Веритэ отражает гармонию с природой. Форма, удобная для пользователя, легка в обращении и удобно располагается за ухом пациента.

Эргономичные аксессуары

Аксессуары Веритэ (в опции) включают выбор RC-P дистанционного управления или Саундгейт - средство связи. Оба прибора дают эргономичный дизайн для простого и дискретного управления слуховыми системами.



Саундгейт




Дистанционное управление RC-P

Цвета

Веритэ предлагает выбор большого количества привлекательных цветов из окружающего мира. Вы можете быть уверены, что найдете тот цвет, который подходит для индивидуальных предпочтений.



ДИЗАЙН





BERNAFON VÉRITÉ

БЕСПРОВОДНАЯ

Беспроводная СВЯЗЬ



Саундгейт (SoundGate)- это беспроводная система связи, которая предоставляет соединение между слуховыми аппаратами и источником звука, позволяющая слуховым аппаратам работать как беспроводные наушники.

Веритэ может воспринимать беспроводную передачу звука через саундгейт от сотовых телефонов и других источников звука, т.е. ТВ или GPS, оборудованных передатчиками Bluetooth®.

Как альтернатива, телевидение или другие звуковые источники могут быть напрямую соединены с Саундгейт через кабель.

Как бы то ни было, происходит беспроводная передача сигнала от Саундгейт в аппарат Веритэ, позволяя Вам получать удовольствие от прослушивания звука.

Преимущества Саундгейт

- Не нужно держать сотовый телефон в руках
- Управление без интерфейса
- Готовый режим ожидания для приема звонков
- Бинауральное восприятие звонков
- Дистанционное управление слуховыми аппаратами
- Улучшение качества просмотра телевизора



Основная задача Бернафона- разработка качественных слуховых систем, которые позволяют нашим пациентам получать настоящее удовольствие от прослушивания звуков. С 1946 года Бернафон является мировым лидером в технологии слуховых систем.

Благодаря Швейцарской инженерной мысли и точным технологиям, Бернафон был первым разработчиком программируемых слуховых аппаратов и использования «Бесканального» звукового процессора. В настоящее время, представители и сотрудники Бернафона более чем в 70 странах мира претворяют в жизнь нашу задачу помогать слабослышащим людям общаться без ограничений.

Бернафон АГ

Моргенштрассе 131
СХ 3018, Берн
Швейцария
Тел: +41 31 998 15 15
Факс: +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

SWISS 
Engineering

Amsterdam - Auckland - Berlin - Bern - Brisbane - Copenhagen - Gdańsk - Glasgow - New Jersey - Paris - Rome - Stockholm - Tokyo - Toronto

www.bernafon.ru

bernafon 
Your hearing • Our passion