






Bernafon orderformulär Insatser miniFit RITE/BTE

Information om hörselkliniken				Information om användaren											
Hörselklinik:				Beställningsdatum:											
Leveransadress:				Återbesöksdatum:											
Postnr:		Ort:		Användare (namn/kod):											
Audionom/ref.nr:				Födelsedatum åå/mm/dd:											
Telefon:															
E-post:				Audiogram	250	500	750	1K	1,5K	2K	3K	4K	6K	1Kben	
Fakturaadress:				Luft Hö.											
Postnr:		Ort:		Luft Vä.											

Öra		Ventilation			Lackering					
Vänster:	Höger:	Bernafon väljer:			Eget val:	mm	Blank (standard):	Mjuk:	Ej Lack:	Nano:
Viktig information Ange alltid hörapparatsmodell:										

Insats						Färg, transparent (standard)					
Tillverka LiteTip & MicroMould för HT-enhet <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 85				 Alpha	 Tunn ljudslang <input type="checkbox"/> 0,9 <input type="checkbox"/> 1,3	 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/> 105 <input type="checkbox"/> Vid plats- brist tillv. 100	Övriga färger LiteTip <input type="checkbox"/> Transp. blå/röd <input type="checkbox"/> Mellanbrun <input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Mörkbrun <input type="checkbox"/> Ljusbrun <input type="checkbox"/> Svart				
Modell*						MicroMould <input type="checkbox"/> Transp. blå/röd <input type="checkbox"/> Svart <input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Ljusbrun					
Mini	→					<i>Ej valbar</i>					
Kanal	→										
Kanal, vinge	→										
Halvsiluett	→										
Siluett	→										
Alla insatser tillv. med 8 mm utdrags-tråd som standard	Önskas HT-enhet, ange längd. Lev. ej monterad:			↓ Obligatoriskt! Längd på integrerad HT-enhet 85:		Önskas tunn ljudslang, ange längd i fritextfältet. Lev. ej monterad		Önskas speaker wire, ange längd. Lev. ej monterad:			
	Vä	Hö	Vä	Hö	Vä	Hö	Vä	Hö			
	1	1	1	1	1	1	1	1			
	2	2	2	2	2	2	2	2			
	3	3	3	3	3	3	3	3			
	4	4	4	4	4	4	4	4			
5	5	5	5	5	5	5	5				
						MicroShell (integr. faceplate) <input type="checkbox"/> Transp. blå/röd <input type="checkbox"/> Mellanbrun <input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Mörkbrun <input type="checkbox"/> Ljusbrun <input type="checkbox"/> Svart					
						MicroMould (till tunn ljudslang) Enbart transparent Power Flex mould Skal Faceplate <input type="checkbox"/> Transp. blå/röd <input type="checkbox"/> Transp. blå/röd <input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Beige <input type="checkbox"/> Ljusbrun <input type="checkbox"/> Ljusbrun <input type="checkbox"/> Mellanbrun <input type="checkbox"/> Mellanbrun <input type="checkbox"/> Mörkbrun <input type="checkbox"/> Mörkbrun <input type="checkbox"/> Svart <input type="checkbox"/> Svart					

*) För samtliga modeller se sid 2






LiteTip och MicroMould - Alternativ mjuk insats - VarioTherm				
LiteTip endast hårdhet (Shore) 70. MicroMould hårdhet (Shore) 50 eller 70				
Shore 70:		Shore 50 (mjukast):		
VarioTherm lackeras ej. Färg: Endast transparent				
Mini:	Kanal:	Kanal, vinge:	Halvsiluett:	Siluett:




Passformsgaranti
Tre mån. från återbesöksdatum. Insats med tydlig markering vid ev. skav och nytt avtryck sänds till Demant Sweden AB för giltig garanti.

För samtliga modeller se sid 2

Kommentarer/önskemål:

Guide modeller

Markera ditt val i kolumnerna på sidan 1		
	Mini	Ej Power Flex moud
	Kanal	Samtliga insatser
	Kanal med vinge	Samtliga insatser
	Halvsiluett	Samtliga insatser
	Siluett	Samtliga insatser

Specialmodeller: Ange ditt val i kommentarfältet på sidan 1		
	Kanal, dubbel vinge	Samtliga insatser
	Helix-vinge	Ej LiteTip
	Siluett med vinge	Ej VarioTherm