

Science **made** smarter

AD528

Diagnostics
made easy

Einfach zu
bedienendes Ton-
und Sprach-Audiometer
mit hervorragender
Ergonomie



Interacoustics

Audiometrie
~~~~~

Tympanometrie

BERA

OAE

Hörgeräteanpassung

Gleichgewichtsdiagnostik



# Diagnosics made easy

## **Ton- und Sprach-Audiometer mit hervorragender Ergonomie**

### **Kompakt und leicht zu bedienen**

Das AD528 ist das ideale Audiometer für jede Praxis, jedes Krankenhaus und jedes Hörakustik-Fachgeschäft, das sich eine Diagnostiklösung wünscht, die auf die jeweiligen individuellen Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. Wir nennen das stolz „Diagnostik einfach und komfortabel“:

- In wenigen Sekunden startklar.
- Ideal für den Klinikalltag oder den mobilen Audiometristen, der das Gerät im Laufe eines Tages häufiger startet.
- Einfach zu bedienen.
- Wenige Tasten gewährleisten eine schnelle Einarbeitungszeit
- Vertäubung schnell ein-/ausschalten. Drehen Sie einfach am rechten Rad, um die Vertäubung ein- oder auszuschalten

### **Flexible Testpalette**

Das AD528 bietet eine flexible Testpalette. Zwei Sondertests sind inbegriffen. Sie können das AD528 auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen, indem Sie weitere Tests auswählen.

## **Herausragende Ergonomie**

Die Ergonomie ist ein Hauptaspekt des AD528. Der Winkel der Tastatur und die praktische Position des Tongebers und der Drehregler garantieren eine entspannte Arbeitshaltung. Dadurch werden Ihre Handgelenke entlastet, und Sie können entspannt viele Messungen täglich durchführen.

## **Berichte und Ausdrucke nach eigenem Design**

Die optionale Software-Suite beinhaltet einen Druck-Assistenten für individuelle Berichte und Ausdrucke. Sie können Ausdrucke und Berichte aber auch direkt auf einem kleinen 3-Zoll-Drucker ausdrucken.



Konfigurieren Sie Ihren Ausdruck und fügen Sie Ergebnisse von anderen Messverfahren im Druck-Assistenten hinzu.



**Das AD528  
basiert  
auf 50 Jahren  
Erfahrung in der  
Entwicklung  
von Audiometern**

**Ideal für unterwegs**

Der geringe Platzbedarf und das niedrige Gewicht von nur 1,5 kg in Kombination mit der optionalen Transporttasche und der schnellen Inbetriebnahme machen das AD528 zum idealen Begleiter des mobilen Arztes.

**Integration mit zahlreichen Systemen**

Zur Wahl steht Ihnen eine Sync-Lizenz für die Integration in NOAH, GDT-basierende Praxisnetze oder die Interacoustics OtoAccess®-Datenbank.



**Altbewährtes weiterentwickelt**

Im hektischen Praxis- oder Klinikalltag ist einwandfreie Funktionalität unverzichtbar.

Das AD528 ist Ihre Garantie für eine hochwertige Lösung, die alle Vorteile früherer Audiometer in sich vereint, um den Bedürfnissen und Anforderungen des Arbeitsalltags gerecht zu werden.

| Testpalette                                                                                                         | AD528    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Luft-, Knochenleitung und Freifeld                                                                                  | x        |
| Sprachtest (Freiburger Sprachtest integriert), Wave-Dateien                                                         | x        |
| Stenger                                                                                                             | x        |
| Modifizierter Hughson-Westlake                                                                                      | x        |
| Fowler                                                                                                              | Optional |
| SISI                                                                                                                | Optional |
| Langenbeck                                                                                                          | Optional |
| Békésy                                                                                                              | Optional |
| Weber                                                                                                               | Optional |
| Sprache im Störgeräusch und binaurale Sprachdarbietung                                                              | Optional |
| Sync-Lizenz für die Integration in NOAH, lokale GDT-basierende Praxisnetze oder Interacoustics OtoAccess®-Datenbank | Optional |



# Science made smarter

**Interacoustics zeichnet mehr aus, als nur hochmoderne Lösungen.**

Unsere Mission ist eindeutig. Im Bereich der Audiologie und Gleichgewichtsdiagnostik möchten wir richtungsweisend sein, indem wir Komplexität in Übersichtlichkeit verwandeln:

- Herausforderungen werden zu verständlichen Lösungen
- Wissen wird in die Praxis übertragen
- Unsichtbare medizinische Beschwerden werden greifbar und behandelbar

Unsere fortschrittliche Technologie und die ausgefeilten Lösungen erleichtern all jenen das Leben, die sich um die Gesundheit der Menschen bemühen.

Wir werden die Messlatte für unsere gesamte Branche auch weiterhin immer höher legen. Nicht um der Wissenschaft willen. Sondern um alle medizinischen Fachkräften zu befähigen, Millionen Patienten auf der ganzen Welt eine exzellente Behandlung zu ermöglichen.

[Interacoustics.com](http://Interacoustics.com)

**Interacoustics A/S**

Audiometer Allé 1  
5500 Middelfart  
Dänemark

+45 6371 3555  
[info@interacoustics.com](mailto:info@interacoustics.com)

[interacoustics.com](http://interacoustics.com)

Besuchen Sie uns  
online, um unser  
umfassendes  
Produktangebot  
zu erkunden

## Ähnliche Produkte



**AT235**  
Tympanometer



**AD629**  
Diagnostik Audiometer



**Viot™**  
Video Otoskop

### Produktdaten:

Sämtliche technischen und hardwareseitigen Spezifikationen zu allen Produkten, können auf unserer Webseite heruntergeladen werden.

  
**Interacoustics**