



# MA 55 PC-Audiometer

Das System, das mit Ihren  
Anforderungen wächst



## MA 55 – Mehr als ein PC gesteuertes Audiometer

**Das MA 55 ist ein modernes PC-Audiometer mit einem umfangreichen Testspektrum, das Sie schnell und einfach durch die Tests leitet und bei Diagnose, Erklärung und Dokumentation unterstützt.**

- Die übersichtliche Softwareoberfläche erlaubt eine einfache und intuitive Bedienung für sicheres Audiometrieren. Sie benötigen keine aufwändige Einarbeitung.
- Zum Vergleich mit älteren tonaudiometrischen Kurven können Sie bis zu drei Messungen einblenden.
- Erklären Sie Ihrem Patienten die Testergebnisse mit Hilfe der grafischen Hörverlustdarstellung und altersabhängigen Referenzkurven.
- Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihren Patienten und bedienen Sie das MA 55 mit einer PC-Standardtastatur oder besonders ergonomisch über das optionale Audiokeyboard.

### Software

Die Software unterstützt Luftleitungs-, Knochenleitungs- und Freifeldmessungen sowie Hochtonaudiometrie bei Luftleitung bis 16 kHz. Zusätzlich bietet die Software verschiedene überschwellige Tests sowie diverse Sprachtests direkt von der Festplatte.

- ✓ Freiburger, Mainzer/Göttinger, Feldmann/Uttenweiler, Würzburger, HLAD, HVS, MAUS u.a.
- ✓ Oldenburger Sprachtests: OLSA, OLKI, OLKISA, WAKO, GÖSA





## MA 55 – Ein modulares System für alle Anforderungen

### Von Standard bis Diagnostik

Dieses System wächst mit Ihren Anforderungen! Bereits die Standardsoftware des MA 55 bietet ein umfangreiches Testspektrum. Sie können jederzeit Module nachrüsten oder Sie entscheiden sich gleich für die Diagnostikversion inklusive weitergehender diagnostischer Tests.

### Kinderaudiometrie

Speziell für die moderne Kinderaudiometrie bietet das MA 55 vielfältige Tests und ist deshalb auch fester Bestandteil des MAICO Kindertischprogramms.

### Audiokeyboard

Das Audiokeyboard macht Ihre Audiometrie besonders schnell und sicher. Die PC-Tastatur mit integrierter Audiometriesteuerung ist ergonomisch und lässt sich einfach und intuitiv bedienen.

### Umfangreiches Zubehör

Zum digitalen Zweikanal-Audiometer MA 55 gehören ein Software-Paket (Standard oder Diagnostik) sowie umfangreiches Zubehör für Luft- und Knochenleitungs- sowie Freifeldmessungen.



## MAICO – Vertrauen. Erfahrung. Zukunft.

### Das spricht für MAICO

- Führender Spezialist im Bereich Hördiagnostik
- Forschung und Entwicklung in Berlin/Deutschland
- International tätiges Unternehmen

### Unsere Kunden profitieren von

- schnellen Reaktionszeiten
- einfacher Bedienung
- Qualität und Zuverlässigkeit
- einem ausgebauten Servicenetz

### Service

Unser bundesweiter Service garantiert Ihnen Sicherheit und Unterstützung durch kompetente Beratung sowie fachgerechte Wartung und Reparatur aus einer Hand.

### Vertriebs- und Service-Stützpunkte



### Diatec Diagnostics GmbH

Hohenbuschei-Allee 2  
44319 Dortmund

Tel.: 0231 / 92 53 14-0  
Fax: 0231 / 92 53 14-9

vertrieb@diatec-diagnostics.de  
www.diatec-diagnostics.de