

Callisto AUD

Das perfekte Audiometer für Hausbesuche

Ein neuer Maßstab

Callisto AUD ist die preiswerte Lösung für alle, die ein mobiles Audiometer suchen und mit der bekannten Audiometrie-Software der Affinity / Callisto Suite arbeiten wollen.

Mit seinem ansprechenden Design passt es in jedes moderne Geschäft und ist dank seiner handlichen Größe das ideale Audiometer, sowohl im Anpassraum als auch bei Hausbesuchen.



Audiometrie

Die Audiometrie-Software bietet Luft- und Knochenleitungs- sowie Freifeldmessungen. Der Freiburger Sprachtest wird direkt von der Festplatte abgerufen. Aktuelle Testergebnisse können mit den Ergebnissen vorangegangener Messungen in einer Ansicht verglichen werden.

Beratungsoptionen

Mit der Audiometrie-Software beginnt Kundenberatung schon während der Audiometrie: So können über einen separaten Kundenmonitor Klangbeispiele, die Sprachbanane oder auch der Schweregrad des Hörverlustes mit Bildern und Beispielen eingeblendet werden.

Callisto AUD auf einen Blick

- Ideal für Hausbesuche und Messraum
- Callisto-Software mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten
- Audiometrie-Modul mit vielen Beratungsoptionen
- Leicht, handlich und transportabel
- Video-Otoskopie-Software einbindbar



Technische Daten



Standards	Sicherheitsnormen EN 60601-1, Klasse I, Typ B EMV: EN 60601-1-2
Produkteigenschaften	Maße: 212 x 121 x 44 mm Gewicht: 565 g
PC-Mindestanforderungen	
Prozessor	Intel Dual Core 1,8 GHz oder höher
Speicher	2 GB RAM. Mindestens 20 GB freier Festplattenspeicher.
Grafik	mind. 1024 x 768, Grafikkarte 256 MB RAM, DirectX 9.0C
Computer	1 freier USB-Anschluss Geräuscharmer PC bei Betrieb im Messraum.
Betriebssystem	Windows 7 Professional 32/64 Bit oder Ultimate 32/64 Bit Windows 8.1 Professional 32/64 Bit oder Enterprise 32/64 Bit Windows 10 Home 32/64 Bit, Pro 32/64 Bit oder Enterprise 32/64 Bit
Verwaltungssystem	NOAH 4.0
Optionales Zubehör	Aktivlautsprecher Ausbaustufe SoundStudio: HDMI-Receiver / 5 passive Lautsprecher



Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.

Diatec Diagnostics GmbH

Hohenbuschei-Allee 2 | 44309 Dortmund | Deutschland
Tel.: +49 231 / 92 53 14 0
vertrieb@diatec-diagnostics.de | www.diatec-diagnostics.de