

## Sehtestgerät TITMUS V3

### Der schnelle Sehtest für Gesundheitsämter

Für Sehtests bei Kindern und Jugendlichen

#### Einfach zu bedienen

Das Sehtestgerät TITMUS V3 ist sehr einfach zu bedienen und kann durch die einfache Höhenverstellung individuell an jede Körpergröße angepasst werden. Für die Altersgruppen vom Vorschulkind bis zum Jugendlichen sind geeignete Testdias vorhanden, mit denen die wesentlichen Sehfunktionen im Fern- und Nahbereich getestet werden können.

#### Schnelle Sehtests

Alle Dias sind im Gerät integriert und können binnen Sekunden mittels Fernbedienung ausgewählt werden. Ein Testscheibenwechsel ist beim TITMUS V3 überflüssig. Die Dias sind leicht austauschbar, so dass der Anwender die Reihenfolge selbst bestimmen kann.

#### Kompakt, mobil und ergonomisch

Das Gerät ist kompakt und wiegt nur 5,3 kg. Damit lässt es sich einfach in dem dazugehörigen Rollenkoffer verstauen und ist ideal für den mobilen Einsatz.

#### TITMUS V3 auf einen Blick

- 6 E-Haken pro Visusstufe
- E-Haken einzeln einblendbar
- Alle Tests über Fernbedienung steuerbar
- Testdias für Vorschulkinder, ältere Kinder und Jugendliche
- Mit separater +1,5 dpt. Linse
- Beleuchtung mit mindestens 10.000 Stunden Lebensdauer
- Stufenlos höhenverstellbar



## Technische Daten

### SPEZIFIKATIONEN TITMUS V3

Tests	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehschärfe (E-Haken) rechts / links</li> <li>• Stereosehen</li> <li>• Farbttest E-Haken</li> <li>• Sehschärfe Zahlen</li> <li>• Sehschärfe Landoltringe</li> <li>• Phorie</li> <li>• Ishihara Farbttest</li> <li>• Hyperopie (+ 1,5 Dioptrien)</li> </ul>
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### ALLGEMEIN

Abmessungen	B x H x T: 28 x 19 x 43 cm
Gewicht	5,3 kg
Stromversorgung	Netz 100 - 240 V~ , 50/60 Hz, ca. 50 VA

### NORMEN

EN 60601-1,  
Schutzklasse 1,  
Gerät entspricht der Richtlinie  
93/42/EWG für Medizinprodukte



### STANDARDZUBEHÖR

- 8 Testdias
- 1 Linse + 1,5 dpt.
- Netzkabel mit Sicherungsstecker
- Fernbedienung mit Anschlusskabel
- Spezieller Rollenkoffer
- Staubschutzhülle
- Bedienungsanleitung
- 10 Linsenreinigungstücher
- 3 Päckchen mit Antibeschlag-Tüchern
- 2 Auswertblätter (Kopiervorlage)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- Dias mit Buchstaben

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir  
uns Änderungen vor.

Standard  
Zubehör



**TITMUS V3**  
Sehstestgerät



**Fernbedienung mit**  
Anschlusskabel



**Rollenkoffer**

### Diatec Diagnostics GmbH

Sickingenstr. 70-71 | 10553 Berlin | Deutschland  
Tel.: +49 30 / 70 71 46-20 | Fax: +49 30 / 70 71 46-99  
vertrieb@diatec-diagnostics.de | www.diatec-diagnostics.de