

Sehtestgerät TITMUS V3 PC

Der schnelle Sehtest für Gesundheitsämter

Für Sehtests bei Kindern und Jugendlichen

Einfach zu bedienen

Das Sehtestgerät TITMUS V3 PC ist sehr einfach zu bedienen und kann durch die einfache Höhenverstellung individuell an jede Körpergröße angepasst werden. Für die Altersgruppen vom Vorschulkind bis zum Jugendlichen sind geeignete Testdias vorhanden, mit denen die wesentlichen Sehfunktionen im Fern- und Nahbereich getestet werden können.

Schnelle Sehtests

Alle Dias sind im Gerät integriert und können binnen Sekunden per Maus oder PC-Tastatur ausgewählt werden. Ein Testscheibenwechsel ist beim TITMUS V3 PC überflüssig. Ergebnisberichte werden automatisch erzeugt und können als PDF-Dokumente gespeichert werden.

Kompakt, mobil und ergonomisch

Das Gerät ist kompakt und wiegt nur 5,3 kg. Damit lässt es sich einfach in dem dazugehörigen Rollenkoffer verstauen und ist ideal für den mobilen Einsatz.

TITMUS V3 PC auf einen Blick

- Komfortable Steuerung über PC
- Einbindbar in Software für Gesundheitsämter und Praxis-Programme
- Inklusive Patientendatenbank
- 6 E-Haken pro Visusstufe einzeln einblendbar
- Alle Tests über Fernbedienung steuerbar
- Testdias für Vorschul Kinder, ältere Kinder und Jugendliche
- Mit separater +1,5 dpt. Linse
- Stufenlos höhenverstellbar



Technische Daten

SPEZIFIKATIONEN TITMUS V3 PC

- Tests
- Sehschärfe (E-Haken) rechts / links
 - Stereosehen
 - Farbtest E-Haken
 - Sehschärfe Zahlen
 - Sehschärfe Landoltringe
 - Phorie
 - Ishihara Farbtest
 - Hyperopie (+ 1,5 Dioptrien)

ALLGEMEIN

- Abmessungen B x H x T: 28 x 19 x 43 cm
 Gewicht 5,3 kg
 Stromversorgung Netz 100 - 240 V~, 50/60 Hz, ca. 50 VA

NORMEN

- EN 60601-1, Schutzklasse 1,
 Gerät entspricht der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte



STANDARDZUBEHÖR

- 8 Testdias
- 1 Linse + 1,5 dpt.
- Netzkabel mit Sicherungsstecker
- Software, Installationsanweisung
- PC-Anschlusskabel
- Spezieller Rollenkoffer
- Staubschutzhülle
- Bedienungsanleitung
- 10 Linsenreinigungstücher
- 3 Päckchen mit Antibeslag-Tüchern

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Fernbedienung für manuellen Betrieb

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.

Standard
Zubehör



TITMUS V3 PC
Sehtestgerät



PC-Software



Rollenkoffer

Optionales
Zubehör



Fernbedienung

Diatec Diagnostics GmbH

Sickingenstr. 70-71 | 10553 Berlin | Deutschland
 Tel.: +49 30 / 70 71 46-20 | Fax: +49 30 / 70 71 46-99
 vertrieb@diatec-diagnostics.de | www.diatec-diagnostics.de