

## Viot™

### Video Otoskop:

### Hochauflösende Bilder und Videos für Dokumentation und Beratung

Das **Viot™** Video Otoskop ist ein kompaktes Instrument für die Otoskopie und dient zur professionellen Dokumentation.

#### Verblüffend einfach

Dank des automatischen Weißabgleichs ist es sofort einsatzbereit. Die **Viot™** Software liefert dabei hochauflösende Bilder und Videos, die direkt per Knopfdruck gespeichert werden können.

Die Bilddarstellung ist dank einer leistungsstarken und hellen Kaltlichtquelle farbgetreu. Eine 90°-Perspektive gibt die gleichzeitige Sicht auf das Trommelfell und die tiefergelegenen Bereiche des Gehörganges frei. Mit der Ein-Knopf-Bedienung ist eine vollständige Bewertung beider Ohren sukzessive durchführbar, ohne zum Computer zurückzukehren.

#### Ergonomisch, leicht und komfortabel

Das ergonomische Design und das geringe Gewicht tragen zur einfachen Handhabung und zum maximalen Patientenkomfort bei. Durch das robuste und dichte Silikongehäuse ist das **Viot™** Video Otoskop außerdem leicht zu reinigen.



#### Viot™ auf einen Blick

- Aufnahme von hochwertigen Bildern/Videos zur Dokumentation
- Nutzbar mit der **Viot™** Suite oder direkt mit der Affinity-/Callisto-/Equinox-Suite
- Einfache Integration in Noah und OtoAccess™ Datenbanken
- Kompatibel mit Windows®10
- Exportierbar in verschiedene Formate (bmp, jpg, etc.)
- Kombiniertes Druck mit anderen audiometrischen Berichten



## Technische Daten

### PC-MINDESTANFORDERUNGEN

<b>Prozessor</b>	Intel Dual Core 1,8 GHz oder höher
<b>Speicher</b>	2 GB RAM Mindestens 20 GB freier Festplattenspeicher.
<b>Grafik</b>	mind. 1024 x 768, Grafikkarte 256 MB RAM, DirectX 9.0C
<b>Betriebssysteme</b>	Windows 7 Professional 32/64 Bit oder Ultimate 32/64 Bit Windows 8.1 Professional 32/64 Bit oder Enterprise 32/64 Bit Windows 10 Home 32/64 Bit, Pro 32/64 Bit oder Enterprise 32/64 Bit
<b>Verwaltungssystem</b>	NOAH 4.0
<b>Computer</b>	1 freier USB-Anschluss (kein HUB)



  
**Interacoustics**

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.

### Diatec Diagnostics GmbH

Hohenbuschei-Allee 2 | 44309 Dortmund | Deutschland

Tel.: +49 231 / 92 53 14 0

vertrieb@diatec-diagnostics.de | www.diatec-diagnostics.de