

easyCart

Der easyCart erleichtert babyfreundliches Hörscreening mit Ihrem easyScreen ABR/OAE-Gerät an jedem Ort.

Mobile Screening Station

Der easyCart ist unsere dedizierte Mobilitätslösung für das Neugeborenenhörscreening. Er bietet Ihnen einen Ort, an dem Sie das easyScreen, einen Drucker und weiteres Zubehör genau dort verstauen können, wo Sie diese Dinge benötigen.

Der speziell für das easyScreen entwickelte easyCart ist die optimale Lösung für einen ordentlichen Arbeitsplatz, an dem Sie sich ganz auf die Bedürfnisse Ihrer Patienten konzentrieren können, anstatt auf das Gerät selbst.

Optimales Design

Das easyScreen und der Drucker können auf der obersten Ablage befestigt werden, sodass ein sicherer Transport gewährleistet ist. Das easyCart bietet Ihnen somit die Möglichkeit zuverlässige Hörscreenings an jedem Ort durchzuführen. Weiteres Zubehör und Einwegmaterialien können in den eigens hierfür konzipierten Fächern verstaut werden. Diese sind ebenfalls sicher am easyCart angebracht.

Halten Sie Ihr Gerät jederzeit einsatzbereit

Mit der sicher am Wagen angebrachten Steckdosenleiste können Sie Ihre Geräte problemlos über einen einzigen Stecker aufladen. So ist das easyScreen jederzeit für den nächsten Einsatz bereit.

Optionales Tablet-Zubehörpaket

Im verstellbaren Schwanenhalsständer wird ein Tablet-PC durch eine verriegelbare Halterung befestigt. So können Sie alles in einem einzigen kompakten Wagen verstauen. Sie müssen das System nicht an einen anderen Ort bringen, um Ihre Screening-Daten zu übertragen. Schließen Sie den gesamten

Screening-Vorgang einschließlich des Datentransfers einfach am Bettchen des Neugeborenen ab.

Auf einen Blick

- Unterstützt Sie bei Ihrer Arbeit – alles hat seinen Platz
- Optimales Design für reibungslose Arbeitsabläufe
- Obere Ablage zur Befestigung des Gerätes und Zubehörs
- Fach für Einwegmaterialien
- Halterung für Gerät und Basisstation ohne Verrutschen
- 5 große Räder für einen standfesten mobilen Wagen – hält auch dem hektischen Krankenhaus- und Praxisbetrieb stand
- Spezielle Zusatzteile optional erhältlich, z. B. Tablet-Halterung



Technische Daten des easyCart

Fächer

Korb vorn für Verbrauchsmaterial (H x B x T)	12,7 x 30,5 x 30,5 cm
Korb hinten für Ihre Aufzeichnungen (H x B x T)	8,3 x 36,2 x 22,9 cm
Befestigungen	Schnellverschluss-Klemmen

Obere Ablage

Abmessungen (B x T)	35,5 x 28 cm
Befestigungen mit Schrauben für	easyScreen-Basisstation Gerät in Basisstation Optionaler Etikettendrucker
Aussparungen für	Netzteilkabel Vorverstärker Einsteckhörer OAE-Sonde

Schiebegriff für den Wagen

Radstand

Breite	53,3 cm
Räder	5 (2 mit Sperren)
Raddurchmesser	7,6 cm
Radmaterial	Gummi



Gesamtabmessungen

Höhe / Gewicht	115,5 cm / 11,4 kg
----------------	--------------------

Standardzubehör

Radstand, Ständer, Halterung für die Steckdosenleiste, zwei Behälter mit Klemmen, obere Ablagefläche, Halterung für Basisstation und easyScreen, Adapter für Druckerhalterung

Optionales Zubehör

- BERAprone® Halterung
- Schwanenhalsständer mit VESA-Halteplatte
- Tablet-Gehäuse für Surface Pro 4
- Steckerleiste nicht im Lieferumfang enthalten

Änderungen dieser Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten



Die abgebildeten Geräte und Verbrauchsmaterialien sind nicht im Lieferumfang des easyCart enthalten.

Diatec Diagnostics GmbH

Hohenbuschei-Allee 2 · 44309 Dortmund
Tel.: 0231 / 92 53 14-0 · Fax: 0231 / 92 53 14-9
vertrieb@diatec-diagnostics.de · www.diatec-diagnostics.de

Standort Berlin

Sickingenstr. 70-71 · 10553 Berlin
Tel.: 030 / 70 71 46-20 · Fax: 030 / 70 71 46-99