

## Sessions

### Lassen Sie Ihre Daten Klartext reden

#### Schnell & intuitiv: Datenmanagement und Visualisierung für Screening-Tests

##### Daten im Blick, Patient im Fokus

Die schnelle und intuitive Benutzerführung ist das Markenzeichen von Sessions. Die einfache Navigation und das moderne grafische Design machen das Wesentliche auf einen Blick ersichtlich und Erklärungen einfach. Endlich können Sie die volle Aufmerksamkeit auf Ihren Patienten richten.

##### Modernste Datenübertragung

Die Daten werden auf Ihrem Rechner und dem Gerät identisch angezeigt, so dass eine einheitliche Darstellung garantiert wird. Beim MA 42 und touchTymp erfolgt ein nahtloser Transfer Ihrer Testergebnisse, da Sessions automatisch die Messungen synchronisiert.

##### Geschaffen für perfektes Screening

Eine leichtverständliche Benutzeroberfläche mit selbsterklärenden Icons verspricht einen effizienten Workflow und übersichtliches Datenmanagement. Das kinderleichte Anpassen und Ausdrucken der Testergebnisse ermöglicht zudem die professionelle Berichterstellung.

##### Fit für die Zukunft

Sessions ist eine langfristige Lösung: Es dient als Hub für künftige MAICO Produkte. Ihr Unternehmen profitiert von technischen und sich ständig erweiternden Lösungen für die kommenden Jahre.

##### Ein System für alle Szenarien

Immer eine ideale Lösung – Nutzen Sie Sessions komplett autark. Durch Eingabe weniger Daten wie z.B. Name, Vorname und Geburtsdatum können die Messergebnisse als definierbare pdf-Datei abgelegt werden.

Wenn Sie die Patientendaten und Messergebnisse bei Standalone-Betrieb speichern möchten oder die Historie der Messungen in Ihrer Praxis-EDV mittels GDT vergleichen möchten, können Sie die Sessions komfortabel in Verbindung mit der OtoAccess®- oder Noah-Datenbank nutzen. Sollen lediglich pdf-Ausdrucke per GDT in Ihrer Praxis-Software abgelegt werden, so verbinden Sie Sessions ganz einfach mit Hilfe weniger Einstellungen mit Ihrer Praxis-Software.

##### Optimieren Sie Ihren Arbeitsprozess

Sparen Sie Zeit – Nutzen Sie im Standalone-Betrieb für das MA 28, easyTymp oder ERO•SCAN die Sessions Software mit der OtoAccess®-Datenbank, um vorbereitete Patientenlisten hochzuladen. Nach erfolgter Messung übertragen Sie die Ergebnisse einfach vom Gerät zurück in die Datenbank.

##### Sessions auf einen Blick

- Volle Unterstützung: OtoAccess® oder Noah Datenbank und GDT
- Einbindung in die Praxis-EDV via XML oder GDT, PDF und HL7
- Moderne Benutzeroberfläche
- Intuitive Benutzerführung
- Automatische Geräteerkennung
- Konfigurierbare Patientenberichte
- Mit nur 1 Klick: Export PDF oder XML



## Technische Daten Sessions

### UNTERSTÜTZTE GERÄTE

MA 25e  
 MA 27e  
 MA 28 (mit Patiententransfer)  
 MA42 (Modell 2021)  
 PILOT TEST  
 touchTymp Linie und touchTymp RaceCar Modul  
 easyTymp Linie (mit Patiententransfer)  
 ERO•SCAN (mit Patiententransfer)

### UNTERSTÜTZTE MESSUNGEN

Tonaudiometrie  
 Hochfrequenz Audiometrie  
 Sprachaudiometrie  
 Freiburger Sprachtest  
 Tympanometrie und akkustische Reflexe (Tymp & Reflex)  
 Eustachische Tubenfunktionsprüfung (ETF) intakt & perforiert  
 Reflex Decay  
 DPOAE  
 TEOAE

### VARIANTEN DES EXPORTS

Report als PDF  
 Testergebnisse als XML

### UNTERSTÜTZTE DATENBANKEN

OtoAccess® Datenbank  
 Noah 4  
 GDT-kompatibel

### PC-ANFORDERUNGEN

2 GHz Intel Core 2 Duo CPU  
 2 GB RAM  
 1 GB freier Speicherplatz  
 USB Anschluss

### BILDSCHIRM ANFORDERUNGEN

1024 x 768 Auflösung  
 Hardware beschleunigte DirectX/Direct3D Grafikkarte

### SYSTEM ANFORDERUNGEN

Windows® 10 SP1 (x86 und x64)  
 Windows® 8 / 8.1 (x86 und x64)

### SPRACHEN

Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch,  
 Polnisch, Russisch, Spanisch, Türkisch

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.



### Diatec Diagnostics GmbH

Hohenbuschei-Allee 2 · 44309 Dortmund  
 Tel.: 0231 / 92 53 14-30 · Fax: 0231 / 92 53 14-39  
 vertrieb@diatec-diagnostics.de · www.diatec-diagnostics.de

### Standort Berlin

Sickingenstr. 70-71 · 10553 Berlin  
 Tel.: 030/70 71 46-20 · Fax: 030/70 71 46-99