

UltraVac+

Absaugung/Ausblasfunktion/
Trockenkammer



Hörgeräte Wartungssystem

Entwickelt, um Akustikern und Technikern ein nützliches Werkzeug für Reparatur und Pflege von Hörgeräten an die Hand zu geben.

Dieses aktualisierte System ist sehr leise, klein und effizient bei der Entfernung von Cerumen und sonstigen Ablagerungen aus Akustikrohren und anderen Hörgeräte-Öffnungen. Es bietet Vakuum und Druckluft gleichzeitig, um selbst hartnäckige Verkrustungen/ Verschmutzungen zu lösen.

MedRx ULTRA VAC+

- Digitale Anzeige von Sogkammerdruck und Zeit
- Getrennte Vakuum- und Druckluftsonden entfernen Verschmutzungen im Gerät
- Automatische Erkennung der Betriebsmodi
- Neue Position des Absaugfilters für hohe Zuverlässigkeit
- Vier Minuten-Timer für die Trockenkammer

ULTRA VAC+

Die neue Generation der Hörgerätewartung.

Spezifikationen

ULTRA VAC+

Standard Zubehör

- ULTRA VAC+ Grundgerät
- Vakuumsonde mit Schlauch
- Druckluftsonde mit Schlauch
- Aufsätze für Sonden
- Becher für Trockenkammer
- Partikelfilter
- Reinigungsset

Über MedRx

MedRx, Inc. ist ein U.S. amerikanisches Unternehmen, das Diagnostik und Hörgeräte Anpass-technik speziell für die Anforderungen von Hörgeräeakustikern entwickelt.

MedRx hat eine bemerkenswerte neue Generation von besonders kleinen und doch kraft-vollen PC-basierten Geräten für Audiometrie, Real Ear Measurement, Live Speech Mapping, Hörgerätemessung und Video Otoskopie geschaffen.

Technische Spezifikationen

STROMVERSORGUNG
100 - 240 V, 50/60 Hz

LEISTUNGS-AUFNAHME
< 100 watts

SICHERUNG
1,25 A, träge, 5 x 20 mm
2,5 A, träge, 5 x 20 mm

TEMPERATURBEREICH
0° bis 50° C

GEWICHT
ca. 5 kg

ABMESSUNGEN (L x B x H)
ca. 26 cm x 28 cm x 16 cm

BETRIEBSGERÄUSCH IN 1M ABSTAND:
46 dB(A)

PARTIKELFILTER
I-35S

SONDENSPITZEN
Gr. 14, Gr. 15, 2x Gr. 18, 2x Gr. 20
mit Bajonettverschluss

TROCKENKAMMER
Laufzeit 4 Minuten mit automatischer Abschaltung

VAKUUMFUNKTION
konstant



ULTRA VAC+™ is a Trademark of MedRx

Ihr offizieller Vertriebs- und Servicepartner:

Diatec Diagnostics GmbH
Hohenbuschei-Allee 2, 44309 Dortmund
T: 0231 / 92 53 14 -0, F: - 9
vertrieb@diatec-diagnostics.de
www.diatec-diagnostics.de