

MedRx Video Otoskop

Sichtbarer Fortschritt für Sie und Ihre Kunden

Das MedRx Video Otoskop besticht durch seine kompakte Bauform. Es dient der professionellen Dokumentation und glänzt mit hochauflösenden Bildern und einer komfortablen Bedienung.

Speichern Sie Ihre Bilder direkt in NOAH ab. Die dafür erforderliche Software ist im Lieferumfang enthalten.



Die Features im Überblick

- USB-Anschluss
- 2,5 m Sondenkabel
- NOAH-kompatibel
- Software im Lieferumfang enthalten
- LED-Technik, lange Lebensdauer und geringer Energieverbrauch
- Einfache und selbsterklärende Handhabung
- Fotoauslöser direkt am Otoskop
- Automatischer Weißabgleich



Technische Daten

Bild-Sensor:	1/10" High Color Sensor
Ohrtrichter:	Heine 4mm
Auflösung:	648(H)X488(V)
AGC:	Auto
AES:	Auto
AWB:	Auto
Dynamic:	68dB Bereich
S/N:	37dB Verhältnis
Lichtstärke:	F3.8
Sichtfeld (Fov):	Fov (D) 60°+-5°
Brennweite:	10mm - 30mm
Lichtquelle:	6pcs High Luminous White Color LED
Power Input:	USB
Output System:	USB
Leistungsaufnahme:	0.5W
Temperaturbereich:	-10°C to +35°C
Feuchtigkeitsbereich:	30% ~ 90%Rh

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.

Diatec Diagnostics GmbH

Hohenbuschei-Allee 2 | 44309 Dortmund | Deutschland

Tel.: +49 231 925 314 0

vertrieb@diatec-diagnostics.de | www.diatec-diagnostics.de