

Hinweis für die Rücksendung Ihres Gerätes

Korrvu® Verpackung - Fixierverpackung für den sicheren Versand

Mit dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Gerät für den Rückversand sicher verpacken:



Im ersten Schritt legen Sie bitte die erste Korrvu® Verpackung mit der Folie nach oben auf den Boden des Kartons.



Dann legen Sie bitte Ihr Gerät auf die Folie der Korrvu® Verpackung innerhalb des Kartons.

Bitte wenden



Hinweis für die Rücksendung Ihres Gerätes

Korrvu® Verpackung - Fixierverpackung für den sicheren Versand

3.



Im dritten Schritt legen Sie bitte die zweite Korrvu® Verpackung mit der Folie nach unten gerichtet auf das Gerät und drücken / schieben es soweit in den Karton bzw. über das Gerät, bis es mit der oberen Kante des Kartons auf gleicher Höhe ist.

4.



Abschließend legen Sie bitte alle dazugehörigen Kabel und das Zubehör mit in den Karton.

Nun können Sie den Karton schließen und für den Versand vorbereiten.

Diatec Diagnostics GmbH

Hohenbuschei-Allee 2 | 44309 Dortmund | Deutschland

Tel.: +49 231 / 92 53 14 0

www.diatec-diagnostics.de