



Produkt- katalog

Kvalitetstilbehør til hørespecialister

www.sanibelsupply.eu

Gælder fra januar 2022

Sanibel
Supply



Vi ved, at god kvalitet står øverst på din liste, og du vil finde det i hvert eneste køb, du foretager hos Sanibel Supply.

Det, der driver os hver dag, er at kunne tilbyde dig de produkter, du har brug for.

Hvis vi kan være behjælpelige på noget tidspunkt, så tøv ikke med at sige til.

info@sanibelsupply.com

Jakob Skovgaard
Business Unit Manager



Indhold



- 06** Engangsørepropper
- 09** Probespids
- 11** Tilbehør til insert høretelefoner
- 13** Sanibel™ Infant EarCup™
- 14** Sanibel™ EARTurtle™
- 15** Engangselektroder
- 18** Elektrodekabler
- 20** Patientklargøring
- 22** Infektionskontrol
- 24** REM-probeslanger til tilpasning af høreapparater
- 25** Aftryksmaterialer og -tilbehør
- 27** Slanger
- 28** Kliniske værktøjer
- 30** Høreapparattilpasning
- 31** Vedligeholdelse af høreapparat og hørepleje
- 33** Tilbehør til håndtering af ørevoks
- 36** Artikler til audiometri
- 40** Balancetilbehør
- 41** Papir
- 42** Otoskopitilbehør
- 43** Batterier og diverse

Sådan vælger man den rette øreprop

Det kræver øvelse at vælge den rette størrelse øreprop

Generelt vil ørepropper med flange eller paddehatfacon blive brugt til de fleste tests (impedans, DPOAE, TEOAE og automatisk ABR).

Sommetider vil der blive brugt en paraplyformet øreprop til udførelse af en hurtig impedansscreening.

Tabellen kan bruges som en guide til at hjælpe dig med at vælge den rette størrelse øreprop.

Alder	Ørepropper indsat op imod øregangen	Ørepropper indsat op imod øregangens indgang			Ørepropper til Echo-Screen®	Ørepropper til AccuScreen®
0,5 år	 Grøn, pædiatrisk				 4,0 mm, ANA	 3,7 mm, AOT
					 4,5 mm, ANA	 4,0 mm, AOT
		 3-5 mm, med flange	 3-6 mm, grøn	 6 mm, grøn	 5,0 mm, ANA	 4,5 mm, AOT
	 7,5 mm, paraply	 4-7 mm, med flange	 6 mm, gul		 spædbarns-træ, ANA	 5,0 mm, AOT
	 9 mm, paraply	 5-8 mm, med flange			 paddehat, ANA	 4-7 mm, AOT
10 år	 10 mm, paraply	 7 mm, paddehat	 7 mm, rød	 7 mm, gul		
	 11 mm, paraply	 8 mm, paddehat	 8 mm, blå	 8 mm, rød		
	 13 mm, paraply	 9 mm, paddehat	 9 mm, grøn	 9 mm, blå		
		 10 mm, paddehat	 10 mm, gul	 10 mm, grøn		
	 15 mm, paraply	 11 mm, paddehat	 11 mm, rød	 11 mm, gul		
Voksne		 12 mm, paddehat	 12 mm, blå	 12 mm, rød		
	 19 mm, paraply	 13 mm, paddehat	 13 mm, grøn	 13 mm, blå		
		 14 mm, paddehat	 14 mm, gul	 14 mm, grøn		
		 15 mm, paddehat	 16 mm, rød	 16 mm, gul		
	 22 mm, paraply	 19 mm, paddehat	 18,5 mm, blå			

Hvorfor bruge ørepropper der kun er til engangsbrug?

Sanibel Supply® anbefaler at bruge engangsørepropper for at stoppe spredning af infektioner i øret

Hos Sanibel Supply® mener vi, at de fleste audiologer ville være enige med os i, at det er meget vigtigt at undgå utilsigtet overførsel af sygdomme i audiologiklinikken. Den gode nyhed er, at det er ret nemt at sikre, at øreinfektioner ikke spredes mellem patienter. Du skal blot bruge en ny øreprop til hver patient, så vil du betydeligt reducere eller eliminere hændelser med krydskontaminering.

Ørevoks kan udgøre en fare ved at være smittebærer

Ørevoks anses ikke for at være et smitstof, med mindre det er kontamineret af blod eller slim, og pga. ørevoksens farve og viskositet kan det være vanskeligt at se blod- eller øreflodurenheder. Følgelig bør du behandle ørevoks som et potentielt smitstof. Det er især vigtigt at være opmærksom på at bruge nye ørepropper, når man tester børn og personer med svækkede immunsystemer som f.eks. svagelige og ældre, da de er mere modtagelige overfor infektioner.

Er engangsørepropper dyre?

Sanibel Supply® tilbyder mængderabat på ørepropper. Dette vil ofte opveje den tid og de penge, der bruges på at rense ørepropper.

Vær mere omkostningseffektiv i din klinik.

Ved at bruge en ny øreprop til hver patient får du en tæt tilslutning, der er meget mere pålidelig end med genbrugte ørepropper. Hvor ofte har du ikke stået og fumlet i flere minutter, før du opnår en tæt tilslutning med en patient? Når du bruger den rette øreprop og en ny til hver enkelt patient, sikrer du en pålidelig tilpasning for hver patient, hvilket betyder, at du kan beregne færre minutter til testning af en patient, og i de fleste tilfælde får du mulighed for at nå en ekstra patient pr. dag uden at stresse personalet. Omkostningerne ved at bruge én øreprop pr. patient er langt mindre, end det du tjener på den næste patient, og du kan annoncere, at klinikken tager patienternes sikkerhed og hygiejne alvorlig.

6 stærke grunde til at du bør bruge en ny øreprop efter hver patient:

1

Du mindsker risikoen for krydskontaminering mellem patienter

Desværre er det ikke muligt at være 100 % sikker på, at komplet dekontaminering har fundet sted, efter rengøring af ørepropper.

2

Du minimerer risikoen for, at øreproppen ikke sidder tæt

Ørepropper forringes med tiden, hvilket kan gøre det mere vanskeligt at opnå en tæt tillukning, hvilket kan føre til mindre præcise resultater.

3

Patienterne undgår allergiske reaktioner på rester af rensemidlet.

Rester af rensemidlet kan forårsage allergiske reaktion hos nogle patienter.

4

Dine patienter vil sætte pris på det

Patienter føler sig sikrere og bedre tilpas ved at vide, at der anvendes nye ørepropper.

5

Det er så meget nemmere

Rensning af ørepropper tager tid, så hvorfor ikke give personalet tid til at foretage sig noget, der er virkelig betyder noget?

6

Det er så meget hurtigere

En ny øreprop lukker tæt hurtigere og mere pålideligt, så du ikke spilder tid med at udføre en standardprocedure.

Liste over forkortelser

ABR

Auditiv
hjernestammerespons

AUD

Audiometri

BAL

Balance

HIF

Høreapparattilpasning

IMP

Impedans

OAE

Otoakustiske emissioner



Må kun bruges til en enkelt patient!



Produkt er ikke fremstillet af naturgummilætex

Sanibel™ ADI-ørepropper til engangsbrug

Til brug med følgende akustiske immitansinstrumenter og otoakustiske emissionssystemer med CLEAR-probespids:

Amplivox: alle Otowave-versioner. **Interacoustics:** Titan, AT235, AA220, Eclipse, MT10, Sera, OtoRead II. **MAICO:** easyTym, touchTym MI 22, MI 23, MI 24, MI 26, MI 34, MI 44, easyScreen, EroScan Plus.

Alternativ til AKR (KR) / IA-serien: Gammel MAICO MI-serie RaceCar sorte probeversioner sammen med adaptersæt (8500430). **GSI:** Novus, TymStar Pro, Corti og Allegro. **Natus:** Zodiac (ikke 901) og AccuScreen.



ADI-sortimenttæske

Varenr.	Beskrivelse
8511445	Forskellige størrelser til tympanometri og OAE
8501572	Ørepropsæt, forskellige størrelser til screening af nyfødte



Ørepropper m. flange til spædbørn

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8502838	Pædiatrisk (grøn)	Pose/100 stk.
8012964	3-5 mm (rød)	Pose/100 stk.
8012966	4-7 mm (blå)	Pose/100 stk.
8012968	5-8 mm (gul)	Pose/100 stk.
8502837	Pædiatrisk (grøn)	Pose/25 stk.
8012963	3-5 mm (rød)	Pose/25 stk.
8012965	4-7 mm (blå)	Pose/25 stk.
8012967	5-8 mm (gul)	Pose/25 stk.

MÆNGDE-
RABAT MULIG
for mindste-
bestilling på
10 poser



ABR

IMP

OAE



Silikongummi af
medicinsk kvalitet
Biokompatibel

MÆNGDE-
RABAT MULIG
for mindste-
bestilling på
10 poser



Paraply-ørepropper

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8012986	7,5 mm (grøn)	Pose/100 stk.
8012988	9 mm (rød)	Pose/100 stk.
8012990	10 mm (blå)	Pose/100 stk.
8012992	11 mm (gul)	Pose/100 stk.
8012994	13 mm (grøn)	Pose/100 stk.
8012996	15 mm (rød)	Pose/100 stk.
8012998	19 mm (blå)	Pose/100 stk.
8013000	22 mm (gul)	Pose/100 stk.
8012985	7,5 mm (grøn)	Pose/25 stk.
8012987	9 mm (rød)	Pose/25 stk.
8012989	10 mm (blå)	Pose/25 stk.
8012991	11 mm (gul)	Pose/25 stk.
8012993	13 mm (grøn)	Pose/25 stk.
8012995	15 mm (rød)	Pose/25 stk.
8012997	19 mm (blå)	Pose/25 stk.
8012999	22 mm (gul)	Pose/25 stk.



IMP



MÆNGDE-
RABAT MULIG
for mindste-
bestilling på
10 poser

Paddehatørepropper

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8013002	7 mm (blå)	Pose/100 stk.
8013004	8 mm (gul)	Pose/100 stk.
8012970	9 mm (grøn)	Pose/100 stk.
8012972	10 mm (rød)	Pose/100 stk.
8012974	11 mm (blå)	Pose/100 stk.
8012976	12 mm (gul)	Pose/100 stk.
8012978	13 mm (grøn)	Pose/100 stk.
8012980	14 mm (rød)	Pose/100 stk.
8012982	15 mm (blå)	Pose/100 stk.
8012984	19 mm (gul)	Pose/100 stk.
8013001	7 mm (blå)	Pose/25 stk.
8013003	8 mm (gul)	Pose/25 stk.
8012969	9 mm (grøn)	Pose/25 stk.
8012971	10 mm (rød)	Pose/25 stk.
8012973	11 mm (blå)	Pose/25 stk.
8012975	12 mm (gul)	Pose/25 stk.
8012977	13 mm (grøn)	Pose/25 stk.
8012979	14 mm (rød)	Pose/25 stk.
8012981	15 mm (blå)	Pose/25 stk.
8012983	19 mm (gul)	Pose/25 stk.



ABR

IMP

OAE

Engangsørepropper til tympanometre og OAE-screeningsværktøjer

Til brug med mange tympanometre og otoakustiske emissionssystemer, herunder **MAICO** EroScan, **Interacoustics** OtoRead og **Grason-Statler** TymStar.



MÆNGDE-
RABAT MULIG
for mindste-
bestilling på
10 poser

Ørepropper til spædbørn

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8013006	3 mm (gul)	Pose/100 stk.
8002035	4 mm med flange (rød)	Pose/100 stk.



ABR

OAE

IA-serie ørepropper

Til brug med mange akustiske immitansinstrumenter og otoakustiske emissionssystemer, herunder: **GSI**: TympStar Pro, Allegro, Novus og Corti. **Interacoustics** (klar probe): AT235, AA222 og Titan og Otoread II, MT10. **MAICO**: touchTymp RaceCar, touchTymp MI24, MI26, MI34, MI36, easyTymp. **Madsen/Otometrics**: Zodiac (ny), Accuscreen. **Path Medical**: alle Sentiero-produkter.



Kun
tilgængelig
i udvalgte
lande

Paddehatørepropper

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8515491	Prøvesæt (3-18,5 mm), 3, 6-10 af hver	
8520348	3-6 mm (grøn)	Pose/100 stk.
8520349	6 mm (gul)	Pose/100 stk.
8520350	7 mm (rød)	Pose/100 stk.
8520351	8 mm (blå)	Pose/100 stk.
8520352	9 mm (grøn)	Pose/100 stk.
8520353	10 mm (gul)	Pose/100 stk.
8520354	11 mm (rød)	Pose/100 stk.
8520355	12 mm (blå)	Pose/100 stk.
8520356	13 mm (grøn)	Pose/100 stk.
8520357	14 mm (gul)	Pose/100 stk.
8520358	16 mm (rød)	Pose/100 stk.
8520359	18,5 mm (blå)	Pose/100 stk.

2

LATEX

ABR

IMP

OAE

Impedans-ørepropper - produkt udfases

Til brug med følgende systemer med SORT probespids:
Interacoustics: Gammel MT10, AT235, AA22x, MI 22, MI 23, MI 24, MI 26, MI 34, MI 44. Produkt, DER UDFASES: Overvej i stedet AKR.



Ikke
tilgængelig
i EU

MÆNGDE-
RABAT MULIG
for mindste-
bestilling på
10 poser

Paraply-ørepropper

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8107617	10 mm (grøn)	Pose/100 stk.
8107618	13 mm (grøn)	Pose/100 stk.
8107619	16 mm (grøn)	Pose/100 stk.
8107620	19 mm (blå)	Pose/100 stk.
8107621	22 mm (blå)	Pose/100 stk.

2

IMP

Spar tid for hver patient, tjen flere penge og hjælp flere patienter!

Brug et frisk sæt ørepropper pr. patient, og vær sikker på at opnå tæt tilslutning, straks du indsætter øreproppen. En frisk øreprop besidder de optimale betingelser for at opnå tæt tilslutning, når den sættes i patientens øre, hvorimod én, der har været anvendt flere gange, ofte vil give dig problemer og forsinke processen. Hvis du følgelig afsætter mindre tid pr. patient til testning, kan du se flere patienter pr. dag. Det er meget mere værd end at rengøre en øreprop, både for din klinik og patienterne.

AKR-paddehat ørepropper

Brug med følgende akustiske immitansinstrumenter og otoakustiske emissionssystemer med BLACK-probespids fra **Interacoustics**: AT235, AA220, AA220, Eclipse, MT10, Otoread (I), **MAICO**: Gammel RaceCar, gammel MI22-36, MI 22, MI 23, MI 24, MI 26, MI 34, MI 44. **Amplivox**: Otowave (alle med hvid probe). **Madsen/Otometrics**: Capella 2, Zodiac 901, Biologic AuDX Pro (+Flex). **Neurosoft**: Neuro-Audio, **Oscilla**: TSM 300/400 + T800 serien. Alle **GSI** tympanometre fra GSI 20 - 39 Tympstar, Allegro.



Kun
tilgængelig
i udvalgte
lande

Paddehatørepropper

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8518409	AKR-sortimenttæske, forskellige størrelser	
8500570	3-6 mm (gul)	Pose/100 stk.
8107510	4 mm (rød)	Pose/100 stk.
8107511	5 mm (blå)	Pose/100 stk.
8500560	6 mm (grøn)	Pose/100 stk.
8500550	7 mm (gul)	Pose/100 stk.
8500540	8 mm (rød)	Pose/100 stk.
8500530	9 mm (blå)	Pose/100 stk.
8500520	10 mm (grøn)	Pose/100 stk.
8500510	11 mm (gul)	Pose/100 stk.
8500500	12 mm (rød)	Pose/100 stk.
8500490	13 mm (blå)	Pose/100 stk.
8107520	14 mm (grøn)	Pose/100 stk.
8500480	16 mm (gul)	Pose/100 stk.

2

LATEX

ABR

OAE

Engangs-ørepropper fra Sanibel™ AOT og ANA



MÆNGDE-
RABAT MULIG
for mindste-
bestilling på
10 poser

ANA ørepropper til Echo-Screen®

Til brug med **Natus**: Echo-Screen®.
Madsen/Otometrics: AccuScreen® Classic.
Interacoustics: Eclipse med pink probespids

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8106363	4,0 mm (blå)	Pose/50 stk.
8106362	4,5 mm (rød)	Pose/50 stk.
8106364	5,0 mm (grøn)	Pose/50 stk.
8106366	Spædbarnstræ (gul)	pose/50 stk.
8106365	Paddehat (grøn)	pose/50 stk.

2

LATEX

ABR

OAE

IT Select-serie ørepropper



Kun
tilgængelig
i udvalgte
lande

Til brug med **Inventis**: Flute, Clarinet, Viola, Timpani.
Resonans: r16m, r26m, r36m, r15c, r25c, r35c.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8522402	8mm (grøn)	Pose/100 stk.
8522403	10mm (rød)	Pose/100 stk.
8522404	12mm (blå)	Pose/100 stk.
8522405	14mm (grøn)	Pose/100 stk.
8522406	16mm (rød)	Pose/100 stk.

2

LATEX

ABR

OAE

Engangs-ørepropper fra Sanibel™ AOT og ANA



AOT-ørepropper

Til brug med **Madsen/Otometrics** AccuScreen®, **Biologic Bio-logic®** AuDX®, **Path Medical**: alle Sentiero-produkter

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8106367	3,7 mm (gul)	Pose/50 stk.
8106368	4,0 mm (lysegrøn)	Pose/50 stk.
8106369	4,5 mm (lys pink)	Pose/50 stk.
8106370	5,0 mm (lyseblå)	Pose/50 stk.
8106371	4-7 mm (gennemsigtig)	Pose/50 stk.

**MÆNGDE-
RABAT MULIG**
for mindste-
bestilling på
10 poser



Kun
tilgængelig
i udvalgte
lande

Grason & Associates OT & MO udvalgt serie ørepropper



Kun
tilgængelig
i udvalgte
lande

OT udvalgte ørepropper med trekantshuller

Ørepropper med trekantshuller til brug med **Otodynamics** UGD, SND, SGD prober

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8102644	4,8 mm (blå)	Pose/100 stk.
8102645	6 mm (grøn)	Pose/100 stk.
8102646	8 mm (rød)	Pose/100 stk.
8102647	10 mm (blå)	Pose/100 stk.
8102648	12 mm (grøn)	Pose/100 stk.
8102649	14 mm (rød)	Pose/100 stk.
8102650	16 mm (blå)	Pose/100 stk.



OT udvalgte ørepropper m/to probehuller

Ørepropper med to probehuller til brug med **Otodynamics** ECP, UGS, SNS, SGS prober.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8102632	3,5 mm (blå)	Pose/100 stk.
8102633	4,5 mm (blå)	Pose/100 stk.
8102634	5,5 mm (blå)	Pose/100 stk.
8102635	6,5 mm (blå)	Pose/100 stk.
8102636	4,8 mm (blå)	Pose/100 stk.
8102637	6 mm (grøn)	Pose/100 stk.
8102638	8 mm (rød)	Pose/100 stk.
8102639	10 mm (blå)	Pose/100 stk.
8102640	12 mm (grøn)	Pose/100 stk.
8102641	14 mm (rød)	Pose/100 stk.
8102642	16 mm (blå)	Pose/100 stk.

Ikke
tilgængelig
i EU



MO udvalgte ørepropper til Madsen OTOflex

Til **MADSEN®** OTOflex™.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8102653	3-6 mm (gul)	Pose/100 stk.
8102654	6 mm (rød)	Pose/100 stk.
8102655	7 mm (blå)	Pose/100 stk.
8102656	8 mm (grøn)	Pose/100 stk.
8102657	9 mm (gul)	Pose/100 stk.
8102658	10 mm (rød)	Pose/100 stk.
8102659	11 mm (blå)	Pose/100 stk.
8102660	12 mm (grøn)	Pose/100 stk.
8102661	13 mm (gul)	Pose/100 stk.
8102662	14 mm (rød)	Pose/100 stk.
8102663	16 mm (blå)	Pose/100 stk.
8102664	18 mm (grøn)	Pose/100 stk.



Ørepropper til OAE-screeningsværktøj

Til brug med **Biologic AuDX**, **Welch Allyn** OAE screener og **Natus** Echo-Screen® III.



OAE-ørepropper, AuDX

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8107885	AuDX Premie 3 mm	Pose/100 stk.
8107889	AuDX Tree 3,5-5 mm	Pose/100 stk.
8107887	AuDX Infant 6 mm	Pose/100 stk.
8102681	Voksen OAE skumgummi	Pose/100 stk.
8102682	Pædiatrisk OAE skumgummi	Pose/100 stk.
8103123	Jumbo OAE skumgummi	Pose/100 stk.
8515505	AuDX Premie 3 mm	Pose/20 stk.
8515506	AuDX Tree 3,5-5 mm	Pose/20 stk.
8515507	AuDX Infant 6 mm	Pose/20 stk.
8515436	Voksen OAE skumgummi	Pose/20 stk.
8515435	Pædiatrisk OAE skumgummi	Pose/20 stk.
8515438	Jumbo OAE skumgummi	Pose/20 stk.



Trykprobetilbehør

Tilbehør specielt designet til at fungere med SnapPROBE®. Til brug med **Interacoustics** Sera, **Grason Stadler** Novus, **Maico** EasyScreen.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8522758	Øreprop spædbarn A (konisk)	Pose/100 stk.
8522760	Øreprop spædbarn C (smal)	Pose/100 stk.
8522759	Øreprop spædbarn A (konisk)	pose/25 stk.
8522761	Øreprop spædbarn C (smal)	Pose/25 stk.
8517889	Ørevoksbeskyttelse	Sæt 10 stk.
8516436	Ørevoksbeskyttelse	1 st.
8522461	Udvalg af tilbehør inkl. Øreprop spædbarn A og C og ørevoksbeskytter	





IMP

Probespids til Sanibel™ ADI™ ørepropper

Passer til alle Otowaves, nye MT10 og GSI Allegro.

Varenr.	Enhed
8002592	1 stk.



ABR IMP OAE

Probespids til Sanibel™ ADI™ ørepropper

Passer til Titan™ og easyTymp™.

Varenr.	Enhed
8001701	1 stk.



IMP OAE

Probespidsset

Passer til AT235™ eller senere, AA222™, Sera™, Tympstar Pro™ Novus™, easyScreen™ og touchTymp™. Omfatter probespids og pakning.

Varenr.	Enhed
8501570	Sæt/3 stk.



OAE

Indvendige probespids reservedel til ERO•SCAN™

Passer til ERO•SCAN™.

Varenr.	Enhed
8102339	Pose/4 stk.



OAE

ER10D probespids til ERO•SCAN™ Pro og OtoRead™

Det anbefales at rense probespidsen efter hver patient og at skifte probespids efter 20 tests (40 ører). Kræver ingen re-kalibrering

Varenr.	Enhed
8012836	Pose/4 stk.




OAE

Indvendige probespids reservedel til ERO•SCAN™ Pro

Passer til ERO•Scan™ Pro.

Varenr.	Enhed
8110364	Pose/4 stk.



OAE

Probespidssæt til OAE Ø3,3 mm ørepropper

Passer til alle Eclipse™ – bruges med ADI™ ørepropper. Kræver ingen re-kalibrering.

Varenr.	Enhed
8012960	Pose/8 stk.



IMP

Sanibel™ probespidsadaptersæt

Konverterer AT235™, AT235h™, AA220™, AA222™(blå/ny), MI24™, MI26™, MI34 gammel serie, MI44™ til brug med ADI™ ørepropper. Omfatter probespids, spændeskive og dæmper. Kræver ingen re-kalibrering.

Varenr.	Enhed
8500430	Sæt/3 stk.



OAE

Probespids til ERO•SCAN™

Passer til ERO•Scan™ Classic.

Varenr.	Enhed
8102340	Pose/4 stk.



100 stk.

OAE

Sanibel™ probeslanger til ADI™ ørepropper

Passer til Corti™, ERO•SCAN™ Plus og den nye OtoRead™.

Varenr.	Enhed
8104159	Æske/100 stk.




OAE

Probeslange fjerner

Passer til Corti™, ERO•SCAN™ Plus og den nye OtoRead™.

Varenr.	Enhed
8513131	Pose/1 stk.



1 stk.+
100 stk.

OAE

Probe Tube Removal Tool kit

Passer til Corti™, ERO•SCAN™ Plus og den nye OtoRead™.

Varenr.	Enhed
8513132	Pose/100 stk. + 1 stk.

Sanibel™ probeslange-fjerner



- A = Probe
- B = Probeslangeindfører
- C = Vedhæng til probekabel
- D = Slangefjerner

Fjernelse af probeslange

1. Anbring forreste hul på probeslangeværktøjet over enden af proben som vist. Proben bør placeres op mod værktøjets forside og trykkes på plads.
2. Pres værktøjet lukket, og hold det.
3. Drej værktøjet et par gange, mens det holdes lukket, og træk væk fra proben.
4. Probeslangen trækkes ud af proben. Kassér probeslangen.

Isætning af ny probeslange

5. Anbring den nye slange i hullet oven på værktøjet.
6. Ret proben i forhold til slangen.
7. Skub proben over på probeslangen, indtil proben berører probeslangeværktøjets flade og et lille smæld høres.
8. Før værktøjet af, så slangen bliver på plads i proben.





ABR AUD

Sanibel™ skumprop, lille

Kompatibel med alle insert telefoner.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8527912	Pædiatrisk pink	50 stk.
8527913	Pædiatrisk pink	100 stk.
8527915	Pædiatrisk pink	750 stk.




ABR AUD

Sanibel™ skumprop, mellem

Kompatibel med alle insert telefoner.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8527918	Voksen pink	50 stk.
8527920	Voksen pink	100 stk.
8527921	Voksen pink	750 stk.



ABR

Sanibel™ IP30™ slangekonnektorer

Til brug med IP30™ og E-A-Rtone® 3A.

Varenr.	Enhed
8107391	Pose/10 stk.


Ikke
tilgængelig
i EU

ABR

E-A-RLINK™ ørepropper til spædbørn

Til brug til spædbørn eller i meget små øregange.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8500300	3,5 mm	Pose/20 stk.
8500310	4,0 mm	Pose/20 stk.



ABR AUD

Sanibel™ ADI-ørepropadapter

Gør Sanibel™ ADI-ørepropper kompatible med 3A insert telefoner.

Varenr.	Enhed
8500580	Pose/6 stk.

ABR AUD

Slangenipler til E-A-Rtone® 3A

Til brug med lydør 3A

Varenr.	Enhed
8500140	Pose/10 stk.

Ikke
tilgængelig
i EU

Ikke
tilgængelig
i EU

ABR AUD

3A E-A-RLINK™ skumgummi ørepropper

Passer til alle insert telefoner.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8500090	Voksen/medium. 13,7 mm	Pose/50 stk.
8106226	Voksen/medium. 13,7 mm	Pose/100 stk.


Ikke
tilgængelig
i EU

ABR AUD

3B E-A-RLINK™ skumgummi ørepropper

Passer til alle insert telefoner.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8500110	Pædiatrisk/lille. 9,7 mm	Pose/50 stk.
8106227	Pædiatrisk/lille. 9,7 mm	Pose/100 stk.



ABR AUD

3C E-A-RLINK™ skumgummi ørepropper

Passer til alle insert telefoner.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8500100	Jumbo/medium. 17,8 mm	Pose/24 stk.






ABR

Lydslange til E-A-Rtone® 3A 10 ohm

Omfatter adapternipler

Varenr.	Enhed
8107396	Pose/1 stk.



ABR

Lydslange til E-A-Rtone® 3A 10 ohm

Omfatter adapternipler

Varenr.	Enhed
8103605	Pose/4 stk.



ABR

Sanibel™ IP30 og E-A-Rtone® lydslange og nipler

Passer til alle IP30™ og E-A-Rtone® versioner. Omfatter slangekonnektorer, 1 stk. blå og 1 stk. rød 50 ohm.

Varenr.	Enhed
8501072	Sæt/2 stk.



ABR AUD

Sanibel™ lydrør og Sanibel™ ADI™ øreprop adaptersæt

Passer til E-A-Rtone® 3A inserts og IP30™ insert telefoner. Omfatter ADI™ øreprop adaptere, 1 stk. blå og 1 stk. rød 50 ohm.

Varenr.	Enhed
8100590	Sæt/2 stk.



ABR

Sanibel™ fastgørelsessæt til IP30™

Inkluderer velcro-halsstrop og klemme.

Varenr.	Enhed
8507410	Sæt



ABR OAE

Sanibel™ ørepropadapter renseværktøj

Lille børste til rensning af Sanibel™ probespidsadaptere.

Varenr.	Enhed
8500830	Pose/10 stk.




ABR

E-A-Rtone® reserve fastgørelsesklemme

Klemme til at fastgøre insert telefonen på tøjet.

Varenr.	Enhed
8000744	1 stk.



Ikke tilgængelig i EU

ABR

ABR-hjælpematerialesæt

Omfatter elektroder, insert telefonpropper, hudrens og gaze.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8109670	Voksen 3A	Sæt/100 tests
8109671	Pædiatrisk 3B	Sæt/100 tests

2

LATEX

ABR

Sanibel™ Infant EarCup™ med tryk- eller klæbeelektroder

Nedsæt testtiden! Test på begge ører i én screening. Kompatibel med Titan™, AccuScreen® (1. generation), MB 11 Classic og Echo-Screen®. Anvendes kun sammen med udstyr, der er kalibreret til engangsmodellen over øret. Engangshøretelefoner over øret er af høj kvalitet, prisbillige og ideelle til bilateral hørescreening af nyfødte. 1 sæt består af 2 Infant EarCups™, 3 tryk- eller klæbeelektroder og 1 spritserviet.

Til brug med en række forskellige leverandører af hørescreeningsudstyr til nyfødte: **Grason Stadler:** Novus. **Interacoustics:** Titan, Sera. **Maico:** easyScreen, MB 11 Classic. **Madsen/Otometrics:** Accuscreen. **Natus:** Biologic Abear, Echo-Screen.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8049600	Tab	Æske/20 sæt
8049700	Tryk	Æske/20 sæt
8508848	u. elektroder	Æske/20 sæt

Sanibel EarCup™ spædbørn med hydrogel

Ny Hydrogel-version for at sikre en mere behagelig løsning for babyen under testning.

Vælg en hvilken som helst elektrodetype, du ønsker at tilføje.

Bestil elektroder separat.

Varenr.	Enhed
8516095	Æske/20 sæt

Udskift elektroderne med din foretrukne version!

KONTAKT OS FOR ASSISTANCE



ABR

Sanibel™ Infant EarCup™ adaptersæt

Forbinder insert telefoner med Infant EarCups™. NB: Indeholder ingen filtre.

Varenr.	Enhed
8500450	Sæt/2 stk.



ABR

Sanibel™ lydrør og Sanibel™ ADI™ Infant EarCup™ adaptersæt

Omfatter adaptere, 1 blå og 1 rødt rør.

Varenr.	Enhed
8100577	Sæt/2 stk.

Nem ABR nyfødt
hørescreening med

EARturtle™

EARturtle™ engangs-earcup er en ny og blød engangs-earcup, der nem at bruge, til ABR nyfødt hørescreening.

Du kan bruge den med RadioEar IP30-adapteren og lignende transducerkoblinger.

- ✓ Sikker at påføre på følsom hud
(overholder ISO 10993-1:2018)
- ✓ Konsekvent og pålidelig ydeevne
- ✓ Holdbart og brugervenligt design



EARTurtle™ earcups til engangsbrug

Til brug med en række forskellige leverandører af hørescreeningsudstyr til nyfødte: **Interacoustics:** Titan, Sera, **MAICO:** easyScreen, MB 11 Classic, **GSI:** Novus, **Natus:** Echo-Screen, Echo-Screen III, Algo 3i, Algo 5, Algo 7, Biologic Abear.

Ingen re-kalibrering nødvendig for noget af ovennævnte udstyr.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8529735	Klæbe	Æske/36 sæt
8530442	Tryk	Æske/20 sæt
8522749	U. elektroder og alkoholpuder	Æske/20 sæt



EARTurtle™ adapter til RadioEar IP30

Varenr.	Enhed
8515872	1 stk.

Engangselektroder

**Stor, blød
elektrodestørrelse!**

60 stk.



ABR

Sanibel™ trykelektroder

Allerede påsmurt en meget mild hydrogel, perfekt til ABR-testning på spædbørn. Str. 2,2 x 3 cm. Artikel nr. 8107137 er pakket i 20 mindre lommer med 3 elektroder. Tilsigtede anvendelsesområder: Nyfødt, diagnostisk opfølgning, ABR, C-Vemp.

Varenr.	Enhed
8107137	Æske/60 stk. (20x3 stk.)



**Stor, blød
elektrodestørrelse!**

60 stk.



ABR

Sanibel™ klæbeelektroder

Tekstil elektrode med påsmurt meget mild hydrogel, perfekt til ABR-testning på spædbørn. Str. 2,2 x 3 cm. Pakket i 20 mindre lommer med 3 elektroder. Tilsigtede anvendelsesområder: Nyfødt, diagnostisk opfølgning, ABR, C-Vemp.

Varenr.	Enhed
8107410	Æske/60 stk. (20x3 stk.)



50 stk.



Vermed Economy Line 3-pak solid gel trykelektrode

Solid geltype trykelektrode velegnet til diagnostisk opfølgning. Uden latex. Tilsigtede anvendelsesområder: Nyfødt, diagnostisk opfølgning alle aldre.

Varenr.	Enhed
8516252	Pose/50 stk.



20 stk.

ABR

E-A-RLINK™ elektroder med guldfoliespids

Til ECoG. Anvendes med kabel 8011343.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8500370	Voksen 13 mm	Pose/20 stk.
8500440	Pædiatrisk 10 mm	Pose/20 stk.



10 stk.

ABR

Sanibel™ TM-elektrode

Til ECoG. Anvendes med kabel 8500650.

Varenr.	Enhed
8011489	Æske/10 stk.
8049550	Enkel




Vælg den rette elektrode for optimal ydelse

Sanibel Supply® byder på forskellige slags overfladeelektroder til EKG, EEG og ABR. Overfladeelektroder varierer i størrelse, klæbeevne, konnektivitet og frekvens (testkategori).

Frekvensplottet ovenfor viser de elektriske stimuli, der sendes direkte igennem systemet og sammenlignet med overfladeelektroden (her ABR). De to linjer ligner hinanden og påviser, at overfladeelektroden kan bruges til ABR-testning.

Hos Sanibel Supply® tester og validerer vi altid vores overfladeelektroder for at sikre optimal ydelse til din testning!





75 stk.

Vermed vådgel trykelektrode

Elektrode påsmurt med hydrogel med Ag/AgCl-sensor. Meget velegnet til diagnostisk opfølgning. Anvendes til screening af nyfødte, i hele branchen. 3 stk. pr. pose.

Varenr.	Enhed
8516221	Æske/75 stk.



100 stk.

Vermed klæbeelektrode

Rektangulær klæbeelektrode, der bruges til screening af nyfødte, hele industrien. 12,7 x 22,9 mm. Ledende klæbende hydrogel. 10x10 stk. pr. pose.

Varenr.	Enhed
8516225	Pose/100 stk.



60 stk.

ABR

Vermed hydrogel trykelektrode

Stor, blød elektrostørrelse, hvilket gør den meget velegnet til nyfødscreening og ABR-målinger. Stofmateriale gør den praktisk at bruge. Størrelse 3,4 x 2,2 cm.

Varenr.	Enhed
8516907	Pose/60 stk. (3x20 stk.)



60 stk.

ABR

Vermed hydrogel trykelektrode

Mindre end den rektangulære version, men ellers identisk. God, blød elektrostørrelse, hvilket gør den meget velegnet til screening af nyfødte og ABR-målinger. Stofmateriale gør den praktisk at bruge.

Varenr.	Enhed
8102022	Pose/60 stk. (3x20 stk.)



100 stk.

Vermed klæbeelektrode

Rektangulær klæbeelektrode, der bruges til screening af nyfødte, hele industrien. 22,9 x 34 mm. Ledende klæbende hydrogel. 10x10 stk. pr. pose.

Varenr.	Enhed
8516227	Pose/100 stk.



NY

ABR

Ambu® Blue Sensor™ N-50-K

Varenr.	Enhed
8521842	Pose/25 stk.



300 stk.

Ikke
tilgængelig
i EU

Vermed forfortrådet neonatal ekg

Elektrode til brug i pædiatriske og neonatale omgivelser. 3 elektroder per pose. Kvadratisk form 22,2 x 22,2 mm.

Varenr.	Enhed
8107425	Pose/300 stk. (3x100 sæt)




50 stk.

Vermed Economy Line trykelektrode med vådgel

Ikke-vævet stofelektrode med ledende vådgel. Bestået ISO 10993 og er latexfri.

Varenr.	Enhed
8516251	Pose/50 stk.



NY

ABR

Ambu® hvid sensor 40554

Varenr.	Enhed
8520431	Pose/3 stk.



Engangselektroder



100 stk.

ABR

Ambu® 0415M klæbeelektrode

Medium størrelse klæbeelektrode med solid gel til 12-aflednings EKG. Præsenteres bekvemt med 10 stykker på et kort. Smart klæbedesign reducerer risiko for at elektroden falder af. Velegnet til både voksne og børn.

Varenr.	Enhed
8516138	Pose/100 stk. (10x10 stk.)



1000 stk.

ABR

Ambu® 2300 blå sensor klæbe-elektrode

Den mellemstore Ambu BlueSensor 2300-elektrode har en hudvenlig solid gel, der giver optagelser i optimal signalkvalitet under 12-aflednings diagnostisk test-EKG-anvendelse. Meget velegnet til ABR-diagnostik af enhver art.

Varenr.	Enhed
8516139	Æske/1000 stk. (10x100 stk.)



25 stk.

ABR

Ambu® Blue Sensor™ N-00-S

EKG-skumgummielektrode til brug med knapkabler. Vådgel.

Varenr.	Enhed
8013029	Pose/25 stk.



ABR

Ambu® jordelektrode 71410-M/1

Varenr.	Enhed
8500680	1 stk.



25 stk.

ABR

Ambu® Neuroline 720

Ambu Neuroline 720 elektroder med påsmurt gel, selvklæbende. De er ideelle til brug ved søvnregistrering, hvor den stærke, men hudvenlige, klæbning sikrer, at elektroden bliver på plads under hele undersøgelsen, selvom patienten sveder.

Varenr.	Enhed
8500060	Pose/25 stk.



50 stk.

ABR

Ambu® Blue Sensor™ P-00-S

Ag/AgCl-sensor af høj kvalitet – sikrer enestående sporingskvalitet.

Varenr.	Enhed
8504782	Pose/50 stk.



ABR

Ambu® Neuroline 720 - med 100 cm kabel og k-stik

Ambu Neuroline 720 elektroder med påsmurt gel, selvklæbende. De er ideelle til brug ved søvnregistrering, hvor den stærke, men hudvenlige, klæbning sikrer, at elektroden bliver på plads under hele undersøgelsen, selvom patienten sveder.

Varenr.	Enhed
8503244	Pose/10 stk.



25 stk.

ABR

Ambu® Blue Sensor™ N-10-A

EKG-skumgummielektrode med 10 cm tråd og 4 mm stik til brug med universalelektrodekablet. Vådgel.

Varenr.	Enhed
8500670	Pose/25 stk.





ABR

Spidselektrodekabler

Til brug med TTE25 elektroder med guldfoliespids. 1,5 mm med berøringssikre stik og platterede klampeklemmer. 50 cm lang.

Varenr.	Enhed
8011343	Sæt/2 stk.



Ikke tilgængelig i EU

ABR

Universalelektrodekabel

Fås i Rød (R), Hvid (W), Blå (B), Gul (Y), Sort (K). 50 cm kabel. Filtrer ikke sammen.

Varenr.	Enhed
8011353	Sæt/3 stk. RWB
8011344	Sæt/5 stk. RWBYK



ABR

Standard knapkabel

Til brug med trykelektroder. Fås i Rød (R), Hvid (W), Blå (B), Gul (Y), Sort (K). 50 cm kabel. Filtrer ikke sammen.

Varenr.	Enhed
8011354	Sæt/3 stk. RWB
8011346	Sæt/5 stk. RWBYK

Overfladeelektroder tilpasset dine behov

Hos Sanibel Supply® mener vi, at det er vigtigt at vælge den rette overfladeelektrode til hver specifik optagelse og patienttype.

Vådgel- eller hydrogelelektroder?

En vådgelelektrode består af vand, fortykningsmiddel, ioniske salte, overfladeaktivator og baktericider eller fungicider. Vådgel trækker nemt og hurtigt over på huden, reducerer impedansniveauerne, der til gengæld generelt resulterer i lavere støj i optagelsen.

En hydrogeloverfladeelektrode klæber mindre, når den sammenlignes med vådgel, hvilket gør den særligt egnet til nyfødte.

Kloridsaltkoncentration

Jo højere kloridsaltindhold, jo bedre leder elektroden. Overfladeelektroder med højere saltindhold (10 % og over) og allerede påsmurt gel er praktiske til at foretage hurtige, kvalitetsmålinger af biopotentialer. Stærkt ledende elektroder har som regel reduceret artefakt som følge af den lavere impedans, der genereres mellem elektroden og hudfladen. Når kloridsaltindholdet falder, opstår der en tilsvarende reduktion i elektrodens ledeevne.

Hvis kloridindholdet er under 10 %, kan elektroden anvendes til længere optagelsestider med mindre risiko for hudirritation. Som en tommelfingerregel har vådgel et kloridindhold på 10 % og hydrogel 4 %.

Det er vigtigt at bruge elektroder med lignende kloridsaltindhold til testning.

Impedansen, hvor elektroden møder huden, er stærkt afhængig af elektrolyttypen og kloridsaltkoncentrationen. F.eks. vil en hydrogelelektrode med 4 % kloridkoncentration have ca. 10 x højere impedans end en vådgelelektrode med 10 % kloridkoncentration efter første påføring på huden.

Klæbning

En fordel ved et ledende klæbemiddel er, at den aktive flade kan være lige så stor som selve elektroden, fordi der ikke er behov for yderligere klæbestrimmel. Sanibel engangselektroder har flere klæbekvaliteter. Alle elektroder er designet til at klæbe godt på hudfladen, men klæbekarakteristikaene kan grupperes efter anvendelse:

- Stærkt klæbende
- Moderat klæbende

Stærkt klæbende kan ikke anbefales til nyfødte.

Hudforberedelse

For at opnå optimal elektrode mod hudledeevne, bør huden børstes let med en mild slibegel/-serviet. **Det kan ikke anbefales at bruge en spritserviet til at forbedre ledningsevnen, da den kun vil udtørre huden.**





ABR

Sanibel™ ECoChG startersæt

Til Eclipse™ og Bio-logic® ABR systemer. Omfatter kabel, gel og 2 stk. TM-elektroder.

Varenr.	Enhed
8013209	Sæt/4 stk.

NY



ABR

Elektrodekabler, klemmetype

Hvid (W), Gul (Y), Sort (K). Længde 100 cm.

Varenr.	Enhed
8519048	Sæt/3 stk. WYK



ABR

Sanibel™ ECoChG kabel

Til Eclipse™ og Bio-logic® ABR systemer. 1,5 mm/0,060" hunstik. Til brug med Sanibel™ TM-elektroder.

Varenr.	Enhed
8500650	1 stk.

NY



ABR

Ambu elektrodekabel

76 cm/30".

Varenr.	Enhed
8518508	1 stk.




ABR

Sanibel™ EP elektrode forbindelseskabel

Gør det muligt for to af forforstærkerens input at blive forbundet f.eks. til sammenkædning af mastoidelektroder til kortikaltestning.

Varenr.	Enhed
8107872	1 stk.




ABR

Skiveelektroder

Til brug med Ten20™ elektrodepasta. Fås i Rød (R), Hvid (W), Blå (B), Gul (Y), Sort (K). 50 cm kabel.

Varenr.	Enhed
8011498	Sæt/3 stk. RWB
8011345	Sæt/5 stk. RWBYK




ABR

Guldbelagt kop-elektroder

Fås i Rød (R), Hvid (W), Blå (B), Gul (Y), Sort (K). Ø 10 mm guld belagt. 50 cm kabel.

Varenr.	Enhed
8107418	Sæt/3 stk. RWB
8107145	Sæt/5 stk. RWBYK



ABR

Kabel med krokodillenæb

Til brug med klæbeelettroder. 1,5 mm/0,060" hunstik. Fås i Rød (R), Hvid (W), Blå (B), Gul (Y), Sort (K).

Varenr.	Enhed
8516581	Sæt/3 stk. RWB
8513776	Sæt/3 stk. WYK
8516584	Sæt/5 stk. RWBYK



ABR

Klemmetype-kabel

Til brug med trykelettroder. 1,5 mm/0,060" hunstik. Fås i Rød (R), Hvid (W), Blå (B), Gul (Y), Sort (K).

Varenr.	Enhed
8500390	Sæt/3 stk. RWB
8500400	Sæt/3 stk. WYK
8500410	Sæt/5 stk. RWBYK



ABR

SignaGel®, 250 g

Bakteriostatisk ledende saltelektrodegel.

Varenr.	Enhed
8102628	Rør/250 g



ABR

Spectra 360® elektrodegel, 250 g

Salt- og kloridfri ledende elektrodegel egnet til langtidsanvendelser.

Varenr.	Enhed
8500740	Rør/250 g



ABR

NuPrep™ hudforb.gel, 114 g

Effektiv men mild slibegel. Klorid-og acetonefri. Pakke med 1x4 oz/114 g tube eller 3x4 oz/114 g tube.

Varenr.	Enhed
8500320	Æske/3 rør



ABR

Ten20™ ledende EEG-creme, 114 g/228 g

Klæbegel til skiveelektroder. Fås i pakke med 3x4 oz/114 g tuber eller 3x8 oz/228 g glas.

Varenr.	Enhed
8012924	Æske/3 slanger
8500330	Æske/3 glas



ABR

Everi™ slibecreme, 160 g

Reducerer hudimpedansen under EEG, EP, ECG og Holter Stress test-undersøgelse.

Varenr.	Enhed
8012952	Flaske/160 g



ABR

Sonavelle® elektrodegel, 250 ml

Formaldehyd fri og glycerol fri.

Varenr.	Enhed
8500380	Flaske/250 ml



ABR

3M™ Red Dot™ sporpræp, 5 m

Et-trins hudforberedelse. 18 mm x 5 m / 0,70" x 196".

Varenr.	Enhed
8500030	Dispenser/5 m



12 ruller

ABR

3M™ Transpore™ operationstape, 9,14 m

Transparent, latexfri, vandbestandig og porøs for åndbarhed. 25 mm x 9,14 m / 1" x 10 LY.

Varenr.	Enhed
8500750	Æske/12 ruller



12 ruller

ABR

3M™ Micropore™ operationstape, 9,14 m

Latexfri og hypoallergen. Sidder godt på fugtig hud. 25 mm x 9,14 m / 1" x 10 LY.

Varenr.	Enhed
8500760	Æske/12 ruller



10 pakker

ABR OAE

Vatpind

Bomuldspind til patientklargøring. Usterile. Hver pakke indeholder 100 stk.

Varenr.	Enhed
8500810	Æske/10 pakker



ABR OAE

B Braun® spritservietter

70 % isopropyl-alkohol.

Varenr.	Enhed
8500050	Æske/100 stk.



NY

ABR OAE

Ambu® 2121M hudforberedelsespulver

Varenr.	Enhed
8523414	Æske/500 stk.



ABR OAE

Gaze

Usterile, 7,5 x 7,5 cm og 8 laget.

Varenr.	Enhed
8500040	Pakke/100 stk.



2

LATEX

AUD

500 stk.



3" engangsbetræk til hovedtelefon

Erstatter desinficeringsmidler. Hovedtelefonbetræk til klassiske, audiometriske hovedtelefoner.

Varenr.	Enhed
8107419	Æske/500 stk.

2

LATEX

AUD

100 stk.



4,5" Engangsbetræk til hovedtelefon

Erstatter desinficeringsmidler. Hovedtelefonbetræk til støjreducerende audiometriske hovedtelefoner. Til HDA200/DD450/DD65v2/Peltor hovedtelefoner.

Varenr.	Enhed
8513404	Pose/100 stk.



Beskyttelsesfilm til tastatur

Læg en beskyttende film over dit tastatur for at minimere kontaminering med snavs, bakterier og smittestoffer eller væske.

Varenr.	Enhed
8500460	1 stk.



ABR IMP OAE

Proberenseværktøj

Til **Interacoustics** Titan™/AT235™/AA222™/Sera™/MT10™/**Amplivox** Otowaves/**MAICO** touchTympt MI22, MI23, MI24, MI26, MI34, MI36, MI44 + touchTympt™ and **GSI** TymptStar™ Pro, Novus og Allegro.

Varenr.	Enhed
8011351	1 stk.



Rengøringservietter

Nem rengøring af overflader.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8520146	Servietbeholder	30 stk.



NY

Desinficerende servietter

Rengørings- og desinficeringservietter, specielt designet til overflader, instrumenter, stole og medicinsk udstyr

Mikrobiologiske egenskaber:

Opløsningens specifikke formel har virucid effekt (ifølge RKI, BGVV og DVV), baktericid effekt (i henhold til EN 13727-standard) og fungicid effekt (i henhold til EN 14562-standard) i en kontakttid på 1 minut.

Opløsningen er effektiv på indkapslede vira (coronavirus, HIV, hepatitis).

Varenr.	Enhed
8525161	Beholder med 90 servietter



ABR IMP OAE

3-i-1 tråd

Anvendes til at rense probespidser.

Varenr.	Enhed
8003565	Æske/100 stk.



ABR IMP OAE

Bridge & Implant floss

Anvendes til at rense probespidser.

Varenr.	Enhed
8003566	Æske/30 stk.

2

Infektions- kontrol

En ren klinik er også en del af dit professionelle image

Infektionskontrol er meget mere end blot at rense probespidser, beskytte din personlige computers tastatur og opretholde høje standarder inden for hygiejne ved hjælp af f.eks. desinfektionsmiddel til en hurtig og omfattende desinfektion af ikke-invasivt medicinsk udstyr.

Når det kommer til infektionskontrol, er det også af afgørende betydning at forhindre at bakterier, snavs og støv spredt sig via andre kilder – både for dine patienters og for din egen skyld! Handsker, skoovertræk, mundbind og forklæder er blot noget af "tilbehøret", som kan hjælpe dig med at opnå dette.

Oprethold høje, professionelle standarder og gør din klinik til et miljø, som altid er sikkert for dine patienter, og gør brugen af handsker, mundbind og anden kropsbeskyttelse til en naturlig del af patientinteraktionen.



Sikkerhedsbriller

Varenr.	Enhed
8522417	1 stk.



Nitril-undersøgelseshandsker

Til brug på medicinske klinikker, forskningsinstitutter osv. Må ikke interagere med petroleumsolier, fedt, opløsningsmidler. Indeholder ikke latex.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8515551	Lille	Æske/100 stk.
8515552	Mellem	Æske/100 stk.
8515553	Stor	Æske/100 stk.
8515554	Ekstra stor	Æske/100 stk.

Engangs hovedbetræk

Udvis god hygiejne foran dine patienter.

Varenr.	Enhed
8519350	Æske/100 stk.

Engangs mundbind

Udvis god hygiejne foran dine patienter.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8515555	Sikkerhedsmaske med løkker	Æske/50stk

Engangs forklæde

Hold et professionelt udseende også efter servicering af et høreapparat.

Varenr.	Enhed
8519348	Æske/100 stk.

Engangs skoovertræk

Udvis god hygiejne foran dine patienter.

Varenr.	Enhed
8519349	Æske/100 stk.






HIF

Sanibel™ REM probeslanger, type A

Universalpasform, længde 76 mm, affaset 45° vinklet spids og sort markeringsring.

Varenr.	Enhed
8104116	Bakke/50 stk.



HIF

Sanibel™ REM probeslanger, type B

Passer til alle mærker, **Interacoustics**, **Natus Aurical**, **MedRx** og **AudioScan**.

Varenr.	Enhed
8500360	Pose/40 stk.



50 stk.



HIF

Silikoneslanger til SPL60™

Til brug med Affinity™ REM probe.

Varenr.	Enhed
8500700	Pose/50 stk.



Brug Sanibel™ probeslanger til alt udstyr

Vi hører ofte fra branchen, at kun fabrikantens specifikke probeslanger bør anvendes med deres særlige udstyr. En nylig sammenligningsundersøgelse fra Sanibel Supply® modbeviser denne myte.

I denne undersøgelse sammenlignede vores interne audiologer og ingeniører effekten af forskellige probeslanger på et Affinity²⁰ system. De sammenlignede AudioScan slanger (røde), Otometrikslanger (blå), Sanibel™ slanger (orange) og Sanibel™ slanger (grå).

Dette involverede kørsel af hver slange via 'slangekalibrerings'-processen, og derpå sammenligning af den deraf følgende REUG-kurve, når slangen var blevet efterladt i kalibreringsposition.

Undersøgelsen viste ingen signifikant forskel i REUG-kurven, og alle probeslanger opnåede samme resultat, når kalibreringsprocessen var blevet kørt korrekt.

"REM-effekten"

– bedre tilpasning og færre opfølgninger!

Vær sikker på en individuel og ideel tilpasning


Garanti for din tilpasning giver dig tillid til dit arbejde

Tillid øger din troværdighed og kundetilfredshed


Kundetilfredshed betyder færre opfølgningssamtaler




HIF
Aftrykspuder, standard, pink
 Diameter ca. 1,1 cm, længde 1,2 cm. **2**
 Varenr. Enhed
 8515559 Æske/100 stk.




HIF
Aftrykspuder CIC, gul
 Diameter ca. 1,1 cm, længde 0,7 cm. **2**
 Varenr. Enhed
 8522182 Æske/100 stk.




HIF
Skumaftrykspuder, koniske, lys pink
 Diameter ca. 1,25 cm. **2**
 Varenr. Enhed
 8515560 Pose/100 stk.



HIF
Skumaftrykspuder tynde, lille, grå
 Diameter ca. 0,95 cm. **2**
 Varenr. Beskrivelse Enhed
 8515429 Grå Pose/50 stk.



HIF
Skumaftrykspuder tynde, mellem, hvid
 Diameter ca. 1,1 cm. **2**
 Varenr. Beskrivelse Enhed
 8515430 Hvid Pose/50 stk.



HIF
Skumaftrykspuder tynde, stor, blå
 Diameter ca. 1,25 cm. **2**
 Varenr. Beskrivelse Enhed
 8515423 Blå Pose/50 stk.



HIF
Skumaftrykspuder tynde, ekstra lille
 Diameter ca. 0,7 cm. **2**
 Varenr. Beskrivelse Enhed
 8527869 Hvid Pose/50 stk.



HIF
Bomuldsaftrykspuder, ekstra lille med hvid sikkerhedstråd
2
 Varenr. Beskrivelse Enhed
 8527871 Hvid Pose/50 stk.



HIF
Bomuldsaftrykspuder, mini med hvid sikkerhedstråd
2
 Varenr. Beskrivelse Enhed
 8527870 Hvid Pose/50 stk.



HIF
Bomuldsaftrykspuder, lille med blå sikkerhedstråd
 Diameter ca. 0,65 cm. **2**
 Varenr. Beskrivelse Enhed
 8515571 Blå Pose/50 stk.



HIF
Bomuldsaftrykspuder, mellem med hvid sikkerhedstråd
 Diameter ca. 0,75 cm. **2**
 Varenr. Beskrivelse Enhed
 8515572 Hvid Pose/50 stk.



HIF
Bomuldsaftrykspuder, stor med rød sikkerhedstråd
 Diameter ca. 0,85 cm. **2**
 Varenr. Beskrivelse Enhed
 8515573 Rød Pose/50 stk.

Grunde til at vedligeholde færdigheder i kunsten i at foretage øreftryk

Behovet for at vedligeholde færdigheder i at foretage øreftryk med kvalitetsprodukter, når man arbejder med patienter, er tydeligt. Dine patienter vil takke dig for et højt niveau af omsorg og professionalisme, på lang sigt. Videnskab og kunst går hånd i hånd, når der skal udføres øreftryk. En dyb forståelse og et bevidst valg af de anvendte materialer kombineret med det professionelle ønske om at være præcis og udvise høj kvalitet og stor nøjagtighed i dit arbejde vil hjælpe dig til at foretage gode øreftryk på hver eneste af dine patienter – uanset deres øregangsanatomi.

Der er behov for at være dygtig til at foretage øreftryk af flere andre grunde:

- 1 - Begrebet "patientglæde": En af de hyppigste komponenter i denne glæde er dig – den professionelle. Sanibel Supply er enig med alle høreprofessionelle, der anser evnen til at tage aftryk som kritisk og som værende en integreret del af at glæde patienten.
- 2 - Dårlige aftryk resulterer i dårlige ørepropper eller skaller, hvilket resulterer i dårlig pasform og utilfredse patienter.
- 3 - Muligheden for at levere skræddersyede løsninger til din patient

i en ikke-tilpasset verden er en af de vigtigste fordele ved at være dygtig til at lave øreftryk.

- 4 - Det er en win-win situation, når du får lov til at demonstrere din professionalisme gennem den omhu og indsats, det kræver at give det bedste aftryk af anatomi og øretekstur samt de ønskede produkter.
- 5 - Der er en masse andre muligheder, hvor vi måske har brug for et aftryk ud over ved montering af ikke-brugerdefineret teknologi.



For-
skellige
variationer
tilgængelige,
spørg os
for flere
detaljer

Otoform® A flex

Blød, fleksibel, nem behandling. Anbefales til CIC-aftryk, smalle øregange eller personer, der er følsomme over for smerte. Sluthårdhed ca. 30 Shore A.

Bemærk: Kræver en aftrykspistol og blandespidser.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8522433	50 ml dobbelt patroner	1 stk.



Manuel aftrykspistol

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8522434	Injektion til 50 ml dobbelte patroner	1 stk.



Blandebakke med doseringsskala

Varenr.	Enhed
8522105	1 stk.



Bideblokke

Bruges til at stabilisere kæben til aftryk af åben mund.

Varenr.	Enhed
8527849	Pose/100 stk.
8527850	Pose/25 stk.



HIF

Aftryksmateriale A-ZOFT

Førsteklasses kvalitet og glat konsistens ved påføring. Ekstremt blød, nem at fjerne og tillader den højeste aftrykspræcision. Sluthårdhed ca. 30 Shore A.

Varenr.	Enhed
8515424	2x800 g glas
8515426	40 folieposer (scet 2x8 g)



Blandepude

Varenr.	Enhed
8522106	Pose/100 ark



Blandespidser til 50 ml dobbelt patron

Anvendes med 8522433.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8522432	Pink, 5,4 mm	Pose/100 stk.
8522183	Blå, 6,5 mm	Pose/100 stk.



Stor blandespatel


Varenr.	Enhed
8522104	1 stk.



Aftrykssprøjte, grå

Nem at fylde, injicere og rengøre. Sikrer stabil og nem injektion. 4 mm.

Varenr.	Enhed
8515445	1 stk.




NY

Præbøjet slange

Tilspidset i den ene ende for nem indsættelse i ørestykket og dobbelt bøjet for at ligge tæt på hovedet.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8527852	Standard nr. 12	Pose/25 stk.
8527872	Mellem nr. 13	Pose/25 stk.
8527853	Tyk nr. 13	Pose/25 stk.
8527854	Ekstra tyk nr. 13	Pose/25 stk.



NY

Forbøjet slange

Med en lang pind for nem indsættelse i øreproppen. Slangen er perfekt formet, fri for knæk, i hudfarve. Bemærk, at slangens farve ikke er garanteret. Farven på slanger kan variere fra billederne.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8527855	Standard nr. 12	Pose/10 stk.
8527856	Mellem nr. 13	Pose/25 stk.
8527857	Tyk nr. 13	Pose/25 stk.



NY

Slange-retentionssystem (TRS)

Designet til alle bløde ørestykkematerialer. Hvert TRS-slange bruger en akrylring til at holde den på plads i ørestykket. TRS-slanger udskiftes nemt og river ikke silikonematerialer i stykker.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8527927	Tyk nr. 13	Pose/25 stk.
8527928	Ekstra tyk nr. 13	Pose/25 stk.



NY

Præ-bøjet slange med lås

Slangesystem, der bruger en fastholdelsesring af messing til bløde ørestykker.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8527860	Tyk nr. 13	Pose/10 stk.
8527861	Ekstra tyk nr. 13	Pose/10 stk.



NY

Præ-bøjet slange, der forbliver tør

Specielt formuleret slange hjælper med at forhindre fugtopbygning forårsaget af fugtighed eller sved.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8527873	Mellem nr. 13	Pose/10 stk.
8527874	Tyk nr. 13	Pose/10 stk.



NY

Slangelås uden slange

Messinglås til brug med 13 tykke og 13 supertykke slanger.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8527858	Tyk nr. 13	1 stk.
8527859	Supertyk nr. 13	1 stk.



NY

Hornslange

Bruger horneffekten til at øge responsen i højfrekvensområdet.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8527934	3 mm mellem	Pose/6 stk.
8527930	3 mm tyk	Pose/6 stk.
8527931	4 mm mellem	Pose/6 stk.



NY

Horn TRS-slange

Horn TRS-slanger bruger akrylringe til at holde slanger på plads. Designet til bløde ørestykkematerialer.


Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8527932	3 mm	Pose/6 stk.
8527933	4 mm	Pose/6 stk.



Libby Horn

Special-slange designet til at øge forstærkningen i forhold til konventionelle slanger. Ideel, når du bruger et analogt høreapparat og tilpasser et højfrekvent høretab. Også designet til at tillade en friktionstilpasning i øreproppen uden at skulle beskadige lyd-boringen, når den fjernes.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8515663	4 mm	Pose/10 stk.
8515657	3 mm	Pose/10 stk.



NY

Slangeudtrækker, monofilament

Blød og fleksibel nok til nemt at glide gennem lydboringen på et akrylørestykke, hvilket muliggør hurtig og enkel udskiftning af slangen.

Varenr.	Enhed
8527877	1 stk.



NY

Slangeudtrækker, trådløkke

Stiv nok til at glide let gennem lydboringen på et vinyl- eller silikoneørestykke, hvilket muliggør hurtig og enkel udskiftning af slangen.

Varenr.	Enhed
8527878	1 stk.



NY

Probesæt, rustfrit stål

Til sondering, materialefjernelse.

Varenr.	Enhed
8527929	Sæt m. 4 stk.



NY

Saks, 3,5"

Skarp saks velegnet til generel brug i klinikken.

Varenr.	Enhed
8527905	1 stk.



NY

Slangeudvidelsestang

Tang i rustfrit stål med to-vejs-fjeder giver dig mulighed for hurtigt og nemt at strække akustiske slanger, før de monteres over ørekroge o.s.v.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8527875	Buet	1 stk.
8527876	Lige	1 stk.



NY

Endetrimmer

Et perfekt værktøj til at trimme slangen fra enden af en kanal, når øreproppen har fået ny slange.

Varenr.	Enhed
8527900	1 stk.



Nåletang 5"

Nåletang til en lang række anvendelser i hørelinikken.

Varenr.	Enhed
8527898	1 stk.



Sideskærer, 4.5"

Et unikt design til nemt at trimme slangen, i flugt med ørestykket.

Varenr.	Enhed
8527935	1 stk.



Pincet

Til en række kliniske anvendelser. God til arbejde på høreapparater og andre smådele.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8527902	Præcisionspincet med buet tip 6"	1 stk.
8527903	Finspidset 4,75" pincet 1 stk.	



Præcisionssskruetrækker - sæt

Skruetrækkersæt til justering af høreapparater eller andet præcisionsarbejde.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8527896	Fire skruetrækkere med lige kærø og to med stjernekerø.	Sæt/6 stk.
8527897	Seks skruetrækkere med lige kærø, tre med Phillips-kærø, en med nålekærø og en magnetisk.	Sæt/11 stk.



Kirurgiske knive og håndtag

Velegnet til at skære slanger på høreapparater.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8515427	Håndtag til kirurgisk kniv nr. 3	1 stk.
8515428	Kirurgiske knive nr. 11	100 stk.



Loctite 406 hurtiglim

Et øjeblikkeligt klæbemiddel specielt til hurtig limning af plast og elastomere materialer, hvor meget hurtig fastgørelse er påkrævet. Dette produkt tilbyder usædvanlig lav viskositet.

Varenr.	Enhed
8005067	1 enhed



Alligatorpincet

Standard 5,5" alligatorpincet i rustfrit stål med takker. Ikke beregnet til invasive medicinske procedurer.

Varenr.	Enhed
8527901	1 stk.

5 hovedelementer ved tilpasning af høreapparater

1. Forståelse af patientens behov og historie

En vellykket tilpasning indebærer en dybdegående diskussion om alle problemerne omkring personens høretab, disse inkluderer: patientens bekymringer, livsstil og forventninger. Dette skal gøres sammen med en grundig sygehistorik. Det hjælper med give et overblik.

2. Diagnostisk audiometri og taletests før tilpasning

Rentoneaudiometri og ordgenkendelsestest er standardprocedurer, som udføres ved hjælp af et audiometer, og nøjagtigheden på dette tidspunkt i processen er af stor betydning.

3. Tilpasning og verificering

Tre minimumsmål specificeret for en høreapparattilpasning er:

- 1 - at gøre bløde lyde hørbare,
- 2 - moderere lyde til et behageligt niveau og
- 3 - sikre, at høje lyde ikke er ubehagelige. Du kan få et objektive overblik over forstærkningen i øret ved hjælp af målinger af patientens øre, så du fuldt ud kan forstå, hvad høreapparatet gør for patienten.

4. Rådgivning og uddannelse

Patienter bør altid modtage grundig uddannelse og vejledning i at bruge

deres høreapparater, da det vil påvirke deres succes med at bruge dem som et rehabiliteringsværktøj.

5. Opfølgende pleje og resultatmål

Perioden efter tilpasning er vigtig for at bekræfte, om brugeren anvender sit høreapparat på bedst mulig vis. Gennem samtale med hørespecialisten kan der om nødvendigt foretages justeringer, så brugeren føler sig så tilfreds som muligt med høreapparaterne og samtidig får mulighed for at have en indflydelse på hørebehandlingen.



Lygte med skaleret spids

Varenr.	Beskrivelse
8519357	Luxamed LED-lygte med skaleret spids, akryl, sort
8519358	Luxamed akrylspids med skala



Værktøj til at rense ventilationshuller

Varenr.	Enhed
8527910	1 stk.

Batteriudtræksværktøj

Varenr.	Enhed
8527911	1 stk.



LED Earlite

Lys på 18 lumens er koncentreret i en lille spids, der passer til de fleste ører. Inkluderer 2 AAA-batterier.

Varenr.	Enhed
8527868	1 stk.



Værktøj til fjernelse af ørevoks

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8527907	m/børste og magnet	1 stk.
8527908	m/børste	1 stk.
8527909		1 stk.



Mini-rengøringsbørste

Rengør høreapparater på en nem måde.

Varenr.	Enhed
8519100	1 stk.



Stetoskoptilbehør

Høreapparat-lyttestetoskop for at sikre tilpasningsprocessen

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8515600	Stetoskoptilbehør, sort	1 stk.
8520346	Øretragt	1 enhed
8520347	ITE-adapter	1 enhed



LED Earlite-spids

Skal bruges sammen med LED Earlite 8527868.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8527862	Lige	Pose/4 stk.
8527863	Pros	Pose/4 stk.
8527864	Ske	Pose/4 stk.
8527865	Stålløkke (S og L)	Pose 2 stk.

Pas godt på dine høreapparater

Pas på dit høreapparat. Dit høreapparat er et højteknologisk apparat, der kræver regelmæssig pleje for at give dig den bedste ydeevne hver dag.



Rensetabletter

Varenr.	Enhed
8520148	Pk./4 stk.



Dehydrerende kapsler

Varenr.	Enhed
8520149	4 stk.



Tørrekep

Varenr.	Enhed
8520150	1 stk.



Rensekop

Varenr.	Enhed
8520151	1 stk.



Otofloss

Varenr.	Enhed
8520152	1 stk.



Perfect Dry LUX-æske til alle typer høreapparater

Varenr.	Enhed
8520154	1 stk.



Start sæt

Varenr.	Enhed
8520155	1 sæt



Tørrespray

Varenr.	Enhed
8520153	1 stk.



Øreprop luftblæser

Varenr.	Enhed
8515562	1 stk.



Rengøringspray

Varenr.	Enhed
8520147	1 stk.



Rengøringsservietter

Varenr.	Enhed
8520146	Pk./30 stk.



Beskyt dine ører

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8520052	Naturligt smøremiddel	1 stk.



Beskyt dine ører

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8520053	Hudbeskyttende gel	1 stk.



Beskyt dine ører

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8520063	Ørespray	1 stk.



Tilgængelig på forskellige sprog, bed os om detaljer

Sanohra ørepropper - flyvning

Sanohra Fly ørepropper, velegnet til børn og voksne. Reducerer øretryksoplevelser, når du flyver.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8519351	EarPlugs Fly barn, EN	1 sæt
8519352	EarPlugs Fly voksen, EN	1 sæt

SANOHRAS ørepropper til flyvning

Ud over "støjbeskyttelse" kan det være vigtigt at beskytte trommehinden mod ændringer i det ydre tryk, der er for hurtige, f.eks. under start og landing i fly. For flypassagerer, der oplever et problem med trykkudligningen, kan brugen af særlige ørepropper lindre den ubehagelige følelse eller de stikkende smerter under flyvningen.

SANOHRAS ørepropper til svømning

I tilfælde af skade på trommehinden eller brug af et dræn er det nødvendigt at forhindre vand i at nå trommehinden gennem den ydre øregang. Svømning, badning eller brusebad kan forårsage betændelse i mellemøret. Ophold i klorvand i længere tid kan få huden i den ydre øregang til at svulme op og forårsage inflammation (otitis externa).



Tilgængelig på forskellige sprog, bed os om detaljer

Sanohra ørepropper - svømning

Sanohra ørepropper til svømning, velegnet til børn og voksne. Undgå, at der kommer vand ind i øregangen, og beskyt ørerne, når de udsættes for vand.


Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8519353	EarPlugs Swim, barn, EN	1 sæt
8520143	EarPlugs Swim, voksen EN	1 sæt



Bionix® sikre ørekuretter

Bionix® sikre ørekuretter giver sundhedspersonale mulighed for sikkert og forsigtigt at fjerne ørevoks med instrumenter, der matcher forskellige typer voks og personlige præferencer. Bionix® sikre ørekuretter er fleksible for at reducere skader på øregangen, hvilket gør dem sikrere end kuretter i rustfrit stål. Syv farvekodede spidser til at opfylde specifikke behov, hvilket giver dig det rette værktøj til ethvert job. Fås også som en blandet pakke.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8515585	Grøn MicroLoop®	50 stk./æske
8515586	Orange ControLoop®	50 stk./æske
8515587	Rød AngleLoop®	50 stk./æske
8519359	Lilla VersaLoop®	50 stk./æske
8519360	Blå InfantScoop®	50 stk./æske
8519372	Gul CeraSpoon®	50 stk./æske
8519361	Hvid FlexLoop®	50 stk./æske
8519362	Blandet, (10 af hver og 15 hvide)	



Bionix® ørekuretter med lys

Bionix® ørekuretter med lys kombinerer belysning og forstørrelse for at hjælpe sundhedspersonale med at bruge mindre tid på at se og fjerne ørevoks sikkert fra øregangen. Den oplyste ørekurette med forstørrelse lyser op i øregangen, hvilket eliminerer blind rengøring af det følsomme område. Komplet visualisering forkorter proceduretiden og øger effektiviteten. Æske med 50 stk.

Alle versioner inkluderer 1 lyskilde og 1 forstørrelseslinse.

Varenr.	Beskrivelse
8519364	AngleLoop® med lys, 4 mm diameter
8519365	MicroLoop® med lys, 3 mm diameter
8519366	WaveCurette™ med lys, 2,5 mm bred spids
8519367	FlexLoop® med lys, 4 mm bred spids
8519368	CeraSpoon® med lys, 4 mm bred spids
8519369	InfantScoop® med lys, 2 mm bred spids
8519373	VersaLoop® med lys, 3 mm bred spids
8519370	CeraPik™ med lys, 2,5 mm konkav spids. Fantastisk til hård, kompakt ørevoks og fremmedlegemer.



Hvorfor ophobes der ørevoks?

Afbrydelse af ørets selvrensende mekanisme får ørevoks til at ophobe sig, hvilket forårsager forskellige problemer i øret. Disse kan relateres til f.eks. generel sundhed i øret samt hørelse.

Anatomiske variationer, infektionssygdomme eller dermatologiske sygdomme kan forårsage forsnævring eller obstruktion af øregangen. Dette kan så forstyrre den normale proces, hvor fremmede elementer bliver skubbet ud af øret.

Indikationer for behandling og behandlingsmuligheder

Symptomatisk akkumulering af ørevoks kræver behandling. Normalt defineres ørevoks som blokerende, hvis det forstyrrer visualiseringen af trommehinden, samt er forbundet med symptomer.

Ofte udføres fjernelse af ørevoks også for at give et nødvendigt udsyn til trommehinden, f.eks. til diagnostiske formål og audiometri.

Første mulighed til behandling af symptomatisk ørevoks hos patienter er cerumenolytika (blødgørende midler, f.eks. øredråber). Brugen af cerumenolytiske midler, såsom øredråber, øger sandsynligheden for fjernelse af ørevoks.

Patienter med mere kompakt ørevoks eller øregangssygdom kan kræve skylning eller manuel fjernelse under mikroskop af en uddannet læge eller en ØNH-specialist.



Ørekurette med lys, blandet pakke

Varenr.	Beskrivelse
8519363	Med 1 lyskilde og forstørrelseslinse. Inkluderer 8 stk. Flexloop med lys og 7 stk. af hver af de andre typer (ikke inklusive Cerapik).



Pincet med lys

Bionix pincet med lys kombinerer belysning og forstørrelse for at hjælpe sundhedspersonale med at bruge mindre tid på at se og fjerne forhindringer sikkert i øregangen og næsepassagen.

Varenr.	Beskrivelse
8519392	10 pincetter, 1 lys og 1 forstørrelseslinse



OtoClear® skyllesæt

OtoClear skyllesystem til øret leder forsigtigt vand op ad øregangsvæggen med tre divergerende strømme, i stedet for direkte hen på trommehinden.

Varenr.	Beskrivelse
8519371	sæt med 20 x skyllespidser, 1 x 470 ml sprayflaske, 1 x bassin
8519390	Otoclear ørebassin, æske/3 stk.

Otoclear skyllespidser

Bionix OtoClear øreskyl hjælper med at give sikker og behagelig øreskylling uden sprøjt, til halvdelen af prisen for en selvkonstrueret enhed.

Varenr.	Enhed
8519375	Æske/40 stk.





Øvelsessæt
fås efter
anmodning




2


EarWay Pro – Spiral til voksfjernelse

Meget nem og sikker måde at fjerne ørevoks på. Spiralen griber fat om ørevoksklumpen og trækker den ud på en behagelig måde. Tilgængelig på forskellige sprog, kontakt os for detaljer.


Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8518025	Pro M, 5,4 mm, lilla	25 enheder
8518024	Pro S, 4,2 mm, blå	25 enheder
8521854	Pro L, 6,5 mm, grøn	25 enheder




Before insertion



Engulfing of Cerumen



Extraction





AUD

USB.kabel A til B

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8011241	2 m	1 stk.
8011243	5 m	1 stk.



AUD

TDH39™/DD45™ reservekabel, symmetrisk

Til TDH39™ og DD45™. 30° stik.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8507203	2 m	1 stk.
8507204	5 m	1 stk.



AUD

HDA200 reservekabel, symmetrisk

Til HDA200 og DD65 hovedtelefoner. 2 m kabel og 6,3 mm/ 30° stik.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8004172	30 graders jackstik. 2 m	1 stk.
8507205	Enkelt mono 2 meter Contra høretelefonkabel	1 stk.



AUD IMP

TDH39™/DD45™ reservekabel til contra hovedtelefon

Til TDH39™ og DD45™. Enkelt mono. 30° stik.

Varenr.	Enhed
8010826	1 stk.



AUD

Udskiftningskabel til benleder B71

2 m kabel og 6,3 mm/ 30° stik.

Varenr.	Enhed
8508473	1 stk.



AUD

RadioEar IP30 kabel til insert høretelefoner

Kabellængde: 2 m. Stiktype: 30°, 2 x 6,3 mm guldbelagt monojackstik.

Varenr.	Enhed
8004432	1 stk.



AUD

IP30 Contrakabel til insert høretelefon

Kabellængde: 2 m. Stiktype: 30°, 1 x 6,3 mm guldbelagt monojackstik.

Varenr.	Enhed
8107359	1 stk.



AUD

RadioEar sammenfoldeligt audiometrisk hovedbånd

Sort, sammenfoldeligt.

Varenr.	Enhed
8010882	1 sæt



AUD

RadioEar RE-7 hovedbånd

Sort.

Varenr.	Enhed
8517379	1 sæt



AUD

Peltor® reservehygiejnesæt til hovedtelefon/hørekop

Til DD450, HDA200 og DD65.

Varenr.	Enhed
8500270	1 sæt



AUD

RadioEar DD45 Audiometrisk høretelefon

Hovedbånd: HB7. Transducer: DD45. Kabellængde: 2 m. Stiktype: 30 °, 2 x 6,3 mm guldbelagt monojackstik.

Varenr.	Enhed
8010954	1 sæt

NY



AUD

RadioEar DD65 v2 audiometrisk hovedtelefon og transducer

Passiv dæmpning audiometrisk hovedtelefon P4712.

Varenr.	Enhed
8520330	1 sæt



AUD

RadioEar DD45 Audiometrisk hovedtelefon til voksne

Hovedbånd: HB3045. Transducer: DD45. Kabellængde: 2 m. Stiktype: 30 °, 2 x 6,3 mm guldbelagt monojackstik.

Varenr.	Enhed
8105268	1 sæt



AUD

RadioEar DD45 Audiometrisk hovedtelefon til voksne

Hovedbånd: HBA, sammenfoldeligt. Transducer: DD45. Kabellængde: 2 m. Stiktype: 30 °, 2 x 6,3 mm guldbelagt monojackstik.

Varenr.	Enhed
8106340	1 sæt



AUD

RadioEar DD45 Contra hovedbånd

Spænding: 4,5 N ± 0,5 N

Varenr.	Enhed
8507211	1 sæt



AUD

RadioEar DD45 transducer

Audiometriske høretelefoner konstrueret til at matche ydeevnen og funktionen af de mest populære høretelefoner, der er tilgængelige til audiologisk test. 10 ohm-modtager. Nem installation. Pålidelig. RoHS-kompatibel.

Varenr.	Enhed
8507268	1 stk.



AUD

DD 51 pude

Til DD45™ og TDH39™ hovedtelefoner.

Varenr.	Enhed
8507206	1 stk. 



AUD

Sanibel™ TDH39/DD45 ørepuder rød og blå, model 51

Til TDH39, 49, 50 og DD45 øretelefoner.

Varenr.	Enhed
8107611	1 sæt 



AUD

Skumgummiserviet til kontrahovedtelefon

Kompatibel med f.eks. TDH39c™ og DD45c™.

Varenr.	Enhed
8507292	Pose/10 stk.



AUD HIF ABR

Pads til RadioEar benleder hovedbøjle (3288-1)

Til RadioEar Spring benleder hovedbøjle.

Varenr.	Enhed
8504777	Pose/10 stk.



AUD

Ørepude HZP 09 par

Ørepudeskumgummi (1 par) egnet til: PC 20, PC 25, PC 30, PC 31, PC 35, PC 36, PC 130, PC 131, PC 135, PC 136, PC 140, PC 141, PC 145, PC 146.

Varenr.	Enhed
8104416	1 par



AUD

Hovedbåndspude

Til RadioEar HBA sammenfoldeligt audiometrisk hovedbånd.

Varenr.	Enhed
8010886	1 stk.



AUD

RadioEar B71 knogletransducer-hovedtelefon

10 ohm. Kabellængde: 79"/200 cm støbt ledning. Stiktype: 30°, 1 x 6,3 mm guldbelagt monojackstik. Hovedbånd: P3333

Varenr.	Enhed
8510370	1 stk.



AUD HIF ABR

RadioEar Spring Steel hovedbånd (P3333)

Varenr.	Enhed
8507213	1 stk.



AUD

Hovedbåndspude

Til Sennheiser HDA200, RadioEar DD450, DD65v2 og Peltor audiometriske hovedbånd.

Varenr.	Enhed
8000770	1 stk.



AUD HIF ABR

RadioEar AMBAND benledende pandebånd (P1188)

Til voksne, børn og spædbørn.

Varenr.	Enhed
8507214	Pose/10 stk.



Udskiftningskabel til benleder B71/B81 (med sikkerhedsfikseringspunkt)

Varenr.	Enhed
8515713	1 stk.



24 stk.

BAL

VNG-skum-brillepude til engangsbrug

Til **Interacoustics**® VNG maske.

Varenr.	Enhed
8011527	Æske/24 stk.



Engangsspekulum til Difra Airstar

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8011457	2,5 mm spec. (grøn)	Pose/100 stk.
8011456	4 mm spec. (blå)	Pose/100 stk.



Nyreformet bakke i papir

Varenr.	Enhed
8520139	1 stk.



34 stk.

BAL

Engangsørespekulum

For AirFx™.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8013013	2,75 mm	Pose/34 stk.
8013014	4,25 mm	Pose/34 stk.



50 stk.

BAL

Vand-irrigator-spidser

Til brug med **Interacoustics**® Aqua Stim™.

Varenr.	Enhed
8013018	Pose/50 stk.





**MÆNGDE-
RABAT MULIG**
for mindste-
bestilling på
10 ruller

OAE

Termopapir til ERO•SCAN™/ OtoRead™, 25 m

Bredde: 57 mm
Indvendig diameter: 12 mm
Udvendig diameter: 45 mm

Varenr.	Enhed
8500200	1 rulle/25 m



**MÆNGDE-
RABAT MULIG**
for mindste-
bestilling på
10 ruller

IMP

TPR10™ termopapir til MTP10™, 25 m

Bredde: 79 mm
Indvendig diameter: 12 mm
Udvendig diameter: 45 mm

Varenr.	Enhed
8500220	1 rulle/25 m



IMP

Termopapir LPQ80, 80 m

Til **GSI** TympStar™ Pro.
Bredde: 80 mm
Indvendig diameter: 13 mm
Udvendig diameter: 80 mm

Varenr.	Enhed
8509893	1 rulle/80 m



**MÆNGDE-
RABAT MULIG**
for mindste-
bestilling på
10 ruller

ABR IMP OAE

API300 termopapir til Titan™, 10 m

Bredde: 57 mm
Indvendig diameter: 12 mm
Udvendig diameter: 35 mm

Varenr.	Enhed
8500230	1 rulle/10 m



ABR IMP OAE

Sanibel™ MPT-III termopapir, 20 m

Til Sanibel™ MPT-III printer, der leveres med **Interacoustics®** AT235™.

Bredde: 79 mm
Indvendig diameter: 12 mm
Udvendig diameter: 45 mm

Varenr.	Enhed
8500610	1 rulle/20 m



IMP

Klæbende termopapir LPQ80, 195 etiketter

Til **GSI** TympStar™ Pro.
Bredde: 82 mm
Indvendig diameter: 25 mm
Udvendig diameter: 88 mm

Varenr.	Enhed
8509894	1 rulle/195 etiketter



Til OtoRead™ PRT MPT-II printer, 10 m

Bredde: 57 mm
Indvendig diameter: 8 mm
Udvendig diameter: 30 mm

Varenr.	Enhed
8013009	1 rulle/10 m



**MÆNGDE-
RABAT MULIG**
for mindste-
bestilling på
10 ruller

IMP OAE

Termisk papir til Sanibel™ MPT-II printer, 20 m

Til Sanibel™ MPT-II printeren, der leveres med **MAICO®** ERO•SCAN™, **Grason-Stadler®** Corti™ og **Interacoustics®** OtoRead™.

Bredde: 57 mm
Indvendig diameter: 9 mm
Udvendig diameter: 40 mm

Varenr.	Enhed
8029305	1 rulle/20 m



AUD IMP

TPR26™ termopapir til Interacoustics®, 25 m

Passer til de mest populære audiometre og tympanometre.

Bredde: 112 mm
Indvendig diameter: 12 mm
Udvendig diameter: 45 mm

Varenr.	Enhed
8500210	1 rulle/25 m



Ny

Etiketpapirrulle HM-E200

Etiketstørrelse:
Bredde: 56 mm,
Længde: 60 mm
R-vinkel: 2
Rullestørrelse:
Papirbredde: 57 mm
Etiketafstand: 6 mm
Kernediameter: 13 mm
Rullediameter: mindre eller lig med 40 mm

Varenr.	Enhed
8519836	1 rulle/120 etiketter

Heine/
KaWe
100 stk.

Welch
Allyn
250 stk.

Ingen
skarpe
kanter

AUD IMP

Otoskop-øretragte

Engangsøretragte til Heine/KaWe og Welch Allyn otoskopstr. 2,5 og 4 mm.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8507618	4 mm Øretragte Economy til Heine/KaWe	100 stk.
8507594	2,5 mm Øretragte Economy til Heine/KaWe	100 stk.
8514367	4 mm Øretragte til Heine/KaWe	100 stk.
8514368	2,5 mm Øretragte til Heine/KaWe	100 stk.
8514369	4 mm Øretragte originale til Heine/KaWe	50 stk.
8514370	2,5 mm Øretragte originale til Heine/KaWe	50 stk.
8107750	2,5 mm Øretragte til Welch Allyn	250 stk.
8108252	4 mm Øretragte til Welch Allyn	250 stk.

2



Ny

AUD IMP

Luxamed otoskop Auris LED 2,5 V

Otoskop fra tyske Luxamed. LED-lys for at sikre lang levetid og god lyskilde, dæmpbar. Passer til Heine/KaWe-kompatible øretragte.

Varenr.	Enhed
8519433	1 stk.

Luxamed otoskop Auris LED 3,7 V USB-/PC-opladet

Otoskop fra tyske Luxamed. LED-lys for at sikre lang levetid og god lyskilde. USB-opladning. Passer til Heine/KaWe-kompatible øretragte.

Varenr.	Enhed
8519434	1 stk.


Ingen
skarpe
kanter

50 stk.

AUD BAL IMP

Engangsspekula til video-otoskop

Passer til AURICAL™ OTOCam 300, **Interacoustics**® VIOT og XION™ video-otoskoper.

Varenr.	Enhed
8500470	Pose/50 stk.

2


Ingen
skarpe
kanter

100 stk.


AUD BAL IMP

Video-otoskop øretragte

Passer til det nye **Interacoustics**® Viot og OriVision otoskop.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8515083	KaWe 2,5 mm Øretragte	Pose/100 stk.
8511728	KaWe 4 mm Øretragte	Pose/100 stk.

2



AUD IMP

HEINE® Mini3000® otoskop

Klassisk lommeotoskop fra Heine i Tyskland.

Varenr.	Enhed
8108833	1 stk.



HIF

Forseglingssvoks til ørekobling

Bruges til at skabe en tæt lukning mellem kobling og høreapparat.

Varenr.	Enhed
8500080	1 stk.



Tilbehør til otoskopi

Erstatningspære til Heine mini3000 otoskop.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8515448	Erstatningspære	1 stk.



ABR AUD OAE

Alkalisk batteri 1,5V AA

Varenr.	Enhed
8011226	1 stk.



EARNimals®

Tegneserieansigter, der lægges på otoskopet. Gør øreundersøgelser sjovere for børn.

Varenr.	Enhed
8011501	Pose/5 stk. (assorterede)



HIF

Batteriadapter

Til Interacoustics Affinity™, Callisto™, Equinox™, MedRx Avant Hit+ og Siemens UNITY 2.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8011198	BAA675	1 stk.
8011199	BAA13	1 stk.
8011200	BAA312	1 stk.
8011201	BAA10	1 stk.
8011202	BAA5	1 stk.



Tilbehør til otoskopi

Stilfuld vægdispenser til øretragte. Kan indeholde 6 forskellige størrelser.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8515678	Vægdispenser	1 stk.



Ny

Aidapter til tilpasning af høreapparater

Klar silikonestykke. Et unikt silikonestykke, der klikker på HA-1 adapteren.

Du kan bruge Aidapteren med modtager-i-kanal (RIC) og tyndslange-høreapparater.

Sammenlignet med en mellemflydende akustisk barriere giver Aidapter™ en god akustisk tætning og standardiserer koblingen, hvilket sikrer gentagelige koblingsmålinger.

Aidapter™ eliminerer både besværet og de hygiejniske problemer ved at bruge en mellemflydende akustisk barriere.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8525568	Interacoustics	Pose/3 stk.
8525578	MedRx	Pose/3 stk.



HIF

Høreapparatbatterier Rayovac

Passer til alle typer høreapparater.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8520134	Rayovac Extra Zap 10	6 stk.
8520135	Rayovac Extra Zap 13	6 stk.
8520136	Rayovac Extra Zap 312	6 stk.
8520137	Rayovac Extra Zap 675	6 stk.




HIF

Batteritilbehør

Passer til alle typer høreapparater.

Varenr.	Beskrivelse	Enhed
8515452	Batteritester	1 stk.
8520138	Batteriholder	1 stk.



Kontaktinfo
info@diatec-diagnostics.dk
 Tlf.: 63 71 36 66
www.diatec-diagnostics.dk



Sanibel
 Supply

Sanibel Supply A/S
info@sanibelsupply.com
www.sanibelsupply.eu

Ansvarsfralæggelse

Dette katalog er blevet publiceret til distribution globalt. Nogle af de beskrevne dele KAN MULIGVIS IKKE FÅS i dit område. Den lokale distributør vil med glæde give dig oplysningerne. Du kan få råd om kompatibilitet og brugsvejledning i din betjeningsvejledning eller hos den lokale distributør. Sanibel Supply A/S hæfter ikke og påtager sig intet juridisk ansvar for nøjagtigheden, tastefejl eller andre fejl, korrektheden eller fuldstændigheden af oplysningerne i dette dokument. Oplysningerne i denne brochure var efter vores bedste overbevisning korrekte på tidspunktet for trykning. Sanibel Supply A/S forbeholder sig ret til at foretage ændringer når som helst i specifikationerne til produkter, der beskrives i denne brochure uden varsel eller forpligtelse. MADSEN AccuScreen® og MADSEN OTOflex® er registrerede varemærker tilhørende Otometrics A/S. Echo-Screen®, AuDx®, Navigator® Pro, og ABar® er registrerede varemærker tilhørende Natus Medical Incorporated. Sanibel® er et registreret varemærke tilhørende Sanibel Supply®. Alle andre instrumentbrands eller modelnavne er ophavsretbeskyttet eller varemærkebeskyttet af deres respektive ejere og bruges kun til reference.

