

Modello 270

Audiometro diagnostico

Amplivox 270 è un audiometro diagnostico che eccelle per tecnologia, ergonomia e facilità di utilizzo.

Tecnologia

La completezza delle funzionalità, compresa l'esecuzione di molti test clinici, la scelta dell'uscita dei trasduttori e l'opzione di memorizzazione dei risultati degli esami unita ad un'affidabilità senza paragoni è resa possibile dall'uso di un'avanzata tecnologia digitale.

Ergonomia

I comandi sono posizionati in un modo chiaro e intuitivo. I dati dell'esame sono immediatamente visualizzati sul grande display integrale posizionato con un'angolazione ottimale per la vista.

Facilità di utilizzo

E' possibile ottenere un tempo di test ridotto attraverso la funzione di conservazione della soglia e manopole di controllo silenziose e precise. I risultati dei test possono essere salvati nella memoria, stampati con la stampante (opzionale) o esportati attraverso il proprio software compatibile con NOAH.

Portabilità

Amplivox 270 è un audiometro molto compatto e può essere usato sia per l'impiego in studio sia per le prestazioni domiciliari. E' dotato di una leggerissima valigetta appositamente progettata per contenere e trasportare in sicurezza l'audiometro e i suoi accessori.

- **Via aerea, via ossea e vocale**
- **Tono puro, continuo, pulsato e riverberato**
- **Ampia gamma di test clinici**
- **Software di interfaccia con NOAH (opzionale)**
- **Compatto e facile da usare**
- **Funzioni di talk back/forward**
- **Stampante opzionale**
- **Inseriti opzionali**



Specialisti nei prodotti per la salute dell'orecchio

Modello 270

Audiometro diagnostico



Specifiche tecniche

Ingresso/Uscita	
Uscita:	Via Area e Via Ossea (D&S), mascheramento e campo libero
Gamma di frequenze (Hz):	VA: 125-8kHz VO: 250Hz-8kHz
Accuratezza in Frequenza:	<1%
Distorsione:	<2%
Livello di uscita (VA):	-10dBHL a 120dBHL (max)
Livello di uscita (VO):	-10dBHL a 70dBHL (max)
Livello di uscita (FF):	fino a 90dB
Uscita di mascheramento:	90dBHL max (250-4kHz)
Accuratezza livello di uscita:	Entro 3dB
Passi di livello di uscita:	2.5dB/5dB
Opzioni uscita trasduttori:	Cuffie audiometriche standard (VA) e/inserti opzionali
Presentazione del segnale:	Singolo, pulsato, riverberato, continuo
Mascheramento:	Rumore a banda stretta/larga
Blocco canali:	Sincronizzazione canali
Test clinici:	SISI, Stenger, ABLB
Comunicazione:	Microfono operatore integrato, predisposizione ingresso microfono paziente
Materiale vocale registrato:	Nastro o lettore esterno
Campo libero:	2 ingressi microfono
Indicatore di livello:	dal vivo registrato
Interfaccia con NOAH:	Trasferimento risultati VA, VO e vocale

Dimensioni

Display:	2 righe da 24 caratteri retroilluminate
Alimentazione:	240V ac 50/60 Hz
Dimensioni (mm):	355 (L) x 230 (P) x 100 (A)
Peso:	1.54kg

Norme

Amplivox 270 è conforme alle disposizioni delle seguenti normative.

Sicurezza:	IEC 60601-1
EMC:	IEC 60601-1-2
Audiometria:	IEC 60645-1, EN60645-2
Marchio CE:	Conforme alle Direttive Europee per gli Strumenti Medicali

Dotazioni

Dotazione standard

- Cuffie audiometriche
- Vibratore osseo
- Pulsante risposta paziente
- Schede audiogramma (50)
- Manuale operativo
- Adattatori di rete
- Funzioni integrate di talk over
- Valigetta

Dotazione opzionale

- Inserti
- Software di interfaccia con NOAH (Risultati dei test VA, VO e vocale)
- Stampante esterna
- Inserti per controllo/mascheramento
- Cuffie combinate per microfono e monitor
- Gusci insonorizzati (per la riduzione del rumore)
- Schede audiogrammi

Amplivox è distribuito per l'Italia da:
LeDiSo Italia srl
Via Panciatici 94-20
50127 Firenze
Tel: 0554288392 – Fax: 0553265213
e-mail: info@lediso.it

www.lediso.it