



Produktkatalog

Kvalitetsprodukter för hörsel och balans

www.sanibelsupply.eu

Giltig från januari 2022

Sanibel
Supply



Vi vet att hög kvalitet är av största vikt för dig, och det är precis vad du får varje gång du handlar hos Sanibel Supply.

Att erbjuda de produkter du behöver är vad som driver oss i vårt dagliga arbete.

Tveka aldrig att höra av dig om du behöver hjälp.

info@sanibelsupply.com

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JSK', with a long horizontal stroke extending to the right.

Jakob Skovgaard
Business Unit Manager



Innehåll



06 Ear tips

09 Probspetsar

11 Tillbehör för instickstelefoner

13 Sanibel™ Infant EarCup™

14 Sanibel™ EARTurtle™

15 Engångselektroder

18 Elektrodkablar

20 Patientförberedelse

22 Infektionskontroll

24 REM probslangar för HA-utprovning

25 Avtrycksmassa och tillbehör

27 Slangar

28 Kliniska verktyg

30 Hörapparatsanpassning

31 Underhåll av hörapparater och hörselvård

33 Tillbehör för cerumenhantering

36 Artiklar för audiometri

40 Balanstillbehör

41 Papper

42 Otoskopitillbehör

43 Batterier och blandade artiklar

Val av rätt ear tip

Att välja rätt ear tip kräver övning

I allmänhet är fläns- eller svampformade ear tips vanligast för de flesta tester (impedans, DPOAE, TEOAE och Automatiserad ABR).

Ibland används en paraplyformad ear tip för snabb impedansscreening.

Använd tabellen som en guide för att välja rätt ear tipstorlek.

Ålder	Ear tips införda mot hörselgången	Ear tips införda mot hörselgångens ingång			Ear tips för Echo-Screen®	Ear tips för Echo-Screen®
0,5 år		 Grön, barn			 4.0 mm, ANA	 3.7 mm, AOT
					 4.5 mm, ANA	 4.0 mm, AOT
		 3-5 mm, flänsad	 3-6 mm, grön	 6 mm, grön	 5.0 mm, ANA	 4.5 mm, AOT
	 7.5 mm, paraply	 4-7 mm, flänsad	 6 mm, gul		 infant träd, ANA	 5.0 mm, AOT
	 9 mm, paraply	 5-8 mm, flänsad			 svamp, ANA	 4-7 mm, AOT
10 år	 10 mm, paraply	 7 mm, svamp	 7 mm, röd	 7 mm, gul		
	 11 mm, paraply	 8 mm, svamp	 8 mm, blå	 8 mm, röd		
	 13 mm, paraply	 9 mm, svamp	 9 mm, grön	 9 mm, blå		
		 10 mm, svamp	 10 mm, gul	 10 mm, grön		
	 15 mm, paraply	 11 mm, svamp	 11 mm, röd	 11 mm, gul		
Vuxna		 12 mm, svamp	 12 mm, blå	 12 mm, röd		
	 19 mm, paraply	 13 mm, svamp	 13 mm, grön	 13 mm, blå		
		 14 mm, svamp	 14 mm, gul	 14 mm, grön		
		 15 mm, svamp	 16 mm, röd	 16 mm, gul		
	 22 mm, paraply	 19 mm, svamp	 18,5 mm, blå			

Varför engångs ear tips?

Sanibel Supply® rekommenderar engångs ear tips för att hindra smittspridning.

Här på Sanibel Supply® tror vi att de flesta audionomer håller med oss om att det är av stor vikt att undvika oavsiktlig överföring av sjukdomar på kliniken. Det är dock ganska lätt att säkerställa att öroninflammationer inte sprids från en patient till en annan. Om du använder en ny ear tip för varje patient så kommer du avsevärt att minska eller eliminera förekomsten av korskontaminering.

Öronvax kan vara smittbärande

Öronvax anses i regel inte vara smittbärande så länge det inte är infekterat med blod eller sekret. Men på grund av öronvaxets färg och konsistens kan det vara svårt att upptäcka spår av blod eller infekterat sekret. Det bör därför behandlas som en potentiell smittkälla. Det är extra viktigt att använda nya ear tips vid undersökningar på barn och personer med nedsatt immunförsvar, till exempel äldre personer som kan vara mer mottagliga för infektioner.

Är ear tips av engångstyp dyra?

Sanibel Supply® erbjuder volymrabatter på ear tips. Detta kommer ofta att kompensera för den tid och kostnad som ingår i att rengöra ear tips.

Gör din klinik mer kostnadseffektiv

En ny ear tip ger mycket bättre tätning än begagnade ear tips. Hur ofta har det inte tagit dig flera minuter innan du lyckats få en bra tätning? En ny och fräsch ear tip för varje patient säkerställer att du får en pålitlig passform och kan snabbare testa en patient och ofta ta emot en till patient per dag utan att stressa din personal. Kostnaden för en ear tip per patient är mycket mindre än vad du tjänar på din nästa patient. Du kan dessutom marknadsföra din klinik som tar patientsäkerhet och hygien på allvar.

6 skäl till varför du bör använda en ny ear tip för varje patient:

1

Du minskar risken för korskontaminering mellan dina patienter

Tyvärr kan du aldrig vara 100% säker på att dina ear tips blir helt dekontaminerade när du rengör dem.

2

Du minimerar risken för dålig tätning av ear tip

Ear tips slits ut med tiden, vilket ofta leder till otillräcklig tätning och mindre exakta resultat.

3

Undvik allergiska reaktioner från rester av rengöringsmedel

Rester från rengöringsmedel kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa patienter.

4

Dina patienter kommer att uppskatta det

Patienter känner sig säkrare och lugnare när de vet att nya ear tips används.

5

Det är mycket lättare

Att rengöra ear tips tar tid, så varför inte låta din personal istället koncentrera sig på viktigare saker?

6

Det är mycket snabbare

En fräsch ear tip ger en snabbare och bättre tätning, så varför slösa tid i onödan?

Lista på förkortningar

ABR

Auditiv hjärnstamsrespons

AUD

Audiometri

BAL

Balans

HIF

Hörapparatsanpassning

IMP:

Impedans

OAE

Otoakustiska emissioner



Endast för engångsbruk!



Produkten är inte tillverkad av naturgummilatex

Sanibel™ ADI engångs ear tips

För användning med följande akustiska immittansinstrument och otoakustiska emissionssystem med CLEAR mätspets: **Amplivox:** alla Otowave-versioner. **Interacoustics:** Titan, AT235, AA220, Eclipse, MT10, Sera, OtoRead II. **MAICO:** easyTymp, touchTymp MI 22, MI 23, MI 24, MI 26, MI 34, MI 44, easyScreen, EroScan Plus.

Alternativa till AKR (KR) / IA-serien: Äldre MAICO MI-serien + RaceCar svarta probversioner med adaptorkit (8500430). **GSI:** Novus, TympStar Pro, Corti och Allegro. **Natus:** Zodiac (inte 901) och AccuScreen.

ADI sortimentslåda

Art.nr	Beskrivning
8511445	Olika storlekar för tympanometri och OAE
8501572	Ear tip kit för screening, olika storlekar för spädbarnsscreening



Flänsade Ear tips för spädbarn

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8502838	Barn (grön)	Påse/100 st.
8012964	3-5 mm (röd)	Påse/100 st.
8012966	4-7 mm (blå)	Påse/100 st.
8012968	5-8 mm (gul)	Påse/100 st.
8502837	Pediatrisk (grön)	Påse/25 st.
8012963	3-5 mm (röd)	Påse/25 st.
8012965	4-7 mm (blå)	Påse/25 st.
8012967	5-8 mm (gul)	Påse/25 st.

VOLYM-RABATT ERBJUDS
för beställningar
på minst
10 påsar



ABR
IMP:
OAE



Svampformade ear tips

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8013002	7 mm (blå)	Påse/100 st.
8013004	8 mm (gul)	Påse/100 st.
8012970	9 mm (grön)	Påse/100 st.
8012972	10 mm (röd)	Påse/100 st.
8012974	11 mm (blå)	Påse/100 st.
8012976	12 mm (gul)	Påse/100 st.
8012978	13 mm (grön)	Påse/100 st.
8012980	14 mm (röd)	Påse/100 st.
8012982	15 mm (blå)	Påse/100 st.
8012984	19 mm (gul)	Påse/100 st.
8013001	7 mm (blå)	Påse/25 st.
8013003	8 mm (gul)	Påse/25 st.
8012969	9 mm (grön)	Påse/25 st.
8012971	10 mm (röd)	Påse/25 st.
8012973	11 mm (blå)	Påse/25 st.
8012975	12 mm (gul)	Påse/25 st.
8012977	13 mm (grön)	Påse/25 st.
8012979	14 mm (röd)	Påse/25 st.
8012981	15 mm (blå)	Påse/25 st.
8012983	19 mm (gul)	Påse/25 st.

VOLYM-RABATT ERBJUDS
för beställningar
på minst
10 påsar



ABR
IMP:
OAE

VOLYM-RABATT ERBJUDS
för beställningar
på minst
10 påsar

Silikonummi
för medicinskt bruk
Biokompatibelt



Paraplyformade ear tips

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8012986	7,5 mm (grön)	Påse/100 st.
8012988	9 mm (röd)	Påse/100 st.
8012990	10 mm (blå)	Påse/100 st.
8012992	11 mm (gul)	Påse/100 st.
8012994	13 mm (grön)	Påse/100 st.
8012996	15 mm (röd)	Påse/100 st.
8012998	19 mm (blå)	Påse/100 st.
8013000	22 mm (gul)	Påse/100 st.
8012985	7,5 mm (grön)	Påse/25 st.
8012987	9 mm (röd)	Påse/25 st.
8012989	10 mm (blå)	Påse/25 st.
8012991	11 mm (gul)	Påse/25 st.
8012993	13 mm (grön)	Påse/25 st.
8012995	15 mm (röd)	Påse/25 st.
8012997	19 mm (blå)	Påse/25 st.
8012999	22 mm (gul)	Påse/25 st.



IMP:

Engångs ear tips för immittansinstrument och OAE-screener

För användning med många akustiska immittansinstrument och otoakustiska emissionssystem, inklusive **MAICO** EroScan, **Interacoustics** OtoRead och **Grason-Statler** TympStar.



VOLYM-RABATT ERBJUDS
för beställningar
på minst
10 påsar

Ear tips för spädbarn

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8013006	3 mm (gul)	Påse/100 st.
8002035	4 mm flänsade (röd)	Påse/100 st.



ABR
OAE

IA-serien ear tips

För användning med många akustiska immittansinstrument och otoakustiska emissionssystem, inklusive: **GSI**: TympStar Pro, Allegro, Novus och Corti. **Interacoustics** (klar prob): AT235, AA222 och Titan and Otoread II, MT10. **MAICO**: touchTymp RaceCar, touchTymp MI24, MI26, MI34, MI36, easyTymp. **Madsen/Otometrics**: Zodiac (ny), Accuscreen. **Path Medical**: alla Sentiero-produkter.



Endast tillgänglig i vissa länder

Svampformade ear tips

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8515491	Provkit (3-18.5mm), 3, 6-10 st. vardera	
8520348	3-6 mm (grön)	Påse/100 st.
8520349	6 mm (gul)	Påse/100 st.
8520350	7 mm (röd)	Påse/100 st.
8520351	8 mm (blå)	Påse/100 st.
8520352	9 mm (grön)	Påse/100 st.
8520353	10 mm (gul)	Påse/100 st.
8520354	11 mm (röd)	Påse/100 st.
8520355	12 mm (blå)	Påse/100 st.
8520356	13 mm (grön)	Påse/100 st.
8520357	14 mm (gul)	Påse/100 st.
8520358	16 mm (röd)	Påse/100 st.
8520359	18,5 mm (blå)	Påse/100 st.

2

LATEX

ABR

IMP

OAE

Impedans ear tips - utgående produkt

För användning med följande system med SVART mätpets: **Interacoustics**: Old MT10, AT235, AA22x, MI 22, MI 23, MI 24, MI 26, MI 34, MI 44. **UTGÅENDE produkt**: vi rekommenderar AKR i stället.



Ej tillgänglig i EU

VOLYM-RABATT ERBJUDS för beställningar på minst 10 påsar

Paraplyformade ear tips

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8107617	10 mm (grön)	Påse/100 st.
8107618	13 mm (grön)	Påse/100 st.
8107619	16 mm (grön)	Påse/100 st.
8107620	19 mm (blå)	Påse/100 st.
8107621	22 mm (blå)	Påse/100 st.

2

IMP

Spara tid, bättre lönsamhet och nöjdare patienter!

Använd en fräsch ear tips per patient för omedelbar tätning. En fräsch ear tip har de optimala förutsättningarna för perfekt tätning i patientens öra, medan en använd ear tip ofta orsakar problem och försenar ditt arbete. Genom att spendera mindre tid på varje patient kan du ta emot fler patienter per dag. Det är vårt mycket mer än att rengöra en ear tip, både för din klinik och dina patienter.

AKR svampformade ear tips

För användning med följande akustiska immittansinstrument och otoakustiska emissionssystem med SVART mätpets från **Interacoustics**: AT235, AA220, Eclipse, MT10, Otoread (I), **MAICO**: Old RaceCar, äldre MI22-36, MI 22, MI 23, MI 24, MI 26, MI 34, MI 44. **Amplivox**: Otowave (alla med vit prob). **Madsen/Otometrics**: Capella 2, Zodiac 901, Biologic AuDX Pro (+Flex). **Neurosoft**: Neuro-Audio, **Oscilla**: TSM 300/400 + T800-serien. Alla **GSI** tympanometrar från GSI 20 - 39 + Tympstar, Allegro.



Endast tillgänglig i vissa länder

Svampformade ear tips

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8518409	AKR sortimentslåda, olika storlekar	
8500570	3-6 mm (gul)	Påse/100 st.
8107510	4 mm (röd)	Påse/100 st.
8107511	5 mm (blå)	Påse/100 st.
8500560	6 mm (grön)	Påse/100 st.
8500550	7 mm (gul)	Påse/100 st.
8500540	8 mm (röd)	Påse/100 st.
8500530	9 mm (blå)	Påse/100 st.
8500520	10 mm (grön)	Påse/100 st.
8500510	11 mm (gul)	Påse/100 st.
8500500	12 mm (röd)	Påse/100 st.
8500490	13 mm (blå)	Påse/100 st.
8107520	14 mm (grön)	Påse/100 st.
8500480	16 mm (gul)	Påse/100 st.

2

LATEX

ABR

OAE

Sanibel™ AOT och ANA engångs ear tips



VOLYM-RABATT ERBJUDS för beställningar på minst 10 påsar

ANA ear tips för Echo-Screen®

Att användas med **Natus**: Echo-Screen®. **Madsen/Otometrics**: AccuScreen® Classic. **Interacoustics**: Eclipse med rosa mätpets

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8106363	4,0 mm (blå)	Påse/50 st.
8106362	4,5 mm (röd)	Påse/50 st.
8106364	5,0 mm (grön)	Påse/50 st.
8106366	Infant träd (gul)	Påse/50 st.
8106365	Svamp (grön)	Påse/50 st.

2

LATEX

ABR

OAE

IT Select-serien ear tips



Endast tillgänglig i vissa länder

Att användas med **Inventis**: Flute, Clarinet, Viola, Timpani. **Resonance**: r16m, r26m, r36m, r15c, r25c, r35c.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8522402	8mm (grön)	Påse/100 st.
8522403	10mm (röd)	Påse/100 st.
8522404	12mm (blå)	Påse/100 st.
8522405	14mm (grön)	Påse/100 st.
8522406	16mm (röd)	Påse/100 st.

2

LATEX

ABR

OAE

Sanibel™ AOT och ANA engångs ear tips



**VOLYM-
RABATT
ERBJUDS**
för beställningar
på minst
10 påsar

AOT ear tips

Att användas medh **Madsen/Otometrics** AccuScreen®,
Biologic Bio-logic® AuDX®, **Path Medical**: alla Sentiero-
produkter

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8106367	3,7 mm (gul)	Påse/50 st.
8106368	4,0 mm (ljusgrön)	Påse/50 st.
8106369	4,5 mm (ljusrosa)	Påse/50 st.
8106370	5,0 mm (ljusblå)	Påse/50 st.
8106371	4-7 mm (genomskinnlig)	Påse/50 st.



Grason & Associates OT & MO utvalda ear tips



Endast
tillgänglig
i vissa
länder

OT utvalda ear tips med triangelhål

Ear tips med triangelhål att användas med
Otodynamics UGD-, SND- och SGD-prober

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8102644	4,8 mm (blå)	Påse/100 st.
8102645	6 mm (grön)	Påse/100 st.
8102646	8 mm (röd)	Påse/100 st.
8102647	10 mm (blå)	Påse/100 st.
8102648	12 mm (grön)	Påse/100 st.
8102649	14 mm (röd)	Påse/100 st.
8102650	16 mm (blå)	Påse/100 st.



OT utvalda ear tips med två probhål

Ear tips med två probhål att användas med
Otodynamics UGD-, SND- och SGD-prober

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8102632	3,5 mm (blå)	Påse/100 st.
8102633	4,5 mm (blå)	Påse/100 st.
8102634	5,5 mm (blå)	Påse/100 st.
8102635	6,5 mm (blå)	Påse/100 st.
8102636	4,8 mm (blå)	Påse/100 st.
8102637	6 mm (grön)	Påse/100 st.
8102638	8 mm (röd)	Påse/100 st.
8102639	10 mm (blå)	Påse/100 st.
8102640	12 mm (grön)	Påse/100 st.
8102641	14 mm (röd)	Påse/100 st.
8102642	16 mm (blå)	Påse/100 st.



Endast
tillgänglig
i vissa
länder

MO utvalda ear tips för Madsen OTOflex

För **MADSEN**® OTOflex™.

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8102653	3-6 mm (gul)	Påse/100 st.
8102654	6 mm (röd)	Påse/100 st.
8102655	7 mm (blå)	Påse/100 st.
8102656	8 mm (grön)	Påse/100 st.
8102657	9 mm (gul)	Påse/100 st.
8102658	10 mm (röd)	Påse/100 st.
8102659	11 mm (blå)	Påse/100 st.
8102660	12 mm (grön)	Påse/100 st.
8102661	13 mm (gul)	Påse/100 st.
8102662	14 mm (röd)	Påse/100 st.
8102663	16 mm (blå)	Påse/100 st.
8102664	18 mm (grön)	Påse/100 st.



Ear tips för OAE-screener

Att användas medh **Biologic AuDX**, **Welch Allyn** OAE-
screener och **Natus** Echo-Screen® III.



OAE ear tips, AuDX

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8107885	AuDX Premie 3 mm	Påse/100 st.
8107889	AuDX Tree 3.5-5mm	Påse/100 st.
8107887	AuDX Infant 6 mm	Påse/100 st.
8102681	Adult OAE foam	Påse/100 st.
8102682	Pediatric OAE foam	Påse/100 st.
8103123	Jumbo OAE foam	Påse/100 st.
8515505	AuDX Premie 3 mm	Påse/20 st.
8515506	AuDX Tree 3.5-5mm	Påse/20 st.
8515507	AuDX Infant 6 mm	Påse/20 st.
8515436	Adult OAE foam	Påse/20 st.
8515435	Pediatric OAE foam	Påse/20 st.
8515438	Jumbo OAE foam	Påse/20 st.



Snap probe-tillbehör

Särskilt utvecklade tillbehör att användas med
SnapPROBE®. Att användas med **Interacoustics** Sera,
GrasonStadler Novus, **Maico** EasyScreen.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8522758	Ear tip Infant A (konformad)	Påse/100 st.
8522760	Ear tip Infant A (Smal)	Påse/100 st.
8522759	Ear tips Infant A (Konformad)	Påse/25 st.
8522761	Ear tips Infant A (Smal)	Påse/25 st.
8517889	Probe Waxguard	Förp. 10 st.
8516436	Probe Waxguard	1 st.
8522461	Sortiment av tillbehör, inklusive Infant tip A och C och waxguard	





IMP:

Mätspets för Sanibel™ ADI™ ear tips

Passar alla Otowaves, nya MT10 och GSI Allegro.

Art.nr	Enhet
8002592	1 st.



ABR IMP: OAE

Mätspets för Sanibel™ ADI™ ear tips

Passar Titan™ och easyTymp™.

Art.nr	Enhet
8001701	1 st.



IMP: OAE

Mätspetskit

Passar AT235™ och nyare, AA222™, Sera™, Tympstar Pro™ Novus™, easyScreen™ och touchTymp™. Mätspets och packning ingår.

Art.nr	Enhet
8501570	Kit/3 st.



OAE

Utbytesmätspets för ERO•SCAN™

Passar ERO•SCAN™.

Art.nr	Enhet
8102339	Påse/4 st.



OAE

ERI0D mätspetsar for ERO•SCAN™ Pro and OtoRead™

Det rekommenderas att mätspetsen rengörs efter varje patient och att den byts ut efter 20 tester (40 öron). Behöver inte omkalibreras.

Art.nr	Enhet
8012836	Påse/4 st.




OAE

Intern utbytesmätspets för ERO•SCAN™ Pro

Passar ERO•Scan™ Pro.

Art.nr	Enhet
8110364	Påse/4 st.



OAE

Mätspetssats för OAE Ø3,3 mm ear tips

Passar alla Eclipse™ – används med ADI™ ear tips. Behöver inte omkalibreras.

Art.nr	Enhet
8012960	Påse/8 st.



IMP:

Sanibel™ adaptorsats för mätspets

Konverterar AT235™, AT235h™, AA220™, AA222™ (blå/ny), MI24™, MI26™, MI34 äldre modell, MI44™ för användning med ADI™ mätspetsar. Mätspets, bricka och dämpare ingår. Behöver inte omkalibreras.

Art.nr	Enhet
8500430	Kit/3 st.



OAE

Fjärrutbytesmätspets för ERO•SCAN™

Passar ERO•Scan™ Classic.

Art.nr	Enhet
8102340	Påse/4 st.



100 st.

OAE

Sanibel™ probrör för ADI™ ear tips

Passar Corti™, ERO•SCAN™ Plus och nya OtoRead™.

Art.nr	Enhet
8104159	Ask/100 st.




OAE

Verktyg för borttagning av probrör

Passar Corti™, ERO•SCAN™ Plus och nya OtoRead™.

Art.nr	Enhet
8513131	Påse/1 st.



1 st. +
100 st.

OAE

Verktygssats för borttagning av probrör

Passar Corti™, ERO•SCAN™ Plus och nya OtoRead™.

Art.nr	Enhet
8513132	Påse/100 st. + 1 st

Sanibel™ Borttag- ningsverktyg för probrör

A = Prob

B = Installationsverktyg för probrör

C = Tillbehör till probkabel



D = Rörborttagare

Ta bort ett probrör så här

1. Placera det främre hålet på probrörsverktyget över proben, enligt bilden. Proben ska ligga mot verktygets yta och snäppa fast.
2. Kläm ihop verktyget och håll fast.
3. Vrid det ihopklämda verktyget ett par gånger och dra samtidigt bort från proben
4. Probröret dras ut från proben. Kasta bort probröret.

Installera ett nytt probrör så här

5. Placera ett nytt rör i hålet på verktygets överkant.
6. Rikta in proben med röret.
7. Tryck på proben på probröret tills proben kommer i kontakt med probrörsverktyget och ett snäppljud hörs.
8. Ta bort verktyget och lämna röret på plats i proben.





ABR AUD

Sanibel™ skum ear tip, liten

Kompatibel med alla instickstelefoner.

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8527912	Barn, rosa	50 st.
8527913	Barn, rosa	100 st.
8527915	Barn, rosa	750 st.




ABR AUD

Sanibel™ skum ear tip, medium

Kompatibel med alla instickstelefoner.

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8527918	Vuxna, rosa	50 st.
8527920	Vuxna, rosa	100 st.
8527921	Vuxna, rosa	750 st.



ABR

Sanibel™ IP30™ röranslutningar

Att användas med IP30™ och E-A-Rtone® 3A.

Art.nr	Enhet
8107391	Påse/10 st.



Ej tillgänglig i EU

ABR

E-A-RLINK™ ear tips för spädbarn

För spädbarn eller mycket små örongångar.

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8500300	3,5 mm	Påse/20 st.
8500310	4,0 mm	Påse/20 st.




ABR AUD

Sanibel™ ADI ear tip adapter

Gör Sanibel™ ADI ear tips kompatibla med 3A instickstelefoner.

Art.nr	Enhet
8500580	Påse/6 st.



ABR AUD

Slangnipplar för E-A-Rtone® 3A

För ljudslangar 3A

Art.nr	Enhet
8500140	Påse/10 st.



Ej tillgänglig i EU



ABR AUD

3A E-A-RLINK™ skum ear tips

Passar alla instickstelefoner.

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8500090	Vuxna/medium 13,7 mm	Påse/50 st.
8106226	Vuxna/medium 13,7 mm	Påse/100 st.



Ej tillgänglig i EU



ABR AUD

3B E-A-RLINK™ skum ear tips

Passar alla instickstelefoner.

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8500110	Barn/medium 9,7 mm	Påse/50 st.
8106227	Barn/medium 9,7 mm	Påse/100 st.



Ej tillgänglig i EU



ABR AUD

3C E-A-RLINK™ skum ear tips

Passar alla instickstelefoner.

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8500100	Jumbo/stor 17,8 mm	Påse/24 st.




ABR

Ljudslangar för E-A-Rtone® 3A 10 ohm

Inkluderar adaptornipplar.

Art.nr	Enhet
8107396	Påse/1 st.



ABR

Ljudslangar för E-A-Rtone® 3A 10 ohm

Inkluderar adaptornipplar.

Art.nr	Enhet
8103605	Påse/4 st.



ABR

Sanibel™ IP30 and E-A-Rtone® ljudslangar och nipplar

Passar alla IP30™ och E-A-Rtone® -versioner. Inkluderar adaptorkopplingar, 1 st. blå och 1 st. röd 50 ohm.

Art.nr	Enhet
8501072	Set/2 st.



ABR AUD

Sanibel™ ljudslangar och Sanibel™ ADI™ adaptorsats för ear tips

Passar E-A-RTONE® 3A-insticksenheter och IP30-instickstelefoner ADI™ adaptorkopplingar ingår, 1 st. blå och 1 st. röd 50 ohm.

Art.nr	Enhet
8100590	Set/2 st.



ABR

Sanibel™ fästsats för IP30™

Halsband med kardborreband och klämma ingår.

Art.nr	Enhet
8507410	Kit



ABR OAE

Sanibel™ rengöringsverktyg för ear tip adapter

Liten rengöringsborste för Sanibel™ mätspetsadapter.

Art.nr	Enhet
8500830	Påse/10 st.




ABR

E-A-Rtone® utbytesfästklämma

Klämma för att fästa instickstelefon på kläder.

Art.nr	Enhet
8000744	1 st



Ej tillgänglig i EU

ABR

ABR förbrukningssats

Inkluderar elektroder, insticksenheter, hudskrubb och gasbinda.

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8109670	Vuxna 3A	Kit/100 tester
8109671	Barn 3B	Sats/100 tester

2

LATEX

ABR

Sanibel™ Infant EarCup™ med snäpp- eller ytelektroder

Minska testtiden! Testa på båda öronen i samma screening. Kompatibel med Titan™, AccuScreen® (1:a generationen), MB 11 Classic och Echo-Screen®. Använd endast med utrustning som är kalibrerad för engångsartiklar av typ över örat. Engångshörtelefoner över örat är av hög kvalitet, låg kostnad och idealiska för bilaterala hörselundersökningar på nyfödda. 1 set består av 2 Infant EarCups™, 3 snäpp- eller flikelektroder och 1 spritkudde.

Att användas med en rad olika leverantörer av hörselscreening för nyfödda: **Grason Stadler**: Novus. **Interacoustics**: Titan, Sera. **Maico**: easyScreen, MB 11 Classic. **Madsen/Otometrics**: Accuscreen. **Natus**: Biologic Abear, Echo-Screen.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8049600	Flik	Ask/20 st.
8049700	Snäpp	Ask/20 st.
8508848	utan elektroder	Ask/20 st.

Sanibel Infant EarCup™ m/ Hydrogel

Ny Hydrogel-version för en bekvämare lösning för barnet under testning.

Välj vilken typ av elektrod du vill lägga till.

Beställ elektroder separat.

Art.nr	Enhet
8516095	Ask/20 st.

Byt ut
elektroderna mot
din föredragna
version!
**KONTAKTA OSS
FÖR SUPPORT**

20
uppsätt-
ningar



ABR

Sanibel™ Infant EarCup™ adaptorssats

Ansluter instickstelefon med Infant EarCups™. OBS! Innehåller inte filter.

Art.nr	Enhet
8500450	Set/2 st.



ABR

Sanibel™ ljudslangar och Sanibel™ adaptorsats för Infant EarCup™

Inkluderar adapttrar, 1 blå och 1 röd slang.

Art.nr	Enhet
8100577	Sats/2 st.

Enkel ABR hörselscreening av
nyfödda med

EARTurtle™

EARTurtle™-örönkopplarna för engångsbruk är en ny, mjuk och lättmonterad engångs-örönkopplare för ABR-hörselscreening av nyfödda.

Du kan använda den med RadioEar IP30-adaptern och liknande omvandlarkopplingar.

- ✓ Säker att applicera på känslig hud (uppfyller ISO 10993-1:2018)
- ✓ Konsekvent och pålitlig
- ✓ Slitstark och användarvänlig design



EARTurtle™ engångsörönkopplare

Att användas med en rad olika leverantörer av hörselscreening för nyfödda: **Interacoustics:** Titan, Sera, **MAICO:** easyScreen, MB 11 Classic, **GSI:** Novus, **Natus:** Echo-Screen, Echo-Screen III, Algo 3i, Algo 5, Algo 7, Biologic Abear.

Ingen av ovanstående kräver omkalibrering.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8529735	Flik	Ask/36 st.
8530442	Snäpp	Ask/20 st.
8522749	utan elektroder och alkoholdynor	Ask/20 st.



EARTurtle™ adapter för RadioEar IP30

Art.nr	Enhet
8515872	1 st.

**Stor, mjuk
elektrodstorlek!**

60 st.



ABR

Sanibel™ snäppelektroder

Med en mycket skonsam hydrogel, perfekt för ABR-testning på spädbarn. Storlek 2,2 x 3 cm. Artikelnummer: 8107137 är förpackad i 20 mindre påsar med 3 elektroder. Avsedda användningsområden: Nyfödda, diagnostisk uppföljning, ABR, C-Vemp.

Art.nr	Enhet
8107137	Ask/60 st. (20x3 st.)



**Stor, mjuk
elektrodstorlek!**

60 st.



ABR

Sanibel™ snäppelektroder

Med en mycket skonsam hydrogel, perfekt för ABR-testning på spädbarn. Storlek 2,2 x 3 cm. Förpackad i 20 mindre påsar med 3 elektroder. Avsedda användningsområden: Nyfödda, diagnostisk uppföljning, ABR, C-Vemp.

Art.nr	Enhet
8107410	Ask/60 st. (20x3 st.)



50 st.



Vermed Economy line 3 st. solid gel snäppelektrod

Gelsnäppelektrod för diagnosuppföljning. Latexfri
Avsedda användningsområden: Nyfödda, diagnostisk uppföljning alla åldrar.

Art.nr	Enhet
8516252	Påse/50 st.



20 st.

ABR

E-A-RLINK™ elektroder med guldspets

För ECoG. Använd med kabel 8011343.

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8500370	Vuxna 13 mm	Påse/20 st.
8500440	Barn 10 mm	Påse/20 st.



10 st.



ABR

Sanibel™ TM-elektrod

För ECoG. Använd med kabel 8500650.

Art.nr	Enhet
8011489	Ask/10 st.
8049550	1 st




Välj rätt elektrod för bästa resultat

Sanibel Supply® erbjuder olika typer av ytelektroder för såväl EKG som EEG och ABR. Ytelektroder varierar i storlek, vidhäftning, anslutning och frekvens (testkategori).

Frekvensdiagrammet till ovanstående visar de elektriska stimuli som skickas direkt genom systemet och jämfört med ytelektroden (här ABR). De två linjerna liknar varandra och visar att ytelektroden kan användas för ABR-testning.

På Sanibel Supply® testar vi och validerar alltid våra ytelektroder för att säkerställa optimala testresultat!





75 st.

Vermed Wetgel Snäppelektrod

Förgelad hydrogelelektrod med Ag/AgCl-sensor. Mycket lämplig för diagnosuppföljning. För branschövergripande screening av spädbarn. 3 st. per påse.

Art.nr	Enhet
8516221	Ask/75 st.



100 st.

Vermed flikelektrod

Rektangulär flikelektrod för screening av nyfödda. Branschövergripande. 12,7 x 22,9 mm. Konduktiv, vidhäftande hydrogel. 10x10 st. per påse.

Art.nr	Enhet
8516225	Påse/100 st.



60 st.

ABR

Vermed Wetgel Snäppelektrod

Stor och mjuk elektrod som gör den mycket lämplig för screening av nyfödda och ABR-mätningar. Tygmateriel för hög bekvämlighet. Storlek 3,4 x 2,2 cm

Art.nr	Enhet
8516907	Ask/60 st. (3x20 st.)



60 st.

ABR

Vermed Wetgel Snäppelektrod

Mindre än den rektangulära versionen, annars lika. Stor och mjuk elektrod som gör den mycket lämplig för screening av nyfödda och ABR-mätningar. Tygmateriel för hög bekvämlighet.

Art.nr	Enhet
8102022	Ask/60 st. (3x20 st.)



100 st.

Vermed flikelektrod

Rektangulär flikelektrod för screening av nyfödda. Branschövergripande. 22,9 x 34 mm. Konduktiv, vidhäftande hydrogel. 10x10 st. per påse.

Art.nr	Enhet
8516227	Påse/100 st.



NY

ABR

Ambu® Blue Sensor™ N-50-K

Art.nr	Enhet
8521842	Påse/25 st.



300 st.

Ej tillgänglig inom EU

Vermed Prewired neonatal ecg

Elektrod för barn och nyfödda. 3 elektroder per påse. Fyrkantig form 22,2 x 22,2 mm.

Art.nr	Enhet
8107425	Påse/300 st. (3x100 st.)



50 st.

Vermed Economy Line Snap Wet Gel Electrode

lcke vävt tygelektrod med konduktiv våtgel. Överensstämmer med ISO 10993 och latexfri.

Art.nr	Enhet
8516251	Påse/50 st.



NY

ABR

Ambu® White Sensor 40554

Art.nr	Enhet
8520431	Påse/3 st.





100 st.

ABR

Ambu® 0415M flikelektrod

Mellanstor flikelektrod med gel för 12-avlednings-EKG. Presenteras bekvämt med 10 stycken till ett kort. Fiskskjärtdesign som minskar elektrodyft. Lämplig för både vuxna och barn.

Art.nr	Enhet
8516138	Ask/100 st. (10x10 st.)



1000 st.

ABR

Ambu® 2300 Blue Sensor Flikelektrod

Den medelstora Ambu BlueSensor 2300-elektroden har en hudvänlig gel som ger optimala signalinspelningar under 12-avledningsdiagnostiska EKG-applikationer. Mycket lämplig för all sorts ABR-diagnostik.

Art.nr	Enhet
8516139	Ask/1000 st. (10x100 st.)



25 st.

ABR

Ambu® Blue Sensor™ N-00-S

Skum-ECG-elektrod för knappkablar. Våtgel.

Art.nr	Enhet
8013029	Påse/25 st.



ABR

Ambu® Jordelektrod 71410-M/1

Art.nr	Enhet
8500680	1 st



25 st.

ABR

Ambu® Neuroline 720

Ambu Neuroline 720 elektroder är förgelade och självhäftande. Idealiska för användning vid sömnregistrering där den starka, men ändå hudvänliga, vidhäftningen säkerställer att elektroden sitter på plats under hela undersökningen, även om patienten svettas.

Art.nr	Enhet
8500060	Påse/25 st.



50 st.

ABR

Ambu® Blue Sensor™ P-00-S

Högkvalitativ Ag/AgCl-sensor – för utmärkt spårning.

Art.nr	Enhet
8504782	Påse/50 st.



ABR

Ambu® Neuroline 720 - 100 cm kabel och and K-kontakt

Ambu Neuroline 720 elektroder är förgelade och självhäftande. Idealiska för användning vid sömnregistrering där den starka, men ändå hudvänliga, vidhäftningen säkerställer att elektroden sitter på plats under hela undersökningen, även om patienten svettas.

Art.nr	Enhet
8503244	Påse/10 st.



25 st.

ABR

Ambu® Blue Sensor™ N-10-A

Skum-ECG-elektrod med 10 cm sladd och 4 mm kontakt för användning med universalelektrodkabel. Våtgel.

Art.nr	Enhet
8500670	Påse/25 st.





ABR

Spetselektrodkablar

Att användas med TTE25 guldspetselektroder. 1,5 mm med petsäkra kontakter och pläterade klämmor. Längd: 50 cm.

Art.nr	Enhet
8011343	Kit/2 st.



Ej tillgänglig inom EU

ABR

Universalelektrodkabel

Finns i färgerna röd (R), vit (W), blå (B), gul (Y) och svart (K). 50 cm sladd. Trasselfri.

Art.nr	Enhet
8011353	Kit/3 st. RWB
8011344	Kit/5 st. RWBYK



ABR

USB-kabel av standardtyp RWBYK

Att användas med snäppelektroder. Finns i färgerna röd (R), vit (W), blå (B), gul (Y) och svart (K). 50 cm sladd. Trasselfri.

Art.nr	Enhet
8011354	Set 3/st. RWB
8011346	Kit/5 st. RWBYK

Ytelektroder skräddarsydda för dina behov

På Sanibel Supply® anser vi att det är viktigt att välja rätt ytelektrod för varje enskild inspelning och patienttyp.

Vätgel- eller hydrogelelektroder?

Vätgelelektroder består av vatten, förtjockningsmedel, joniska salter, ytaktiva ämnen samt baktericider eller fungicider. Vätgel migrerar lätt och snabbt till huden, vilket minskar impedansnivåerna, vilket i sin tur vanligtvis resulterar i lägre inspelningsbrus.

Hydrogelelektroder är mindre vidhäftande jämfört med vätgel, vilket gör dem särskilt lämpliga för nyfödda.

Kloridsaltkoncentration

Ju högre kloridsalthalt, desto högre konduktivitet hos elektroden. Förgelade ytelektroder med högre salthalt (10 % och över) är lämpliga för snabba och högkvalitativa mätningar av biopotentialer. Elektroder med hög konduktivitet har i allmänhet reducerade artefakter, på grund av den lägre impedansen mellan elektrod och hudytta. När kloridsalthalten sjunker sker en motsvarande minskning av elektrodkonduktiviteten.

Om kloridhalten är under 10 % kan elektroden sedan användas för längre inspelningstider med minskad risk för hudirritation. Som en tumregel har vätgel en kloridhalt på 10% och hydrogel 4%.

Det är viktigt att använda elektroder med liknande kloridsalthalt vid testning.

Impedansen hos elektrod/hudövergången är starkt beroende av elektrolyttypen och kloridsaltkoncentrationen. Till exempel kommer en hydrogelelektrod med 4 % kloridkoncentration att

ha ungefär 10 gånger högre impedans än en vätgelelektrod med 10 % kloridkoncentration efter första appliceringen på huden.

Vidhäftning

En fördel med ett ledande bindemedel är att den aktiva ytan kan vara lika stor som själva elektroden eftersom inget ytterligare bindemedel behövs. Sanibel engångselektroder kommer med en rad vidhäftande egenskaper. Alla elektroder är utformade för bra vidhäftning på huden men


vidhäftningsegenskaperna kan grupperas enligt användningsområdet:

- Stark vidhäftning
- Måttlig vidhäftning

Stark vidhäftning rekommenderas inte för nyfödda.

Hudförberedelse

För optimal konnektivitet bör huden borstas lätt med en mild slipande gel/vätduk. **Spritservetter rekommenderas inte eftersom de torkar ut huden.**





ABR

Sanibel™ ECoG startkit

För Eclipse™ och Bio-logic® AEP system. Inkluderar kabel, gel och två TM-elektroder.

Art.nr	Enhet
8013209	Kit/4 st.



NY

ABR

Elektrodsaddar med klämma

Vit (W), gul (Y), svart (K). Längd: 100 cm.

Art.nr	Enhet
8519048	Kit/3 st. WYK



ABR

Sanibel™ ECoG-kabel

För Eclipse™ och Bio-logic® AEP system. 1,5 mm/0,060" honkontakt. Att användas med Sanibel™-elektroder.

Art.nr	Enhet
8500650	1 st



NY

ABR

Ambu elektrodskabel

76 cm/30".

Art.nr	Enhet
8518508	1 st



ABR

Sanibel™ EP-elektrod startkabel

Möjliggör anslutning av två av förstärkargångarna, t.ex. för länkning av mastoidelektroder för kortikal testning.

Art.nr	Enhet
8107872	1 st




ABR

Skivelektroder

Att användas med Ten20™ elektrodkräm. Finns i färgerna röd (R), vit (W), blå (B), gul (Y) och svart (K). 50 cm sladd.

Art.nr	Enhet
8011498	Set 3/st. RWB
8011345	Kit/5 st. RWBYK




ABR

Guldpläterade koppelektroder

Finns i färgerna röd (R), vit (W), blå (B), gul (Y) och svart (K). Ø 10 mm guldpläterad. 50 cm sladd.

Art.nr	Enhet
8107418	Set 3/st. RWB
8107145	Set/5 st. RWBYK




ABR

Kabel med krokodilklämma

Att användas med flikelektroder. 1,5 mm honkontakt. Finns i färgerna röd (R), vit (W), blå (B), gul (Y) och svart (K).

Art.nr	Enhet
8516581	Kit 3/st. RWB
8513776	Kit/3 st. WYK
8516584	Kit/5 st. RWBYK



ABR

Elektrodsadd med klämma

Att användas med snäppelektroder. 1,5 mm honkontakt. Finns i färgerna röd (R), vit (W), blå (B), gul (Y) och svart (K).

Art.nr	Enhet
8500390	Kit3/st. RWB
8500400	Kit/3 st. WYK
8500410	Set/5 st. RWBYK



ABR

SignaGel®, 250 g

Bakteriostatisk, konduktiv
saltlösningselektrodgel.

Art.nr	Enhet
8102628	Tub/250 g



ABR

Spectra 360® elektrodgel, 250 g

Salt- och kloridfri, konduktiv elektrodgel för
långtidsapplikationer.

Art.nr	Enhet
8500740	Tub/250 g



ABR

NuPrep™ hudgel, 114 g

Effektivt och skonsamt hudslipmedel.
Klorid- och acetonfritt. Förpackning med 1
eller 3 tuber om 114 g

Art.nr	Enhet
8500320	Ask/3 tuber



ABR

Ten20™ konduktiv EEG-kräm, 114 g/228 g

Vidhäftande gel för skivelektroder.
Förpackning med 3 tuber om 114 g eller
2 burkar med 228 g.

Art.nr	Enhet
8012924	Ask/3 tuber
8500330	Ask/3 burkar



ABR

Everi™ slipkräm, 160 g

Minskad hudimpedans vid EEG, EP, EKG och Holter Stresstest.

Art.nr	Enhet
8012952	Flaska/160 g



ABR

Sonavelle® elektrodgel, 250 ml

Formaldehyd- och glycerolfri.

Art.nr	Enhet
8500380	Flaska/250 ml



ABR

3M™ Red Dot™ spårningsförb., 5 m

Ett stegs hudförberedelse 18 mm x 5 m / 0,70" x 196".

Art.nr	Enhet
8500030	Dispenser/5 m



12 rullar

ABR

3M™ Transpore™ kirurgtejp, 9,14 m

Transparent, latexfri, vattenresistent och porös för andningsförmåga. 25 mm x 9,14 m / 1" x 10 LY.

Art.nr	Enhet
8500750	Ask/12 rullar



12 rullar

ABR

3M™ Micropore™ kirurgtejp, 9,14 m

Latexfri och hypoallergen. Håller bra på fuktig hud. 25 mm x 9,14 m / 1" x 10 LY.

Art.nr	Enhet
8500760	Ask/12 rullar



10 paket

ABR OAE

Bomullspinnar

Bomullspinnar för patientförberedelse. Icke-sterila 100 st.

Art.nr	Enhet
8500810	Ask/10 paket



ABR OAE

B Braun® spritkuddar

70 % isopropylalkohol.

Art.nr	Enhet
8500050	Ask/100 st.



NY

ABR OAE

Ambu® 2121M Hudförberedelsedynor

Art.nr	Enhet
8523414	Ask/500 st.



ABR OAE

Gasvävskompressor

Icke-sterila, 7,5 x 7,5 cm och 8 skikt.

Art.nr	Enhet
8500040	Förp./100 st.



2

LATEX

AUD



500 st.

3" Skydd för hörtelefoner

Ersätter desinfektionsmedel.
Hörtelefonskydd för klassiska,
audiometriska hörtelefoner.

Art.nr	Enhet
8107419	Ask/500 st.



ABR IMP: OAE

Prob rengöringsverktyg

För **Interacoustics** Titan™/AT235™/AA222™/
Sera™/MT10™/**Amplivox** Otowaves/**MAICO**
touchTympt MI22, MI23, MI24, MI26, MI34, MI36,
MI44 + touchTympt™ och **GSI** TymptStar™ Pro,
Novus and Allegro.

Art.nr	Enhet
8011351	1 st



ABR IMP: OAE

3-i-1 tandtråd.

För rengöring av mätspetsar.

Art.nr	Enhet
8003565	Ask/100 st.

2

LATEX

AUD



100 st.

4.5" Skydd för engångsörongkuddar

Ersätter desinfektionsmedel.
Hörtelefonskydd för brusreducerande,
audiometriska hörtelefoner. För HDA200/
DD450/DD65v2/Peltor headsets.

Art.nr	Enhet
8513404	Påse/100 st.



Rengöringsdukar

För enkel ytrengöring.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8520146	Torkduksbehållare	30 st.



ABR IMP: OAE

Tandtråd för bryggor och implantat

För rengöring av mätspetsar.

Art.nr	Enhet
8003566	Ask/30-pack

2



Skyddsfolie för tangentbord

Placera en folie över tangentbordet för att
skydda mot smuts, bakterier och vätskor.

Art.nr	Enhet
8500460	1 st



NY

Desinfektionsdukar

Rengörings- och desinficeringservetter,
särskilt avsedda för ytor, instrument,
vårdstolar och medicinsk utrustning

Mikrobiologiska egenskaper:

Lösningens specifika formulering har
virusdödande verkan (enligt RKI, BGVV och
DVG), bakteriedödande verkan (enligt EN
13727-standard) och fungicidverkan
(enligt EN 14562-standard) under en
kontaktid på 1 minut.

Lösningen är effektiv på höljeförsedda virus
(coronavirus, HIV, hepatit).

Art.nr	Enhet
8525161	Behållare med 90 dukar

Infektionskontroll

En ren klinik är en viktig del av din professionella image

Infektionskontroll är mycket mer än att bara rengöra mätspetsar, skydda tangentbord och upprätthålla en hög hygienstandard med desinficerande rengöringsmedel för en snabb och omfattande desinfektion av icke-invasiv medicinsk utrustning.

När det gäller smittskydd är det också av avgörande betydelse att förhindra att bakterier, smuts och damm sprids via andra källor – både för dina patienters och din egen säkerhet! Handskar, skoskydd, ansiktsmasker och förkläden kan vara till stor hjälp för att lyckas med detta.

Upprätthåll höga, professionella standarder och gör din klinik till en säker miljö för dina patienter, så att handskar, ansiktsmasker och andra kroppsskydd är en naturlig del av interaktionen med dina patienter.



Skyddsglasögon

Art.nr	Enhet
8522417	1 st.



Undersökningshandskar av nitril

För användning på sjukhus, forskningsinstitut m.m. Påverkas inte av petroleumoljor, fett och lösningsmedel. Innehåller inte latex.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8515551	Liten	Ask/100 st.
8515552	Medium	Ask/100 st.
8515553	Stor	Ask/100 st.
8515554	Extra stor	Ask/100 st.

Engångshårnät

Utför alla dina hygienprocedurer framför dina patienter och kunder.

Art.nr	Enhet
8519350	Ask/100 st.

Engångsmunskydd

Utför alla dina hygienprocedurer framför dina patienter och kunder.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8515555	Ansiktsskydd med slingor	Ask/50 st.

Engångsförkläde

Bibehåll ett professionellt utseende även efter du har arbetat på en hörapparat.

Art.nr	Enhet
8519348	Ask/100 st.

Skoskydd

Utför alla dina hygienprocedurer framför dina patienter och kunder.

Art.nr	Enhet
8519349	Låda/100-pack






HIF

Sanibel™ REM-probrör, typ A

Universalstorlek, längd 76 mm, fasad 45° vinkelspets och svart markeringsring.



Art.nr	Enhet
8104116	50 st.



HIF

Sanibel™ REM probslangar, typ B

Passar alla märken, **Interacoustics**, **Natus Aurical**, **MedRx** och **AudioScan**.



Art.nr	Enhet
8500360	Påse/40 st.



50 st.

HIF

Silikontuber för SPL60™

Att användas med Affinity™ REM-prob.



Art.nr	Enhet
8500700	Påse/50 st.



“REM-effekten”
– bättre anpassning och färre uppföljningsbesök!

Säkerställ en
unik och
perfekt anpassning

En säkrare
anpassning ger dig
självförtroende i ditt arbete

Förtroende ökar
din trovärdighet och
kundnöjdheten

Nöjda kunder betyder
färre uppföljningsbesök

Använd Sanibel™ provrör för all utrustning

Det sägs ofta i branschen att endast tillverkarnas egna probrör ska användas med deras specifika utrustning. Men en ny studie av Sanibel Supply® motbevisar denna myt.

I denna studie jämförde våra interna audiologer och ingenjörer effekterna av olika probrör på ett Affinity²⁰-system. De jämförde AudioScan-rör (röd), Otometrics-rör (blå), Sanibel™-rör (orange) och Sanibel™-rör (grå).

Varje rör kördes i rörkalibreringsprocessen och sedan jämfördes följande REUG-kurva när röret hade lämnats i kalibreringsläget.

Undersökningen visade ingen betydande avvikelse i REUG-kurvan och alla probrör uppnådde samma resultat när kalibreringsprocessen hade genomförts korrekt.




HIF

Tryckdynor, standard, rosa

Diameter ca. 1,1 cm, längd 1,2 cm.

Art.nr	Enhet
8515559	Åsk/100 st.



HIF

Tryckdynor CIC, gula

Diameter ca. 1,1 cm, längd 0,7 cm.

Art.nr	Enhet
8522182	100-pack




HIF

Skumtryckdynor, konformade, ljusrosa

Diameter ca. 1,25 cm.

Art.nr	Enhet
8515560	Påse/100 st.




HIF

Skumtryckdynor Slim, små, grå

Diameter ca. 0,95 cm.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8515429	Grå	Påse/50 st.




HIF

Skumtryckdynor Slim, medium, vita

Diameter ca. 1,1 cm.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8515430	Vit	Påse/50 st.



HIF

Skumtryckdynor Slim, stora, blå

Diameter ca. 1,25 cm.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8515423	Blå	Påse/50 st.



HIF

Skumtryckdynor Slim, extra små

Diameter ca. 0,7 cm.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8527869	Vit	Påse/50 st.



HIF

Bomullstryckdynor, extra små med vit säkerhetstråd

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8527871	Vit	Påse/50 st.



HIF

Bomullstryckdynor, mini med vit säkerhetstråd

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8527870	Vit	Påse/50 st.



HIF

Bomullstryckdynor, små med vit säkerhetstråd

Diameter ca. 0,65 cm.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8515571	Blå	Påse/50 st.



HIF

Bomullstryckdynor, medium med vit säkerhetstråd

Diameter ca. 0,75 cm.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8515572	Vit	Påse/50 st.



HIF

Bomullstryckdynor, stora med vit säkerhetstråd

Diameter ca. 0,85 cm.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8515573	Röd	Påse/50 st.

Skäl till att göra öronavtryck av hög kvalitet

Behovet av att kunna göra öronavtryck med hjälp av kvalitetsprodukter är uppenbart. Dina patienter kommer att tacka dig för en kvalitetsvård och professionalism på lång sikt. För bra öronavtryck krävs en kombination av vetenskap och konst. En djup förståelse och ett medvetet val av de material som används, kombinerat med en önskan att tillhandahålla noggranna resultat av hög kvalitet, kommer att hjälpa dig att göra bra avtryck på alla dina patienter – oavsett formen på deras hörselgångar.

Det finns ett behov att ha en god kunskap om öronavtryck av flera skäl:

- 1 - Nöjda kunder: En av de främsta komponenterna för att uppnå nöjda kunder är du - proffset. Sanibel Supply är överens med all hörselvårdspersonal om vikten av ett gott handlag vid öronavtryck för att uppnå nöjda kunder.
- 2 - Dåliga avtryck resulterar i undermåliga insatser eller snäckor, vilket leder till dåliga anpassningar och missnöjda patienter.
- 3 - Möjligheten att erbjuda anpassade lösningar i en oanpassad värld är en av fördelarna med att kunna utföra proffsiga och noggranna öronavtryck.
- 4 - De ömsesidiga fördelarna av att visa din professionalism genom den omsorg och ansträngning som krävs för att uppnå det bästa avtrycket av anatomi, öronstruktur och önskade produkter.
- 5 - Det finns en mängd andra alternativ där vi kan behöva ett avtryck, annat än när det gäller anpassning av icke-anpassad teknik.



Flera modeller tillgängliga, be oss om mer information

Otoform® A flex

Mjuk, flexibel och lättbearbetad. Rekommenderas för CIC-avtryck, trånga hörselgångar och mycket smärtekänsliga personer. Slutlig hårdhet ca. 30Shore A. Obs! Avtryckspistol och blandningsspets krävs.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8522433	50 ml dubbla patroner	1 st.



Manuell avtryckspistol

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8522434	Injektion för 50 ml dubbla patroner	1 st.



Blandningsbricka med doseringsvåg

Art.nr	Enhet
8522105	1 st



Bitblock

Används för att stabilisera käken för öppna munavtryck.

Art.nr	Enhet
8527849	Påse/100 st.
8527850	Påse/25 st.



HIF

Tryckmaterial A-ZOFT

Premiumkvalitet och slät initial, konsistens. Extremt mjuk, lätt att ta bort och ger högsta möjliga avtrycksprecision. Slutlig hårdhet ca. 30Shore A.

Art.nr	Enhet
8515424	2x800 g
8515426	40 foliepåsar (kit 2x8 g)



Blandningsdyna

Art.nr	Enhet
8522106	Påse/100 st.



Blandningsspetsar för 50 ml dubbelpatron

Använd med 8522433.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8522432	Rosa 5,4 mm	Påse/100 st.
8522183	Blå 6,5 mm	Påse/100 st.



Stor blandningsspatel


Art.nr	Enhet
8522104	1 st



Avtrycksspruta, grå

Lätt att fylla på, injicera och rengöra. För en stabil och enkel injektion. 4 mm.

Art.nr	Enhet
8515445	1 st




NY

Förböjt rör

Med krok på ena änden för enkelt införande i öroninsatsen och dubbelböjt för att ligga nära intill huvudet.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8527852	Standard #12	Påse/25 st.
8527872	Medium #13	Påse/25 st.
8527853	Thick #13	25 st.
8527854	Extra Thick #13	25 st.



NY

Förböjt DisAppear-rör

Med tagg för enkel insättning i öroninsatsen. Röret är perfekt format, hudfärgat och kinkfritt. Observera att rörets färg inte kan garanteras. Rörens färg kan skilja sig från bilderna.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8527855	Standard #12	Påse/10 st.
8527856	Medium #13	Påse/25 st.
8527857	Thick #13	Påse/25 st.



NY

Tubing Retention System (TRS)

Utformad för alla mjuka insatser. Varje TRS-rör har en akrylring för att hålla den på plats i insatsen. TRS-rör är lätta att byta ut och river inte sönder silikon material.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8527927	Thick #13	Påse/25 st.
8527928	Super Thick #13	Påse/25 st.



NY

Förböjt rör med rörlås

Med en mässingsring för mjuka insatser.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8527860	Thick #13	10 st.
8527861	Super Thick #13	Påse/10 st.



NY

Förböjt Stay Dry-rör

Speciellt formulerat rör för att förhindra fuktuppsamling från fukt och svett.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8527873	Medium #13	Påse/10 st.
8527874	Thick #13	10-pack



NY

Rörlås utan rör

Mässingslås för 13 Thick- och 13 Super thick-rör.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8527858	Thick #13	1 st.
8527859	Super Thick #13	1 st.



NY

Horn-rör

Gör bruk av horneffekten för att öka svar på höga frekvenser.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8527934	3 mm Medium	Påse/6 st.
8527930	3 mm Thick	Påse/6 st.
8527931	4 mm Medium	Påse/6 st.



NY

Horn TRS-rör

Horn TRS-rör har akrylringar för att hålla rören på plats. Utformad för mjuka insatser.


Art.nr	Beskrivning	Enhet
8527932	3 mm	Påse/6 st.
8527933	4 mm	Påse/6 st.



Libby Horn

Ett speciellt rör designat för att öka förstärkningen jämfört med konventionella rör. Idealisk vid användning av en analog hörapparat och hörselnedsättning på höga frekvenser. Även avsedd att möjliggöra en friktionspassning i öroninsatsen utan att skada ljudhålet när du tar bort det.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8515663	4 mm	Påse/10 st.
8515657	3 mm	Påse/10 st.



NY

Rörutdragare, Monofilament

Mjuk och flexibel nog att lätt glida igenom ljudhålet på en akrylinsats, för ett snabbt och enkelt utbyte av rör.

Art.nr	Enhet
8527877	1 st.



NY

Rörutdragare, slinga

Stel nog att lätt glida igenom ljudhålet på en akryl- eller silikoninsats, för ett snabbt och enkelt utbyte av rör.

Art.nr	Enhet
8527878	1 st.



NY

Probset, rostfritt stål

För sondering, borttagning av material.

Art.nr	Enhet
8527929	4 st.



NY

Sax, 3.5"

Vass sax för allmänt klinikbruk.

Art.nr	Enhet
8527905	1 st.



NY

Rörexandertång

Tång i rostfritt stål med tvåvägs spakfjäder för att du snabbt och enkelt kan töja ljudröret innan det monteras över öronkrokar, bågar, osv.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8527875	Böjd	1 st
8527876	Rak	1 st



NY

Ändtång

Ett perfekt verktyg för att klippa av slangen vid kanaländan när öroninsatsen har fått en ny slang.

Art.nr	Enhet
8527900	1 st.



Nålnästång 5"

Nålnästång för olika ändamål på hörselkliniken.


Art.nr	Enhet
8527898	1 st



Avbitartång, 4.5"

Klipp av slangen nära insatsen tack vare tångens unika utformning.

Art.nr	Enhet
8527935	1 st.



Pincett

För olika kliniska användningsområden. Lämplig för hörapparater och andra små delar.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8527902	Pincett med böjd spets 6"	1 st
8527903	Pincett med smal spets 4.75"	1 st



Precisionsskruvmejselsats

För justeringar av hörapparater och andra precisionsarbeten.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8527896	Fyra mejslar med platt spets och två med stjärnspets.	6 st.
8527897	Six skruvmejslar med platt spets, tre stjärnspetsar, en nålspets och en magnetspets.	11 st.



Kirurgiska blad och handtag

Lämpliga för att kapa HA-slangar.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8515427	Kirurgiskt bladhandtag nr. 3	1 st
8515428	Kirurgiska blad nr. II	100 st.



Loctite 406 Snabblim

För snabblimning av plast och elastomeriska material där mycket snabb fixering krävs. Exceptionellt låg viskositet.

Art.nr	Enhet
8005067	1 st



Krokodiltång

Standard 5.5" krokodiltång av rostfritt stål med sågad käft. Ej avsedd för invasiva, medicinska ingrepp.

Art.nr	Enhet
8527901	1 st

5 huvudelement i en fullständig HA-anpassning

1. Förstå patientens behov och historia

En framgångsrik HA-anpassning innebär en djupgående diskussion om alla frågor kring patientens hörselnedsättning, inklusive oro, livsstil och förväntningar. Detta måste göras tillsammans med en grundlig medicinsk historia. Detta är viktigt för att förstå sammanhanget.

2. Diagnostisk audiometri och taltester före anpassning

Ton- och talaudiometri är standardprocedurer som utförs med en audiometer och noggrannheten är av stor betydelse.

3. Anpassning och verifiering

Tre huvudmål för en HA-anpassning är:

- 1- att göra låga ljud hörbara,
 - 2- måttliga ljud behagliga, och
 - 3- se till att höga ljud inte är obehagliga.
- Du kan få en objektiv bild av förstärkningen i örat med hjälp av Real Ear Measurements, så att du får en full förståelse för vad hörapparaten gör för patienten.

4. Rådgivning och utbildning

Patienter bör alltid få grundliga instruktioner och vägledning i att använda sina hörapparater eftersom det kommer att påverka deras användning av det som ett rehabiliteringsverktyg.

5. Uppföljningsvård och resultatmätning

Uppföljningsmöten är viktiga för att bekräfta att användaren får ut mesta möjliga av sina hörapparater. Via samtal med vårdpersonalen kan anpassningar göras så att brukaren får ut så mycket som möjligt av sina hörapparater som även kan komma att påverka deras hörselvård.



Öronlampa med skalad överdel

Art.nr	Enhet
8519357	Luxamed LED Öronlampa skalad akrylöverdel, svart
8519358	Luxamed Akrylöverdel med skala



NY

Ventrengöringsverktyg

Art.nr	Enhet
8527910	1 st.



NY

Batteriborttagningsverktyg

Art.nr	Enhet
8527911	1 st.



NY

Vaxborttagningsverktyg

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8527907	med borste och magnet	1 st
8527908	med borste	1 st
8527909		1 st



Minirengöringsborste

För enkel rengöring av hörselinstrument.

Art.nr	Enhet
8519100	1 st



Stethoclip

Stetoskop för kontroll av hörapparatsanpassningen

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8515600	Stethoclip, svart	1 unit
8520346	Örontrattar	1 st
8520347	ITE-adaptor	1 st



NY

LED Earlite

Lampans ljus koncentreras i en smal spets som passar de flesta öron. 2 AAA-batterier ingår.

Art.nr	Enhet
8527868	1 st.



NY

LED Earlite Tips

Att användas med LED Earlite 8527868.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8527862	Straight	Påse/4 st.
8527863	Pros	Påse/4 st.
8527864	Scoop	Påse/4 st.
8527865	Steel loop (S och L)	Påse/2 st.

Sköt om dina hörapparater

Sköt om dina hörapparater väl. Din hörapparat är en högteknologisk apparat som behöver regelbunden vård för att fungera perfekt i din vardag.



Rengöringstabletter

Art.nr	Enhet
8520148	Påse/4 st.



Torktabletter

Art.nr	Enhet
8520149	Påse/4 st.



Torkkopp

Art.nr	Enhet
8520150	1 st



Rengöringskopp

Art.nr	Enhet
8520151	1 st



Otofloss

Art.nr	Enhet
8520152	1 st



Perfect Dry LUX box för alla sorters hörapparater

Art.nr	Enhet
8520154	1 st



Startkit

Art.nr	Enhet
8520155	1 kit



Torkspray

Art.nr	Enhet
8520153	1 st



Earmold Air Blowers

Art.nr	Enhet
8515562	1 st



Rengöringsspray

Art.nr	Enhet
8520147	1 st



Rengöringsservetter

Art.nr	Enhet
8520146	Påse/30 st.



Skydda dina öron

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8520052	Naturligt smörjmedel	1 st.



Skydda dina öron

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8520053	Hudskyddsgel	1 pc



Skydda dina öron

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8520063	Öronspray	1 pc



Finns på flera språk, be oss om information

Sanohra EarPlugs - Flygplan

Sanohra Fly EarPlugs, för barn och vuxna. Minskar tryckobehag vid flygning.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8519351	EarPlugs Fly Barn, EN	1 set
8519352	EarPlugs Fly Vuxna, EN	1 set

SANOHRA öronproppar för flyg

Utöver skydd mot buller kan det vara viktigt att skydda trumhinnan mot snabba tryckförändringar, t.ex. under start och landning. För passagerare som upplever problem med tryckutjämningen finns särskilda hörselskyddsprodukter som lindrar obehag och smärta under flygningen.

SANOHRA öronproppar för bad

Vid skada på trumhinnan eller införing av ett ventilationsrör är det viktigt att förhindra att vatten når trumhinnan genom den yttre hörselgången. Simning, bad eller dusch kan orsaka inflammation i mellanörat. Att vistas i klorerat vatten under en längre tid kan få huden i den yttre hörselgången att svälla och orsaka inflammation (otitis externa).

Finns på flera språk, be oss om information



Sanohra Öronproppar - Bad

Sanohra Swim öronproppar, lämplig för barn och vuxna. Förhindrar att vatten kommer in i hörselgången.


Art.nr	Beskrivning	Enhet
8519353	EarPlugs Swim Kids, EN	1 set
8520143	EarPlugs Swim Vuxna, EN	1 set



Bionix® Safe Ear Cures

Bionix® Safe Ear Cures tillåter säker och försiktig borttagning av cerumen med spetsar för olika typer av vax och personliga preferenser. Bionix® Safe Ear Cures är böjbara att minska skador på hörselgången, vilket gör dem säkrare än kyretter i rostfritt stål. Sju färgkodade spetsmodeller för olika behov och situationer. Finns även som ett sortimentpaket.

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8515585	Grön MicroLoop®	50 st./ask
8515586	Orange ControLoop®	50 st./ask
8515587	Röd AngleLoop®	50 st./ask
8519359	Lila VersaLoop®	50 st./ask
8519360	Blå InfantScoop®	50 st./ask
8519372	Gul CeraSpoon®	50 st./ask
8519361	Vit FlexLoop®	50 st./ask
8519362	Variety Kit, (10 varje modell och 15 vita)	



Bionix® Lighted Ear Cures

Bionix® Lighted Ear Cures kombinerar belysning och förstoring för att hjälpa vårdgivare att snabbare se och ta bort vax från hörselgången. Öronkyretten med lampa och förstoring lyser upp och undviker ett blint petande i det känsliga området. Komplet visualisering för ett snabbare förfarande och ökad effektivitet. Ask med 50 st.

Alla versioner inkluderar 1 Light Source och 1 förstöringsglas.

Art.nr	Enhet
8519364	Lighted AngleLoop®, 4mm diameter
8519365	Lighted MicroLoop®, 3mm diameter
8519366	Lighted WaveCurette™, 2.5mm spets
8519367	Lighted FlexLoop®, 4 mm spets
8519368	Lighted CeraSpoon®, 4 mm spets
8519369	Lighted InfantScoop®, 2 mm spets
8519373	Lighted VersaLoop®, 3 mm spets
8519370	Lighted CeraPik™, 2.5 mm konkav spets. Lämplig för komprimerat vax och främmande föremål.



Varför ansamlar sig öronvax?

Avbrott i örats självrengörande mekanism leder till vaxansamling som kan orsaka olika problem. Det kan gälla örats allmänna hälsa liksom själva hörseln.

Anatomiska variationer, infektionssjukdomar och dermatologiska sjukdomar kan orsaka förträngning och obstruktion av hörselgången. Detta kan påverka den normala migrationsprocessen av främmande partiklar från örat.

Behandlingsindikationer och alternativ

Symptomatisk vaxansamling kräver behandling. Vanligtvis definieras öronvax som komprimerad om den blockerar visualisering av trumhinnan, samt är kopplat till olika symtom.

Ofta tar man bort vax för att kunna se trumhinnan för diagnostiska ändamål och audiometri.

Förstahandsvalet för behandling av symptomatisk cerumen hos patienter brukar vara cerumenolytika

(mjukgörande medel, t.ex. örondroppar). Detta brukar vanligtvis lösa upp vaxet så att det rinner ut.

Patienter med extra mycket vax eller hörselgångssjukdom kan behöva spolning eller manuell borttagning under mikroskop av en utbildad läkare eller ÖNH-specialist.



Lighted Ear Curette Variety Pack

Art.nr	Enhet
8519363	Lampa och förstoringsglas. Inkluderar 8 st. Lighted Flexloop och 7 st. av övriga modeller (gäller ej Cerapik).



Ljustång

Bionix Lighted Pincet kombinerar belysning och förstoring för att hjälpa vårdgivare att snabbare se och rensa igentäppta hörsel- och näsgångar.

Art.nr	Enhet
8519392	10 tång, 1 lampa och 1 förstoringsglas



OtoClear® Spray Wash Kit

OtoClear Ear Irrigation-system leder försiktigt vatten till hörselgångsväggen med tre spridda strömmar, istället för direkt på trumhinnan.

Art.nr	Enhet
8519371	kit med 20x sköljningsspetsar, 1x 470ml sprayflaska, 1x öronfat
8519390	Otoclear öronfat, 3 st.

Otoclear sköljningsspetsar

Bionix OtoClear Ear Irrigation hjälper till att ge säker och bekväm öronspolning utan bakåtsänk, till halva kostnaden av en egentillverkad enhet.

Art.nr	Enhet
8519375	Ask/40 st






Träningskit
kan beställas

EarWay Pro - Vaxborttagninsspiral


2

Ett lätt och säkert sätt för borttagning av öronvax. Spiralen griper tag i vaxklumpen och drar ut den utan obehag. Finns på flera språk, be oss om information.


Art.nr	Beskrivning	Enhet
8518025	Pro M, 5,4 mm, lila	25 st.
8518024	Pro M, 4,2 mm, blå	25 st.
8521854	Pro M, 6,5 mm, grön	25 st.




Before insertion



Engulfing of Cerumen



Extraction





AUD

USB-kablar A till B

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8011241	2 m	1 st
8011243	5 m	1 st



AUD

TDH39™/DD45™ utbyteskabel, symmetrisk

För TDH39™ och DD45™. 30° jack plug.

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8507203	2 m	1 st
8507204	5 m	1 st



AUD

HDA200 utbyteskabel, symmetrisk

För hörtelefonerna HDA200 och DD65. 2 m kabel och 6,3 mm/ 30° jack.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8004172	30-graders jack. 2 m	1 st
8507205	Single Mono 2 Meter Contra Earphone Cable	1 pc



AUD

IMP:

TDH39™/DD45™ contra headset utbyteskabel

För TDH39™ och DD45™. Single mono. 30° jack plug.

Art.nr	Enhet
8010826	1 st



AUD

Utbyteskabel för benledare B71

2 m kabel och 6,3 mm/ 30° jack.

Art.nr	Enhet
8508473	1 st



AUD

RadioEar IP30 kabel för instickshörtelefoner

Kabellängd: 2 m. Kontakt: 30°, 2 x 6,3 mm guldpläterat monojack.

Art.nr	Enhet
8004432	1 st



AUD

IP30 Contra kabel för instickshörtelefon

Kabellängd: 2 m. Kontakt: 30°, 1x6.3 mm guldpläterat monojack.

Art.nr	Enhet
8107359	1 st



AUD

RadioEar vikbar audiometrisk huvudrem

Svart, vikbart.

Art.nr	Enhet
8010882	1 set



AUD

RadioEar RE-7 Huvudband

Svart.

Art.nr	Enhet
8517379	1 set



AUD

Peltor® headset/öronmuff hygienkit

För DD450, HDA200 och DD65.

Art.nr	Enhet
8500270	1 set



AUD

RadioEar DD45 audiometriskt headset

Huvudband: HB7. Transducer: DD45. Kabellängd: 2 m. Kontakt: 30°, 2x6.3 mm guldpläterat monojack.

Art.nr	Enhet
8010954	1 kit



NY

AUD

RadioEar DD65 v2 Audiometriskt headset och transducer

Audiometriskt headset med passiv dämpning P4712.

Art.nr	Enhet
8520330	1 set



AUD

RadioEar DD45 Audiometriskt headset för vuxna

Huvudband: HB3045. Transducer: DD45. Kabellängd: 2 m. Kontakt: 30°, 2 x 6,3 mm guldpläterat monojack.

Art.nr	Enhet
8105268	1 kit



AUD

RadioEar DD45 Audiometriskt headset för vuxna

Huvudband: HBA, vikbar. Transducer: DD45. Kabellängd: 2 m. Kontakt: 30°, 2 x 6,3 mm guldpläterat monojack.

Art.nr	Enhet
8106340	1 set



AUD

RadioEar DD45 Contra huvudrem

Spänning: 4,5 N $\pm$ 0,5N

Art.nr	Enhet
8507211	1 set



AUD

RadioEar DD45 transducer

Audiometrisk hörlurar konstruerade för att matcha prestandan och funktioner hos de mest populära hörtelefonerna för audiologiska tester. 10 ohm mottagare. Lättinstallerad. Pålitlig. RoHS-kompatibel.

Art.nr	Enhet
8507268	1 st



AUD

DD 51-dyna

För headset DD45™ och TDH39™.

Art.nr	Enhet
8507206	1 st



AUD

Sanibel™ TDH39/DD45 hörtelefonkudde, röd & blå, modell 51

För hörtelefoner TDH39, 49, 50 och DD45.

Art.nr	Enhet
8107611	1 Set





AUD

Skumdyna för Contra headset

Kompatibel med bla. TDH39c™ och DD45c™.

Art.nr	Enhet
8507292	Påse/10 st.



AUD HIF ABR

RadioEar utbytesdynor (3288-1)

För RadioEar Spring Steel huvudrem.

Art.nr	Enhet
8504777	Påse/10 st.



AUD

Öronkudde HZP 09 par

Skumöronkudde (1 par) lämplig för: PC 20, PC 25, PC 30, PC 31, PC 35, PC 36, PC 130, PC 131, PC 135, PC 136, PC 140, PC 141, PC 145, PC 146.

Art.nr	Enhet
8104416	1 par



AUD

Dyna för huvudrem

För RadioEar HBA vikbar audiometrisk huvudrem.

Art.nr	Enhet
8010886	1 st



AUD

RadioEar B71 Bentransducerheadset

10 ohm. Kabellängd: 200 cm formpressad sladd. Kontakt: 30°, 1x6.3 mm guldpläterat monojack. Huvudband: P3333

Art.nr	Enhet
8510370	1 st



AUD HIF ABR

RadioEar huvudrem av fjäderstål (P3333)

Art.nr	Enhet
8507213	1 st



AUD

Dyna för huvudrem

För Sennheiser HDA200, RadioEar DD450, DD65v2 och Peltor audiometriska huvudrem.

Art.nr	Enhet
8000770	1 st



AUD HIF ABR

RadioEar AMBAND huvudrem för benledare (P1188)

För vuxna, barn och spädbarn.

Art.nr	Enhet
8507214	Påse/10 st.



Utbyteskabel för benledare B71/B81 (med säkerhetsfixeringspunkt)

Art.nr	Enhet
8515713	1 st



24 st.

BAL

Engångsskumdynor för VNG-glasögon

För **Interacoustics**® VNG-mask.

Art.nr	Enhet
8011527	Ask/24 st



Engångsspekula för Difra Airstar

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8011457	2,5 mm spec. (grön)	Påse/100 st.
8011456	4 mm spec. (blå)	Påse/100 st.



Pappersbricka

Art.nr	Enhet
8520139	1 st



34 st

BAL

Engångsörönspekula

För AirFx™.

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8013013	2,75 mm	Påse/34 st.
8013014	4,25 mm	Påse/34 st.



50 st.

BAL

Vattenirrigatorspetsar

Att användas med **Interacoustics**® Aqua Stim™.

Art.nr	Enhet
8013018	Påse/50 st.





**VOLYM-
RABATT
ERBJUDS**
för beställningar
på minst
10 rullar

OAE

Termopapper för ERO•SCAN™/ OtoRead™, 25 m

Bredd: 57 mm
Inre diameter: 12 mm
Yttre diameter: 45 mm

Art.nr	Enhet
8500200	1 rulle/25 m



**VOLYM-
RABATT
ERBJUDS**
för beställningar
på minst
10 rullar

IMP:

TPR10™ termopapper för MTP10™, 25 m

Bredd: 79 mm
Inre diameter: 12 mm
Yttre diameter: 45 mm

Art.nr	Enhet
8500220	1 rulle/25 m



IMP:

Termopapper LPQ80, 80 m

För **gsi** TympStar™ Pro.
Bredd: 80 mm
Inre diameter: 13 mm
Yttre diameter: 80 mm

Art.nr	Enhet
8509893	1 rulle/80 m



**VOLYM-
RABATT
ERBJUDS**
för beställningar
på minst
10 rullar

ABR IMP: OAE

AP1300™ termopapper för MTP10™, 10 m

Bredd: 57 mm
Inre diameter: 12 mm
Yttre diameter: 35 mm

Art.nr	Enhet
8500230	1 rulle/10 m



ABR IMP: OAE

Sanibel™ MPT-III termopapper, 20 m.

För Sanibel™ MPT-III-skrivare som levereras
med **Interacoustics**® AT235™.

Bredd: 79 mm
Inre diameter: 12 mm
Yttre diameter: 45 mm

Art.nr	Enhet
8500610	1 rulle/20 m



IMP:

Vidhäftande termopapper LPQ80, 195 etiketter

För **gsi** TympStar™ Pro.
Bredd: 82 mm
Inre diameter: 25 mm
Yttre diameter: 88 mm

Art.nr	Enhet
8509894	1 rulle/195 etiketter



För OtoRead™ PRT MPT-II skrivare, 10 m

Bredd: 57 mm
Inre diameter: 8 mm
Yttre diameter: 30 mm

Art.nr	Enhet
8013009	1 rulle/10 m



**VOLYM-
RABATT
ERBJUDS**
för beställningar
på minst
10 rullar

IMP: OAE

Termopapper för Sanibel™ MPT-II-skrivare, 20 m

För Sanibel™ MPT-II-skrivare som levereras
med **MAICO**® ERO•SCAN™,
Grason-Stadler® Corti™ and
Interacoustics® OtoRead™.

Bredd: 57 mm
Inre diameter: 9 mm
Yttre diameter: 40 mm

Art.nr	Enhet
8029305	1 rulle/20 m



AUD IMP:

TPR26™ termopapper för Interacoustics®, 25 m

Passar de flesta audiometrar och
timpanometrar

Bredd: 112 mm
Inre diameter: 12 mm
Yttre diameter: 45 mm

Art.nr	Enhet
8500210	1 rulle/25 m



NY

Etikett rulle HM-E200

Etikettstorlekar:

Bredd: 56 mm
Längd: 60 mm
R-vinkel: 2

Rullstorlek:

Pappersbredd: 57 mm
Etikettsmellanrum: 6 mm
Kärndiameter: 13 mm
Rulldiameter: mindre än eller lika med 40 mm

Art.nr	Enhet
8519836	1 rulle/120 etiketter

Heine/
KaWe
100 st.

Welch
Allyn
250 st.

Inga vassa
kanter

AUD IMP:

Otoskopspekula

Engångsspekula för Heine/KaWe- och Welch Allyn-otoskop storlek 2,5 och 4 mm.

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8507618	4 mm Speculum Economy för Heine/KaWe	100 st.
8507594	2,5 mm Speculum Economy för Heine/KaWe	100 st.
8514367	4 mm Speculum för Heine/KaWe	100 st.
8514368	2,5 mm Speculum för Heine/KaWe	100 st.
8514369	4 mm Speculum Genuine för Heine/KaWe	50 st.
8514370	2,5 mm Speculum Genuine för Heine/KaWe	50 st.
8107750	2,5 mm Speculum för Welch Allyn	250 st.
8108252	4 mm Speculum för Welch Allyn	250 st.

2



NY

AUD IMP:

Luxamed Otoscope Auris LED 2.5V

Otoskop från German Luxamed. LED-ljus för en långvarig och bra ljuskälla, dimbart. Passar Heine/KaWe-kompatibla speculum.

Art.nr	Enhet
8519433	1 st

Luxamed Otoscope Auris LED 3.7V USB/PC-laddning

Otoskop från German Luxamed. LED-ljus för en långvarig och bra ljuskälla. USB-laddning. Passar Heine/KaWe-kompatibla specula.

Art.nr	Enhet
8519434	1 st

Inga vassa
kanter

50 st.

AUD BAL IMP:

Engångsspekula för videotoskop

Passar AURICAL™ OTocam 300, Interacoustics® VIOT och XION™ videotoskop.

Art.nr	Enhet
8500470	Påse/50 st.

2

Inga vassa
kanter

100 st.

AUD BAL IMP:

Spekula för videotoskop

Passar Interacoustics® nya Viot- och OriVision-otoskop.

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8515083	KaWe 2.5 mm speculum	Påse/100 st.
8511728	KaWe 4 mm speculum	Påse/100 st.

2



AUD IMP:

HEINE® Mini3000® Otoskop

Klassiskt fickotoskop från Heine i Tyskland.

Art.nr	Enhet
8108833	1 st



HIF

Tätningssvax för öronkopplare

För försegling mellan kopplare och hörapparat.

Art.nr	Enhet
8500080	1 st.



Otoskopitillbehör

Utbytesglödlampa för Heine mini3000 Oscope.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8515448	Glödlampa	1 st



ABR AUD OAE

Alkaliskt batteri 1,5V AA

Art.nr	Enhet
8011226	1 st



EARNIMALS®

Kartongansikten som placeras på otoskopet. Det gör undersökningen roligare för barnen.

Art.nr	Enhet
8011501	Påse/5 st.



HIF

Batteriadapter

För **Interacoustics** Affinity™, Callisto™, Equinox™, **MedRx** Avant Hit+ och **Siemens** UNITY 2.

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8011198	BAA675	1 st.
8011199	BAA13	1 st.
8011200	BAA312	1 st.
8011201	BAA10	1 st.
8011202	BAA5	1 st.



Otoskopitillbehör

Elegant väggdispenser för örontrattar. Kan innehålla 6 olika storlekar.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8515678	För speculum	1 st



NY

Aidapter för hörapparatsanpassning

Klara silikonakustikkopplingar. En unik silikonbit som klickar fast på HA-T-adaptren.

Du kan använda Aidapter med hörapparater av typ receiver-in-canal (RIC) och tunn slang.

Jämfört med akustisk kitt ger Aidapter™ en bra akustisk tätning och standardiserar kopplingen, vilket säkerställer upprepningsbara kopplingsmätningar.

Aidapter™ eliminerar också krångel och eventuella hygienproblem med att använda akustisk kitt.

Art.nr	Beskrivning	Enhet
8525568	Interacoustics	Påse/3 st.
8525578	MedRx	Påse/3 st.



HIF

Hörapparatsbatterier Rayovac

Passar alla hörapparater.

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8520134	Rayovac Extra Zap 10	6 st.
8520135	Rayovac Extra Zap 13	6 st.
8520136	Rayovac Extra Zap 312	6 st.
8520137	Rayovac Extra Zap 675	6 st.




HIF

Batteritillbehör

Passar alla hörapparater.

Artikel nr.	Beskrivning	Enhet
8515452	Batteritestare	1 st.
8520138	Batterihållare	1 st.



För att beställa, besök vår webbplats
www.sanibelsupply.eu, mejla
 oss eller kontakta din lokala
 återförsäljare av diagnosinstrument.



Sanibel Supply A/S • info@sanibelsupply.com • www.sanibelsupply.eu

Sanibel
 Supply

Ansvarsfriskrivning

Denna katalog har publicerats för global distribution. Vissa delar som beskrivs kanske INTE ÄR TILLGÄNGLIGA i ditt område. Din lokala återförsäljare informerar dig gärna. För råd om kompatibilitet och bruksanvisningar, se din bruksanvisning eller kontakta en lokal återförsäljare. Sanibel Supply A/S tar inget juridiskt ansvar för riktigheten, skriftlig, misstag eller fullständigheten av någon information i denna broschyr. Informationen i denna broschyr var enligt vår kännedom korrekt vid tryckningstillfället. Sanibel Supply A/S förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i specifikationerna av produkter som beskrivs i denna broschyr utan föregående modelländring eller skyldigheter. MADSEN AccuScreen® och MADSEN OTOflex® är registrerade varumärken som tillhör Otometrics A/S. Echo-Screen®, AuDx®, Navigator® Pro, and ABoar® är registrerade varumärken som tillhör Natus Medical Incorporated. Sanibel® är ett registrerat varumärke som tillhör Sanibel Supply®. Alla övriga instrumentmärken och modell namn tillhör deras respektive ägare och används endast i hänvisningssyfte.

