



E- 90, E-100, E-110, E-120

CABINA DE AUDIOMETRÍA



- Atenuación global 26dB (certificados)
- Atenuación a 10000Hz 37,4dB (certificados)
- Indicada para espacios que no superen los 65dB



Iluminación interior por LED.

Cierre magnético.

8 conectores externos jacks estéreos 6.3.

8 conectores internos jacks estéreos 6.3.

Enchufe interno y externo schuko.

2 Ganchos interiores.



Suelo antideslizante PVC.

Recubrimiento interior espuma alveolar.

Cables conexión audímetro opcionales.

Marcado CE de conformidad.

Peso aproximado	E90 · 270Kg E100 · 305Kg E110 · 340Kg E120 · 375Kg
Tensión	230VAC - 2,2A
Potencia máxima	500W
Grado de protección	IP44
Clasificación sanitaria	I
Fabricada bajo las siguientes normativas y directivas	2006/95/CE UNE-EN60.335-1 93/42/CEE



MOIN s.l.  
 Polígono Industrial Azque  
 C/ Bolivia 46  
 28806 Alcalá de Henares (Madrid)  
 Tlf.: 91 888 47 55  
 moin@moingrupo.com · www.moingrupo.com

**MADE IN SPAIN**  
**FABRICADO EN ESPAÑA**

Distribuido por:

