

Oticon Opn trådløst tilbehør

Alt, hvad du behøver
for at **være på**



oticon
PEOPLE FIRST

Gør hverdagen nemmere

Det trådløse tilbehør til Oticon Opn™ omfatter en række enheder, som er nemme at bruge, og som er udviklet for at forbedre din lytteoplevelse og gøre det nemmere at kommunikere.

Det trådløse tilbehør er med til, at du får det meste ud af dine Oticon Opn høreapparater. Du kan fx streame lyd fra fjernsynet, mobiltelefonen, musikafspilleren, computeren m.fl. direkte til dine høreapparater - det er ligesom at bruge et sæt trådløse hovedtelefoner.

Diskret og nemt

For diskret og nem betjening af dine høreapparater kan du bruge appen Oticon ON eller en fjernbetjening. Du kan også oprette forbindelse til Internet of Things og meget mere.

* Ethvert Oticon høreapparat med 2.4 GHz Bluetooth® low energy.



Betjen dine høreapparater med appen Oticon ON

Med appen Oticon ON kan du betjene dine høreapparater. Du kan vælge, hvad du ønsker at høre og justere lydstyrken. Du kan også få besked ved lavt batteriniveau og meget mere. Hent den gratis i App Store® eller Google Play™.



Håndfrie opkald sikkert og nemt

Dine Oticon Opn høreapparater kan bruges sammen med alle moderne mobiltelefoner med Bluetooth™.



Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er ligeledes et varemærke tilhørende Apple Inc. Google Play, Android og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

Håndfrie opkald med enhver smartphone

Med ConnectClip er det nemt at foretage håndfrie opkald med en iPhone®, en Android™ eller hvilken som helst anden smartphone.

ConnectClip sender opkaldet direkte til dine høreapparater, og den indbyggede mikrofon opfanger og sender klart og tydeligt det, du siger til vedkommende i den anden ende. Med ConnectClip bliver dine Opn høreapparater til et førsteklasses trådløst headset, så du kan:

- foretage og modtage opkald håndfrit i bilen eller på farten - med streaming til begge ører.
- streame musik, videoer eller anden lyd fra din smartphone til dine høreapparater - trådløst.
- skifte program og justere lydstyrken - helt diskret.



Oticon Opn er Made for iPhone

- De kan tilsluttes direkte til din iPhone, iPad® eller iPod touch®.
- Dine høreapparater kan bruges som trådløst headset - i stereo.
- Du kan streame opkald, musik, videoer eller anden lyd til dine høreapparater - trådløst.
- Du kan bruge din iPhone til at skifte program eller justere lydstyrken.





Få lyden **direkte** i dine **høreapparater**

Med TV Adapter kan du nyde dit favoritprogram eller lytte til musik fra dit stereoanlæg og få lyden direkte i dine høreapparater – præcis som brugte du trådløse hovedtelefoner.

Med en TV Adapter kan du:

- høre fjernsynet klart og tydeligt eller lytte til musik ved at streame lyden direkte til dine høreapparater.
- vælge det lydniveau, du foretrækker, samtidig med at lyden på fjernsynet forbliver på et behageligt niveau for andre.
- bruge appen Oticon ON til diskret at justere lydstyrken for den streamede lyd.

TV Adapter:

- understøtter Dolby Digital®.
- har en rækkevidde på op til 15 meter.




Nem **betjening** af dine **høreapparater**

Hvis du ønsker at justere lydstyrken, skifte program eller slukke for høreapparaterne helt diskret, kan du gøre dette på tre måder: med Oticon ON App, ConnectClip eller Remote Control (fjernbetjening).



Hør på afstand og i støj - **nemt og tydeligt**



Selv med de bedste høreapparater kan det nogle gange være svært at høre, hvad der bliver sagt – fx i omgivelser med støj eller til foredrag.

Den trådløse ConnectClip kan hjælpe dig i udfordrende lyttesituationer ved at streame lyd direkte til dine høreapparater.

Hør tale på afstand eller i støj

- Giv din ConnectClip til den, du ønsker at høre bedre.
- Din ConnectClip streamer det, der bliver sagt direkte til dine høreapparater, uden at det påvirker din evne til at høre andre lyde omkring dig.
- Brug appen Oticon ON til at justere lydstyrken på partnernmikrofonen (ConnectClip).
- Rækkevidde: op til 20 meter.

Chat via computeren

- Par din ConnectClip direkte med computeren eller brug Oticons usb-dongle.
- Brug din ConnectClip til at streame lyd direkte til dine høreapparater, når du chatter via Skype, Lync etc.
- Hør den, der ringer, direkte i dine høreapparater.
- Rækkevidde: op til 10 meter.

Brug din fastnettelefon

- Tilslut telefonadapteren, Phone Adapter, til dit eksisterende telefonsystem.
- Brug ConnectClip til at besvare opkald.
- Hør stemmen på den, der ringer, direkte i dine høreapparater.
- Rækkevidde: op til 30 meter.





Forbind dine Opn høreapparater til **internettet**

Netværket IFTTT ("If This Then That") giver utallige muligheder for trådløst at tilslutte dine Oticon Opn høreapparater til andre internetforbundne enheder.

Du kan fx:

- Få besked direkte i dine høreapparater, når det ringer på døren.
- Få vejrudsigten, sms-beskeder, nyheder m.m. læst op i dine høreapparater.
- Tænde for kaffemaskinen, når du tænder for høreapparaterne om morgenen.
- Slukke lyset automatisk, når du slukker for høreapparaterne.

HEARING
FITNESS™



Udnyt din hørelse fuldt ud **for din sundheds skyld**


Oticon hjælper dig til at få det bedste ud af dine høreapparater. HearingFitness i appen Oticon ON er som en træningsapp for hørelsen, der giver dig opmuntring og forslag til, hvordan du kan udnytte hørelsen bedre, beskytte din hørelse og holde dig sund.

HearingFitness er baseret på analyse af big data, som kombinerer data om livsstil og sundhed med analyse af lokale lydombgivelser. Appen modtager data fra høreapparaterne og analyserer de aktuelle lydombgivelser, total daglig brugstid samt tidligere brug.*

For mere information om produkter og kompatibilitet mellem enheder, tal med din hørespecialist eller læs mere på oticon.dk/connectivity

*Oticon HearingFitness vil blive udviklet løbende. Du finder den aktuelle version og tilgængelige funktionaliteter i App Store eller Google Play.

Kontakt din lokale hørespecialist:



Trådløst tilbehør fra Oticon er kompatibelt med:

Oticon Opn S™

Oticon Opn Play™

Oticon Opn™

Oticon Siya

203991DK / 2019.01.10



oticon.dk

oticon
PEOPLE FIRST