

Den lille men kraftige ConnectLine mikrofon


Den lette og diskrete ConnectLine mikrofon giver barnet bedre muligheder for at være med og have det sjovt.



Større tryghed. Selv om barnet ikke befinder sig i din umiddelbare nærhed - og bliver distraheret af støj - kan det stadig høre dig takket være ConnectLine Streamer og mikrofon!

**child
friendly
hearing
care**

Det kræver en målrettet indsats at hjælpe børn med høretab til at udnytte deres potentielle fulde ud. Dette er grunden til, at Oticon leverer totale løsninger til både børn, forældre, høreapparattilpassere og andre fagfolk, som har brug for at give børnene de muligheder, de fortjener. Det er det, børnevenlige løsninger handler om.



115395DK/05.11 Printed on FSC™ recycled paper, Cert no. xxxxxxxxx, www.fsc.org

Oticon | **ConnectLine**

**Gør det nemmere at være
med og have det sjovt!**



**child
friendly
hearing
care**

ConnectLine mikrofon

www.oticon.dk

oticon
PAEDIATRICS

oticon
PAEDIATRICS

Oticon ConnectLine - gør livet nemmere!

Børn og teenagere vil gerne føle, at de er med - ikke kun i forhold til andre mennesker, men også i forhold til deres omgivelser. Det vil tale med deres venner, enten på telefon eller face-to-face; lytte til musik, se film eller spille computerspil. De fleste børn laver disse ting helt uden at tænke - men et høretab kan gøre disse ting til en udfordring.


Mulighed for at være som alle andre

Oticons ConnectLine-system er designet, så telefoner, fjernsyn, computere og musikafspillere bliver meget nemmere at bruge for børn med høretab. I omgivelser med støj kan ConnectLine mikrofon hjælpe dit barn, så han/hun stadig kan høre dig klart og tydeligt til trods for støj.

ConnectLine: et trådløst system, som opfylder dit barns behov

De forskellige enheder i ConnectLine-systemet - Streamer, tv- og telefon-adaptore, audiokabel og ConnectLine mikrofon - tilbyder nye kommunikations- og underholdningsmuligheder for børn og unge.

Som alle andre høreløsninger fra Oticon, er ConnectLine-systemet designet til at forbedre barnets muligheder for at kommunikere naturligt og deltage aktivt!



Tv

Telefon

Mobil

Computer

Musik

Mikrofon

Følg med i handlingen

ConnectLine tv-adapter kobles direkte til dit fjernsyn og sender alle lyd detaljer direkte til dit barns høreapparater. Så de kan følge med i vittighederne, følge med i handlingen, når de ser deres yndlingsserie eller en film.

Tv-adapteren måler kun 80 x 80 x 17 mm.

Hold kontakten

ConnectLine telefon-adapter kobles nemt til fastnettelefonen og sender telefonsamtalen trådløst direkte til begge høreapparater via Streameren. Dermed kan dit barn altid høre, når telefonen ringer. Det bliver nemmere for barnet at tale med sine venner og bedsteforældre, da hyletoner og forvrængning er reduceret til et minimum, og det uden at behøve løfte røret! Telefon-adapteren måler kun 83 x 86 x 23 mm.

Bliv mobil

Den lille **ConnectLine Streamer** er designet, så barnet kan tale i mobiltelefon uden problemer. Ved et enkelt tryk på en knap bliver høreapparaterne til et trådløst headset!

Streameren fungerer også som fjernbetjening, når barnet skal skifte mellem fjernsynet og telefonen, og når der skal skrues op eller ned for lydstyrken i høreapparaterne.

Lyt til musikken

I stedet for at tage høreapparaterne af og tage høretelefoner på, kan barnet nu nemt tilslutte deres foretrukne musikafspiller ved et hjælp af et kabel mellem fx mp3-afspilleren og Streameren. Streameren kan også kobles direkte til computeren, så barnet får mere ud af lydeffekterne i computerspillet eller på internettet.

Kommunikation helt enkelt

Den lille diskrete **ConnectLine mikrofon** opfanger talerens stemme, dæmper omgivelingsstøj og sender signalet direkte til barnets høreapparater via Streameren - helt op til 15 meter væk! Ved at få lyden direkte fra ConnectLine mikrofon har barnet nemmere ved at kommunikere i flere situationer end nogensinde. ConnectLine mikrofon måler kun 46 x 17,3 x 16,5 mm.

ConnectLine mikrofon - overvinder støj og afstand



I bilen, på restaurant, på shoppingtur - eller hvor som helst, hvor støj og afstand kan gøre det vanskeligere for dit barn at høre dig - med ConnectLine mikrofon bliver det nemmere at tale med hinanden.

Mikrofonen, som clipses på tøjet sender stemmen fra den, der går med den direkte til barnets høreapparater, så begge parter kan slappe af og føle sig trygge.


Med en mere klar og tydelig lyd behøver børn og unge ikke at tiltrække sig uønsket opmærksomhed. De behøver heller ikke være så afhængige af, at andre skal forklare, hvad der foregår. De kan være den selvstændige person, som de ønsker at være!

Sådan fungerer ConnectLine mikrofon

Det kan ikke være nemmere at bruge ConnectLine mikrofon. Alt, du skal gøre, er at clipse den på tøjet.

Sender lyden fra dig til dit barn:

- A: Mikrofonen opfanger din stemme
- B: Den anden, interne mikrofon opfanger støj og dæmper den, så den ikke forstyrrer talesignalet
- C: Din stemme bliver sendt klart og tydeligt til dit barns Streamer
- D: Streameren sender signalet direkte til dit barns Oticon høreapparater



Her kan ConnectLine mikrofon gøre en forskel

Som forælder vil man have mulighed for at tale med sit barn imens man laver mad og han/hun ser fjernsyn. Man vil være sikker på, at barnet kan høre én på legepladsen eller i storcentret. Børn er impulsive – og man vil ikke have, at de løber ud på vejen eller går i sine egne tanker og bliver væk. ConnectLine mikrofon kan betyde en verden til forskel mellem umiddelbart kontakt – eller ingen kontakt overhovedet.

Når det drejer sig om det sociale, vil børn være der, hvor der sker noget. Når en ven har mikrofonen på, kan de hviske på to mands hånd – og føle sig mere selvsikre i en gruppesituation. Og når en træner har mikrofonen på, kan barnet hurtigt få fat i en anvisning – uanset om det er på fodboldbanen, i gymnastiksalen eller på en scene.



ConnectLine mikrofon Fordele i en nøddeskal:

- Ekstremt nem at tilslutte – et enkelt tryk på en knap linker mikrofonen trådløst til Streameren
- Nem at clipse på tøjet
- Solid
- Privat Bluetooth-forbindelse over en afstand på op til 15 meter
- Støj dæmpes for at gøre talerens stemme mere tydelig
- Diskret, moderne, intuitivt design
- Nem at lade op til 5 timers brug

Lad dit barn tage kontrollen med ConnectLine Streamer




Hjertet i ConnectLine-systemet, **STREAMEREN** giver dit barn kontrol over alle ConnectLine-enheder, som den er parret med. Ved at trykke på en enkelt knap kan barnet nemt skifte mellem fjernsyn, telefon eller musik.



Dakota elsker at være håndfri

“Det er meget spændende at have en Streamer – jeg kan lytte til min iPod, uden at tage høreapparaterne af, og jeg kan også ringe til mine venner, uden at holde telefonen op til øret.”



Direkte tilslutning fra jeres fastnettelefon til barnets Oticon høreapparater via ConnectLine telefon-adapter og Streamer.