

OTICON | Opn Play

Produkt-oversigt



	Oticon Opn Play 1	Oticon Opn Play 2
Taleforståelse		
OpenSound Navigator™	Niveau 1	Niveau 3
- Effekt af balancering	100 %	50 %
- Maks. fjernelse af støj	9 dB	3 dB
OpenSound Optimizer™	•	•
Speech Guard™ LX	Niveau 1	Niveau 3
Spatial Sound™ LX	4 estimatorer	2 estimatorer
Speech Rescue™ LX	•	•
Lydkvalitet		
Clear Dynamics	•	-
Spatial Noise Management	•	-
Frekvensbåndbredde*	10 kHz	8 kHz
Processeringskanaler	64	48
Bass Boost (streaming)	•	•
Lyttekomfort		
Transient Noise Management	4 konfigurationer	Til/fra
Feedback shield LX	•	•
Wind Noise Management	•	•
Optimering af tilpasning		
YouMatic™ LX	3 konfigurationer	1 konfiguration
Tilpasningskontroller	16	12
REM AutoFit	Verifit® LINK, IMC 2**	Verifit® LINK, IMC 2**
Pædiatrisk tilpasningsflow	•	•
DSL tilpasningsområde ***	•	•
Rationaler	DSL v5.0, NAL-NL1 + 2, VAC+	DSL v5.0, NAL-NL1 + 2, VAC+
Udviklet til børn		
LED	•	•
Børnesikret batteriskuffe	•	•
Allergivenligt	•	•
IP-klassificering	IP68	IP68
Nanocoating	•	•
Farver	12	12
Integreret 2.4 GHz-modtager	•	•
DAI/FM Compatibility	•	•

* Tilgængelig frekvensbåndbredde under tilpasningen
 ** Inter Module Communication 2
 *** Findes i det tekniske datablad og Opn Play produktguide



IP68

Made for
 iPhone | iPad | iPod

Du kan finde information om
 kompatibilitet på
www.oticon.dk/compatibility

oticon
 PEOPLE FIRST

Oticon Opn Play™-modeller

BTE PP, miniRITE R, miniRITE T, miniRITE

Oticon Opn Play er et høreapparat Made for iPhone og alle modeller tilbyder 2.4 GHz trådløs teknologi.*

Oticon Opn Play BTE PP - et pædiatrisk all-round-apparat med trykknop (dobbel) og med en LED-lampe, som viser høreapparatets status.

Oticon Opn Play miniRITE R - et diskret genopladeligt høreapparat, som bruger et lithium-ion-batteri. Høreapparatet har telespole, trykknop (dobbel) for nem justering af lydstyrke samt programskift og desuden en LED-lampe, som viser høreapparatets status.

Oticon Opn Play miniRITE T - en diskret model med telespole, trykknop (dobbel) for nem justering af lydstyrke samt programskift og desuden en LED-lampe, som viser høreapparatets status.

Oticon Opn Play miniRITE - et lille, diskret høreapparat med trykknop (enkelt) til justering af lydstyrke og programskift.

* Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er ligeledes et varemærke tilhørende Apple Inc. Google Play, Android og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.

© VarioTherm er et varemærke registreret af Dreve.




miniFit receivers og Corda miniFit (tyndslange)

Vælg mellem tre receivers med forskelligt output-niveau. De fås i længderne 0-5 for receivers ekskl. power-receivers, som fås i længderne 1-5.



Power Flex-ørepropper

Corda miniFit





Ørepropper og tipper til miniRITE og Corda miniFit

miniFit ørepropper/tipper omfatter standardtipper, mikroøreprop og LiteTip. Støbte ørepropper fås i akryl, blød silikone eller VarioTherm®-materiale.



DSL tilpasningsområder



oticon
PEOPLE FIRST



www.oticon.dk