

OTICON | **Opn S**

Opnå taleforståelse på niveau med normalthørende*

Genopladelige høreapparater,
der holder hele dagen



oticon
PEOPLE FIRST

Deltag igen i aktiviteter, som du har trukket dig fra

Er det anstrengende at følge med i samtalen?


Kender du følelsen? Du sidder ved middagsbordet og kæmper for at følge med i samtalen. Du kan måske høre personen, som sidder over for dig eller ved siden af dig. Men når nogen, der sidder lidt længere væk, siger noget, kan du ikke fange det. Samtalen går videre, og du er sat af.

Årsagen er enkel. Dit høretab medfører, at din hjerne får færre lyde at arbejde med. For at få disse lyde til at give mening kæmper din hjerne for at få fyldt hullerne ud. Det gælder særligt i situationer, hvor lydene kommer fra forskellige retninger, og hvor mange taler samtidig.

Det kan gøre, at du måske trækker dig fra middage eller undlader at besøge venner.

Opnå en taleforståelse på niveau med normalthørende

Oticons nyeste høreapparat er et gennembrud i forhold til, hvad der tidligere har været muligt med høreapparater. Med Oticon Opn S™ er det bevist, at du får bedre taleforståelse i omgivelser med støj samtidig med, at du anstrænger dig mindre end med tidligere generationer af høreapparater. Så nu kan du deltage aktivt i vanskelige lyttesituationer på lige fod med normalthørende.*



* Juul Jensen 2018, Oticon Whitepaper
For personer med typisk høretab og veletilpassede høreapparater i situationer med støj.

Oticon Opn S giver dig en 360° lydoplevelse




Traditionel teknologi

Fokuserer på en stemme og undertrykker alle andre

Før Oticon Opn S var den mest effektive måde at fjerne støj på kun at give dig mulighed for at fokusere på én lydkilde ad gangen – som fx tale foran dig – samtidigt med, at alle andre lyde blev dæmpet.

Men baggrundslyde indeholder ofte vigtige taledetaljer. Når hjernen ikke får disse, bliver du træt, og det bliver rigtig vanskeligt at følge med i samtalen.*

Ved at dæmpe lyden omkring dig – både tale og støj – kan traditionelle høreapparater give dig en unaturlig lytteoplevelse.



Ny teknologi

Åbner op for lydbilledet for at få flere stemmer med

Nu, med den nye teknologi i Oticon Opn S, kan du opleve fordelene ved et høreapparat, som åbner op for din verden, så du kan lytte til mere end én person, der taler samtidig. Det avancerede støjreduktionssystem sørger samtidig for, at det er mindre anstrengende for dig at lytte.

Oticon Opn S giver din hjerne adgang til relevante lyde omkring dig, så det er dig og ikke dine høreapparater, som bestemmer, hvilke lyde du ønsker at fokusere på.

Resultatet er, at du bedre kan forstå tale med mindre anstrengelse. Det betyder også, at du bliver bedre til at lagre og genkalde information, og at du vil opleve, at du kan huske mere af det, folk har fortalt dig. Det gør, at du kan deltage i samtaler – selv i komplekse lyttesituationer, fx en familiemiddag.**

* Hornsby et al, 2016

** Juul Jensen, 2019, Oticon Whitepaper

Hurtig nok til at støtte hjernen



Du hører ikke med ørerne, du hører med hjernen. Det er derfor, du har brug for høreapparater, som er hurtige nok til holde trit med hjernen. BrainHearing™-teknologien i Oticon Opn S scanner omgivelserne 100 gange pr. sekund og giver dig adgang til lydene omkring dig - hele 360°. På denne måde støttes din hjernes naturlige måde at få lydene til at give mening på.

Oticon Opn S giver dig beviste BrainHearing-fordele:*

- **Gør det mindre anstrengende at lytte.**
- **Hjælper dig med at huske mere af det, der bliver sagt.**
- **Giver dig en bedre taleforståelse.**
- **Forbedrer din evne til at følge med i en samtale, hvor der er flere, der taler.**



Med Oticon Opn S hører irriterende hyletoner fortiden til

Feedback er en irriterende hyletone eller statisk støj, som opstår, når lyd fra dit høreapparat slipper ud af øret og bliver forstærket en gang til. Det sker ofte, når noget kommer tæt på dit høreapparat, fx når du giver et knus, holder telefonen op til øret eller selv når du sidder i en stol med højt ryglæn. Det er et problem, som har været svært at løse - frem til nu.


Banebrydende teknologi i Oticon Opn S forhindrer feedback, før det opstår. Dette er en helt anden tilgang i forhold til andre høreapparater, som først håndterer feedback, når det opstår - og ikke altid med succes. Men nu, med Oticon Opn S, kan du nyde klar, stabil lyd uden feedback.**

* Juul Jensen, 2019, Oticon Whitepaper

** For anbefalede tilpasninger iht. "best practice"

Tilslut din telefon og andre enheder

Stream musik trådløst, foretag håndfrie telefonsamtaler og meget mere.



Oticon Opn S er mere end et høreapparat - det er en lille bærbar teknologisk enhed, som gør det nemmere for dig at få forbindelse til dine favoritenheder.



Håndfrie telefonsamtaler med enhver smartphone

Med ConnectClip er det nemt at foretage håndfrie telefonsamtaler med en iPhone®, en Android™ telefon eller enhver anden nyere smartphone.

ConnectClip sender lyden direkte til dine høreapparater, og den indbyggede mikrofon sørger for, at den, du taler med, hører din stemme klart og tydeligt.



Musik i stereo i høj lyd kvalitet

Dine høreapparater bliver et førsteklasses trådløst headset, så du kan streame musik direkte fra en iPhone®, iPad® eller iPod touch®. Med andre nyere smartphones eller enheder med Bluetooth® kan du streame lyd via en ConnectClip.



Stream lyden direkte fra dit tv

Du får lyden fra dit tv direkte i høreapparaterne, når du bruger en Oticon TV Adapter.



ConnectClip

Et diskret tilbehør med mikrofon, som sluttes trådløst til Oticon Opn S, så du kan:

- foretage håndfrie samtaler
- streame musik, videolyd m.m.
- bruge den som partnermikrofon
- bruge den som fjernbetjening.

Du kan finde information om kompatibilitet på

www.oticon.dk/connectivity



Boost dine høreapparater med Oticon ON App



Betjening lige ved hånden med Oticon ON App

Appen Oticon ON fås til både iPhone og Android. Du kan diskret betjene dine høreapparater og justere lydstyrken eller skifte program eller gøre brug af en lang række tilslutningsmuligheder med et enkelt tryk. Du kan også få adgang til funktionen Tinnitus SoundSupport™. Appen indeholder også funktionen "find mit høreapparat", hvis du skulle miste dem.

Hørelsen holder dig i form

HearingFitness™ er en ny funktion i appen Oticon ON. Den er udviklet, så du kan få bedre kontrol over din hørelse ved at vise, hvad du kan gøre for at forbedre den.

Boost din hørelse, når du har mest brug for det

I hverdagssituationer, hvor du har brug for lidt ekstra støtte til at fremhæve tale i forhold til støj, kan du nu bruge den nye booster-funktion i appen Oticon ON til at give dine høreapparater et ekstra boost.

Få forbindelse til Internet of Things

På IFTTT.com kan du nemt oprette dine egne intelligente forbindelser. Dine høreapparater kan fx give dig besked, når du får en sms, når batteriet er ved at løbe tør, eller hvis det ringer på døren.

Besøg ifttt.dk/oticon for inspiration.



Genopladelige høreapparater

Holder hele dagen. Hver dag.



Genopladet over natten, power til hele dagen

Det kan ikke blive nemmere at bruge de genopladelige miniRITE R - og glem alt om at skifte batterier. Du sætter bare apparaterne i opladerne, når du går i seng - så er de fuldt opladet, når du står op om morgenen og klar til en hel dags brug inkl. streaming. Hvis du glemmer at oplade dem om natten, kan en hurtig opladning på 30 min. give dig power til seks timers brug.

Opladeren miniRITE R Charger er udviklet til at passe ind i din hverdag. Den er pålidelig, nem at bruge og er flot på sengebordet.

Høreapparatmodellen miniRITE R er også med telespole, så du kan benytte lydsystemer diverse offentlige steder.

Her er de vigtigste fordele ved at bruge genopladelige høreapparater:

- Tre timers opladningstid for en opladning, der rækker hele dagen, inkl. streaming.
- Hurtig opladning - 30 min. for seks timers ekstra brug.
- Ingen problemer med almindelige batterier.
- Opladeren er nem at bruge, pålidelig og i et flot design.
- Førsteklasses lithium-ion-batteriteknologi.

Alt i et lille, diskret høreapparat.

Hvilken **farve og model** foretrækker du?



Du kan få Oticon Opn S høreapparater, der matcher din hud- eller hårfarve, eller få dem til at stå frem som et smykke. Det komplette udvalg omfatter fire modeller:


- **miniRITE** er den mindste og mest diskrete model.
- **miniRITE R** er den genopladelige løsning, hvor du ikke behøver tænke på at skifte batterier.
- **miniRITE T** har telespole, så du kan bruge teleslyngesystemer på offentlige steder.
- **BTE PP** er en lidt større model med mere power, som er nemmere at betjene med en større tryk-knap og LED-lampe.



Kontakt din høreklub i dag for en uforpligtende samtale om, hvad Oticon Opn S kan betyde for dig eller læs mere på **oticon.dk/opns**



Din lokale hørespecialist:



oticon.dk/opns

oticon
PEOPLE FIRST

203374DK / 2018.12.20