

Oticon RemoteCare kandidattjekliste

Dette er en tjekliste med kriterier, som brugeren skal opfylde for at kunne blive taget i betragtning for brug af Oticon RemoteCare. Vær opmærksom på, at svar på spørgsmål 2-9 findes i Oticon RemoteCare kandidatundersøgelsen, der anbefales udfyldt af brugeren.

For at kunne blive taget i betragtning for brug af RemoteCare skal brugeren:

1. Have et symmetrisk høretab og have et gennemsnit på ≤ 70 dB HL på de tre frekvenser 500, 1000 og 2000 Hz.
2. Være mindst 18 år.
3. Kunne kommunikere med hørespecialisten på et fælles sprog.
4. Have en aktiv e-mailadresse.
5. Have Oticon Opn™ eller Siya høreapparater.
6. Have adgang til trådløst internet med en minimumsbåndbredde på 1/1 Mbit/sek.
7. Have en iPhone-model mellem iPhone 5s og iPhone X så vel som en iOS-version med mindst 11.0.
8. Have et Apple-ID og en adgangskode.
9. Kunne følgende på deres mobile enhed:
Bruge apps på en iPhone, modtage/sendte e-mails og ved, hvordan man opretter forbindelse til wi-fi.

* Kræver Oticon Opn høreapparat med firmware 6.0 eller senere.
Kræver Oticon Siya høreapparat med firmware 1.0 eller senere.