

# Oticon RemoteCare kandidatscoringskort

1.	Alder	≥ 18	< 18	
2.	Har brugeren en aktiv e-mailadresse?	Ja	Nej	
3.	Har brugeren Oticon høreapparater?	Ja	Nej	
	Hvis svaret er ja, hvilke Oticon høreapparater har brugeren?	Oticon Opn™*, Oticon Opn S™, Oticon Xceed, Oticon Opn Play™, Oticon Xceed Play, Oticon Ruby og Oticon Siya høreapparater  * Kræver firmware 6.0 eller senere	Andet _____	
4.	Er brugerens internetforbindelse stabil i situationer, hvor han/hun bruger tjenester som Netflix, FaceTime, Skype osv?  Båndbredden skal som minimum være 1/1 Mbit/sek.	Ja	Nej	Ved ikke
5.	Har brugeren en kompatibel enhed? iPad, iPhone med iOS 12 eller senere.  For en liste over specifikke enheders kompatibilitet se <a href="http://www.oticon.dk/compatibility">www.oticon.dk/compatibility</a>	Ja	Nej	
6.	Har brugeren et Apple-ID og en adgangskode?	Ja	Nej	
7.	På brugerens iPhone:			
	a. Bruger han/hun apps?	Ja	Nej	
	b. Modtager og sender han/hun e-mails?	Ja	Nej	
	c. Ved han/hun, hvordan man opretter en wi-fi-forbindelse?	Ja	Nej	