

## Tekniset tiedot

### Langattomat lisälaitteet

#### Täysin integroitu järjestelmä

TV-sovitin yhdistyy suoraan käyttäjän kuulokojeisiin ja mahdollistaa näin päivittäisen käytön ilman häiriöitä.

#### Helppokäyttöinen

Olemme suunnitelleet ja perusteellisesti testanneet TV-sovitinta varmistaaksemme sen olevan kuulokojeen käyttäjille mahdollisimman helposti käytettävä.

#### Dolby Digital® ja Digital Stereo

TV-sovitin tukee kahta yleisesti käytettyä digitaalista äänimuotoa: Digital Stereo (PCM) ja Dolby Digital®. Tämä lisää käyttäjien mahdollisuuksia nauttia kotiteatterijärjestelmistä ja televisiosta välittyvistä äänistä.

#### MultiConnect

TV-sovitin voidaan samanaikaisesti liittää lukemattomaan määrään kuulokojeita, minkä ansiosta useat käyttäjät voivat jakaa saman elämyksen.

#### Helppo pariliitäntä

Kun kuulokoje on yhteystilassa ja vähintään 30 cm:n päässä TV-sovittimesta, TV-sovitin muodostaa automaattisesti pariliitännän ja yhdistää kojeen televisioon.

#### Lisätietoja

Lue lisää TV-sovittimesta osoitteessa [www.oticon.fi/connectivity](http://www.oticon.fi/connectivity).

## TV-sovitin 3.0



TV-sovitin 3.0 tarjoaa Oticonin kuulokojeiden käyttäjille mahdollisuuden nauttia TV:n, kotiteatterin, radion tai muun äänilähteen stereoäänistä lähettämällä äänen suoraan käyttäjän kuulokojeeseen. TV-sovitin 3.0 tukee valikoimaa yhteyksiä, kuten Digital Stereo ja Dolby Digital® TOSLINK-liittimen kautta.

## Sisältää:

- Käyttöohje
- Virtalähde
- TV-sovitin - musta
- TOSLINK -optinen johto 2,0 metriä
- RCA-RCA-stereokaapeli
- 3,5 mm:n miniliitin RCA-sovittimeen



## Tekniset tiedot

Malli	TVA3
FCC ID IC	ZACAHTVA3 11936A-TVA3
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: +5°C - 40°C Kosteus: 15-93 %, ei-tiivistyvä Ilmanpaine: 700 hPa -1060 hPa
Varastointi- ja kuljetusolosuhteet	Lämpötilan ja kosteuden raja-arvoja on noudatettava pidempiaikaisten kuljetusten ja varastoinnin aikana. Lämpötila: -25 °C - +70 °C Kosteus: 15-93 %, ei-tiivistyvä
Mitat	124 x 80 x 21 mm; paino 107 g.
Järjestelmän ominaisuudet	Pariliitäntä: TV-sovitin muodostaa automaattisesti laiteparin kuulokojeiden kanssa pariliitäntätilassa. AutoStream: TV-sovitin suoratoistaa ääntä automaattisesti heti sopivan äänisignaalin havaitessaan. MultiConnect: TV-sovitin voidaan liittää lukemattomaan määrään kuulokojeita.
Yhteensopivuus	TV-sovitin toimii kaikkien Oticon-kuulokojeiden, joissa on 2.4 GHz:n radiotekniikkaa, kanssa.
Ottoäänien liittimet/muoto	Miniliitin 3,5 mm (V+O) (käyttämällä mukana tulevaa johtoa ja sovitinta) SCART (V+O) (SCART-liitin saatavissa Oticon -lisävarusteena, RCA-kaapeli toimitetaan tuotteen mukana) RCA (V+O) TOSLINK Digital Stereo (PCM)/Dolby Digital®
Äänentoisto	TOSLINK (puskuroitu TOSLINK-ottoäänien toisto)
Kantomatka	Enimmillään 15 metriä (suora näköyhteys TV-sovittimen ja kuulokojeiden välillä)
Ottoäänien (muoto)	Stereo analoginen ottoääni (RCA) Stereo/PCM (TOSLINK) Dolby digital® (TOSLINK)
Viive (televisiosovittimesta kuulokojeen kuulokkeeseen)	Analoginen: 25 ms Digitaalinen: 28 ms Dolby Digital®: 45 ms
Linjan herkkyys	6 dB Vrms (analoginen), impedanssi: 10 KΩ
Äänen kaistanleveys	10 KHz/stereo ottoäänistä kuulokojeeseen
Dynaaminen automaattinen säätö	AGC (analogiset ottoäänien) (noin 0 dB 5 s.)
Merkkivalot	Virran ja tilan LED-merkkivalo edessä
Värit	Musta
Taajuus	Lisenssivapaa 2,4 GHz (ISM-taajuusalue)
Säteily	Enintään 17 dBm EIRP Noudattaa kaikkia oleellisia standardeja.
Virrankulutus	Lepotilassa, ei äänen suoratoistoa: 0.8 W Suoratoistotilassa: 1.5 W



SBO Hearing A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Denmark/Tanska



Elektroniikkalajatejäte  
on käsiteltävä paikallisen  
lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

