

OTICON | More

Tekniset tiedot

miniRITE T

60 85 100 105



	More 1	More 2	More 3
Puheenerotus	MoreSound Intelligence™	Taso 1	Taso 2
	- Ympäristöasetukset	5 vaihtoehtoa	5 vaihtoehtoa
	- Virtuaalinen korvalehti	3 vaihtoehtoa	1 vaihtoehto
	- Tilan tasapainotus	100 %	60 %
	- Neuraalinen äänenvaimennus, haastava/helppo	10 dB / 4 dB	6 dB / 2 dB
	- Äänen tehostin	3 vaihtoehtoa	2 vaihtoehtoa
	MoreSound Amplifier™	•	•
	Kierronesto	MoreSound Optimizer™ ja Feedback shield	MoreSound Optimizer™ ja Feedback shield
	Spatial Sound™	4 estimaattoria	2 estimaattoria
	Soft Speech Booster	•	•
Äänenlaatu	Taajuussiirto	Speech Rescue™	Speech Rescue™
	Clear Dynamics	•	•
	Paremmen korvan priorisointi	•	•
	Sovitusalue*	10 kHz	8 kHz
	Basson tehostus (suoratoisto)	•	•
	Käsittelykanavat	64	48
Kuuntelumuukavuus	Äkillisen muutoksen hallinta	4 vaihtoehtoa	3 vaihtoehtoa
	Tuulimelun hallinta	•	•
Yksilöinti ja sovituksen optimointi	Sovituskaistat	24	20
	Useita suuntatoimintoja	•	•
	Sopeutumishallinta	•	•
	Sovitusmenetelmät	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL 5.0	VAC+, NAL-NL1/ NAL-NL2, DSL 5.0
Yhteys maailmaan	Stereosuoratoisto (2,4 GHz)	•	•
	Oticon ON -sovellus ja Oticon RemoteCare -sovellus	•	•
	ConnectClip	•	•
	EduMic	•	•
	Remote Control 3.0	•	•
	TV-sovitin 3.0	•	•
	Puhelinsovitin 2.0	-	-
	Tinnitus SoundSupport™	•	•
	CROS/BiCROS-tuki	•	•

*Taajuusalue käytettävissä sovituksen aikana tehtäviin säätöihin.

Käyttöolosuhteet

Lämpötila: +1...+40 °C (34...104 °F)
Kosteus: 5-93 %:n suhteellinen kosteus, tiivistymätön
Ilmakehän paine: 700-1060 hPa

Säilytys- ja kuljetusolosuhteet

Lämpötila ja kosteus eivät saa ylittää annettuja arvoja pitkiä aikoja kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

Kuljetus

Lämpötila: -25...+60 °C (-13...140 °F)
Kosteus: 5-93 %:n suhteellinen kosteus, tiivistymätön
Ilmakehän paine: 700-1060 hPa

Säilytys

Lämpötila: -25...+60 °C (-13...140 °F)
Kosteus: 5-93 %:n suhteellinen kosteus, tiivistymätön
Ilmakehän paine: 700-1060 hPa

Oticon More miniRITE T on helppokäyttöinen ja hienostunut kuulokoje. Se on varustettu LED-merkivalolla, induktiokelalla ja kaksoispainikkeella ja se suoratoistaa äänen iPhone® ja tietyistä Android-laitteista.

MoreSound Intelligence™ välittää eri äänet entistä tarkempina ja luonnollisempina, jolloin ne kuuluvat selkeämmin ja erottuvat paremmin.

MoreSound Amplifier™ analysoi äänen yksityiskohtia ja vahvistaa niitä optimaalisesti niin, että aivot saavat kaiken tarvitsemansa tiedon.

Oticon More pohjautuu innovatiiviseen Polaris™-alustaan, joka käsittelee saapuvat äänet syvän neuroverkoston avulla nopeasti ja optimaalisesti yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Kuulokojeeseen voidaan lisätä ja päivittää uusia ominaisuuksia langattomasti.







Apple, Apple-logo, iPhone, iPad ja iPod touch ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.



Lisätietoa yhteensopivuudesta on osoitteessa www.oticon.global/connectivity.

oticon
life-changing technology







Oticon More 1

		Korvasimulaattori Mitattu seuraavien mukaisesti: IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV ja IEC 60318-4:2010	2CC Coupler Mitattu seuraavien mukaisesti: ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 ja IEC 60318-5:2006
		  	  
OSPL90	Huippu 1600 Hz HFA-OSPL90	116 dB SPL 110 dB SPL 111 dB SPL	105 dB SPL 102 dB SPL 103 dB SPL
Suurin vahvistus*	Huippu 1600 Hz HFA-FOG	46 dB 37 dB 38 dB	36 dB 29 dB 30 dB
Viitevahvistus		30 dB	26 dB
Taajuusalue		100-9600 Hz	100-9400 Hz
Induktiokelan antotaso (1600 Hz)	1 mA/m kenttä	68 dB SPL	-
	10 mA/m kenttä	88 dB SPL	-
Harmoninen kokonaissärö (ottoääni 70 dB SPL)	SPLITS L/R	-	85/85 dB SPL
	500 Hz	<2 %	<2 %
	800 Hz	<3 %	<2 %
	1600 Hz	<2 %	<2 %
Ekvivalentti ottokohinataso	Omni	18 dB SPL	16 dB SPL
	Suunta	26 dB SPL	27 dB SPL
Pariston kulutus	Tyypillinen	2,3 mA	2,2 mA
	Lepovirta	2,2 mA	2,2 mA
Pariston kesto, keinotekoinen mittaus, tuntia		80	80
Odotettu pariston kesto, tuntia (paristokoko 312 - IEC PR41)		55-60	

* Mitattu kuulokojeen vahvistuksen ollessa suurin mahdollinen, josta vähennetty 20 dB, ja ottotason ollessa 70 dB. Tavoitteena on saada suurimman vahvistuksen vasteen mukainen vaste (esim. EC 60118-0:1983+A1:1994), mutta ilman kierron vaikutusta.

miniRITE T 60



Oticon More 2 ja 3

		Korvasimulaattori Mitattu seuraavien mukaisesti: IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV ja IEC 60318-4:2010	2CC Coupler Mitattu seuraavien mukaisesti: ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 ja IEC 60318-5:2006
		  	  
OSPL90	Huippu 1600 Hz HFA-OSPL90	116 dB SPL 110 dB SPL 111 dB SPL	105 dB SPL 102 dB SPL 103 dB SPL
Suurin vahvistus*	Huippu 1600 Hz HFA-FOG	46 dB 37 dB 38 dB	36 dB 29 dB 30 dB
Viitevahvistus		30 dB	26 dB
Taajuusalue		100-7500 Hz	100-7500 Hz
Induktiokelan antotaso (1600 Hz)	1 mA/m kenttä	68 dB SPL	-
	10 mA/m kenttä	88 dB SPL	-
Harmoninen kokonaissärö (ottoääni 70 dB SPL)	SPLITS L/R	-	85/85 dB SPL
	500 Hz	<2 %	<2 %
	800 Hz	<3 %	<2 %
	1600 Hz	<2 %	<2 %
Ekvivalentti ottokohinataso	Omni	18 dB SPL	16 dB SPL
	Suunta	26 dB SPL	27 dB SPL
Pariston kulutus	Tyypillinen	2,2 mA	2,2 mA
	Lepovirta	2,2 mA	2,2 mA
Pariston kesto, keinotekoinen mittaus, tuntia		80	80
Odotettu pariston kesto, tuntia (paristokoko 312 - IEC PR41)		55-60	

* Mitattu kuulokojeen vahvistuksen ollessa suurin mahdollinen, josta vähennetty 20 dB, ja ottotason ollessa 70 dB. Tavoitteena on saada suurimman vahvistuksen vasteen mukainen vaste (esim. EC 60118-0:1983+A1:1994), mutta ilman kierron vaikutusta.

Oticon More 1

miniRITE T 85

		Korvasimulaattori Mitattu seuraavien mukaisesti: IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV ja IEC 60318-4:2010	2CC Coupler Mitattu seuraavien mukaisesti: ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 ja IEC 60318-5:2006
 Tekniset tiedot Omni-suuntatoiminto käytössä, ellei muuta ole mainittu.			
OSPL90	Huippu	127 dB SPL	117 dB SPL
	1600 Hz	121 dB SPL	113 dB SPL
	HFA-OSPL90	122 dB SPL	114 dB SPL
Suurin vahvistus*	Huippu	66 dB	55 dB
	1600 Hz	53 dB	45 dB
	HFA-FOG	56 dB	48 dB
Viitevahvistus		46 dB	37 dB
Taajuusalue		100-9500 Hz	100-8900 Hz
Induktiokelan antotaso (1600 Hz)	1 mA/m kenttä	84 dB SPL	-
	10 mA/m kenttä	104 dB SPL	-
	SPLITS L/R	-	96/96 dB SPL
Harmoninen kokonaissärö (ottoääni 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 4 %	< 2 %
	1600 Hz	< 5 %	< 2 %
Ekvivalentti ottokohinataso	Omni	21 dB SPL	17 dB SPL
	Suunta	29 dB SPL	27 dB SPL
Pariston kulutus	Tyypillinen	2,4 mA	2,4 mA
	Lepovirta	2,2 mA	2,2 mA
Pariston kesto, keinotekoinen mittaus, tuntia		75	75
Odotettu pariston kesto, tuntia (paristokoko 312 - IEC PR41)		50-60	

* Mitattu kuulokojeen vahvistuksen ollessa suurin mahdollinen, josta vähennetty 20 dB, ja ottotason ollessa 70 dB. Tavoitteena on saada suurimman vahvistuksen vasteen mukainen vaste (esim. EC 60118-0:1983+A1:1994), mutta ilman kierron vaikutusta.








Oticon More 2 ja 3

miniRITE T 85

		Korvasimulaattori Mitattu seuraavien mukaisesti: IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV ja IEC 60318-4:2010	2CC Coupler Mitattu seuraavien mukaisesti: ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 ja IEC 60318-5:2006
 Tekniset tiedot Omni-suuntatoiminto käytössä, ellei muuta ole mainittu.			
OSPL90	Huippu	127 dB SPL	117 dB SPL
	1600 Hz	121 dB SPL	113 dB SPL
	HFA-OSPL90	122 dB SPL	114 dB SPL
Suurin vahvistus*	Huippu	66 dB	55 dB
	1600 Hz	53 dB	45 dB
	HFA-FOG	56 dB	48 dB
Viitevahvistus		46 dB	37 dB
Taajuusalue		100-7500 Hz	100-7500 Hz
Induktiokelan antotaso (1600 Hz)	1 mA/m kenttä	84 dB SPL	-
	10 mA/m kenttä	104 dB SPL	-
	SPLITS L/R	-	96/96 dB SPL
Harmoninen kokonaissärö (ottoääni 70 dB SPL)	500 Hz	< 2 %	< 2 %
	800 Hz	< 4 %	< 2 %
	1600 Hz	< 5 %	< 2 %
Ekvivalentti ottokohinataso	Omni	21 dB SPL	17 dB SPL
	Suunta	28 dB SPL	27 dB SPL
Pariston kulutus	Tyypillinen	2,3 mA	2,4 mA
	Lepovirta	2,2 mA	2,2 mA
Pariston kesto, keinotekoinen mittaus, tuntia		75	75
Odotettu pariston kesto, tuntia (paristokoko 312 - IEC PR41)		50-60	

* Mitattu kuulokojeen vahvistuksen ollessa suurin mahdollinen, josta vähennetty 20 dB, ja ottotason ollessa 70 dB. Tavoitteena on saada suurimman vahvistuksen vasteen mukainen vaste (esim. EC 60118-0:1983+A1:1994), mutta ilman kierron vaikutusta.








Oticon More 1

		Korvasimulaattori Mitattu seuraavien mukaisesti: IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV ja IEC 60318-4:2010	2CC Coupler Mitattu seuraavien mukaisesti: ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 ja IEC 60318-5:2006
  Power Flex -korvakappale, basso- ja powertippi		  	  
OSPL90	Huippu 1600 Hz HFA-OSPL90	132 dB SPL 130 dB SPL 127 dB SPL	123 dB SPL 122 dB SPL 119 dB SPL
Suurin vahvistus*	Huippu 1600 Hz HFA-FOG	66 dB 60 dB 61 dB	57 dB 53 dB 53 dB
Viitevahvistus		53 dB	42 dB
Taajuusalue		100-8900 Hz	100-7500 Hz
Induktiokelan antotaso (1600 Hz)	1 mA/m kenttä	91 dB SPL	-
	10 mA/m kenttä	111 dB SPL	-
Harmoninen kokonaissärö (ottoääni 70 dB SPL)	SPLITS L/R	-	101/101 dB SPL
	500 Hz	<9 %	<2 %
	800 Hz	<6 %	<2 %
	1600 Hz	<3 %	<2 %
Ekvivalentti ottokohinataso	Omni	17 dB SPL	16 dB SPL
	Suunta	25 dB SPL	28 dB SPL
Pariston kulutus	Tyypillinen	2,2 mA	2,4 mA
	Lepovirta	2,2 mA	2,2 mA
Pariston kesto, keinotekoinen mittaust, tuntia		80	75
Odotettu pariston kesto, tuntia (paristokoko 312 - IEC PR41)		50-60	

* Mitattu kuulokojeen vahvistuksen ollessa suurin mahdollinen, josta vähennetty 20 dB, ja ottotason ollessa 70 dB. Tavoitteena on saada suurimman vahvistuksen vasteen mukainen vaste (esim. EC 60118-0:1983+A1:1994), mutta ilman kierron vaikutusta.








miniRITE T 100

Oticon More 2 ja 3

		Korvasimulaattori Mitattu seuraavien mukaisesti: IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV ja IEC 60318-4:2010	2CC Coupler Mitattu seuraavien mukaisesti: ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 ja IEC 60318-5:2006
  Power Flex -korvakappale, basso- ja powertippi		  	  
OSPL90	Huippu 1600 Hz HFA-OSPL90	132 dB SPL 130 dB SPL 127 dB SPL	123 dB SPL 122 dB SPL 119 dB SPL
Suurin vahvistus*	Huippu 1600 Hz HFA-FOG	66 dB 60 dB 61 dB	57 dB 53 dB 53 dB
Viitevahvistus		53 dB	42 dB
Taajuusalue		100-7500 Hz	100-7500 Hz
Induktiokelan antotaso (1600 Hz)	1 mA/m kenttä	91 dB SPL	-
	10 mA/m kenttä	111 dB SPL	-
Harmoninen kokonaissärö (ottoääni 70 dB SPL)	SPLITS L/R	-	101/101 dB SPL
	500 Hz	<9 %	<2 %
	800 Hz	<6 %	<2 %
	1600 Hz	<3 %	<2 %
Ekvivalentti ottokohinataso	Omni	16 dB SPL	16 dB SPL
	Suunta	25 dB SPL	28 dB SPL
Pariston kulutus	Tyypillinen	2,2 mA	2,3 mA
	Lepovirta	2,2 mA	2,2 mA
Pariston kesto, keinotekoinen mittaust, tuntia		80	75
Odotettu pariston kesto, tuntia (paristokoko 312 - IEC PR41)		50-60	

* Mitattu kuulokojeen vahvistuksen ollessa suurin mahdollinen, josta vähennetty 20 dB, ja ottotason ollessa 70 dB. Tavoitteena on saada suurimman vahvistuksen vasteen mukainen vaste (esim. EC 60118-0:1983+A1:1994), mutta ilman kierron vaikutusta.









Oticon More 1

 105  Tekniset tiedot Omni-suuntatoiminto käytössä, ellei muuta ole mainittu. Varoitus kuulokojeen luovuttajalle Kuulokojeen suurin antotaso saattaa ylittää 132 dB SPL (IEC 711). Kuulokojetta valittaessa ja sovitettaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, koska on olemassa vaara vahingoittaa käyttäjän jäljellä oleva kuuloa. Akustinen ottotaso: 60 dB SPL Magneettinen ottotaso 31,6 mA/m		Korvasimulaattori Mitattu seuraavien mukaisesti: IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV ja IEC 60318-4:2010		2CC Coupler Mitattu seuraavien mukaisesti: ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 ja IEC 60318-5:2006			
		OSPL90  Suurin vahvistus  Taajuusvaste 		OSPL90  Suurin vahvistus  Taajuusvaste 			
OSPL90		Huippu		135 dB SPL		127 dB SPL	
1600 Hz		Huippu		133 dB SPL		126 dB SPL	
HFA-OSPL90		1600 Hz		131 dB SPL		123 dB SPL	
Suurin vahvistus*		HFA-FOG		72 dB		64 dB	
Viitevahvistus		Suurin vahvistus*		66 dB		59 dB	
Taajuusalue		Viitevahvistus		65 dB		58 dB	
1 mA/m kenttä		Taajuusalue		58 dB		47 dB	
10 mA/m kenttä		1 mA/m kenttä		100-9100 Hz		100-7900 Hz	
SPLITS L/R		10 mA/m kenttä		96 dB SPL		-	
500 Hz		SPLITS L/R		116 dB SPL		-	
Harmoninen kokonaissärö (ottoääni 70 dB SPL)		500 Hz		-		106/106 dB SPL	
800 Hz		Harmoninen kokonaissärö (ottoääni 70 dB SPL)		< 4 %		< 2 %	
1600 Hz		800 Hz		< 4 %		< 2 %	
Ekvivalentti ottokohinataso		1600 Hz		< 4 %		< 2 %	
Omni		Ekvivalentti ottokohinataso		15 dB SPL		16 dB SPL	
Suunta		Omni		24 dB SPL		27 dB SPL	
Tyypillinen		Suunta		2,3 mA		2,4 mA	
Lepovirta		Tyypillinen		2,2 mA		2,2 mA	
Pariston kesto, keino- tai luonnollinen mittaus, tunteja		Lepovirta		80		75	
Odotettu pariston kesto, tunteja (paristokokoo 312 - IEC PR41)		Pariston kesto, keino- tai luonnollinen mittaus, tunteja		50-60			

* Mitattu kuulokojen vahvistuksen ollessa suurin mahdollinen, josta vähennetty 20 dB, ja ottotason ollessa 70 dB. Tavoitteena on saada suurimman vahvistuksen vasteen mukainen vaste (esim. EC 60118-0:1983+A1:1994), mutta ilman kieron vaikutusta.

miniRITE T 105

Oticon More 2 ja 3

		Korvasimulaattori Mitattu seuraavien mukaisesti: IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995+AMD1:1998 CSV ja IEC 60318-4:2010		ZCC Coupler Mitattu seuraavien mukaisesti: ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 ja IEC 60318-5:2006	
		OSPL90 		OSPL90 	
Tekniset tiedot Omni-suuntatoiminto käytössä, ellei muuta ole mainittu.		Suurin vahvistus 		Suurin vahvistus 	
Varoitus kuulokojeen luovuttajalle Kuulokojeen suurin antotaso saattaa ylittää 132 dB SPL (IEC 711). Kuulokojetta valittaessa ja sovitettaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, koska on olemassa vaara vahingoittaa käyttäjän jäljellä oleva kuuloa.		Taajuusvaste 		Taajuusvaste 	
		Akustinen ottotaso: 60 dB SPL			
		Magneettinen ottotaso 31,6 mA/m			
OSPL90		Huippu		135 dB SPL	
		1600 Hz		133 dB SPL	
HFA-OSPL90		Huippu		127 dB SPL	
		1600 Hz		126 dB SPL	
Suurin vahvistus*		HFA-OSPL90		123 dB SPL	
		Huippu		64 dB	
		1600 Hz		59 dB	
Viitevahvistus		HFA-FOG		58 dB	
		58 dB		47 dB	
Taajuusalue		100-7500 Hz		100-7500 Hz	
1 mA/m kenttä		96 dB SPL		-	
Induktiokelan antotaso (1600 Hz)		10 mA/m kenttä		-	
SPLITS L/R		-		106/106 dB SPL	
500 Hz		< 4 %		< 2 %	
Harmoninen kokonaissärö (ottoääni 70 dB SPL)		800 Hz		< 2 %	
		1600 Hz		< 2 %	
Ekvivalentti ottokohinataso		Omni		15 dB SPL	
		Suunta		24 dB SPL	
Pariston kulutus		Tyypillinen		2,3 mA	
		Lepovirta		2,2 mA	
Pariston kesto, keinotekoinen mittauss, tuntia		80		75	
Odotettu pariston kesto, tuntia (paristokoko 312 - IEC PR41)		50-60			

* Mitattu kuulokojeen vahvistuksen ollessa suurin mahdollinen, josta vähennetty 20 dB, ja ottotason ollessa 70 dB. Tavoitteena on saada suurimman vahvistuksen vasteen mukainen vaste (esim. EC 60118-0:1983+A1:1994), mutta ilman kierron vaikutusta.

miniRITE T 105

Muistiinpanot

Muistiinpanot

Pääkonttori
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark/Tanska



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark/Tanska

232637FI / 2021.06.29 / v1