

Korvakäytäväkojeet

Tilauslomake

Tilaustiedot

Tilaus pvm:

Yritys/organisaatio:

Tilaaaja:

Puh:

Laskutusosoite:

Loppukäyttäjä

Sovitus pvm:

Nimi:

Syntymäaika:

Toimitusosoite (jos eri kuin laskutusosoite):

Velox-kuulokojeet

Opn 1 Opn 2 Opn 3 Siya 1 Siya 2

	IIC 75 dB	CIC 85 dB	ITC 90 dB	ITE 90 dB	ITE FS 100 dB
Valitse kojemalli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ympyröi puoli	O V	O V	O V	O V	O V
10-paristo	+ +	+ +	- -	- -	- -
13-paristo	- -	- -	- -	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
312-paristo	- -	- -	+ +	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Langattomuus (NFMI)	- -	+ +	+ +	+ +	+ +
Suuntatoiminto 360°/Open Sound Navigator	omni	omni	OSN	OSN	OSN
Ohjelmapainike/TSS*	- -	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Induktiokela	- -	- -	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.4 GHz	- -	- -	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	+ +
Voimakkuussäädin: painike	- -	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

+ = vakio-ominaisuus

- = ominaisuus ei saatavilla

= valinnainen ominaisuus

TSS* eli Tinnistus Sound Support on mahdollista ottaa käyttöön, jos valitset ohjelmapainikkeen.

Lisäominaisuudet	O	V
Vetosiima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vetolenkki	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kynsikolo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Venttikoko	_____ mm	_____ mm

Faceplaten värit	O	V
01 Beige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Light Brown	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Medium Brown	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Dark Brown	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Huom! IIC aina musta (05 Black)

Jos venttikokoa ei ilmoitettu, tilaus tehdään suurimmalla mahdollisella koolla. CIC-kojeiden ventti on aina 1,4 mm.

Lisätietoja ja erityistoiveet: